



CHARIOTS À MÉDICAMENTS CHARIOT SÉCURISÉ À RIDEAU - MM3 (LOGIST'ALLI)



Logistique Hospitalière - Dispensation



Sommaire

| | |
|--|---------|
| HAcare Médical, spécialiste des dispositifs médicaux depuis 1860 | 3 |
| Nos engagements | 4 |
| Choisir l'économie circulaire | 5 |
| Matériaux recyclables | 6 |
| Certifications | 7 |
| Chariots à médicaments Hôpital Dispensation | 8 |
| Nos exclusivités | |
| Soft Sound | 10 |
| Easy CLEAN | 11 |
| Easy Clip | 12 |
| No key concept | 13 |
| Nos points forts | |
| Un rideau amovible pour protéger et verrouiller (Rideau) | 15 |
| Plateau à rebord anti-chute pour une dispensation facilitée (Surface de travail) | 16 |
| Tablette extensible (Optimiser l'espace) | 17 |
| Optimiser la dispensation (Plateau configurable) | 18 |
| Les caractéristiques | |
| Mobilité | 20 |
| Sécurité | 21 |
| Configurable | 22 |
| Informatisation des structures | 23 |
| COMPOSANTS : Tiroirs | 24 - 25 |
| COMPOSANTS : Bac à lèvres | 26 - 27 |
| COMPOSANTS: Étagères | 28 - 29 |
| COMPOSANTS : Plateau bac journalier (BJMM/BJGM) | 30 - 31 |
| COMPOSANTS : Casette | 32 |
| Spécificités techniques | 33 |
| Options, Accessoires, Composants & Nuancier | 39 |
| Une maintenance préventive qui s'adapte à vous | 52 |
| Les avantages de la maintenance préventive | 53 |
| Nos prestations de maintenance préventive | 54 |





HAcare Médical, spécialiste des dispositifs médicaux depuis 1860

Chez HAcare, nous concevons, fabriquons et distribuons des dispositifs médicaux et des solutions de mobilier médical innovant et durable, pensées pour améliorer le quotidien des patients comme des professionnels de santé.



Les engagements éco-responsables du groupe HAcare

Le groupe HAcare s'engage pour une **orientation industrielle éco-responsable**

Dans sa stratégie de développement durable, le groupe HAcare a défini une liste de **6 engagements** qui guident ses **actions et décisions** depuis la création du groupe et pour les années à venir.

Des indicateurs ont été mis en place pour chaque engagement.

Nos 6 engagements



Une production Made in France



L'utilisation de ressources renouvelables



Intégration de l'économie circulaire dans tout nouveau développement produit



Des achats responsables (suivi qualité fournisseurs)



Des actions au quotidien pour le respect et la protection de l'environnement



Une lutte contre les TMS, et les nuisances sonores à travers nos produits

Choisir l'économie circulaire



Les produits finis HAcare sont recyclables au travers d'un circuit de récupération chez le client final, pour recyclage avec notre fournisseur partenaire. Le bois ne pouvant être recyclé à l'infini car ses fibres deviennent trop petites ou s'épuisent, les déchets de bois sont alors récupérés et transformés en énergie verte.



Les panneaux en fibre végétale utilisés dans la fabrication des produits du groupe HAcare sont 100% bois de réemploi. Chaque produit fini HAcare porte un indice révélant la part de fibre végétale contenue.



Le recyclage est la pratique consistant à récupérer les matériaux usagés du flux de déchets, puis à incorporer ces mêmes matériaux dans le processus de fabrication. Chaque produit fini HAcare porte un indice révélant la part de matière recyclée contenue.



Matériaux recyclables

Les produits finis HAcare sont recyclables à 95%. Par exemple, le lit médicalisé HAcare est entièrement recyclable sauf les roues et les moteurs. Chaque lit est démontable pour récupérer séparément chaque matériau : fibre végétale, métal, plastique.



Le bois de réemploi

Les panneaux en fibre végétale utilisés dans la fabrication des produits du groupe HAcare sont :

100% en bois de réemploi

Le réemploi est un des procédés respectueux de l'environnement. Il s'agit par exemple de restes d'entreprises de transformation du bois (par exemple, les restes de scieries, les chutes de production...). Mais aussi de sous-produits d'activités telles que la gestion forestière durable et l'entretien des talus.

100% bois certifié FSC

Recyclables avec un fournisseur partenaire qui, en exclusivité mondiale et depuis 2021, recycle les panneaux MDF et HDF. Pas de consommation d'eau, ni d'énergie verte **biomasse**.



Le métal

Toutes les composantes en métal sont **recyclables** et réutilisables, et ce, **à l'infini**. Une fois le métal trié, il est compressé, broyé, laminé et fondu. Il est ensuite remoulé sous forme de bobines, de barres ou de fils pour la réutilisation. Ce procédé peut se faire sans fin !

Le recyclage des métaux présente de **nombreux avantages**. Il préserve les ressources naturelles en réduisant les besoins en matériaux vierges, diminue la consommation d'énergie et les émissions de **gaz à effet de serre**.



Le plastique recyclé

Au sein des usines de recyclage, les déchets (re) deviennent une **matière secondaire** grâce à différents processus : broyage, micronisation, régénération des matières plastiques.

Le plastique recyclé sera alors revendu aux industriels de la **plasturgie** sous forme de **paillettes**, de poudre ou encore de **granulés**.



CHARIOTS À MÉDICAMENTS HÔPITAL

Dispensation

Chariot sécurisé à rideau - MM3 (LOGIST'ALLI)






NOS EXCLUSIVITÉS

Au cours des 40 dernières années, le niveau moyen de bruit dans les hôpitaux a augmenté de 15 décibels (dB), atteignant des niveaux d'environ 70 dB, bien au-dessus de la limite recommandée par l'OMS qui est de 35 dB pour un environnement de soins. Les produits HAcare sont conçus pour lutter contre les nuisances sonores. L'objectif est de réduire de 20dB avec l'ajout d'amortisseurs sur toutes les structures roulantes et brancardables.



Lutter contre les nuisances sonores

Support **anti-vibratoire**, **amortisseur** haute performance : pour des **déplacements** fluides, **silencieux** et confortables, même en passage de seuil ou sortie d'ascenseur. Les **nuisances sonores diminuent** significativement.




Dans un contexte hospitalier où l'hygiène est un impératif absolu, chaque minute consacrée au nettoyage compte. Le personnel soignant est confronté à la nécessité d'assurer une désinfection rigoureuse tout en maintenant un rythme de travail soutenu. La solution EasyClean® répond à cet enjeu en facilitant le nettoyage. Les protocoles d'hygiène sont respectés sans compromis, tout en allégeant la charge de travail du personnel. Résultat : moins d'effort, moins de temps perdu, et une sécurité renforcée pour le patient comme pour le soignant.

EasyClean®, c'est la garantie d'un environnement plus propre, plus sûr et plus ergonomique, au service de la qualité des soins et du confort au travail.



Faciliter le nettoyage

Désassemblage sans outil pour un nettoyage intégral rapide, évite toute rétention pour une **hygiène parfaite** et un vrai **gain de temps** pour le personnel soignant.



Dans un environnement de soins où chaque seconde compte et où l'espace est souvent limité, l'optimisation de la surface de soins devient un enjeu stratégique pour améliorer l'efficacité des équipes soignantes et la sécurité des patients.


Le concept EasyClip® a été conçu pour répondre à ces contraintes avec une approche à la fois ergonomique, intuitive et modulable.



Optimiser la surface de soins

La **fixation des accessoires** se fait en un geste, **sans aucun outil**, offrant un gain de temps immédiat.

Les **accessoires**, entièrement **modulables**, s'adaptent à chaque besoin et à chaque situation de soin, pour un **travail plus fluide** et **efficace** au quotidien.



Le verrouillage des chariots de soins est essentiel pour garantir la sécurité des produits de santé et la traçabilité des actes. Qu'il soit à clé, électronique ou par scellé, il protège le contenu contre tout accès non autorisé et limite les risques d'erreur ou de vol. Adapté aux exigences hospitalières, ce système de sécurité assure un accès rapide et contrôlé aux soignants autorisés, renforçant la conformité, la confidentialité et la sérénité dans les services de soins.



Sécuriser le stockage

Serrures électroniques à **digicode**, **RFID** ou par **simple clé** pour une **sécurité adaptée** à chaque usage. Le **RFID** offre un **accès rapide et sécurisé**, limitant l'accès aux **personnels autorisés**. Traçabilité, fiabilité et praticité au quotidien.





NOS POINTS FORTS




Le chariot de dispensation est équipé d'un **rideau amovible** constitué d'ondulations marquées qui **coulisse** très facilement dans une glissière très large avec possibilité de **préhension à tous les niveaux** ce qui contribue à lutter contre les TMS.


Le **rideau protège** le contenu du chariot des **regards** indiscrets (confidentialité lors de la dispensation), de la **lumière** et des **UV**, préservant ainsi la **qualité** et la **confidentialité** de la dispensation.

Grâce au système de **verrouillage centralisé**, l'ouverture et la fermeture se font **en un seul geste**, simplifiant le travail du personnel tout en renforçant la **sécurité**.

Plateau à rebord anti-chute pour une dispensation facilitée (Surface de travail)



Le **plateau** du mobilier médical est conçu avec un **rebord sur trois côtés** pour garantir une **sécurité optimale** lors de la préparation de la dispensation. Ce design **prévient les chutes d'instruments** ou **de produits**, même en cas de déplacement. Pratique et ergonomique, il permet au personnel soignant de travailler en toute confiance, avec un **espace de travail stable**, sécurisé et **facile à entretenir**. Une conception pensée pour allier sécurité, confort d'utilisation et efficacité au quotidien.



La **tablette coulissante** offre une **extension** pratique de la **surface de travail**, idéale pour optimiser l'espace lors des soins. Associée à des accessoires périphériques, elle permet de **sécuriser** les **flacons** et le **matériel** tout en gardant le plateau principal dégagé. Le premier tiroir, dédié au clavier et à la souris, libère encore davantage l'espace de préparation. Un emplacement STPO complète l'ensemble pour une organisation ergonomique, fluide et parfaitement adaptée aux environnements médicaux exigeants.

Optimiser la dispensation (Plateau configurable)



Le mobilier médical à **rideau** HACARE s'adapte à chaque usage grâce à un **large choix** de **composants modulables**. Il optimise la dispensation avec le concept P60 et P80, en offrant une **grande capacité** de rangement.

Selon votre organisation, les mobiliers à rideau privilégie soit la **capacité des composants**, soit la **quantité de composants**.

La possibilité de choix du sommier offre un **large choix** de **composants** qui permettent une organisation claire, optimisée et efficace.

Il assure un **espace de travail pratique**, évolutif et **performant** au quotidien, répondant aux besoins des équipes soignantes.



LES CARACTÉRISTIQUES



EasyMOV

Conçu pour allier confort d'utilisation et performance, notre mobilier médical offre une **maniabilité optimale** grâce à son système d'**amortisseur intégré**. Cette technologie **absorbe les vibrations** et irrégularités du sol, garantissant un **déplacement** fluide, **sécurisé** et **sans effort**, même en environnement hospitalier exigeant.

La **poignée d'aide à la poussée** facilite la **prise en main**.

Chaque mouvement est facilité, réduisant la fatigue et préservant la santé des utilisateurs au quotidien.


Pensé pour **limiter les troubles musculo-squelettiques (TMS)**, il permet aux soignants de travailler dans de meilleures conditions ergonomiques, tout en assurant la sécurité et la stabilité du matériel transporté.



Choix de roulettes

Le mobilier médical s'adapte à chaque environnement grâce au **choix de roulettes** de 75 mm ou 125 mm, permettant l'**optimisation** entre ajustement de la **hauteur de surface** de travail et le **confort de déplacement**.

Les **deux freins avant**, facilement accessibles au pied, assurent une **stabilité parfaite** lors des soins ou des préparations, renforçant la **sécurité** du mobilier et la confiance des soignants dans leurs gestes.




Poignées d'aide à la poussée

Conçu pour allier confort d'utilisation et performance, notre mobilier médical offre une **maniabilité optimale** et une **bonne prise en main** grâce à sa **poignée d'aide à la poussée**.

Son système d'amortisseur intégré facilite les déplacements.

Chaque **mouvement** est **fluide**, réduisant la fatigue et préservant la santé des utilisateurs au quotidien.


Pensé pour **limiter les troubles musculo-squelettiques (TMS)**, il permet aux soignants de travailler dans de meilleures conditions ergonomiques, tout en assurant la sécurité et la stabilité du matériel transporté.



Verrouillage par digicode

La **serrure à digicode** offre une **sécurité optimale** et une **gestion simplifiée des accès** au mobilier médical. Contrairement aux clés, Le code garantit un verrouillage fiable et rapide, limitant les risques de perte ou de duplication.

Elle permet un **contrôle précis de l'accès** aux médicaments et dispositifs médicaux, tout en améliorant la **traçabilité** et la **confidentialité**. Idéale pour les environnements hospitaliers exigeants, elle allie praticité, sécurité et conformité aux protocoles de soins.



Verrouillage RFID

Le **verrouillage RFID** assure une sécurité optimale et un **accès maîtrisé** au mobilier médical. Grâce à un **badge** ou une **carte nominative**, chaque ouverture est simple, rapide et **traçable**. Elle renforce la **confidentialité**, limite les accès non autorisés et s'adapte parfaitement aux environnements hospitaliers exigeants, où la fluidité et la fiabilité des gestes sont essentielles. Un système moderne, sûr et ergonomique, pour une **gestion simplifiée** et un **contrôle optimal** du matériel médical.



Verrouillage à clé


Le **verrouillage à clé** sur le mobilier médical garantit une **sécurité** fiable et accessible pour le stockage des médicaments et équipements sensibles. **Simple à utiliser**, il limite les accès non autorisés tout en offrant une **solution robuste** et **éprouvée**. Idéal pour les environnements hospitaliers exigeants, il assure la **protection du contenu**, renforce la **confidentialité** et contribue à la conformité aux **protocoles de sécurité**. Une solution pratique et efficace pour sécuriser le matériel au quotidien et faciliter le travail des équipes soignantes.



Une modularité selon le type de dispensation


Le mobilier médical propose une **grande modularité** pour un rangement optimisé : **plateaux BJMM et BJGM** pour la dispensation, **grand tiroir** pour le "si besoin" et stocker le petit matériel.

La **tablette coulissante** plutôt dédiée aux actes administratifs augmente la surface de travail et libère l'espace dédié à la dispensation. Un espace dédié aux **supports informatiques** optimise et facilite le suivi patient.



Choisir les composants pour un mobilier médical sur mesure

Configurez votre mobilier médical selon vos **besoins** grâce à un large choix de **composants modulaires**. Créez une **solution sur mesure**, parfaitement adaptée à vos usages quotidiens. Chaque élément est pensé pour **optimiser** votre organisation, votre **confort** de travail et l'**efficacité** des soins, tout en garantissant une ergonomie optimale. Une personnalisation complète pour un **mobilier évolutif, durable** et en parfaite adéquation avec les exigences de votre service.



Choisir les configurations "type"

Grâce à **notre expertise** en mobilier médical, nous concevons pour vous des **configurations "type"** pensées pour chaque usage. Sélection rigoureuse de **composants** et **d'accessoires**, agencement optimisé, ergonomie et confort d'utilisation : tout est étudié pour répondre aux besoins spécifiques de chaque service. **Notre équipe vous accompagne** pour définir la configuration la plus adaptée à vos pratiques, en alliant fonctionnalité, durabilité et efficacité au quotidien.



Choisir les couleurs du mobilier médical

Personnalisez votre environnement hospitalier en choisissant parmi une large **gamme de coloris**. Idéal pour **différencier** les **espaces par service** ou par usage et **faciliter l'orientation** du personnel soignant et des patients.



Confort et fiabilité pour le suivi patient connecté

Le **bras informatique** avec platine métal **verrouillable** est conçu pour offrir une utilisation fluide, stable et **sécurisée** lors du **suivi patient**. **Robuste** et ergonomique, il maintient l'équipement en **position idéale** tout en **protégeant le matériel** contre les manipulations non autorisées. Sa **platine verrouillable** assure une fixation **fiable** et un usage en toute **sécurité** dans les environnements de soins exigeants.



Caisson CTSP0

Le **caisson informatique sécurisé** HACARE se transforme en **tablette coulissante** intégrant clavier et souris, idéal pour **accueillir un PC portable**. Il permet un accès rapide et sécurisé aux outils numériques essentiels au suivi des soins. Pensé pour **intégrer** les dispositifs de **suivi patient** dans le quotidien des équipes soignantes, il combine sécurité, ergonomie et praticité, offrant un **espace de travail** optimisé, fluide et organisé, pour un soin plus **efficace** et une gestion **simplifiée** des informations médicales.



Portique informatique

Le **bras avec portique** pour ordinateur HACARE, jumelé à un **tiroir coulissant** équipé de clavier et souris, offre une solution complète pour le suivi des soins. Complété par un **emplacement CTSP0**, ce système permet une intégration ergonomique des **outils informatiques** directement au poste de travail. Il garantit un **accès rapide et sécurisé** aux **données patient**, optimise l'espace et fluidifie les gestes quotidiens des équipes soignantes, alliant confort, organisation et efficacité dans tous les environnements de soins.




Les **tiroirs jointifs protègent** le contenu des tiroirs **des regards** indiscrets, de la **lumière** et des **UV** , préservant ainsi la qualité et la **confidentialité** des produits stockés.

Grâce au système de **verrouillage centralisé** , l'ouverture et la fermeture se font en **un seul geste** , simplifiant le travail du personnel tout en renforçant la sécurité.


Les **tiroirs amovibles** peuvent être **nettoyés en autoclave** , les **angles rayonnés** facilitent le nettoyage.

Une solution pratique et fiable pour conjuguer protection, efficacité et sérénité au quotidien.



Les tiroirs ergonomiques


Le mobilier médical s'**adapte** à chaque organisation de soins grâce à ses **configurations personnalisables**. Choisissez parmi 3 hauteurs de tiroirs et **composez librement** l'aménagement intérieur selon vos besoins.



Les bacs de séparation


Le mobilier médical s'**adapte** à **chaque organisation** de soins grâce à ses **configurations personnalisables**. Choisissez parmi 3 hauteurs de tiroirs et composez librement l'**aménagement intérieur** selon vos besoins avec les **bacs de séparation**.

Une conception **flexible** et **évolutive** qui permet d'**optimiser l'espace**, d'améliorer l'ergonomie et de rendre chaque poste de soin plus fonctionnel au quotidien.




Les séparateurs

Composez librement l'**aménagement intérieur** selon vos besoins grâce aux bacs de séparations et aux **séparateurs, peignes de séparation**, boîtes de subdivision qui isolent chaque élément de soin pour une **plus grande sécurité**. Une **conception flexible** et **évolutive** qui permet d'**optimiser l'espace**, d'améliorer l'ergonomie et de rendre chaque poste de soin plus fonctionnel au quotidien.




Les porte-étiquettes et étiquettes

Les porte-étiquettes sur les tiroirs du mobilier médical facilitent l'**identification rapide** et précise du contenu, **réduisant les erreurs** et optimisant l'**organisation des soins**. Ils permettent un **repérage clair** des médicaments, dispositifs médicaux ou fournitures, améliorant ainsi la **productivité** et la **fluidité du travail** des équipes. Adaptables et **modulables**, ils contribuent à un environnement de soins structuré et **sécurisé**, tout en **simplifiant** la **gestion quotidienne** du matériel et en renforçant l'efficacité et la sécurité des interventions.




Les bacs à lèvres **pleins ou ajourés, transparents**, offrent une **solution de stockage** sécurisée et hygiénique pour le mobilier médical. Leur conception fermée limite les risques de contamination des liquides tout en permettant de **visualiser** rapidement le contenu. **Facile à nettoyer**, il assure durabilité et praticité au quotidien. Adaptable à **toutes** les structures, il optimise l'organisation des instruments et consommables, tout en facilitant le travail des équipes soignantes. Léger et robuste, il combine sécurité, ergonomie et efficacité. Disponible en **3 hauteurs** pour optimiser le stockage.



Bac à lèvres plein et ajouré

Le bac à lèvres, mode de rangement universel et normé, est doté d'une **gorge arrière** pour **suspension**, et crée ainsi une **zone isolée** limitant la contamination des liquides. **Transparent** pour un **repérage rapide** du contenu, il peut être ajouré pour plus de légèreté. Il s'adapte à **toutes** les **structures** et se **nettoie facilement**, offrant une solution pratique, hygiénique et fonctionnelle pour l'organisation et la sécurité des soins. Disponible en **3 hauteurs** pour optimiser le stockage.




Peignes pour Bac à lèvres

Composez librement l'**aménagement intérieur** du bac à lèvres selon vos besoins grâce aux **peignes de séparation** qui isolent chaque élément de soin pour une plus grande sécurité.



Une **conception flexible** et évolutive qui permet d'optimiser l'espace.

Plusieurs modèles pour créer votre propre organisation.




Les porte-étiquettes et étiquettes

Les porte-étiquettes sur les tiroirs du mobilier médical facilitent l'**identification rapide** et précise du contenu, **réduisant les erreurs** et optimisant l'**organisation des soins**. Ils permettent un **repérage clair** des médicaments, dispositifs médicaux ou fournitures, améliorant ainsi la **productivité** et la **fluidité du travail** des équipes. Adaptables et **modulables**, ils contribuent à un environnement de soins structuré et **sécurisé**, tout en **simplifiant** la **gestion quotidienne** du matériel et en renforçant l'efficacité et la sécurité des interventions.




L'**étagère** modulable offre un **espace** de **rangement** pratique et accessible pour le mobilier médical. Conçue pour **optimiser l'organisation** des instruments et consommables, elle facilite le travail quotidien des équipes soignantes. Robuste et stable, elle supporte divers équipements tout en restant **facile à nettoyer**, garantissant hygiène et durabilité. **Adaptable** à différentes configurations, elle permet de **structurer** efficacement l'espace de soins, offrant un **accès rapide** au matériel essentiel et contribuant à un environnement de travail fluide, sécurisé et ergonomique.



Les bacs de séparation


Le mobilier médical s'adapte à **chaque organisation** de soins grâce à ses **configurations personnalisables**. Choisissez parmi 3 hauteurs de tiroirs et composez librement l'**aménagement intérieur** selon vos besoins avec les **bacs de séparation**.

Une conception **flexible** et **évolutive** qui permet d'**optimiser l'espace**, d'améliorer l'ergonomie et de rendre chaque poste de soin plus fonctionnel au quotidien.



Les séparateurs


Composez librement l'**aménagement intérieur** selon vos besoins grâce aux bacs de séparation et aux **séparateurs**, **peignes de séparation**, boîtes de subdivision qui isolent chaque élément de soin pour une **plus grande sécurité**. Une **conception flexible** et **évolutive** qui permet d'**optimiser l'espace**, d'améliorer l'ergonomie et de rendre chaque poste de soin plus fonctionnel au quotidien.



Les porte-étiquettes et étiquettes

Les porte-étiquettes sur les tiroirs du mobilier médical facilitent l'**identification rapide** et précise du contenu, **réduisant les erreurs** et optimisant l'**organisation des soins**. Ils permettent un **repérage clair** des médicaments, dispositifs médicaux ou fournitures, améliorant ainsi la **productivité** et la **fluidité du travail** des équipes. Adaptables et **modulables**, ils contribuent à un environnement de soins structuré et **sécurisé**, tout en **simplifiant** la **gestion quotidienne** du matériel et en renforçant l'efficacité et la sécurité des interventions.

COMPOSANTS : Plateau bac journalier (BJMM/BJGM)



Les plateaux **7 piluliers BJMM** ou **BJGM** permettent une **dispensation nominative** claire et organisée pour chaque patient. Fonctionnels et modulables, ils peuvent être **complétés** par un ou plusieurs **tiroirs** destinés au traitement « **si besoin** » ou au **rangement** du petit **matériel** médical (tensiomètre, gants, consommables...). Une solution pratique pour optimiser la préparation et la distribution des traitements au quotidien.



Les porte-étiquettes et étiquettes

Les porte-étiquettes sur les tiroirs du mobilier médical facilitent l'**identification rapide** et précise du contenu, **réduisant les erreurs** et optimisant l'**organisation des soins**. Ils permettent un **repérage clair** des médicaments, dispositifs médicaux ou fournitures, améliorant ainsi la **productivité** et la **fluidité du travail** des équipes. Adaptables et **modulables**, ils contribuent à un environnement de soins structuré et **sécurisé**, tout en **simplifiant** la **gestion quotidienne** du matériel et en renforçant l'efficacité et la sécurité des interventions.



COMPOSANTS : Casette

La cassette sécurisée offre un **espace de stockage** fixe et **inviolable**, idéal pour les produits sensibles. Son système de **verrouillage**, possible à n'importe quelle hauteur, garantit une protection renforcée et un **accès contrôlé** en toutes circonstances. Conçue pour accueillir des contenus dangereux ou toxiques, elle renforce la **sécurité** du personnel et des patients tout en assurant une organisation fiable et conforme aux exigences hospitalières.

POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Poids structure nue | 34,3 kg |
| Poids Total Pack | 56 kg |
| Pourcentage végétal (sur poids total) | 60% |
| Pourcentage matière recyclée | 25% |

DIMENSIONS

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Largeur | 78,2 cm |
| Profondeur | 58,6 cm |
| Hauteur plateau | 109,2 cm |
| Façade | F600 |
| Hauteur | 112,2 cm |
| Epaisseur | Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm |

TYPE

| | |
|------------------|--|
| Type de freinage | Freinage Individuel sur les roulettes avants |
|------------------|--|

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---------------------|--|
| Structure Plateau | ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés |
| Caisson | Fibres végétales |
| Façade | Rideau en PP blanc |
| Poignées | PA6 chargé fibres de verre |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |
| Matière | Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre |
| Sommier / Glissière | ABS noir |

PIÈTEMENT

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Type de piètement | Roulettes pivotante simple galet |
| Diamètre roues | 125 mm |

TYPE DE FIXATION

| | |
|---------------------|------------------------|
| Sommier / Glissière | Sans outils par volant |
|---------------------|------------------------|

CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|----------------------------|--------|
| Charge maximale admissible | 100 kg |
|----------------------------|--------|

COLORIS

| | |
|---------|-------------------------|
| Caisson | Au choix dans sélection |
|---------|-------------------------|

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|---|-------------------------------------|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 9G |
| Type de sommier | Mixte en standard et BJMM en option |
| Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm | 9 |
| Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm | 8 |
| Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 9 |
| Sommier BJMM : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm | 11 |
| Sommier BJMM : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 12 |

CLASSEMENT FEU

| | |
|------------------|--------|
| Plastique | M2 |
| Plastique ABS | M2 |
| Fibres végétales | D-s2d0 |

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

| | |
|---|-------|
| Niveau de bruit généré par le produit en fonction | 42 db |
|---|-------|

COMPOSITION

- 3 étagères (18 bacs tiroirs 075 1/6 - 54 séparateurs mobiles)
- 2 tiroirs hauteur 155 (8 bacs de séparation 1/4 - 8 séparateurs mobiles)
- Poubelle 13L tri sélectif
- Support boîte à aiguilles
- 18 supports étiquettes 1/6



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Rideau
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Plateau configurable

POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Poids structure nue | 34,3 kg |
| Poids Total Pack | 48,4 kg |
| Pourcentage végétal (sur poids total) | 60% |
| Pourcentage matière recyclée | 25% |

DIMENSIONS

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Largeur | 78,2 cm |
| Profondeur | 58,6 cm |
| Hauteur plateau | 109,2 cm |
| Façade | F600 |
| Hauteur | 112,2 cm |
| Epaisseur | Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm |

TYPE

| | |
|------------------|--|
| Type de freinage | Freinage Individuel sur les roulettes avants |
|------------------|--|

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---------------------|--|
| Structure Plateau | ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés |
| Caisson | Fibres végétales |
| Façade | Rideau en PP blanc |
| Poignées | PA6 chargé fibres de verre |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |
| Matière | Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre |
| Sommier / Glissière | ABS noir |

PIÈTEMENT

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Type de piétement | Roulettes pivotante simple galet |
| Diamètre roues | 125 mm |

TYPE DE FIXATION

| | |
|---------------------|------------------------|
| Sommier / Glissière | Sans outils par volant |
|---------------------|------------------------|

CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|----------------------------|--------|
| Charge maximale admissible | 100 kg |
|----------------------------|--------|

COLORIS

| | |
|---------|-------------------------|
| Caisson | Au choix dans sélection |
|---------|-------------------------|

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|---|-------------------------------------|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 9G |
| Type de sommier | Mixte en standard et BJMM en option |
| Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm | 9 |
| Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm | 8 |
| Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 9 |
| Sommier BJMM : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm | 11 |
| Sommier BJMM : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 12 |

CLASSEMENT FEU

| | |
|------------------|--------|
| Plastique | M2 |
| Plastique ABS | M2 |
| Fibres végétales | D-s2d0 |

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

| | |
|---|-------|
| Niveau de bruit généré par le produit en fonction | 42 db |
|---|-------|

COMPOSITION

- 2 tiroirs hauteur 075
- 2 tiroirs hauteur 155
- 1 tiroir hauteur 235
- Poubelle 13L tri sélectif
- Support boîte à aiguilles



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Rideau
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Plateau configurable

POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Poids structure nue | 34,3 kg |
| Poids Total Pack | 61,7 kg |
| Pourcentage végétal (sur poids total) | 60% |
| Pourcentage matière recyclée | 25% |

DIMENSIONS

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Largeur | 78,2 cm |
| Profondeur | 58,6 cm |
| Hauteur plateau | 125,2 cm |
| Façade | F600 |
| Hauteur | 128,2 cm |
| Epaisseur | Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm |

TYPE

| | |
|------------------|--|
| Type de freinage | Freinage Individuel sur les roulettes avants |
|------------------|--|

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---------------------|--|
| Structure Plateau | ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés |
| Caisson | Fibres végétales |
| Façade | Rideau en PP blanc |
| Poignées | PA6 chargé fibres de verre |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |
| Matière | Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre |
| Sommier / Glissière | ABS noir |

PIÈTEMENT

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Type de piétement | Roulettes pivotante simple galet |
| Diamètre roues | 125 mm |

TYPE DE FIXATION

| | |
|---------------------|------------------------|
| Sommier / Glissière | Sans outils par volant |
|---------------------|------------------------|

CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|----------------------------|--------|
| Charge maximale admissible | 100 kg |
|----------------------------|--------|

COLORIS

| | |
|---------|-------------------------|
| Caisson | Au choix dans sélection |
|---------|-------------------------|

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|---|-------------------------------------|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 9G |
| Type de sommier | Mixte en standard et BJMM en option |
| Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm | 9 |
| Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm | 8 |
| Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 9 |
| Sommier BJMM : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm | 11 |
| Sommier BJMM : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 12 |

CLASSEMENT FEU

| | |
|------------------|--------|
| Plastique | M2 |
| Plastique ABS | M2 |
| Fibres végétales | D-s2d0 |

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

| | |
|---|-------|
| Niveau de bruit généré par le produit en fonction | 42 db |
|---|-------|

COMPOSITION

- 1 tiroir 75
- 1 tiroir 155
- 1 tiroir 235
- 3 plateaux de 7 piluliers poubelle 13L



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Rideau
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Plateau configurable

POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Poids structure nue | 34,3 kg |
| Pourcentage végétal (sur poids total) | 60% |
| Pourcentage matière recyclée | 25% |

DIMENSIONS

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Largeur | 78,2 cm |
| Profondeur | 58,6 cm |
| Hauteur plateau | 109,2 cm |
| Façade | F600 |
| Hauteur | 109,9 cm |
| Epaisseur | Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm |

TYPE

| | |
|------------------|--|
| Type de freinage | Freinage Individuel sur les roulettes avants |
|------------------|--|

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---------------------|--|
| Structure Plateau | ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés |
| Caisson | Fibres végétales |
| Façade | Rideau en PP blanc |
| Poignées | PA6 chargé fibres de verre |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |
| Matière | Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre |
| Sommier / Glissière | ABS noir |

PIÈTEMENT

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Type de piètement | Roulettes pivotante simple galet |
| Diamètre roues | 125 mm |

TYPE DE FIXATION

| | |
|---------------------|------------------------|
| Sommier / Glissière | Sans outils par volant |
|---------------------|------------------------|

CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|----------------------------|--------|
| Charge maximale admissible | 100 kg |
|----------------------------|--------|

COLORIS

| | |
|---------|-------------------------|
| Caisson | Au choix dans sélection |
|---------|-------------------------|

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|---|-------------------------------------|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 9G |
| Type de sommier | Mixte en standard et BJMM en option |
| Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm | 9 |
| Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm | 8 |
| Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 9 |
| Sommier BJMM : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm | 11 |
| Sommier BJMM : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 12 |

CLASSEMENT FEU

| | |
|------------------|--------|
| Plastique | M2 |
| Plastique ABS | M2 |
| Fibres végétales | D-s2d0 |

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

| | |
|---|-------|
| Niveau de bruit généré par le produit en fonction | 42 db |
|---|-------|

9G



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Rideau
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Plateau configurable

POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Poids structure nue | 34,3 kg |
| Poids Total Pack | 34,8 kg |
| Pourcentage végétal (sur poids total) | 60% |
| Pourcentage matière recyclée | 25% |

DIMENSIONS

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Largeur | 78,2 cm |
| Profondeur | 58,6 cm |
| Hauteur plateau | 109,2 cm |
| Façade | F600 |
| Hauteur | 109,9 cm |
| Epaisseur | Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm |

TYPE

| | |
|------------------|--|
| Type de freinage | Freinage Individuel sur les roulettes avants |
|------------------|--|

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---------------------|--|
| Structure Plateau | ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés |
| Caisson | Fibres végétales |
| Façade | Rideau en PP blanc |
| Poignées | PA6 chargé fibres de verre |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |
| Matière | Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre |
| Sommier / Glissière | ABS noir |

PIÈTEMENT

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Type de piétement | Roulettes pivotante simple galet |
| Diamètre roues | 125 mm |

TYPE DE FIXATION

| | |
|---------------------|------------------------|
| Sommier / Glissière | Sans outils par volant |
|---------------------|------------------------|

CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|----------------------------|--------|
| Charge maximale admissible | 100 kg |
|----------------------------|--------|

COLORIS

| | |
|---------|-------------------------|
| Caisson | Au choix dans sélection |
|---------|-------------------------|

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|---|-------------------------------------|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 9G |
| Type de sommier | Mixte en standard et BJMM en option |
| Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm | 9 |
| Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm | 8 |
| Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 9 |
| Sommier BJMM : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm | 11 |
| Sommier BJMM : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 12 |

CLASSEMENT FEU

| | |
|------------------|--------|
| Plastique | M2 |
| Plastique ABS | M2 |
| Fibres végétales | D-s2d0 |

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

| | |
|---|-------|
| Niveau de bruit généré par le produit en fonction | 42 db |
|---|-------|



9G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Rideau
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Plateau configurable

POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Poids structure nue | 35,5 kg |
| Pourcentage végétal (sur poids total) | 60% |
| Pourcentage matière recyclée | 25% |

DIMENSIONS

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Largeur | 78,2 cm |
| Profondeur | 58,6 cm |
| Hauteur plateau | 117,2 cm |
| Façade | F600 |
| Hauteur | 120,2 cm |
| Épaisseur | Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm |

TYPE

| | |
|------------------|--|
| Type de freinage | Freinage Individuel sur les roulettes avants |
|------------------|--|

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---------------------|--|
| Structure Plateau | ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés |
| Caisson | Fibres végétales |
| Façade | Rideau en PP blanc |
| Poignées | PA6 chargé fibres de verre |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |
| Matériau | Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre |
| Sommier / Glissière | ABS noir |

PIÈTEMENT

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Type de piètement | Roulettes pivotante simple galet |
| Diamètre roues | 125 mm |

TYPE DE FIXATION

| | |
|---------------------|------------------------|
| Sommier / Glissière | Sans outils par volant |
|---------------------|------------------------|

CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|----------------------------|--------|
| Charge maximale admissible | 100 kg |
|----------------------------|--------|

COLORIS

| | |
|---------|-------------------------|
| Caisson | Au choix dans sélection |
|---------|-------------------------|

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|---|-------------------------------------|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 10G |
| Type de sommier | Mixte en standard et BJMM en option |
| Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm | 10 |
| Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm | 9 |
| Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 10 |
| Sommier BJMM : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm | 12 |
| Sommier BJMM : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 13 |

CLASSEMENT FEU

| | |
|------------------|--------|
| Plastique | M2 |
| Plastique ABS | M2 |
| Fibres végétales | D-s2d0 |

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

| | |
|---|-------|
| Niveau de bruit généré par le produit en fonction | 42 db |
|---|-------|



10G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Rideau
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Plateau configurable



OPTIONS, ACCESSOIRES, COMPOSANTS & NUANCIER

Options

VERROUILLAGE SERRURES

VERROUILLAGE ELECTRONIQUE AVEC BADGE - POUR LOGISTALLI

OP-L3RFID



VERROUILLAGE SERRURES

VERROUILLAGE ELECTRONIQUE AVEC CODE - POUR LOGISTALLI

OP-L3CODE



VERROUILLAGE SERRURES

VERROUILLAGE MECANIQUE AVEC CLE - POUR LOGISTALLI

OP-L3CLE



VERROUILLAGE SERRURES

CLE PASS POUR SERRURE MECANIQUE - GAMME M3

OP-M3CLEPASS



VERROUILLAGE OPTIONS

KIT 10 BADGES RFID UTILISATEURS

OP-KIT-BADGES-RFID



VERROUILLAGE OPTIONS

KIT BATTERIE DE SECOURS POUR VERROUILLAGE ELECTRONIQUE

OP-KIT-BATTERIE



VERROUILLAGE OPTIONS

KIT PASSE USB POUR VERROUILLAGE A CODE ET RFID M3 - SANS CODE DE SECURITE

OP-KIT-PASSE-USB-RFID



VERROUILLAGE OPTIONS

KIT ADMINISTRATION POUR VERROUILLAGE ELECTRONIQUE

OP-KIT-ADMIN



VERROUILLAGE OPTIONS

KIT PASSE USB POUR VERROUILLAGE A CODE ET RFID M3 - AVEC CODE DE SECURITE

OP-KIT-PASSE-USB-CODE



OPTIONS ROUES

ROUE BLANCHE DIAMÈTRE 125 MM SIMPLE GALET ANTISTATIQUE

OP-ROUE125AS



OPTIONS ROUES

ROUE BLANCHE DIAMÈTRE 100 MM DOUBLE GALET

OP-ROUE100



OPTIONS ROUES

ROUE BLANCHE DIAMÈTRE 75 MM DOUBLE GALET

OP-ROUE075



ROUE MOTORISÉE

OPTION ROUE MOTORISÉE POUR MOBILIER MODULAIRE M3

OP-M3EZGO



ROUE MOTORISÉE

OPTION DÉBRAYAGE POUR ROUE MOTORISÉE SUR MOBILIER MODULAIRE M3

OP-M3DEB



ÉQUIPEMENT

CAISSON INFORMATIQUE (CTSPO) QUARTZ (SERRURE NON INCLUSE) - POUR LOGISTALLI

OP-L3CTSPO



AMÉNAGEMENT

OPTION SOMMIER BJMM POUR LOGISTALLI 9G

OP-L3-SOM-BJMM-9G



AMÉNAGEMENT

OPTION SOMMIER BJMM POUR LOGISTALLI 10G

OP-L3-SOM-BJMM-10G



INFORMATISATION

TABLETTE COULISSANTE POUR CLAVIER INFORMATIQUE POUR LOGISTALLI

OP-L3TABCLAVIER



EXTENSION PLAN DE TRAVAIL ...

TABLETTE COULISSANTE INTÉGRÉE AU PLATEAU - POUR LOGISTALLI

OP-L3TABL



IDENTIFICATION

STICKER IDENTIFICATION PERSONNALISABLE - EN OPTION

OP-ID



Accessoires

PORTE-CONTENANT

**CONTAINER DOSSIERS
SUSPENDUS NOIR
VOLCANIQUE EN
ALUMINIUM AVEC
POIGNÉES (COMP. V2)**

AC-M1809011A



PORTE-CONTENANT

**BRIDE AVEC CROCHET
(COMP. V1, V2 & M3)**

AC-M77892



PORTE-CONTENANT

**CONTAINER À SONDES
NOIR VOLCANIQUE 2 OU 4
COMPARTIMENTS DE
RANGEMENT (COMP. V2 ET
M3)**

AC-M21025SC



PORTE-CONTENANT

**SUPPORT BAC À PLÂTRE
SUR EASYCLIP (BAC TIROIR
1/2 HAUTEUR 155 NON
INCLUS) (COMP. V2 & M3)**

AC-SUPBACPLAT



PORTE-CONTENANT

**BRIDE PORTE BLOUSE
(COMP. V1, V2 & M3)**

AC-M77929



PORTE-CONTENANT

**ÉLÉMENT DE RANGEMENT
LATÉRAL FILAIRE 2 ÉTAGES
(SANS BAC) (COMP. V1, V2
& M3)**

AC-M21021SC



PORTE-CONTENANT

**ÉLÉMENT DE RANGEMENT
LATÉRAL FILAIRE XL POUR
BOÎTE À GANTS (COMP. V1,
V2 & M3)**

AC-BOGANXL



PORTE-CONTENANT

**PORTE-DOSSIERS NOIR
VOLCANIQUE**

AC-M21036SC



PORTE-CONTENANT

**PORTE SAC POUBELLE 2 x
13L DOUBLE FILAIRE
(COMP. V2 & M3)**

AC-M21066SI



PORTE-CONTENANT

**DOSSIERS SUSPENDUS
CARTON POUR
CONTENEUR À DOSSIERS -
QUANTITE 25**

AC-1014236



PORTE-CONTENANT

**ÉLÉMENT DE RANGEMENT
LATÉRAL FILAIRE POUR
BOÎTE À GANTS (COMP. V1,
V2 & M3)**

AC-BOGAN



PORTE-CONTENANT

**POUBELLE 13L TRI
SÉLECTIF (2X) (COMP. V1,
V2 & M3)**

AC-M77869



PORTE-CONTENANT

**ÉLÉMENT DE RANGEMENT
LATÉRAL FILAIRE 1 ÉTAGE
(BAC 155 1/4 INCLUS)**

AC-M21020SC155



PORTE-CONTENANT

**ÉLÉMENT DE RANGEMENT
LATÉRAL FILAIRE 1 ÉTAGE
(BAC 075 1/4 INCLUS)**

AC-M21020SC75



PORTE-CONTENANT

**PORTE FLACONS ARRIÈRE
FILAIRES (SANS BAC)
MODALLI LOGISTALLI
(COMP. V2 & M3)**


AC-M21037SC



PORTE-CONTENANT

**PORTE FLACONS FILAIRE
AVANT (SANS BAC)
MODALLI LOGISTALLI
(COMP. V2 & M3)**

AC-M21037SCAV



PORTE-CONTENANT

**ÉLÉMENT DE RANGEMENT
LATÉRAL FILAIRE 1 ÉTAGE
(SANS BAC) (COMP. V1, V2
& M3)**

AC-M21020SC



PORTE-CONTENANT

**SUPPORT POUR SOLUTION
HYDRO-ALCOOLIQUE -
POUR CHARIOT 9G**

AC-GEL16



PORTE-CONTENANT

**ENSEMBLE DE 6
CROCHETS POUR ÉTAGÈRE
HAUTE ET BASSE POUR
PORTIQUE NOIR
VOLCANIQUE (COMP.V2)**

AC-ETCRO



PORTE-CONTENANT

**PORTE SAC POUBELLE
FILAIRES (COMP. V2 & M3)**

AC-M21063SI



PORTE-CONTENANT

**POUBELLE 13L NOIRE
VOLCANIQUE (COMP. V1,
V2 & M3)**

AC-M21028SC



Accessoires

PORTE-CONTENANT

**SANGLE EN ÉLASTOMÈRE
TRANSLUCIDE (COMP. V2 &
M3)**


AC-M21027SA



PORTE-CONTENANT

**PINCE DE FIXATION POUR
POUBELLE 13L**

AC-PINCEPOUBELLE



PORTE-CONTENANT

**CONTAINER DOSSIERS
SUSPENDUS NOIR AVEC
POIGNÉES**

AC-M1809011A-M3



PORTE-CONTENANT

**SUPPORT POUR BOÎTE À
AIGUILLES NOIR
VOLCANIQUE (COMP. M3)**

AC-M21027NV-M3



EXTENSION PLAN DE TRAVAIL ...

**TABLETTE ÉCRITOIRE
RABBATABLE**

AC-TAB-ECRITOIRE



INFORMATISATION

**ACCESSOIRES POUR
SUSPENSION D'ÉCRAN SUR
PORTIQUE AVEC PLATINE
WESA 100/75 INCLINABLE
ET RÉGLABL ...**

AC-PLWER



INFORMATISATION

**ACCESSOIRES POUR
SUSPENSION D'ÉCRAN SUR
PORTIQUE AVEC PLATINE
WESA 100/75**

AC-PLWE



INFORMATISATION

**CÂBLE DE SÉCURISATION
NOIR VOLCANIQUE (COMP.
V1 & V2)**


AC-M77910



INFORMATISATION

**BLOC 6 PRISES BLANC
MONTÉ (COMP. V1,V2 & M3)**

AC-M21041MZ



INFORMATISATION

**BRAS INFORMATIQUE
(COMP. V2) AVEC SUPPORT
TABLETTE**

AC-M77897SZ-TABLETTE



INFORMATISATION

**BRAS INFORMATIQUE SEUL
SANS TABLETTE (COMP. V2)**

AC-M77897



INFORMATISATION

**PLATINE FIBRES
VEGETALES POUR BRAS
INFORMATIQUE (COMP.
M3)**

AC-M77941R-M3



ÉQUIPEMENT

**ATTELAGE POUR
CHARIOTS (LOT DE 2)**

AC-M21088MA



ÉQUIPEMENT

**BANDE ADHÉSIVE ALU
AIMANTÉE POUR RAIL
(COMP. V1 & V2)**

AC-M77942



ÉQUIPEMENT

**BANDE VELCRO BLEUE
LONGUEUR 5 M À COUPER**

CO-M77885



PORTE-CONTENANT

**RANGÉE DE 3 BOÎTES
BASCULANTES GRISE AVEC
PIÈCE DE FIXATION POUR
RAIL**

AC-BB3



PORTE-CONTENANT

**RANGÉE DE 4 BOÎTES
BASCULANTES GRISE AVEC
PIÈCE DE FIXATION POUR
RAIL**

AC-M77881



PORTE-CONTENANT

**RANGÉE DE 6 BOÎTES
BASCULANTES GRISE AVEC
PIÈCE DE FIXATION POUR
RAIL**

AC-M77883



PORTE-CONTENANT

**RANGÉE DE 5 BOÎTES
BASCULANTES GRISE AVEC
PIÈCE DE FIXATION POUR
RAIL**

AC-M77882



PORTE-CONTENANT

**ENSEMBLE 6 CROCHETS
COMPATIBLE PORTIQUE ET
RAIL EASYCLIP**

AC-SUP5C



PORTIQUE

**RAIL RÉGLABLE EN
HAUTEUR POUR PORTIQUE**

AC-RAIL-POR-REG



Accessoires

PORTIQUE

ÉTAGÈRE POUR PORTIQUE

AC-ETAGERE-PORT



PORTIQUE

PORTIQUE 2 RAILS

AC-PORT-2-RAILS



PORTIQUE

PORTIQUE 2 ETAGERES

AC-PORT-2-ETAG



PORTIQUE

PORTIQUE 1 RAIL ET 1 ETAGERE

AC-PORT-RAIL-ETAG



PORTIQUE

RAIL REGLABLE EN HAUTEUR POUR PORTIQUE

AC-RAIL-REG



PORTIQUE

PORTIQUE AVEC 2 RAILS REGLABLES EN HAUTEUR

AC-PORT-2-RAILSREG



PORTIQUE

PORTIQUE SUPPORT INFORMATIQUE

AC-M21031INF-M3



Composants

BAC À LÈVRES

**BAC À LÈVRES
TRANSPARENT - HAUTEUR
200 MM AJOURÉ**

CO-BAL200AT



BAC À LÈVRES

**BAC À LÈVRES
TRANSPARENT - HAUTEUR
50 MM PLEIN**

CO-BAL50PT



BAC À LÈVRES

**BAC À LÈVRES
TRANSPARENT - HAUTEUR
100 MM PLEIN**

CO-BAL100PT



BAC À LÈVRES

**BAC À LÈVRES
TRANSPARENT - HAUTEUR
100 MM AJOURÉ**

CO-BAL100AT



BAC À LÈVRES

**BUTÉE D'ARRÊT POUR BAL
BLANC**

CO-BA



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

**PEIGNE TRANSPARENT
BAL - HAUTEUR 200 MM
LONG AJOURÉ**

CO-PL200AT



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

**PEIGNE TRANSPARENT
BAL - HAUTEUR 200 MM
COURT AJOURÉ**

CO-PC200AT



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

**PEIGNE TRANSPARENT
BAL - HAUTEUR 100 MM
LONG AJOURÉ**

CO-PL100AT



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

**PEIGNE TRANSPARENT
BAL - HAUTEUR 100 MM
LONG PLEIN**

CO-PL100PT



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

**PEIGNE TRANSPARENT
BAL - HAUTEUR 100 MM
COURT AJOURÉ**

CO-PC100AT



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

**PEIGNE TRANSPARENT
BAL - HAUTEUR 100 MM
COURT PLEIN**


CO-PC100PT



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

**PEIGNE TRANSPARENT
BAL - HAUTEUR 050 MM
COURT PLEIN**

CO-PC50PT



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

**PEIGNE TRANSPARENT
BAL - HAUTEUR 050 MM
LONG PLEIN**

CO-PL50PT



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

**CLIPS POUR PEIGNE BAL
EN T BLANC**

CO-CTP



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE BAL
TRANSPARENT (LOT DE 50)**

CO-M24534VB



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE BAL
BLANC (LOT DE 10)
VERTICAL**


CO-M77816VB



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE ÉTIQUETTE
CAVALIER POUR BAL
(VENDU PAR LOT DE 10)**

CO-M77817



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE
BLANC VERTICAL (LOT DE
50)**

CO-M77937V



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE BLEU
VERTICAL (LOT DE 50)**


CO-M77938V



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE
BLANC HORIZONTAL (LOT
DE 50)**


CO-M77937









































PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE BLEU
HORIZONTAL (LOT DE 50)**

CO-M77938



| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|--|
| <p>TIROIR</p> <p>ÉQUIPEMENT DE TIROIR POUR DOSSIERS SUSPENDUS BLANC</p> <p>CO-M21022MC</p>  | <p>TIROIR</p> <p>TIROIR BLANC HAUTEUR 235 MM</p> <p>CO-M24504MC</p>  | <p>TIROIR</p> <p>TIROIR BLANC HAUTEUR 155 MM</p> <p>CO-M24503MC</p>  | <p>TIROIR</p> <p>TIROIR BLANC HAUTEUR 075 MM</p> <p>CO-M24502MC</p>  | <p>TIROIR À TOXIQUE</p> <p>TIROIR À TOXIQUES BLANC AVEC PORTE ET SERRURE MÉCANIQUE HAUTEUR 155</p> <p>CO-M21046MC</p>  | <p>TIROIR À TOXIQUE</p> <p>TIROIR À TOXIQUES BLANC AVEC PORTE ET SERRURE MÉCANIQUE HAUTEUR 235</p> <p>CO-M21047MC</p>  | <p>TIROIR À TOXIQUE</p> <p>TIROIR À TOXIQUES BLANC AVEC PORTE ET SERRURE MÉCANIQUE HAUTEUR 075</p> <p>CO-M21045MC</p>  |
| <p>TIROIR PERCÉ</p> <p>TIROIR PERCÉ : COUVERCLES DU TIROIR À TOXIQUES BLANC AVEC CHARNIÈRE ET PATTES ARRIÈRES (NÉCESSI ...</p> <p>CO-M77873</p>  | <p>TIROIR PERCÉ</p> <p>TIROIR PERCÉ BLANC HAUTEUR 235</p> <p>CO-M77879</p>  | <p>TIROIR PERCÉ</p> <p>TIROIR PERCÉ BLANC HAUTEUR 155</p> <p>CO-M77878</p>  | <p>TIROIR PERCÉ</p> <p>TIROIR PERCÉ : COUVERCLES DU TIROIR À TOXIQUES BLANC SANS CHARNIÈRE AVEC PATTES ARRIÈRES (NÉCES ...</p> <p>CO-M77874</p>  | <p>TIROIR PERCÉ</p> <p>TIROIR PERCÉ BLANC HAUTEUR 075</p> <p>CO-M77877</p>  | <p>TIROIR PERCÉ</p> <p>TIROIR PERCÉ : COUVERCLES DU TIROIR À TOXIQUES BLANC SANS CHARNIÈRE - SANS PATTES ARRIÈRES</p> <p>CO-M77875</p>  | <p>PEIGNES POUR TIROIR</p> <p>PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 235 LONG</p> <p>CO-M46027F6</p>  |
| <p>PEIGNES POUR TIROIR</p> <p>PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 235 COURT</p> <p>CO-M46028F6</p>  | <p>PEIGNES POUR TIROIR</p> <p>PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 075 LONG</p> <p>CO-M46034F6</p>  | <p>PEIGNES POUR TIROIR</p> <p>PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 075 COURT SPECIAL PETER'S</p> <p>CO-PCP0570</p>  | <p>PEIGNES POUR TIROIR</p> <p>PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 155 LONG</p> <p>CO-M46029F6</p>  | <p>PEIGNES POUR TIROIR</p> <p>PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 075 COURT</p> <p>CO-M46035F6</p>  | <p>PEIGNES POUR TIROIR</p> <p>PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 155 COURT</p> <p>CO-M46030F6</p>  | <p>BAC-TIROIR</p> <p>BAC TIROIR BLANC - 075 1/2</p> <p>CO-M77888</p>  |

| | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|---|
| <p>BAC-TIROIR</p> <p>BAC TIROIR BLANC - 155 1/4</p> <p>CO-M24508MC</p>  | <p>BAC-TIROIR</p> <p>BAC TIROIR BLANC - 155 1/2</p> <p>CO-M77889</p>  | <p>BAC-TIROIR</p> <p>BAC TIROIR BLANC - 075 1/6</p> <p>CO-M24506MC</p>  | <p>BAC-TIROIR</p> <p>BAC TIROIR BLANC - 075 1/4</p> <p>CO-M24507MC</p>  | <p>BAC DE SÉPARATION</p> <p>BAC DE SÉPARATION BLANC - HAUTEUR 120 1/6 AVEC POIGNÉE LISSE</p> <p>CO-M24523MPL</p>  | <p>BAC DE SÉPARATION</p> <p>BAC DE SÉPARATION BLANC - HAUTEUR 120 1/6 AVEC POIGNÉE ET 5 RAINURES</p> <p>CO-M24523MP</p>  | <p>BAC DE SÉPARATION</p> <p>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 155 1/2</p> <p>CO-M77887</p>  |
| <p>BAC DE SÉPARATION</p> <p>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 075 1/2</p> <p>CO-M77886</p>  | <p>BAC DE SÉPARATION</p> <p>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 155 1/4 L</p> <p>CO-M24522MC</p>  | <p>BAC DE SÉPARATION</p> <p>BAC DE SÉPARATION BLANC - HAUTEUR 075 1/6 AVEC POIGNÉE</p> <p>CO-M24509MP</p>  | <p>BAC DE SÉPARATION</p> <p>BAC DE SÉPARATION BLANC - HAUTEUR 075 1/4 AVEC POIGNÉE</p> <p>CO-M24510MP</p>  | <p>BAC DE SÉPARATION</p> <p>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 075 1/4</p> <p>CO-M24510MC</p>  | <p>BAC DE SÉPARATION</p> <p>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 075 1/4 L</p> <p>CO-M24512MC</p>  | <p>BAC DE SÉPARATION</p> <p>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 155 1/6</p> <p>CO-M24523MC</p>  |
| <p>BAC DE SÉPARATION</p> <p>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 155 1/4</p> <p>CO-M24511MC</p>  | <p>BAC DE SÉPARATION</p> <p>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 075 1/6</p> <p>CO-M24509MC</p>  | <p>SÉPARATEURS</p> <p>SÉPARATEUR MOBILE BLANC - HAUTEUR 075 1/6</p> <p>CO-M24513MC</p>  | <p>SÉPARATEURS</p> <p>SÉPARATEUR MOBILE BLANC - HAUTEUR 075 1/4</p> <p>CO-M24514MC</p>  | <p>SÉPARATEURS</p> <p>BARRE DE LIAISON POUR SÉPARATEUR MOBILE BLANC (BAC DE SÉPARATION)</p> <p>CO-M24526MC</p>  | <p>SÉPARATEURS</p> <p>SÉPARATEUR MOBILE BLANC - HAUTEUR 155 1/4</p> <p>CO-M24515MC</p>  | <p>SÉPARATEURS</p> <p>SÉPARATEUR MOBILE BLANC HAUTEUR 155 1/6</p> <p>CO-M24525MC</p>  |

Composants

SÉPARATEURS

**BARRE DE LIAISON POUR
SÉPARATEUR MOBILE
BLANC (BAC TIROIR)**

CO-M24530MC



SÉPARATEURS

**SÉPARATEUR MOBILE
BLANC HAUTEUR 120 1/6
POUR BAC 120/6 AVEC
POIGNÉE**

CO-M24525MS



BAC DE SUBDIVISION

**BOÎTE DE SUBDIVISION
BLANCHE - HAUTEUR 155
1/8**

CO-M24620MC



BAC DE SUBDIVISION

**BOÎTE DE SUBDIVISION
BLANCHE - HAUTEUR 075
1/18**

CO-M24615MC



BAC DE SUBDIVISION

**BOÎTE DE SUBDIVISION
BLANCHE - HAUTEUR 075
1/12**

CO-M24617MC



BAC DE SUBDIVISION

**BOÎTE DE SUBDIVISION
BLANCHE - HAUTEUR 075
1/8**


CO-M24618MC



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE CACHE
BLANC LONGUEUR 160
(LOT DE 100)**


CO-M77915



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE CACHE
BLANC LONGUEUR 160
(LOT DE 100)**


CO-M77915



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE CACHE
BLANC - 2 CASES -
LONGUEUR 80 (LOT DE
100)**


CO-M77906



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE CACHE
BLANC - 2 CASES -
LONGUEUR 80 (LOT DE
100)**

CO-M77906



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE CACHE
BLANC - 1 CASE -
LONGUEUR 40 (LOT DE
100)**

CO-M77905



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE CACHE
BLANC - 1 CASE -
LONGUEUR 40 (LOT DE
100)**

CO-M77905



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE BLANC
VERTICAL UNIVERSEL (LOT
DE 10)**

CO-M77816V



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE BLANC
VERTICAL UNIVERSEL (LOT
DE 10)**

CO-M77816V



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE BLANC
HORIZONTAL UNIVERSEL
(VENDU PAR LOT DE 10)**

CO-M77816



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE BLANC
HORIZONTAL UNIVERSEL
(VENDU PAR LOT DE 10)**

CO-M77816



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE
TRANSPARENT VERTICAL
(LOT DE 50)**


CO-M24534V



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE
TRANSPARENT VERTICAL
(LOT DE 50)**


CO-M24534V



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE
TRANSPARENT
HORIZONTAL (LOT DE 50)**


CO-M24534MZ



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE
TRANSPARENT
HORIZONTAL (LOT DE 50)**

CO-M24534MZ



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE
TRANSPARENT 1/6**

CO-M24610MZ



Composants

PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE
TRANSPARENT 1/6**

CO-M24610MZ



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE
TRANSPARENT 1/4**

CO-M24611MZ



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE
TRANSPARENT 1/4**

CO-M24611MZ



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE
TRANSPARENT 1/2 (POUR
TIROIR)**

CO-M77815



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE
TRANSPARENT 1/2 (POUR
TIROIR)**

CO-M77815



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE BLANC
80 X 50 MM**

CO-M24535SZ



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE BLANC
80 X 50 MM**

CO-M24535SZ



ÉTIQUETTES POUR TIROIR

**ÉTIQUETTES BLEUES (LOT
DE 5)**

CO-M77826



ÉTIQUETTES POUR TIROIR

**ÉTIQUETTES JAUNES (LOT
DE 5)**

CO-M77825



ÉTIQUETTES POUR TIROIR

**ÉTIQUETTES ROUGES
(VENDU PAR LOT DE 5)**

CO-M77827



ÉTIQUETTES POUR TIROIR

**ÉTIQUETTES VERTES (LOT
DE 5)**

CO-M77828



ÉTIQUETTES POUR TIROIR

**ÉTIQUETTES BLANCHES
POUR BOÎTE DE
SUBDIVISION**

CO-M24532MC



ÉTAGÈRES EN ABS

**ÉTAGÈRE BLANCHE F600 À
CLASSEURS (14
INTERVALLES)**

CO-M77899



ÉTAGÈRES EN ABS

**ÉTAGÈRE BLANCHE F600 À
SOLUTÉS**

CO-M24505MS



ÉTAGÈRES EN ABS

**ÉTAGÈRE BLANCHE F600
STANDARD**

CO-M24505MC



ÉTAGÈRES EN COMPACT

ÉTAGÈRE TRESPA F600

CO-M77884



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE POUR
ÉTAGÈRE EN RÉSINE
STRATIFIÉE**

CO-M77907



ENSEMBLE PLATEAU PILULIER ...

**ENSEMBLE PLATEAU 7
BACS JOURNALIERS
GRAND MODÈLE**

CO-MEC70002



ENSEMBLE PLATEAU PILULIER ...

**ENSEMBLE PLATEAU 7
BACS JOURNALIERS
MOYEN MODÈLE**

CO-MEC70001



ENSEMBLE PLATEAU PILULIER ...

**PLATEAU BAC
JOURNALIER BLANC**


CO-MEC70003
























ENSEMBLE PLATEAU PILULIER ...

**SYSTÈME OUVERTURE
BLANC**

CO-SOBJ



| | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|--|
| <p>BAC JOURNALIER</p> <p>SÉPARATEUR MOYEN MODÈLE (UNITAIRE)</p> <p>CO-MEC70008</p>  | <p>BAC JOURNALIER</p> <p>SÉPARATEUR GRAND MODÈLE (UNITAIRE)</p> <p>CO-MEC70009</p>  | <p>BAC JOURNALIER</p> <p>BAC JOURNALIER TRANSPARENT GRAND MODÈLE</p> <p>CO-MEC70012</p>  | <p>BAC JOURNALIER</p> <p>BAC JOURNALIER TRANSPARENT MOYEN MODÈLE</p> <p>CO-MEC70011</p>  | <p>BAC JOURNALIER</p> <p>PILULIER SEUL AVEC COUVERCLE POUR TIROIRS JOINTIFS</p> <p>CO-MED038</p>  | <p>ENSEMBLE 8 PILULIERS</p> <p>ENSEMBLE PLATEAU 8 PILULIERS - MAUVE</p> <p>CO-M77900MA</p>  | <p>ENSEMBLE 8 PILULIERS</p> <p>PLATEAU PLUMIER - MAUVE</p> <p>CO-M77904MA</p>  |
| <p>ENSEMBLE 8 PILULIERS</p> <p>PILULIER PLUMIER - MAUVE</p> <p>CO-M77902MA</p>  | <p>ENSEMBLE 8 PILULIERS</p> <p>SÉPARATEUR POUR PILULIER PLUMIER (VERT OU MAUVE)</p> <p>CO-M77903</p>  | <p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p>PORTE-ÉTIQUETTES TRANSPARENT MOYEN MODÈLE (LOT DE 50)</p> <p>CO-MEC80020</p>  | <p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p>PORTE-ÉTIQUETTES TRANSPARENT GRAND MODÈLE (LOT DE 50)</p> <p>CO-MEC80021</p>  | <p>ÉTIQUETTES POUR PILULIER</p> <p>LOT DE 35 PLANCHES DE 24 ÉTIQUETTES POUR PLATEAUX 8 PILULIERS (COLORIS PANACHÉS)</p> <p>CO-M77901</p>  | <p>ÉTIQUETTES POUR PILULIER</p> <p>ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES MOYEN MODÈLE (200 PLANCHES DE 27 SOIT 5400 ÉTIQUETTES)</p> <p>CO-MEZ80020</p>  | <p>ÉTIQUETTES POUR PILULIER</p> <p>ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES GRAND MODÈLE (200 PLANCHES DE 18 SOIT 3600 ÉTIQUETTES)</p> <p>CO-MEZ80021</p>  |
| <p>ÉTIQUETTES POUR PILULIER</p> <p>ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES MOYEN MODÈLE (50 PLANCHES DE 27 SOIT 1350 ÉTIQUETTES)</p> <p>CO-MEZ8002001</p>  | <p>ÉTIQUETTES POUR PILULIER</p> <p>ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES GRAND MODÈLE (50 PLANCHES DE 18 SOIT 900 ÉTIQUETTES)</p> <p>CO-MEZ8002101</p>  | <p>CASSETTE</p> <p>CASSETTE BLANCHE AVEC PORTE, VERROUILLAGE ET 2 POIGNÉES 3 NIVEAUX</p> <p>CO-M24627MC</p>  | <p>CASSETTE</p> <p>CASSETTE BLANCHE AVEC PORTE, VERROUILLAGE ET 2 POIGNÉES 2 NIVEAUX SPÉCIAUX</p> <p>CO-M24627MS</p>  | <p>CASSETTE</p> <p>CASSETTE BLANCHE AVEC PORTE ET VERROUILLAGE 3 NIVEAUX</p> <p>CO-M24626MC</p>  | <p>CASSETTE</p> <p>CASSETTE BLANCHE AVEC PORTE, VERROUILLAGE ET 2 POIGNÉES 2 NIVEAUX</p> <p>CO-M24624MC</p>  | <p>CASSETTE</p> <p>CASSETTE BLANCHE AVEC PORTE ET VERROUILLAGE 2 NIVEAUX</p> <p>CO-M24623MC</p>  |

Composants

CASSETTE

CASSETTE BLANCHE AVEC PORTE ET VERROUILLAGE 1 NIVEAU

CO-M24623MS



CASSETTE

CASSETTE BLANCHE SANS PORTE 2 NIVEAUX

CO-M24622MC



CASSETTE

CASSETTE BLANCHE SANS PORTE 3 NIVEAUX

CO-M24625MC



CASSETTE

CASSETTE BLANCHE AVEC PORTE, VERROUILLAGE ET 2 POIGNÉES 1 NIVEAU

CO-M24624MS



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT É...

POCHETTE AUTOCOLLANTE TRANSPARENTE A4 (LOT DE 5)


CO-M77859



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT É...

SUPPORT AUTOCOLLANT POUR SUPPORT-ÉTIQUETTE TRANSPARENT (LOT DE 5)

CO-M77880



GOBELET

SUPPORT BLANC POUR GOBELETS À USAGE UNIQUE AVEC COUVERCLES ÉTROITS (100 PLATEAUX SANS GOBELET)

CO-MEZ70001



GOBELET

GOBELETS À USAGE UNIQUE TRANSLUCIDE LARGES - GRADUÉS (LOT DE 400)

CO-MEZ71002



GOBELET

GOBELETS À USAGE UNIQUE TRANSLUCIDE ÉTROITS - GRADUÉS (LOT DE 400)

CO-MEZ71003



Décors



EXOTIQUE BLEU



PLUM PURPLE



QUARTZ



LIMON



RED CANDY




RICE PAPER

Une maintenance préventive qui s'adapte à vous

La maintenance des dispositifs médicaux n'est pas seulement une **obligation technique**, mais aussi une **responsabilité légale** et réglementaire de l'établissement.

Elle repose sur :

- Une politique claire
- Des procédures de traçabilité
- L'utilisation de pièces conformes
- Et la qualification du personnel



Les avantages de la maintenance préventive



LES AVANTAGES D'UNE MAINTENANCE RÉGULIÈRE DE VOS ÉQUIPEMENTS

- Plus de performance : disponibilité maximale du parc.
- Plus de qualité : un service fiable et continu.
- Moins de dépenses : réduction des coûts de réparation.
- Moins de pannes : continuité assurées.



ALLONGER LA DURÉE DE VIE DE VOS ÉQUIPEMENTS & GARANTIR LA SÉCURITÉ

Nos programmes de maintenance sont pensés pour :

- Exploiter pleinement les performances de vos équipements.
- Assurer des contrôles réguliers et des diagnostics fiables.
- Préserver la sécurité des patients, résidents et soignants.
- Maintenir la conformité réglementaire de votre établissement.



UN BUDGET SOUS CONTRÔLE

Nos solutions de maintenance vous aident à :

- Anticiper vos dépenses.
- Éviter les coûts imprévus.
- Optimiser vos investissements en toute transparence.



DES PIÈCES CERTIFIÉES POUR UNE FAISABILITÉ DURABLE

Toutes nos interventions sont réalisées avec des pièces d'origine, testées et validées garantissant :

- La sécurité maximale lors de l'utilisation de vos équipements.
- Le respect strict des normes réglementaires.
- La longévité et la fiabilité de vos lits, matelas et accessoires.

Nos prestations de maintenance préventive



UN INTERLOCUTEUR UNIQUE POUR UNE SOLUTION COMPLÈTE

De l'avant-vente à l'après-vente, nous vous accompagnons à chaque étape.

Grâce à une **analyse précise** de vos besoins, nous mettons en place un **support technique** sur-mesure, fondé sur une **collaboration durable** et **efficace**.

DES EXPERTS À VOS CÔTÉS

Nos techniciens et ingénieurs, régulièrement formés aux dernières innovations, vous assurent :

- Un service réactif et de haute qualité.
- Une installation professionnelle de vos équipements.
- La formation complète de vos équipes, directement sur site.

NOS TECHNICIENS RÉALISENT UNE VÉRIFICATION COMPLÈTE

- Contrôle mécanique : assemblage, articulations, freins, verrouillages.
- Contrôle électronique : composants, commandes, capteurs.
- Points de sécurité : barrières, systèmes de blocage, dispositifs de protection.
- Lubrification : regraissage de tous les points de pivot.
- Tests électriques : réalisés conformément aux normes en vigueur.

Chaque opération (contrôle, réglage, remplacement) est consignée dans le rapport de maintenance du technicien.

REMISE EN ÉTAT DU PARC

A l'issue de la visite, notre service de maintenance préventive vous enverra par mail le **rapport de maintenance** complété pour chaque équipement.

Les **fiches d'intervention** sont transmises à votre interlocuteur HAcare qui établit les devis nécessaires pour les réparations ou remplacements.

Vous disposez ainsi d'un **suivi complet** et **transparent** de la **maintenance** de votre parc.

Résultat : un processus clair et tracé, qui garantit la sécurité, la conformité et la disponibilité de vos équipements.



Z.I. Nord 14 rue des forges
86200 - Loudun

Tél +33 (0)1 42 84 01 15
adv.allibert@hacare.com



Stéphane HARDOIN
Responsable Ventes France
s.hardoin@hacare.com
07 44 73 69 53



Administration des ventes
adv.allibert@hacare.com
+33 (0)1 42 84 01 15



Julien FROMENT
Corse
contact@syneris-sante.com
06 99 85 93 21



Anthony GONZALES
Sud Est
a.gonzales@hacare.com
06 22 27 71 47



Stéphane HARDOIN
Grand-Est
s.hardoin@hacare.com
07 44 73 69 53



Stéphane HARDOIN
Nord - Paris - Normandie
s.hardoin@hacare.com
07 44 73 69 53



Antoine MARIOT
Sud Ouest
a.mariot@hacare.com
07 45 29 16 99



Béatrice PAZZINI
Aquitaine
sud.ouest.hospitalier@wanadoo.fr
05 56 34 81 93



Marine POINT
Nord Ouest
m.point@hacare.com
06 27 47 71 35



HAcare
MEDICAL

1860

