



CHARIOTS D'URGENCE CHARIOT SÉCURISÉ À TIROIRS JOINTIFS - MM3 (MOD'ALLI)



**Ambulatoire - Chimiothérapie**



# Sommaire

<b>HAcare Médical, spécialiste des dispositifs médicaux depuis 1860</b>	3
<b>Nos engagements</b>	4
<b>Choisir l'économie circulaire</b>	5
<b>Matériaux recyclables</b>	6
<b>Certifications</b>	7
<b>Chariots d'urgence Hôpital Chimiothérapie</b>	8
<b>Nos exclusivités</b>	
Soft Sound	10
Easy Clip	11
Scellé numéroté	12
EasyMov et la 5 <sup>e</sup> roue motorisée	13
<b>Nos points forts</b>	
Protéger et verrouiller (Tiroirs jointifs)	15
Identification facilitée (Identification)	16
Une modularité dédiée à l'Urgence (Configurable)	17
Plateau sécurisé pour une préparation fiable (Surface de travail)	18
Tablette extensible (Optimiser l'espace)	19
Rail porte-accessoires (Easy Clip)	20
Faciliter le nettoyage (Easy CLEAN)	21
<b>Les caractéristiques</b>	
Mobilité	23
Configurable	24
Configurable	25
COMPOSANTS : Tiroirs	26
COMPOSANTS : Tiroirs	27
<b>Spécificités techniques</b>	28
<b>Options, Accessoires, Composants &amp; Nuancier</b>	32





## HAcare Médical, spécialiste des dispositifs médicaux depuis 1860

Chez HAcare, nous concevons, fabriquons et distribuons des dispositifs médicaux et des solutions de mobilier médical innovant et durable, pensées pour améliorer le quotidien des patients comme des professionnels de santé.



## Les engagements éco-responsables du groupe HAcare

Le groupe HAcare s'engage pour une **orientation industrielle éco-responsable**

Dans sa stratégie de développement durable, le groupe HAcare a défini une liste de **6 engagements** qui guident ses **actions et décisions** depuis la création du groupe et pour les années à venir.

Des indicateurs ont été mis en place pour chaque engagement.

### Nos 6 engagements



Une production Made in France



L'utilisation de ressources renouvelables



Intégration de l'économie circulaire dans tout nouveau développement produit



Des achats responsables (suivi qualité fournisseurs)



Des actions au quotidien pour le respect et la protection de l'environnement



Une lutte contre les TMS, et les nuisances sonores à travers nos produits

# Choisir l'économie circulaire



Les produits finis HAcare sont recyclables au travers d'un circuit de récupération chez le client final, pour recyclage avec notre fournisseur partenaire. Le bois ne pouvant être recyclé à l'infini car ses fibres deviennent trop petites ou s'épuisent, les déchets de bois sont alors récupérés et transformés en énergie verte.



Les panneaux en fibre végétale utilisés dans la fabrication des produits du groupe HAcare sont 100% bois de réemploi. Chaque produit fini HAcare porte un indice révélant la part de fibre végétale contenue.



Le recyclage est la pratique consistant à récupérer les matériaux usagés du flux de déchets, puis à incorporer ces mêmes matériaux dans le processus de fabrication. Chaque produit fini HAcare porte un indice révélant la part de matière recyclée contenue.



# Matériaux recyclables

Les produits finis HAcare sont recyclables à 95%. Par exemple, le lit médicalisé HAcare est entièrement recyclable sauf les roues et les moteurs. Chaque lit est démontable pour récupérer séparément chaque matériau : fibre végétale, métal, plastique.



## Le bois de réemploi

Les panneaux en fibre végétale utilisés dans la fabrication des produits du groupe HAcare sont :

### **100% en bois de réemploi**

Le réemploi est un des procédés respectueux de l'environnement. Il s'agit par exemple de restes d'entreprises de transformation du bois (par exemple, les restes de scieries, les chutes de production...). Mais aussi de sous-produits d'activités telles que la gestion forestière durable et l'entretien des talus.

### **100% bois certifié FSC**

Recyclables avec un fournisseur partenaire qui, en exclusivité mondiale et depuis 2021, recycle les panneaux MDF et HDF. Pas de consommation d'eau, ni d'énergie verte **biomasse**.



## Le métal

Toutes les composantes en métal sont **recyclables** et réutilisables, et ce, **à l'infini**. Une fois le métal trié, il est compressé, broyé, laminé et fondu. Il est ensuite remoulé sous forme de bobines, de barres ou de fils pour la réutilisation. Ce procédé peut se faire sans fin !

Le recyclage des métaux présente de **nombreux avantages**. Il préserve les ressources naturelles en réduisant les besoins en matériaux vierges, diminue la consommation d'énergie et les émissions de **gaz à effet de serre**.



## Le plastique recyclé

Au sein des usines de recyclage, les déchets (re) deviennent une **matière secondaire** grâce à différents processus : broyage, micronisation, régénération des matières plastiques.

Le plastique recyclé sera alors revendu aux industriels de la **plasturgie** sous forme de **paillettes**, de poudre ou encore de **granulés**.



# CHARIOTS D'URGENCE HÔPITAL

Service Chimiothérapie

Chariot sécurisé à tiroirs jointifs - MM3 (MOD'ALLI)



## CHARIOT D'URGENCE À TIROIRS JOINTIFS ET SCELLÉ NUMÉROTÉ

Mobilier médical dédié à l'urgence, verrouillable par **scellé numéroté** avec réduction des nuisances sonores. Sa facilité de déplacement contribue à lutter contre les TMS




## **NOS EXCLUSIVITÉS**

Au cours des 40 dernières années, le niveau moyen de bruit dans les hôpitaux a augmenté de 15 décibels (dB), atteignant des niveaux d'environ 70 dB, bien au-dessus de la limite recommandée par l'OMS qui est de 35 dB pour un environnement de soins. Les produits HAcare sont conçus pour lutter contre les nuisances sonores. L'objectif est de réduire de 20dB avec l'ajout d'amortisseurs sur toutes les structures roulantes et brancardables.



## Lutter contre les nuisances sonores

Support **anti-vibratoire**, **amortisseur** haute performance : pour des **déplacements** fluides, **silencieux** et confortables, même en passage de seuil ou sortie d'ascenseur. Les **nuisances sonores diminuent** significativement.



# Easy Clip

Dans un environnement de soins où chaque seconde compte et où l'espace est souvent limité, l'optimisation de la surface de soins devient un enjeu stratégique pour améliorer l'efficacité des équipes soignantes et la sécurité des patients.


Le concept EasyClip® a été conçu pour répondre à ces contraintes avec une approche à la fois ergonomique, intuitive et modulable.



## Optimiser la surface de soins

La **fixation des accessoires** se fait en un geste, **sans aucun outil**, offrant un gain de temps immédiat.

Les **accessoires**, entièrement **modulables**, s'adaptent à chaque besoin et à chaque situation de soin, pour un **travail plus fluide** et **efficace** au quotidien.





## Sécurité et traçabilité renforcées

La fermeture à **scellé numéroté** protège le contenu du chariot d'urgence et assure une **traçabilité complète**. Chaque **ouverture** est **contrôlée**, garantissant sécurité, **intégrité du matériel** et **conformité** aux protocoles lors des interventions.




*Dans un environnement hospitalier en constante tension, la manipulation de charges lourdes et le déplacement de brancards représentent des défis quotidiens pour les équipes médicales. Entre la saturation des services et l'étroitesse des couloirs, les risques de Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) pour le personnel et d'inconfort pour les patients sont accrus. C'est pour répondre à ces enjeux de santé au travail et de qualité de prise en charge qu'a été développée la solution de transport assisté.*



## Motorisation avec la 5<sup>e</sup> roue

La **motorisation**, associée à une **5<sup>e</sup> roue pivotante**, offre une grande **maniabilité**. Elle **facilite** les **déplacements** avec sa **batterie escamotable, sécurisée à clé**, ses **20 km d'autonomie**, et sa **gâchette avant / arrière** équipée d'un **électro-frein**.





# **NOS POINTS FORTS**

# Protéger et verrouiller (Tiroirs jointifs)



Les **tiroirs jointifs** protègent le contenu des tiroirs des **regards** indiscrets, de la **lumière** et des **UV**, préservant ainsi la **qualité** et la **confidentialité** des produits stockés.

Grâce au système de **verrouillage centralisé**, l'ouverture et la fermeture se font **en un seul geste**, simplifiant le travail du personnel tout en renforçant la **sécurité**.

Une solution pratique et fiable pour conjuguer protection, efficacité et sérénité au quotidien.


# Identification facilitée (Identification)



**Facilement identifiable** par sa **couleur** et son **marquage**, le chariot d'urgence permet une **intervention rapide** et efficace lors des défaillances vitales. Conçu pour **optimiser l'accès** aux **équipements** et **médicaments** essentiels, il assure une réactivité maximale du personnel soignant. Décliné en **trois versions**, il peut être **standardisé** pour une utilisation universelle ou **personnalisé** selon les besoins spécifiques de chaque service



Le mobilier médical propose une **grande modularité** pour un rangement optimisé : les **petits tiroirs** pour les petits DMS (seringues, aiguilles ..), les **tiroirs intermédiaires** pour les compresses et perfuseurs, et le **grand tiroir** pour les solutés massifs, la **planche** massage cardiaque, **TPS**, **support monitoring** et **bouteille oxygène**. La **tablette coulissante** plutôt dédiée aux actes administratifs **augmente** la **surface de travail** et libère l'espace dédié à la préparation.




Le **plateau** du mobilier médical est conçu avec un **rebord sur trois côtés** pour garantir une **sécurité optimale** lors de la préparation des soins. Ce design **prévient les chutes d'instruments** ou **de produits**, même en cas de déplacement. Pratique et ergonomique, il permet au personnel soignant de travailler en toute confiance, avec un **espace de travail stable**, sécurisé et **facile à entretenir**. Une conception pensée pour allier sécurité, confort d'utilisation et efficacité au quotidien.



La **tablette coulissante** offre une **extension** pratique de la **surface de travail**, idéale pour optimiser l'espace lors des soins. Associée à des accessoires périphériques, elle permet de **sécuriser** les **flacons** et le **matériel** tout en gardant le plateau principal dégagé. Le premier tiroir, dédié au clavier et à la souris, libère encore davantage l'espace de préparation. Un emplacement STPO complète l'ensemble pour une organisation ergonomique, fluide et parfaitement adaptée aux environnements médicaux exigeants.

# Rail porte-accessoires (Easy Clip)



Choisissez vos accessoires en fonction des usages et des besoins de votre service. Notre concept **Easy Clip** permet une **installation** et une **réorganisation facile** sur rail, **sans aucun outil**. Gagnez ainsi en efficacité et en flexibilité.

# Faciliter le nettoyage (Easy CLEAN)



Grâce à la solution **EasyClean®**, le **nettoyage** du mobilier médical devient **simple**, rapide et **efficace**. Le **plateau amovible** sans outil, donne un **accès total** aux surfaces à nettoyer, elles aussi amovibles.

Résultat : un **lavage intégral** en un minimum de temps, une **hygiène irréprochable**, et un vrai **gain de temps** pour le personnel soignant.



# **LES CARACTÉRISTIQUES**



### EasyMOV

Conçu pour allier confort d'utilisation et performance, notre mobilier médical offre une **maniabilité optimale** grâce à son système d'**amortisseur intégré**. Cette technologie **absorbe les vibrations** et irrégularités du sol, garantissant un **déplacement** fluide, **sécurisé** et **sans effort**, même en environnement hospitalier exigeant.

La **poignée d'aide à la poussée** facilite la **prise en main**.

Chaque mouvement est facilité, réduisant la fatigue et préservant la santé des utilisateurs au quotidien.


Pensé pour **limiter les troubles musculo-squelettiques (TMS)**, il permet aux soignants de travailler dans de meilleures conditions ergonomiques, tout en assurant la sécurité et la stabilité du matériel transporté.



### Choix de roulettes

Le mobilier médical s'adapte à chaque environnement grâce au **choix de roulettes** de 75 mm ou 125 mm, permettant l'**optimisation** entre ajustement de la **hauteur de surface** de travail et le **confort de déplacement**.

Les **deux freins avant**, facilement accessibles au pied, assurent une **stabilité parfaite** lors des soins ou des préparations, renforçant la **sécurité** du mobilier et la confiance des soignants dans leurs gestes.




### Poignées d'aide à la poussée

Conçu pour allier confort d'utilisation et performance, notre mobilier médical offre une **maniabilité optimale** et une **bonne prise en main** grâce à sa **poignée d'aide à la poussée**.

Son système d'amortisseur intégré facilite les déplacements.

Chaque **mouvement** est **fluide**, réduisant la fatigue et préservant la santé des utilisateurs au quotidien.

Pensé pour **limiter les troubles musculo-squelettiques (TMS)**, il permet aux soignants de travailler dans de meilleures conditions ergonomiques, tout en assurant la sécurité et la stabilité du matériel transporté.



### Optimiser l'espace

Le mobilier médical HACARE s'adapte à chaque usage grâce à un **large choix de composants modulables**. En version P80, il optimise le soin et offre une **grande capacité** de rangement. **Compatible** avec  **tiroirs** et **bacs à lèvres normalisés**, permet une organisation claire et efficace. Idéal pour **combiner** tiroirs jointifs et étagères standards, il assure un **espace de travail pratique**, évolutif et performant au quotidien, répondant aux besoins des équipes soignantes.



### Équipement de base

Le chariot d'urgence est équipé d'une **fermeture à scellé numéroté**, garantissant la traçabilité complète de son utilisation. Il dispose de **5 tiroirs fonctionnels** : **deux petits** pour les injectables, **deux moyens** pour les DMS et **un grand tiroir** dédié aux solutés. Une **organisation claire** et optimisée pour un **accès rapide**, sécurisé et efficace lors des situations critiques, permettant au personnel soignant **d'intervenir** avec **réactivité** et sérénité.



### Équipement intermédiaire

Le chariot d'urgence est **verrouillable par scellé numéroté**, assurant une **traçabilité totale** de son utilisation. **En complément de l'équipement de base**, il intègre une **planche de massage cardiaque**, une **TPS** et un **support monitoring**, offrant ainsi une solution complète pour **intervenir rapidement** et efficacement lors des situations critiques. Son organisation optimise l'accès aux outils essentiels, garantissant **sécurité**, **réactivité** et **sérénité** pour le personnel soignant.




### Équipement complet

Le chariot d'urgence est **verrouillable par scellé numéroté**, garantissant une **traçabilité complète** de son utilisation. **En plus de l'équipement de base**, il intègre une **planche de massage cardiaque**, une **TPS**, un **support monitoring** et un **porte-bouteille à oxygène**, offrant une solution complète pour **intervenir rapidement** et efficacement. Son organisation optimise l'accès aux outils essentiels, assurant **sécurité**, **réactivité** et **sérénité** pour le personnel soignant.



### Une modularité selon l'usage

Le mobilier médical propose une **grande modularité** pour un rangement optimisé : les **petits tiroirs** pour les petits DMS (seringues, aiguilles ..), les **tiroirs intermédiaires** pour les compresses et perfuseurs, et le **grand tiroir** pour les solutés massifs. La **tablette coulissante** plutôt dédiée aux actes administratifs augmente la surface de travail et libère l'espace dédié à la préparation. Un espace dédié aux **supports informatiques** optimise et facilite le suivi patient.



### Choisir les composants pour un mobilier médical sur mesure

**Configurez** votre mobilier médical selon vos **besoins** grâce à un large choix de **composants modulaires**. Créez une **solution sur mesure**, parfaitement adaptée à vos usages quotidiens. Chaque élément est pensé pour **optimiser** votre organisation, votre **confort** de travail et l'**efficacité** des soins, tout en garantissant une ergonomie optimale. Une personnalisation complète pour un **mobilier évolutif, durable** et en parfaite adéquation avec les exigences de votre service.



### Choisir les configurations "type"

Grâce à **notre expertise** en mobilier médical, nous concevons pour vous des **configurations "type"** pensées pour chaque usage. Sélection rigoureuse de **composants** et d'**accessoires**, agencement optimisé, ergonomie et confort d'utilisation : tout est étudié pour répondre aux besoins spécifiques de chaque service. **Notre équipe vous accompagne** pour définir la configuration la plus adaptée à vos pratiques, en alliant fonctionnalité, durabilité et efficacité au quotidien.




Les **tiroirs jointifs** protègent le contenu des tiroirs **des regards** indiscrets, de la **lumière** et des **UV**, préservant ainsi la qualité et la **confidentialité** des produits stockés.

Grâce au système de **verrouillage centralisé**, l'ouverture et la fermeture se font en **un seul geste**, simplifiant le travail du personnel tout en renforçant la sécurité.


Les **tiroirs amovibles** peuvent être **nettoyés en autoclave**, les **angles rayonnés** facilitent le nettoyage.

Une solution pratique et fiable pour conjuguer protection, efficacité et sérénité au quotidien.



### Des tiroirs ergonomiques


Le mobilier médical s'**adapte** à chaque organisation de soins grâce à ses **configurations personnalisables**. Choisissez parmi 3 hauteurs de tiroirs et **composez librement** l'aménagement intérieur selon vos besoins.



### Les bacs de séparation


Le mobilier médical s'**adapte** à **chaque organisation** de soins grâce à ses **configurations personnalisables**. Choisissez parmi 3 hauteurs de tiroirs et composez librement l'**aménagement intérieur** selon vos besoins avec les **bacs de séparation**.

Une conception **flexible** et **évolutive** qui permet d'**optimiser l'espace**, d'améliorer l'ergonomie et de rendre chaque poste de soin plus fonctionnel au quotidien.



### Les séparateurs

**Composez** librement l'**aménagement intérieur** selon vos besoins grâce aux bacs de séparations et aux **séparateurs, peignes de séparation**, boîtes de subdivision qui isolent chaque élément de soin pour une **plus grande sécurité**. Une **conception flexible** et **évolutive** qui permet d'**optimiser l'espace**, d'améliorer l'ergonomie et de rendre chaque poste de soin plus fonctionnel au quotidien.



### Les porte-étiquettes et étiquettes

Les porte-étiquettes sur les tiroirs du mobilier médical facilitent l'**identification rapide** et précise du contenu, **réduisant les erreurs** et optimisant l'**organisation des soins**. Ils permettent un **repérage clair** des médicaments, dispositifs médicaux ou fournitures, améliorant ainsi la **productivité** et la **fluidité du travail** des équipes. Adaptables et **modulables**, ils contribuent à un environnement de soins structuré et **sécurisé**, tout en **simplifiant** la **gestion quotidienne** du matériel et en renforçant l'efficacité et la sécurité des interventions.

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	27,6 kg
Poids Total Pack	41,2 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

#### DIMENSIONS

Largeur	78,2 cm
Profondeur	49,8 cm
Hauteur plateau	101,2 cm
Façade	F600
Hauteur	104,2 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

#### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Structure Plateau	ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés
Caisson	Fibres végétales
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Matière	Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre
Sommier / Glissière	ABS noir

#### PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

#### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	100 kg
----------------------------	--------

#### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Mixte uniquement
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	9
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	8
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	9

#### CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0

#### INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------

#### COMPOSITION

- 2 tiroirs 75
- 2 tiroirs 155
- 1 tiroir 235
- planche à massage cardiaque

## 9G



### NOS EXCLUSIVITÉS



### NOS POINTS FORTS

- Tiroirs jointifs
- Identification
- Configurable
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Easy Clip
- Easy CLEAN

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	27,6 kg
Poids Total Pack	46,5 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

#### DIMENSIONS

Largeur	78,2 cm
Profondeur	49,8 cm
Hauteur plateau	101,2 cm
Façade	F600
Hauteur	104,2 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

#### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Structure Plateau	ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés
Caisson	Fibres végétales
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Matériau	Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre
Sommier / Glissière	ABS noir

#### PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

#### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	100 kg
----------------------------	--------

#### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Mixte uniquement
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	9
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	8
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	9

#### CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0

#### INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------

#### COMPOSITION

- 2 tiroirs 75
- 2 tiroirs 155
- 1 tiroir 235
- planche à massage cardiaque
- tige porte-sérum
- support bouteille à oxygène



9G

#### NOS EXCLUSIVITÉS



#### NOS POINTS FORTS

- Tiroirs jointifs
- Identification
- Configurable
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Easy Clip
- Easy CLEAN

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	27,6 kg
Poids Total Pack	48,4 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

#### DIMENSIONS

Largeur	78,2 cm
Profondeur	49,8 cm
Hauteur plateau	101,2 cm
Façade	F600
Hauteur	104,2 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

#### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Structure Plateau	ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés
Caisson	Fibres végétales
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Matériau	Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre
Sommier / Glissière	ABS noir

#### PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

#### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	100 kg
----------------------------	--------

#### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Mixte uniquement
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	9
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	8
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	9

#### CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0

#### INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------

#### COMPOSITION

- 2 tiroirs 75
- 2 tiroirs 155
- 1 tiroir 235
- planche à massage cardiaque
- tige porte-sérum
- support bouteille oxygène
- support monitoring
- poubelle 13L
- support boîte à aiguille



9G

#### NOS EXCLUSIVITÉS



#### NOS POINTS FORTS

- Tiroirs jointifs
- Identification
- Configurable
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Easy Clip
- Easy CLEAN

## POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	28,6 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

## DIMENSIONS

Largeur	78,2 cm
Profondeur	49,8 cm
Hauteur plateau	101,2 cm
Façade	F600
Hauteur	104,2 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

## TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

## MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Structure Plateau	ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés
Caisson	Fibres végétales
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Matière	Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre
Sommier / Glissière	ABS noir

## PIÈTEMENT

Type de piétement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

## TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

## CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	100 kg
----------------------------	--------

## CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Mixte uniquement
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	9
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	8
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	9

## CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0

## INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------

9G



## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- Tiroirs jointifs
- Identification
- Configurable
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Easy Clip
- Easy CLEAN



# **OPTIONS, ACCESSOIRES, COMPOSANTS & NUANCIER**

# Options

## OPTIONS ROUES

**ROUE DIAMÈTRE 125 MM  
SIMPLE GALET  
ANTISTATIQUE BLANCHE**

OP-M2110600



## OPTIONS ROUES

**ROUE DIAMÈTRE 100 MM  
DOUBLE GALET BLANCHE**

OP-M2110700



## ROUE MOTORISÉE

**OPTION ROUE MOTORISÉE  
POUR MOBILIER  
MODULAIRE M3**

OP-M3EZGO



## ROUE MOTORISÉE

**OPTION DÉBRAYAGE POUR  
ROUE MOTORISÉE SUR  
MOBILIER MODULAIRE M3**

OP-M3DEB



## IDENTIFICATION

**STICKER IDENTIFICATION  
PERSONNALISABLE - EN  
OPTION**

OP-ID




# Accessoires

VERROUILLAGE

**BOÎTE DE 50 SCELLÉS ROUGES LIEN LONGUEUR 155 MM - DIAMÈTRE 3 MM - COMP. V1, V2 & M3**

AC-D7910101SIRIS



VERROUILLAGE

**BOÎTE DE 50 SCELLÉS GRIS (COMP. V1, V2 & M3)**

AC-D7910101



TPS SUR STRUCTURE

**TIGE PORTE-SÉRUM NOIRE VOLCANIQUE (COMP. V2 & M3)**

AC-M21039SI



PORTE-CONTENANT

**BRIDE AVEC CROCHET (COMP. V1, V2 & M3)**

AC-M77892



PORTE-CONTENANT

**SUPPORT BAC À PLÂTRE SUR EASYCLIP (BAC TIROIR 1/2 HAUTEUR 155 NON INCLUS) (COMP. V2 & M3)**

AC-SUPBACPLAT



PORTE-CONTENANT

**BRIDE PORTE BLOUSE (COMP. V1, V2 & M3)**

AC-M77929



PORTE-CONTENANT

**ÉLÉMENT DE RANGEMENT LATÉRAL FILAIRE 2 ÉTAGES (SANS BAC) (COMP. V1, V2 & M3)**

AC-M21021SC



PORTE-CONTENANT

**ÉLÉMENT DE RANGEMENT LATÉRAL FILAIRE XL POUR BOÎTE À GANTS (COMP. V1, V2 & M3)**

AC-BOGANXL



PORTE-CONTENANT

**PORTE N NOIRE VOLCANIQUE (COMP. V2)**

AC-PORTEN



PORTE-CONTENANT

**PORTE SAC POUBELLE 2 x 13L DOUBLE FILAIRE (COMP. V2 & M3)**

AC-M21066SI



PORTE-CONTENANT

**ÉLÉMENT DE RANGEMENT LATÉRAL FILAIRE POUR BOÎTE À GANTS (COMP. V1, V2 & M3)**

AC-BOGAN



PORTE-CONTENANT

**POUBELLE 13L TRI SÉLECTIF (2X) (COMP. V1, V2 & M3)**

AC-M77869



PORTE-CONTENANT

**ÉLÉMENT DE RANGEMENT LATÉRAL FILAIRE 1 ÉTAGE (BAC 155 1/4 INCLUS) (COMP. V1, V2 & M3)**

AC-M21020SC155



PORTE-CONTENANT

**ÉLÉMENT DE RANGEMENT LATÉRAL FILAIRE 1 ÉTAGE (BAC 075 1/4 INCLUS) (COMP. V1, V2 & M3)**

AC-M21020SC75



PORTE-CONTENANT

**PORTE FLACONS ARRIÈRE FILAIRE (SANS BAC) MODALLI LOGISTALLI (COMP. V2 & M3)**

AC-M21037SC



PORTE-CONTENANT

**PORTE FLACONS FILAIRE AVANT (SANS BAC) MODALLI LOGISTALLI (COMP. V2 & M3)**

AC-M21037SCAV



PORTE-CONTENANT

**ÉLÉMENT DE RANGEMENT LATÉRAL FILAIRE 1 ÉTAGE (SANS BAC) (COMP. V1, V2 & M3)**

AC-M21020SC



PORTE-CONTENANT

**SUPPORT POUR SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE - POUR CHARIOT 9G**

AC-GEL16



PORTE-CONTENANT

**PORTE SAC POUBELLE FILAIRE (COMP. V2 & M3)**

AC-M21063SI



PORTE-CONTENANT

**SUPPORT BOUTEILLE À OXYGÈNE (COMP. V2 & M3)**

AC-M21038SI



PORTE-CONTENANT

**POUBELLE 13L NOIRE VOLCANIQUE (COMP. V1, V2 & M3)**

AC-M21028SC



# Accessoires

PORTE-CONTENANT

**SANGLE EN ÉLASTOMÈRE  
TRANSLUCIDE (COMP. V2 &  
M3)**


AC-M21027SA



PORTE-CONTENANT

**PINCE DE FIXATION POUR  
POUBELLE 13L**

AC-PINCEPOUBELLE



PORTE-CONTENANT

**SUPPORT MONITORING  
NOIR VOLCANIQUE (COMP.  
M3)**

AC-M21093SC-M3



PORTE-CONTENANT

**PLANCHE DE MASSAGE  
CARDIAQUE - ADULTE -  
COMPATIBLE M3**

AC-M21049SZ-M3



PORTE-CONTENANT

**SUPPORT POUR BOÎTE À  
AIGUILLES NOIR  
VOLCANIQUE (COMP. M3)**

AC-M21027NV-M3



PORTE-CONTENANT

**PLANCHE À MASSAGE  
CARDIAQUE POUR  
NOURISSON SÉPARÉE  
(COMP. M3)**

AC-M77871-M3



EXTENSION PLAN DE TRAVAIL ...

**TABLETTE ÉCRITURE  
RABBATABLE**

AC-TAB-ECRITURE



ÉQUIPEMENT

**LIAISONS RAIL (2 PIÈCES)**

AC-JONRAIL



ÉQUIPEMENT

**ATTELAGE POUR  
CHARIOTS (LOT DE 2)**

AC-M21088MA



ÉQUIPEMENT

**BANDE ADHÉSIVE ALU  
AIMANTÉE POUR RAIL  
(COMP. V1 & V2)**

AC-M77942



ÉQUIPEMENT

**BANDE VELCRO BLEUE  
LONGUEUR 5 M À COUPER**

CO-M77885



PORTE-CONTENANT

**RANGÉE DE 3 BOÎTES  
BASCULANTES GRISE AVEC  
PIÈCE DE FIXATION POUR  
RAIL**

AC-BB3



PORTE-CONTENANT

**RANGÉE DE 4 BOÎTES  
BASCULANTES GRISE AVEC  
PIÈCE DE FIXATION POUR  
RAIL**

AC-M77881



PORTE-CONTENANT

**RANGÉE DE 6 BOÎTES  
BASCULANTES GRISE AVEC  
PIÈCE DE FIXATION POUR  
RAIL**

AC-M77883



PORTE-CONTENANT

**RANGÉE DE 5 BOÎTES  
BASCULANTES GRISE AVEC  
PIÈCE DE FIXATION POUR  
RAIL**


AC-M77882



PORTE-CONTENANT

**ENSEMBLE 6 CROCHETS  
COMPATIBLE PORTIQUE ET  
RAIL EASYCLIP**

AC-SUP5C



PORTIQUE

**PORTIQUE SUPPORT  
INFORMATIQUE**

AC-M21031INF



PORTIQUE

**RAIL RÉGLABLE EN  
HAUTEUR POUR PORTIQUE**

AC-RAIL-POR-REG



PORTIQUE

**ÉTAGÈRE POUR PORTIQUE**

AC-ETAGERE-PORT



PORTIQUE

**PORTIQUE 2 RAILS**

AC-PORT-2-RAILS



PORTIQUE

**PORTIQUE 2 ETAGERES**

AC-PORT-2-ETAG



# Accessoires

PORTIQUE

**PORTIQUE 1 RAIL ET 1  
ETAGERE**

AC-PORT-RAIL-ETAG



PORTIQUE

**RAIL REGLABLE EN  
HAUTEUR POUR PORTIQUE**

AC-RAIL-REG
























PORTIQUE






















**PORTIQUE AVEC 2 RAILS  
REGLABLES EN HAUTEUR**



















AC-PORT-2-RAILSREG



# Composants

<p>BAC À LÈVRES</p> <p><b>BAC À LÈVRES TRANSPARENT - HAUTEUR 200 MM AJOURÉ</b></p> <p>CO-BAL200AT</p> 	<p>BAC À LÈVRES</p> <p><b>BAC À LÈVRES TRANSPARENT - HAUTEUR 50 MM PLEIN</b></p> <p>CO-BAL50PT</p> 	<p>BAC À LÈVRES</p> <p><b>BAC À LÈVRES TRANSPARENT - HAUTEUR 100 MM PLEIN</b></p> <p>CO-BAL100PT</p> 	<p>BAC À LÈVRES</p> <p><b>BAC À LÈVRES TRANSPARENT - HAUTEUR 100 MM AJOURÉ</b></p> <p>CO-BAL100AT</p> 	<p>BAC À LÈVRES</p> <p><b>BUTÉE D'ARRÊT POUR BAL BLANC</b></p> <p>CO-BA</p> 	<p>PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...</p> <p><b>PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 200 MM LONG AJOURÉ</b></p> <p>CO-PL200AT</p> 	<p>PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...</p> <p><b>PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 200 MM COURT AJOURÉ</b></p> <p>CO-PC200AT</p> 
<p>PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...</p> <p><b>PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 100 MM LONG AJOURÉ</b></p> <p>CO-PL100AT</p> 	<p>PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...</p> <p><b>PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 100 MM LONG PLEIN</b></p> <p>CO-PL100PT</p> 	<p>PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...</p> <p><b>PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 100 MM COURT AJOURÉ</b></p> <p>CO-PC100AT</p> 	<p>PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...</p> <p><b>PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 100 MM COURT PLEIN</b></p> <p>CO-PC100PT</p> 	<p>PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...</p> <p><b>PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 050 MM COURT PLEIN</b></p> <p>CO-PC50PT</p> 	<p>PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...</p> <p><b>PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 050 MM LONG PLEIN</b></p> <p>CO-PL50PT</p> 	<p>PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...</p> <p><b>CLIPS POUR PEIGNE BAL EN T BLANC</b></p> <p>CO-CTP</p> 
<p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p><b>PORTE-ÉTIQUETTE BAL TRANSPARENT (LOT DE 50)</b></p> <p>CO-M24534VB</p> 	<p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p><b>PORTE-ÉTIQUETTE BAL BLANC (LOT DE 10) VERTICAL</b></p> <p>CO-M77816VB</p> 	<p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p><b>PORTE ÉTIQUETTE CAVALIER POUR BAL (VENDU PAR LOT DE 10)</b></p> <p>CO-M77817</p> 	<p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p><b>SUPPORT ÉTIQUETTE BLANC VERTICAL (LOT DE 50)</b></p> <p>CO-M77937V</p> 	<p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p><b>SUPPORT ÉTIQUETTE BLEU VERTICAL (LOT DE 50)</b></p> <p>CO-M77938V</p> 	<p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p><b>SUPPORT ÉTIQUETTE BLANC HORIZONTAL (LOT DE 50)</b></p> <p>CO-M77937</p> 	<p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p><b>SUPPORT ÉTIQUETTE BLEU HORIZONTAL (LOT DE 50)</b></p> <p>CO-M77938</p> 

<p>TIROIR</p> <p><b>ÉQUIPEMENT DE TIROIR POUR DOSSIERS SUSPENDUS BLANC</b></p> <p>CO-M21022MC</p> 	<p>TIROIR</p> <p><b>TIROIR BLANC HAUTEUR 235 MM</b></p> <p>CO-M24504MC</p> 	<p>TIROIR</p> <p><b>TIROIR BLANC HAUTEUR 155 MM</b></p> <p>CO-M24503MC</p> 	<p>TIROIR</p> <p><b>TIROIR BLANC HAUTEUR 075 MM</b></p> <p>CO-M24502MC</p> 	<p>TIROIR À TOXIQUE</p> <p><b>TIROIR À TOXIQUES BLANC AVEC PORTE ET SERRURE MÉCANIQUE HAUTEUR 155</b></p> <p>CO-M21046MC</p> 	<p>TIROIR À TOXIQUE</p> <p><b>TIROIR À TOXIQUES BLANC AVEC PORTE ET SERRURE MÉCANIQUE HAUTEUR 235</b></p> <p>CO-M21047MC</p> 	<p>TIROIR À TOXIQUE</p> <p><b>TIROIR À TOXIQUES BLANC AVEC PORTE ET SERRURE MÉCANIQUE HAUTEUR 075</b></p> <p>CO-M21045MC</p> 
<p>TIROIR PERCÉ</p> <p><b>TIROIR PERCÉ : COUVERCLES DU TIROIR À TOXIQUES BLANC AVEC CHARNIÈRE ET PATTES ARRIÈRES (NÉCESSI ...</b></p> <p>CO-M77873</p> 	<p>TIROIR PERCÉ</p> <p><b>TIROIR PERCÉ BLANC HAUTEUR 235</b></p> <p>CO-M77879</p> 	<p>TIROIR PERCÉ</p> <p><b>TIROIR PERCÉ BLANC HAUTEUR 155</b></p> <p>CO-M77878</p> 	<p>TIROIR PERCÉ</p> <p><b>TIROIR PERCÉ : COUVERCLES DU TIROIR À TOXIQUES BLANC SANS CHARNIÈRE AVEC PATTES ARRIÈRES (NÉCES ...</b></p> <p>CO-M77874</p> 	<p>TIROIR PERCÉ</p> <p><b>TIROIR PERCÉ BLANC HAUTEUR 075</b></p> <p>CO-M77877</p> 	<p>TIROIR PERCÉ</p> <p><b>TIROIR PERCÉ : COUVERCLES DU TIROIR À TOXIQUES BLANC SANS CHARNIÈRE - SANS PATTES ARRIÈRES</b></p> <p>CO-M77875</p> 	<p>PEIGNES POUR TIROIR</p> <p><b>PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 235 LONG</b></p> <p>CO-M46027F6</p> 
<p>PEIGNES POUR TIROIR</p> <p><b>PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 235 COURT</b></p> <p>CO-M46028F6</p> 	<p>PEIGNES POUR TIROIR</p> <p><b>PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 075 LONG</b></p> <p>CO-M46034F6</p> 	<p>PEIGNES POUR TIROIR</p> <p><b>PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 075 COURT SPECIAL PETER'S</b></p> <p>CO-PCP0570</p> 	<p>PEIGNES POUR TIROIR</p> <p><b>PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 155 LONG</b></p> <p>CO-M46029F6</p> 	<p>PEIGNES POUR TIROIR</p> <p><b>PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 075 COURT</b></p> <p>CO-M46035F6</p> 	<p>PEIGNES POUR TIROIR</p> <p><b>PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 155 COURT</b></p> <p>CO-M46030F6</p> 	<p>BAC-TIROIR</p> <p><b>BAC TIROIR BLANC - 075 1/2</b></p> <p>CO-M77888</p> 

<p>BAC-TIROIR</p> <p><b>BAC TIROIR BLANC - 155 1/4</b></p> <p>CO-M24508MC</p> 	<p>BAC-TIROIR</p> <p><b>BAC TIROIR BLANC - 155 1/2</b></p> <p>CO-M77889</p> 	<p>BAC-TIROIR</p> <p><b>BAC TIROIR BLANC - 075 1/6</b></p> <p>CO-M24506MC</p> 	<p>BAC-TIROIR</p> <p><b>BAC TIROIR BLANC - 075 1/4</b></p> <p>CO-M24507MC</p> 	<p>BAC DE SÉPARATION</p> <p><b>BAC DE SÉPARATION BLANC - HAUTEUR 120 1/6 AVEC POIGNÉE LISSE</b></p> <p>CO-M24523MPL</p> 	<p>BAC DE SÉPARATION</p> <p><b>BAC DE SÉPARATION BLANC - HAUTEUR 120 1/6 AVEC POIGNÉE ET 5 RAINURES</b></p> <p>CO-M24523MP</p> 	<p>BAC DE SÉPARATION</p> <p><b>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 155 1/2</b></p> <p>CO-M77887</p> 
<p>BAC DE SÉPARATION</p> <p><b>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 075 1/2</b></p> <p>CO-M77886</p> 	<p>BAC DE SÉPARATION</p> <p><b>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 155 1/4 L</b></p> <p>CO-M24522MC</p> 	<p>BAC DE SÉPARATION</p> <p><b>BAC DE SÉPARATION BLANC - HAUTEUR 075 1/6 AVEC POIGNÉE</b></p> <p>CO-M24509MP</p> 	<p>BAC DE SÉPARATION</p> <p><b>BAC DE SÉPARATION BLANC - HAUTEUR 075 1/4 AVEC POIGNÉE</b></p> <p>CO-M24510MP</p> 	<p>BAC DE SÉPARATION</p> <p><b>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 075 1/4</b></p> <p>CO-M24510MC</p> 	<p>BAC DE SÉPARATION</p> <p><b>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 075 1/4 L</b></p> <p>CO-M24512MC</p> 	<p>BAC DE SÉPARATION</p> <p><b>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 155 1/6</b></p> <p>CO-M24523MC</p> 
<p>BAC DE SÉPARATION</p> <p><b>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 155 1/4</b></p> <p>CO-M24511MC</p> 	<p>BAC DE SÉPARATION</p> <p><b>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 075 1/6</b></p> <p>CO-M24509MC</p> 	<p>SÉPARATEURS</p> <p><b>SÉPARATEUR MOBILE BLANC - HAUTEUR 075 1/6</b></p> <p>CO-M24513MC</p> 	<p>SÉPARATEURS</p> <p><b>SÉPARATEUR MOBILE BLANC - HAUTEUR 075 1/4</b></p> <p>CO-M24514MC</p> 	<p>SÉPARATEURS</p> <p><b>BARRE DE LIAISON POUR SÉPARATEUR MOBILE BLANC (BAC DE SÉPARATION)</b></p> <p>CO-M24526MC</p> 	<p>SÉPARATEURS</p> <p><b>SÉPARATEUR MOBILE BLANC - HAUTEUR 155 1/4</b></p> <p>CO-M24515MC</p> 	<p>SÉPARATEURS</p> <p><b>SÉPARATEUR MOBILE BLANC HAUTEUR 155 1/6</b></p> <p>CO-M24525MC</p> 

# Composants

SÉPARATEURS

**BARRE DE LIAISON POUR  
SÉPARATEUR MOBILE  
BLANC (BAC TIROIR)**

CO-M24530MC



SÉPARATEURS

**SÉPARATEUR MOBILE  
BLANC HAUTEUR 120 1/6  
POUR BAC 120/6 AVEC  
POIGNÉE**

CO-M24525MS



BAC DE SUBDIVISION

**BOÎTE DE SUBDIVISION  
BLANCHE - HAUTEUR 155  
1/8**

CO-M24620MC



BAC DE SUBDIVISION

**BOÎTE DE SUBDIVISION  
BLANCHE - HAUTEUR 075  
1/18**

CO-M24615MC



BAC DE SUBDIVISION

**BOÎTE DE SUBDIVISION  
BLANCHE - HAUTEUR 075  
1/12**

CO-M24617MC



BAC DE SUBDIVISION

**BOÎTE DE SUBDIVISION  
BLANCHE - HAUTEUR 075  
1/8**


CO-M24618MC



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE CACHE  
BLANC LONGUEUR 160  
(LOT DE 100)**


CO-M77915



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE CACHE  
BLANC LONGUEUR 160  
(LOT DE 100)**


CO-M77915



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE CACHE  
BLANC - 2 CASES -  
LONGUEUR 80 (LOT DE  
100)**


CO-M77906



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE CACHE  
BLANC - 2 CASES -  
LONGUEUR 80 (LOT DE  
100)**

CO-M77906



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE CACHE  
BLANC - 1 CASE -  
LONGUEUR 40 (LOT DE  
100)**

CO-M77905



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE CACHE  
BLANC - 1 CASE -  
LONGUEUR 40 (LOT DE  
100)**

CO-M77905



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE BLANC  
VERTICAL UNIVERSEL (LOT  
DE 10)**

CO-M77816V



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE BLANC  
VERTICAL UNIVERSEL (LOT  
DE 10)**

CO-M77816V



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE BLANC  
HORIZONTAL UNIVERSEL  
(VENDU PAR LOT DE 10)**

CO-M77816



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE BLANC  
HORIZONTAL UNIVERSEL  
(VENDU PAR LOT DE 10)**

CO-M77816



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE  
TRANSPARENT VERTICAL  
(LOT DE 50)**


CO-M24534V



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE  
TRANSPARENT VERTICAL  
(LOT DE 50)**


CO-M24534V



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE  
TRANSPARENT  
HORIZONTAL (LOT DE 50)**


CO-M24534MZ



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE  
TRANSPARENT  
HORIZONTAL (LOT DE 50)**

CO-M24534MZ



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE  
TRANSPARENT 1/6**

CO-M24610MZ



# Composants

PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE  
TRANSPARENT 1/6**

CO-M24610MZ



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE  
TRANSPARENT 1/4**

CO-M24611MZ



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE  
TRANSPARENT 1/4**

CO-M24611MZ



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE  
TRANSPARENT 1/2 (POUR  
TIROIR)**

CO-M77815



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE  
TRANSPARENT 1/2 (POUR  
TIROIR)**

CO-M77815



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE BLANC  
80 X 50 MM**

CO-M24535SZ



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE BLANC  
80 X 50 MM**

CO-M24535SZ



ÉTIQUETTES POUR TIROIR

**ÉTIQUETTES BLEUES (LOT  
DE 5)**

CO-M77826



ÉTIQUETTES POUR TIROIR

**ÉTIQUETTES JAUNES (LOT  
DE 5)**

CO-M77825



ÉTIQUETTES POUR TIROIR

**ÉTIQUETTES ROUGES  
(VENDU PAR LOT DE 5)**

CO-M77827



ÉTIQUETTES POUR TIROIR

**ÉTIQUETTES VERTES (LOT  
DE 5)**

CO-M77828



ÉTIQUETTES POUR TIROIR

**ÉTIQUETTES BLANCHES  
POUR BOÎTE DE  
SUBDIVISION**

CO-M24532MC



ÉTAGÈRES EN ABS

**ÉTAGÈRE BLANCHE F600 À  
CLASSEURS (14  
INTERVALLES)**

CO-M77899



ÉTAGÈRES EN ABS

**ÉTAGÈRE BLANCHE F600 À  
SOLUTÉS**

CO-M24505MS



ÉTAGÈRES EN ABS

**ÉTAGÈRE BLANCHE F600  
STANDARD**

CO-M24505MC



ÉTAGÈRES EN COMPACT

**ÉTAGÈRE TRESPA F600**

CO-M77884



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE POUR  
ÉTAGÈRE EN RÉSINE  
STRATIFIÉE**

CO-M77907



ENSEMBLE PLATEAU PILULIER ...

**ENSEMBLE PLATEAU 7  
BACS JOURNALIERS  
GRAND MODÈLE**

CO-MEC70002



ENSEMBLE PLATEAU PILULIER ...

**ENSEMBLE PLATEAU 7  
BACS JOURNALIERS  
MOYEN MODÈLE**

CO-MEC70001



ENSEMBLE PLATEAU PILULIER ...

**PLATEAU BAC  
JOURNALIER BLANC**


CO-MEC70003



ENSEMBLE PLATEAU PILULIER ...

**SYSTÈME OUVERTURE  
BLANC**

CO-SOBJ



BAC JOURNALIER

**SÉPARATEUR MOYEN  
MODÈLE (UNITAIRE)**

CO-MEC70008



BAC JOURNALIER

**SÉPARATEUR GRAND  
MODÈLE (UNITAIRE)**

CO-MEC70009



BAC JOURNALIER

**BAC JOURNALIER  
TRANSPARENT GRAND  
MODÈLE**

CO-MEC70012



BAC JOURNALIER

**BAC JOURNALIER  
TRANSPARENT MOYEN  
MODÈLE**

CO-MEC70011



BAC JOURNALIER

**PILULIER SEUL AVEC  
COUVERCLE POUR TIROIRS  
JOINTIFS**

CO-MED038



ENSEMBLE 8 PILULIERS

**ENSEMBLE PLATEAU 8  
PILULIERS - MAUVE**

CO-M77900MA



ENSEMBLE 8 PILULIERS

**PLATEAU PLUMIER -  
MAUVE**

CO-M77904MA



ENSEMBLE 8 PILULIERS

**PILULIER PLUMIER -  
MAUVE**

CO-M77902MA



ENSEMBLE 8 PILULIERS

**SÉPARATEUR POUR  
PILULIER PLUMIER (VERT  
OU MAUVE)**

CO-M77903



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTES  
TRANSPARENT MOYEN  
MODÈLE (LOT DE 50)**

CO-MEC80020



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTES  
TRANSPARENT GRAND  
MODÈLE (LOT DE 50)**

CO-MEC80021



ÉTIQUETTES POUR PILULIER

**LOT DE 35 PLANCHES DE  
24 ÉTIQUETTES POUR  
PLATEAUX 8 PILULIERS  
(COLORIS PANACHÉS)**

CO-M77901



ÉTIQUETTES POUR PILULIER

**ÉTIQUETTES  
AUTOCOLLANTES MOYEN  
MODÈLE (200 PLANCHES  
DE 27 SOIT 5400  
ÉTIQUETTES)**

CO-MEZ80020



ÉTIQUETTES POUR PILULIER

**ÉTIQUETTES  
AUTOCOLLANTES GRAND  
MODÈLE (200 PLANCHES  
DE 18 SOIT 3600  
ÉTIQUETTES)**

CO-MEZ80021



ÉTIQUETTES POUR PILULIER

**ÉTIQUETTES  
AUTOCOLLANTES MOYEN  
MODÈLE (50 PLANCHES DE  
27 SOIT 1350 ÉTIQUETTES)**

CO-MEZ8002001



ÉTIQUETTES POUR PILULIER

**ÉTIQUETTES  
AUTOCOLLANTES GRAND  
MODÈLE (50 PLANCHES DE  
18 SOIT 900 ÉTIQUETTES)**

CO-MEZ8002101



CASSETTE

**CASSETTE BLANCHE AVEC  
PORTE, VERROUILLAGE ET  
2 POIGNÉES 3 NIVEAUX**

CO-M24627MC



CASSETTE

**CASSETTE BLANCHE AVEC  
PORTE, VERROUILLAGE ET  
2 POIGNÉES 2 NIVEAUX  
SPÉCIAUX**

CO-M24627MS



CASSETTE

**CASSETTE BLANCHE AVEC  
PORTE ET VERROUILLAGE  
3 NIVEAUX**

CO-M24626MC



CASSETTE

**CASSETTE BLANCHE AVEC  
PORTE, VERROUILLAGE ET  
2 POIGNÉES 2 NIVEAUX**

CO-M24624MC



CASSETTE

**CASSETTE BLANCHE AVEC  
PORTE ET VERROUILLAGE  
2 NIVEAUX**

CO-M24623MC



# Composants

CASSETTE

**CASSETTE BLANCHE AVEC  
PORTE ET VERROUILLAGE 1  
NIVEAU**

CO-M24623MS



CASSETTE

**CASSETTE BLANCHE SANS  
PORTE 2 NIVEAUX**

CO-M24622MC



CASSETTE

**CASSETTE BLANCHE SANS  
PORTE 3 NIVEAUX**

CO-M24625MC



CASSETTE

**CASSETTE BLANCHE AVEC  
PORTE, VERROUILLAGE ET  
2 POIGNÉES 1 NIVEAU**

CO-M24624MS



PORTE-ETIQUETTES / SUPPORT É...

**POCHETTE  
AUTOCOLLANTE  
TRANSPARENTE A4 (LOT  
DE 5)**


CO-M77859




PORTE-ETIQUETTES / SUPPORT É...

**SUPPORT AUTOCOLLANT  
POUR SUPPORT-  
ÉTIQUETTE TRANSPARENT  
(LOT DE 5)**

CO-M77880



Décors





Z.I. Nord 14 rue des forges  
86200 - Loudun

Tél +33 (0)1 42 84 01 15  
adv.allibert@hacare.com



**Stéphane HARDOIN**  
Responsable Ventes France  
s.hardoin@hacare.com  
07 44 73 69 53



**Administration des ventes**  
adv.allibert@hacare.com  
+33 (0)1 42 84 01 15



**Julien FROMENT**  
contact@syneris-  
sante.com  
06 99 85 93 21



**Anthony GONZALES**  
Sud Est  
a.gonzales@hacare.com  
06 22 27 71 47



**Stéphane HARDOIN**  
Grand-Est  
s.hardoin@hacare.com  
07 44 73 69 53



**Antoine MARIOT**  
Sud Ouest  
a.mariot@hacare.com  
07 45 29 16 99



**Béatrice PAZZINI**  
Aquitaine  
sud.ouest.hospitalier@wanadoo.fr  
05 56 34 81 93



**Marine POINT**  
Nord Ouest  
m.point@hacare.com  
06 27 47 71 35



**Antoine WEIL**  
Hauts de France - Paris -  
Normandie  
a.weil@hacare.com  
07 43 56 64 39



**HA**care  
MEDICAL

1860

