



DESSERTÉ MÉDICALE GUÉRIDON MM3 (STOCK'ALLI)



Ambulatoire - Soins ambulatoires



Sommaire

| | |
|---|---------|
| HAcare Médical, spécialiste des dispositifs médicaux depuis 1860 | 3 |
| Nos engagements | 4 |
| Choisir l'économie circulaire | 5 |
| Matériaux recyclables | 6 |
| Certifications | 7 |
| Desserte médicale Hôpital Soins ambulatoires | 8 |
| Nos exclusivités | |
| Easy CLEAN | 10 |
| Easy Clip | 11 |
| Nos points forts | |
| Optimiser l'espace avec le concept P20 (Configurable) | 13 |
| Choisir les composants pour un mobilier médical sur mesure (Configurable) | 14 |
| Les caractéristiques | |
| Configurations dédiées | 16 |
| COMPOSANTS : Tiroirs | 17 - 18 |
| COMPOSANTS : Bac à lèvres | 19 - 20 |
| COMPOSANTS: Étagères | 21 - 22 |
| Spécificités techniques | 23 |
| Options, Accessoires, Composants & Nuancier | 32 |
| Une maintenance préventive qui s'adapte à vous | 44 |
| Les avantages de la maintenance préventive | 45 |
| Nos prestations de maintenance préventive | 46 |





HAcare Médical, spécialiste des dispositifs médicaux depuis 1860

Chez HAcare, nous concevons, fabriquons et distribuons des dispositifs médicaux et des solutions de mobilier médical innovant et durable, pensées pour améliorer le quotidien des patients comme des professionnels de santé.



Les engagements éco-responsables du groupe HAcare

Le groupe HAcare s'engage pour une **orientation industrielle éco-responsable**

Dans sa stratégie de développement durable, le groupe HAcare a défini une liste de **6 engagements** qui guident ses **actions et décisions** depuis la création du groupe et pour les années à venir.

Des indicateurs ont été mis en place pour chaque engagement.

Nos 6 engagements



Une production Made in France



L'utilisation de ressources renouvelables



Intégration de l'économie circulaire dans tout nouveau développement produit



Des achats responsables (suivi qualité fournisseurs)



Des actions au quotidien pour le respect et la protection de l'environnement



Une lutte contre les TMS, et les nuisances sonores à travers nos produits

Choisir l'économie circulaire



Les produits finis HAcare sont recyclables au travers d'un circuit de récupération chez le client final, pour recyclage avec notre fournisseur partenaire. Le bois ne pouvant être recyclé à l'infini car ses fibres deviennent trop petites ou s'épuisent, les déchets de bois sont alors récupérés et transformés en énergie verte.



Les panneaux en fibre végétale utilisés dans la fabrication des produits du groupe HAcare sont 100% bois de réemploi. Chaque produit fini HAcare porte un indice révélant la part de fibre végétale contenue.



Le recyclage est la pratique consistant à récupérer les matériaux usagés du flux de déchets, puis à incorporer ces mêmes matériaux dans le processus de fabrication. Chaque produit fini HAcare porte un indice révélant la part de matière recyclée contenue.



Matériaux recyclables

Les produits finis HAcare sont recyclables à 95%. Par exemple, le lit médicalisé HAcare est entièrement recyclable sauf les roues et les moteurs. Chaque lit est démontable pour récupérer séparément chaque matériau : fibre végétale, métal, plastique.



Le bois de réemploi

Les panneaux en fibre végétale utilisés dans la fabrication des produits du groupe HAcare sont :

100% en bois de réemploi

Le réemploi est un des procédés respectueux de l'environnement. Il s'agit par exemple de restes d'entreprises de transformation du bois (par exemple, les restes de scieries, les chutes de production...). Mais aussi de sous-produits d'activités telles que la gestion forestière durable et l'entretien des talus.

100% bois certifié FSC

Recyclables avec un fournisseur partenaire qui, en exclusivité mondiale et depuis 2021, recycle les panneaux MDF et HDF. Pas de consommation d'eau, ni d'énergie verte **biomasse**.



Le métal

Toutes les composantes en métal sont **recyclables** et réutilisables, et ce, **à l'infini**. Une fois le métal trié, il est compressé, broyé, laminé et fondu. Il est ensuite remoulé sous forme de bobines, de barres ou de fils pour la réutilisation. Ce procédé peut se faire sans fin !

Le recyclage des métaux présente de **nombreux avantages**. Il préserve les ressources naturelles en réduisant les besoins en matériaux vierges, diminue la consommation d'énergie et les émissions de **gaz à effet de serre**.



Le plastique recyclé

Au sein des usines de recyclage, les déchets (re) deviennent une **matière secondaire** grâce à différents processus : broyage, micronisation, régénération des matières plastiques.

Le plastique recyclé sera alors revendu aux industriels de la **plasturgie** sous forme de **paillettes**, de poudre ou encore de **granulés**.



DESSERTÉ MÉDICALE HÔPITAL

Soins ambulatoires

Guéridon MM3 (STOCK'ALLI)





NOS EXCLUSIVITÉS

Dans un contexte hospitalier où l'hygiène est un impératif absolu, chaque minute consacrée au nettoyage compte. Le personnel soignant est confronté à la nécessité d'assurer une désinfection rigoureuse tout en maintenant un rythme de travail soutenu. La solution EasyClean® répond à cet enjeu en facilitant le nettoyage. Les protocoles d'hygiène sont respectés sans compromis, tout en allégeant la charge de travail du personnel. Résultat : moins d'effort, moins de temps perdu, et une sécurité renforcée pour le patient comme pour le soignant.

EasyClean®, c'est la garantie d'un environnement plus propre, plus sûr et plus ergonomique, au service de la qualité des soins et du confort au travail.



Faciliter le nettoyage

Désassemblage sans outil pour un nettoyage intégral rapide, évite toute rétention pour une **hygiène parfaite** et un vrai **gain de temps** pour le personnel soignant.



Dans un environnement de soins où chaque seconde compte et où l'espace est souvent limité, l'optimisation de la surface de soins devient un enjeu stratégique pour améliorer l'efficacité des équipes soignantes et la sécurité des patients.


Le concept EasyClip® a été conçu pour répondre à ces contraintes avec une approche à la fois ergonomique, intuitive et modulable.



Optimiser la surface de soins

La **fixation des accessoires** se fait en un geste, **sans aucun outil**, offrant un gain de temps immédiat.

Les **accessoires**, entièrement **modulables**, s'adaptent à chaque besoin et à chaque situation de soin, pour un **travail plus fluide** et **efficace** au quotidien.





NOS POINTS FORTS

Optimiser l'espace avec le concept P20 (Configurable)



12x  50mm

9x  75mm

9x 



Le mobilier médical HACARE s'adapte à chaque usage grâce à un **large choix** de **composants modulaires**. En version P20, il optimise le soin et offre une **grande capacité** de rangement. **Compatible** avec **tiroirs, bacs à lèvres normalisés et étagères**, il permet une organisation claire et efficace. Idéal pour **combiner** tiroirs jointifs et étagères standards, il assure un **espace de travail pratique**, évolutif et performant au quotidien, répondant aux besoins des équipes soignantes.

Choisir les composants pour un mobilier médical sur mesure (Configurable)



Configurez votre mobilier médical selon vos **besoins** grâce à un large choix de **composants modulaires**. Créez une **solution sur mesure**, parfaitement adaptée à vos usages quotidiens. Chaque élément est pensé pour **optimiser** votre organisation, votre **confort** de travail et l'**efficacité** des soins, tout en garantissant une ergonomie optimale. Une personnalisation complète pour un **mobilier évolutif, durable** et en parfaite adéquation avec les exigences de votre service.



LES CARACTÉRISTIQUES



Le guéridon 2 étagères

Conçu pour les **soins de base**, ce guéridon à **2 étagères** allie **praticité** et **hygiène**. Compact et facile à désinfecter, il se déplace aisément dans les **espaces restreints**. Idéal pour le **transport de matériel** ou d'une perfusion entre la salle de soins et la chambre du patient.



Le guéridon 3 étagères

Conçu pour les **soins intermédiaires**, ce guéridon à **3 étagères** offre une **solution compacte**, fonctionnelle et **facile à désinfecter**. Son **tiroir intégré** permet de **ranger** les petits dispositifs médicaux tout en gardant l'essentiel à portée de main. Idéal pour les **espaces restreints**, il assure une **organisation claire** et un **accès rapide au matériel**, facilitant les gestes de soins et améliorant l'efficacité au quotidien.



Le guéridon 5 tiroirs

Ce guéridon de **soins complet** offre une organisation optimale grâce à ses **5 tiroirs** de **différentes hauteurs**, permettant de ranger efficacement tous types de **dispositifs médicaux**, **consommables** et **solutés massifs**. Fonctionnel et ergonomique, il facilite l'**accès rapide au matériel** tout en contribuant à un **environnement** de travail **ordonné** et **sécurisé**. Une solution pratique, pensée pour améliorer la **fluidité des soins** et le **confort** du personnel **soignant** au quotidien.



Un guéridon évolutif

Léger, modulable et **évolutif**, le guéridon de soins s'adapte à toutes les organisations grâce au **système P20**, offrant de **multiples configurations** selon les besoins. Les **rails latéraux** permettent d'intégrer de nombreux **accessoires** et **composants**, optimisant l'espace et l'efficacité au quotidien. Grâce au système **EasyClean®**, le mobilier se désinfecte rapidement entre chaque patient, garantissant **hygiène**, **sécurité** et **fluidité** dans les gestes de soins, tout en facilitant le travail des équipes soignantes.




Les **tiroirs jointifs protègent** le contenu des tiroirs **des regards** indiscrets, de la **lumière** et des **UV**, préservant ainsi la qualité et la **confidentialité** des produits stockés.

Grâce au système de **verrouillage centralisé**, l'ouverture et la fermeture se font en **un seul geste**, simplifiant le travail du personnel tout en renforçant la sécurité.


Les **tiroirs amovibles** peuvent être **nettoyés en autoclave**, les **angles rayonnés** facilitent le nettoyage.

Une solution pratique et fiable pour conjuguer protection, efficacité et sérénité au quotidien.



Des tiroirs ergonomiques


Le mobilier médical s'**adapte** à chaque organisation de soins grâce à ses **configurations personnalisables**. Choisissez parmi 3 hauteurs de tiroirs et **composez librement** l'aménagement intérieur selon vos besoins.



Les bacs de séparation


Le mobilier médical s'**adapte** à **chaque organisation** de soins grâce à ses **configurations personnalisables**. Choisissez parmi 3 hauteurs de tiroirs et composez librement l'**aménagement intérieur** selon vos besoins avec les **bacs de séparation**.

Une conception **flexible** et **évolutive** qui permet d'**optimiser l'espace**, d'améliorer l'ergonomie et de rendre chaque poste de soin plus fonctionnel au quotidien.




Les séparateurs

Composez librement l'**aménagement intérieur** selon vos besoins grâce aux bacs de séparations et aux **séparateurs, peignes de séparation**, boîtes de subdivision qui isolent chaque élément de soin pour une **plus grande sécurité**. Une **conception flexible** et **évolutive** qui permet d'**optimiser l'espace**, d'améliorer l'ergonomie et de rendre chaque poste de soin plus fonctionnel au quotidien.




Les porte-étiquettes et étiquettes

Les porte-étiquettes sur les tiroirs du mobilier médical facilitent l'**identification rapide** et précise du contenu, **réduisant les erreurs** et optimisant l'**organisation des soins**. Ils permettent un **repérage clair** des médicaments, dispositifs médicaux ou fournitures, améliorant ainsi la **productivité** et la **fluidité du travail** des équipes. Adaptables et **modulables**, ils contribuent à un environnement de soins structuré et **sécurisé**, tout en **simplifiant** la **gestion quotidienne** du matériel et en renforçant l'efficacité et la sécurité des interventions.




Le bac à lèvres, mode de rangement universel et normé, est doté d'une **gorge arrière** pour **suspension**, et crée ainsi une **zone isolée** limitant la contamination des liquides. **Transparent** pour un **repérage rapide** du contenu, il peut être ajouré pour plus de légèreté. Il s'adapte à **toutes** les **structures** et se **nettoie facilement**, offrant une solution pratique, hygiénique et fonctionnelle pour l'organisation et la sécurité des soins. Disponible en **3 hauteurs** pour optimiser le stockage.



Choisir son Bac à lèbres

Les bacs à lèbres **pleins ou ajourés, transparents**, offrent une **solution de stockage** sécurisée et hygiénique pour le mobilier médical. Leur conception fermée limite les risques de contamination des liquides tout en permettant de **visualiser** rapidement le contenu. **Facile à nettoyer**, il assure durabilité et praticité au quotidien. Adaptable à **toutes** les structures, il optimise l'organisation des instruments et consommables, tout en facilitant le travail des équipes soignantes. Léger et robuste, il combine sécurité, ergonomie et efficacité. Disponible en **3 hauteurs** pour optimiser le stockage.




Peignes pour Bac à lèbres

Composez librement l'**aménagement intérieur** du bac à lèbres selon vos besoins grâce aux **peignes de séparation** qui isolent chaque élément de soin pour une plus grande sécurité.


Une **conception flexible** et évolutive qui permet d'optimiser l'espace.

Plusieurs modèles pour créer votre propre organisation.



Les porte-étiquettes et étiquettes

Les porte-étiquettes sur les tiroirs du mobilier médical facilitent l'**identification rapide** et précise du contenu, **réduisant les erreurs** et optimisant l'**organisation des soins**. Ils permettent un **repérage clair** des médicaments, dispositifs médicaux ou fournitures, améliorant ainsi la **productivité** et la **fluidité du travail** des équipes. Adaptables et **modulables**, ils contribuent à un environnement de soins structuré et **sécurisé**, tout en **simplifiant** la **gestion quotidienne** du matériel et en renforçant l'efficacité et la sécurité des interventions.




L'**étagère** modulable offre un **espace** de **rangement** pratique et accessible pour le mobilier médical. Conçue pour **optimiser l'organisation** des instruments et consommables, elle facilite le travail quotidien des équipes soignantes. Robuste et stable, elle supporte divers équipements tout en restant **facile à nettoyer**, garantissant hygiène et durabilité. **Adaptable** à différentes configurations, elle permet de **structurer** efficacement l'espace de soins, offrant un **accès rapide** au matériel essentiel et contribuant à un environnement de travail fluide, sécurisé et ergonomique.



Les bacs de séparation

Le mobilier médical s'adapte à **chaque organisation** de soins grâce à ses **configurations personnalisables**. Choisissez parmi 3 hauteurs de tiroirs et composez librement l'**aménagement intérieur** selon vos besoins avec les **bacs de séparation**.

Une conception **flexible** et **évolutive** qui permet d'**optimiser l'espace**, d'améliorer l'ergonomie et de rendre chaque poste de soin plus fonctionnel au quotidien.



Les séparateurs

Composez librement l'**aménagement intérieur** selon vos besoins grâce aux bacs de séparation et aux **séparateurs**, **peignes de séparation**, boîtes de subdivision qui isolent chaque élément de soin pour une **plus grande sécurité**. Une **conception flexible** et **évolutive** qui permet d'**optimiser l'espace**, d'améliorer l'ergonomie et de rendre chaque poste de soin plus fonctionnel au quotidien.



Les porte-étiquettes et étiquettes

Les porte-étiquettes sur les tiroirs du mobilier médical facilitent l'**identification rapide** et précise du contenu, **réduisant les erreurs** et optimisant l'**organisation des soins**. Ils permettent un **repérage clair** des médicaments, dispositifs médicaux ou fournitures, améliorant ainsi la **productivité** et la **fluidité du travail** des équipes. Adaptables et **modulables**, ils contribuent à un environnement de soins structuré et **sécurisé**, tout en **simplifiant** la **gestion quotidienne** du matériel et en renforçant l'efficacité et la sécurité des interventions.

POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---------------------|---------|
| Poids structure nue | 12 kg |
| Poids Total Pack | 17,5 kg |

DIMENSIONS

| | |
|-----------------|--------|
| Largeur | 70 cm |
| Profondeur | 46 cm |
| Hauteur plateau | 100 cm |
| Façade | F600 |
| Hauteur | 102 cm |

TYPE

| | |
|------------------|--|
| Type de freinage | Freinage Individuel sur les roulettes avants |
|------------------|--|

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---------------------|---|
| Châssis | Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique |
| Dessus | Plateau plastique ABS PMMA avec rebord de 30 mm |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |
| Sommier / Glissière | PA6 chargé fibres de verre |

PIÈTEMENT

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Type de piètement | Roulettes pivotantes simple galet |
| Diamètre roues | 125 mm |

TYPE DE FIXATION

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Sommier / Glissière | Glissière amovible sans outil |
|---------------------|-------------------------------|

CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|----------------------------|-------|
| Charge maximale admissible | 50 kg |
|----------------------------|-------|

COLORIS

| | |
|---------|-----------------|
| Caisson | Noir Volcanique |
|---------|-----------------|

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|--|------------|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 9G |
| Type de sommier | Glissières |
| Glissières : Tiroir hauteur 75 mm | 9 |
| Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm | 12 |
| Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 12 |

CLASSEMENT FEU

| | |
|---------------|----|
| Plastique | M2 |
| Plastique ABS | M2 |

COMPOSITION

| | |
|---|----------------------|
| : | 1 tiroir hauteur 155 |
| : | 1 étagère blanche |



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Configurable
- Configurable

POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---------------------|-------|
| Poids structure nue | 12 kg |
| Poids Total Pack | 18 kg |

DIMENSIONS

| | |
|-----------------|--------|
| Largeur | 70 cm |
| Profondeur | 46 cm |
| Hauteur plateau | 100 cm |
| Façade | F600 |
| Hauteur | 102 cm |

TYPE

| | |
|------------------|--|
| Type de freinage | Freinage Individuel sur les roulettes avants |
|------------------|--|

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---------------------|---|
| Châssis | Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique |
| Dessus | Plateau plastique ABS PMMA avec rebord de 30 mm |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |
| Sommier / Glissière | PA6 chargé fibres de verre |

PIÈTEMENT

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Type de piètement | Roulettes pivotantes simple galet |
| Diamètre roues | 125 mm |

TYPE DE FIXATION

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Sommier / Glissière | Glissière amovible sans outil |
|---------------------|-------------------------------|

CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|----------------------------|-------|
| Charge maximale admissible | 50 kg |
|----------------------------|-------|

COLORIS

| | |
|---------|-----------------|
| Caisson | Noir Volcanique |
|---------|-----------------|

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|--|------------|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 9G |
| Type de sommier | Glissières |
| Glissières : Tiroir hauteur 75 mm | 9 |
| Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm | 12 |
| Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 12 |

CLASSEMENT FEU

| | |
|---------------|----|
| Plastique | M2 |
| Plastique ABS | M2 |

COMPOSITION

| | |
|---|---------------------|
| : | 1 tiroir 075 |
| : | 2 étagères blanches |



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Configurable
- Configurable

POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---------------------|-------|
| Poids structure nue | 12 kg |
| Poids Total Pack | 20 kg |

DIMENSIONS

| | |
|-----------------|--------|
| Largeur | 70 cm |
| Profondeur | 46 cm |
| Hauteur plateau | 100 cm |
| Façade | F600 |
| Hauteur | 102 cm |

TYPE

| | |
|------------------|--|
| Type de freinage | Freinage Individuel sur les roulettes avants |
|------------------|--|

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---------------------|---|
| Châssis | Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique |
| Dessus | Plateau plastique ABS PMMA avec rebord de 30 mm |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |
| Sommier / Glissière | Glissière en PA6 chargé fibres de verre |

PIÈTEMENT

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Type de piètement | Roulettes pivotantes simple galet |
| Diamètre roues | 125 mm |

TYPE DE FIXATION

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Sommier / Glissière | Glissière amovible sans outil |
|---------------------|-------------------------------|

CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|----------------------------|-------|
| Charge maximale admissible | 50 kg |
|----------------------------|-------|

COLORIS

| | |
|---------|-----------------|
| Caisson | Noir Volcanique |
|---------|-----------------|

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|--|------------|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 9G |
| Type de sommier | Glissières |
| Glissières : Tiroir hauteur 75 mm | 9 |
| Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm | 12 |
| Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 12 |

CLASSEMENT FEU

| | |
|---------------|----|
| Plastique | M2 |
| Plastique ABS | M2 |

COMPOSITION

| | |
|---|--|
| : | 1 tiroir à toxiques hauteur 155 2 étagères blanches |
|---|--|



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Configurable
- Configurable

POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Poids structure nue | 18 kg |
| Poids Total Pack | 43,8 kg |
| Pourcentage végétal (sur poids total) | 65% |
| Pourcentage matière recyclée | 15% |

DIMENSIONS

| | |
|-----------------|--------|
| Largeur | 79 cm |
| Profondeur | 46 cm |
| Hauteur plateau | 100 cm |
| Façade | F600 |
| Hauteur | 102 cm |

TYPE

| | |
|------------------|--|
| Type de freinage | Freinage Individuel sur les roulettes avants |
|------------------|--|

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---------------------|---|
| Châssis | Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique |
| Caisson | Côtés et voile de fond (dos) en fibres végétales épaisseur 6 mm |
| Dessus | Plateau plastique ABS PMMA avec rebord de 30 mm |
| Poignées | PA6 chargé fibres de verre |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |
| Sommier / Glissière | PA6 chargé fibres de verre |

PIÈTEMENT

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Type de piétement | Roulettes pivotantes simple galet |
| Diamètre roues | 125 mm |

TYPE DE FIXATION

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Sommier / Glissière | Glissière amovible sans outil |
|---------------------|-------------------------------|

CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|----------------------------|-------|
| Charge maximale admissible | 50 kg |
|----------------------------|-------|

COLORIS

| | |
|---------|--------|
| Caisson | Quartz |
|---------|--------|

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|--|------------|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 9G |
| Type de sommier | Glissières |
| Glissières : Tiroir hauteur 75 mm | 9 |
| Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm | 12 |
| Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 12 |

CLASSEMENT FEU

| | |
|------------------|--------|
| Plastique | M2 |
| Plastique ABS | M2 |
| Fibres végétales | D-s2d0 |

COMPOSITION

- 2 tiroirs hauteur 075
- 2 tiroirs hauteur 155
- 1 tiroir hauteur 235
- Poubelle de 13L tri sélectif
- Support boîte à aiguilles
- Tablette écrioire rabattable



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Configurable
- Configurable

POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Poids structure nue | 18 kg |
| Poids Total Pack | 40 kg |
| Pourcentage végétal (sur poids total) | 65% |
| Pourcentage matière recyclée | 15% |

DIMENSIONS

| | |
|-----------------|--------|
| Largeur | 79 cm |
| Profondeur | 46 cm |
| Hauteur plateau | 100 cm |
| Façade | F600 |
| Hauteur | 102 cm |

TYPE

| | |
|------------------|--|
| Type de freinage | Freinage Individuel sur les roulettes avants |
|------------------|--|

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---------------------|---|
| Châssis | Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique |
| Caisson | Côtés et voile de fond (dos) en fibres végétales épaisseur 6 mm |
| Dessus | Plateau plastique ABS PMMA avec rebord de 30 mm |
| Poignées | PA6 chargé fibres de verre |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |
| Sommier / Glissière | PA6 chargé fibres de verre |

PIÈTEMENT

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Type de piétement | Roulettes pivotantes simple galet |
| Diamètre roues | 125 mm |

TYPE DE FIXATION

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Sommier / Glissière | Glissière amovible sans outil |
|---------------------|-------------------------------|

CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|----------------------------|-------|
| Charge maximale admissible | 50 kg |
|----------------------------|-------|

COLORIS

| | |
|---------|--------|
| Caisson | Quartz |
|---------|--------|

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|--|------------|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 9G |
| Type de sommier | Glissières |
| Glissières : Tiroir hauteur 75 mm | 9 |
| Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm | 12 |
| Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 12 |

CLASSEMENT FEU

| | |
|------------------|--------|
| Plastique | M2 |
| Plastique ABS | M2 |
| Fibres végétales | D-s2d0 |

COMPOSITION

- 2 tiroirs hauteur 075
- 2 tiroirs hauteur 155
- 1 tiroir hauteur 235
- tablette écrioire rabattable



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Configurable
- Configurable

POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---------------------|---------|
| Poids structure nue | 12 kg |
| Poids Total Pack | 38,5 kg |

DIMENSIONS

| | |
|-----------------|--------|
| Largeur | 79 cm |
| Profondeur | 46 cm |
| Hauteur plateau | 100 cm |
| Façade | F600 |
| Hauteur | 102 cm |

TYPE

| | |
|------------------|--|
| Type de freinage | Freinage Individuel sur les roulettes avants |
|------------------|--|

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---------------------|---|
| Châssis | Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique |
| Dessus | Plateau plastique ABS PMMA avec rebord de 30 mm |
| Poignées | PA6 chargé fibres de verre |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |
| Sommier / Glissière | PA6 chargé fibres de verre |

PIÈTEMENT

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Type de piètement | Roulettes pivotantes simple galet |
| Diamètre roues | 125 mm |

TYPE DE FIXATION

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Sommier / Glissière | Glissière amovible sans outil |
|---------------------|-------------------------------|

CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|----------------------------|-------|
| Charge maximale admissible | 50 kg |
|----------------------------|-------|

COLORIS

| | |
|---------|-----------------|
| Caisson | Noir Volcanique |
|---------|-----------------|

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|--|------------|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 9G |
| Type de sommier | Glissières |
| Glissières : Tiroir hauteur 75 mm | 9 |
| Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm | 12 |
| Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 12 |

CLASSEMENT FEU

| | |
|---------------|----|
| Plastique | M2 |
| Plastique ABS | M2 |

COMPOSITION

| | |
|---|--------------------------|
| • | 2 tiroirs hauteur 075 |
| • | 2 tiroirs hauteur 155 |
| • | 1 tiroir hauteur 235 |
| • | poubelle 13L |
| • | support boîte à aiguille |



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Configurable
- Configurable

POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---------------------|---------|
| Poids structure nue | 12 kg |
| Poids Total Pack | 30,8 kg |

DIMENSIONS

| | |
|-----------------|--------|
| Largeur | 74 cm |
| Profondeur | 46 cm |
| Hauteur plateau | 100 cm |
| Façade | F600 |
| Hauteur | 102 cm |

TYPE

| | |
|------------------|--|
| Type de freinage | Freinage Individuel sur les roulettes avants |
|------------------|--|

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---------------------|---|
| Châssis | Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique |
| Dessus | Plateau plastique ABS PMMA avec rebord de 30 mm |
| Poignées | PA6 chargé fibres de verre |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |
| Sommier / Glissière | PA6 chargé fibres de verre |

PIÈTEMENT

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Type de piètement | Roulettes pivotantes simple galet |
| Diamètre roues | 125 mm |

TYPE DE FIXATION

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Sommier / Glissière | Glissière amovible sans outil |
|---------------------|-------------------------------|

CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|----------------------------|-------|
| Charge maximale admissible | 50 kg |
|----------------------------|-------|

COLORIS

| | |
|---------|-----------------|
| Caisson | Noir Volcanique |
|---------|-----------------|

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|--|------------|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 9G |
| Type de sommier | Glissières |
| Glissières : Tiroir hauteur 75 mm | 9 |
| Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm | 12 |
| Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 12 |

CLASSEMENT FEU

| | |
|---------------|----|
| Plastique | M2 |
| Plastique ABS | M2 |

COMPOSITION

- 2 tiroirs hauteur 155
- 1 étagère blanche
- support boîte à aiguilles
- poubelle 13L tri sélectif
- tablette écritoire rabattable
- élément de rangement latéral filaire 1 étage (bac 155 1/4 inclus)



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Configurable
- Configurable

POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Poids structure nue | 18 kg |
| Pourcentage végétal (sur poids total) | 60%% |
| Pourcentage matière recyclée | 25%% |

DIMENSIONS

| | |
|-----------------|--------|
| Largeur | 79 cm |
| Profondeur | 46 cm |
| Hauteur plateau | 100 cm |
| Façade | F600 |
| Hauteur | 102 cm |

TYPE

| | |
|------------------|--|
| Type de freinage | Freinage Individuel sur les roulettes avants |
|------------------|--|

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---------------------|---|
| Châssis | Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique |
| Caisson | Côtés et voile de fond (dos) en fibres végétales épaisseur 6 mm |
| Dessus | Plateau plastique ABS PMMA avec rebord de 30 mm |
| Poignées | PA6 chargé fibres de verre |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |
| Sommier / Glissière | PA6 chargé fibres de verre |

PIÈTEMENT

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Type de piétement | Roulettes pivotantes simple galet |
| Diamètre roues | 125 mm |

TYPE DE FIXATION

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Sommier / Glissière | Glissière amovible sans outil |
|---------------------|-------------------------------|

CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|----------------------------|-------|
| Charge maximale admissible | 50 kg |
|----------------------------|-------|

COLORIS

| | |
|---------|--------|
| Caisson | Quartz |
|---------|--------|

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|--|------------|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 9G |
| Type de sommier | Glissières |
| Glissières : Tiroir hauteur 75 mm | 9 |
| Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm | 12 |
| Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 12 |

CLASSEMENT FEU

| | |
|------------------|--------|
| Plastique | M2 |
| Plastique ABS | M2 |
| Fibres végétales | D-s2d0 |

9G



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Configurable
- Configurable

POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---------------------|---------|
| Poids structure nue | 12 kg |
| Poids Total Pack | 13,6 kg |

DIMENSIONS

| | |
|-----------------|--------|
| Largeur | 79 cm |
| Profondeur | 46 cm |
| Hauteur plateau | 100 cm |
| Façade | F600 |
| Hauteur | 102 cm |

TYPE

| | |
|------------------|--|
| Type de freinage | Freinage Individuel sur les roulettes avants |
|------------------|--|

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---------------------|---|
| Châssis | Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique |
| Dessus | Plateau plastique ABS PMMA avec rebord de 30 mm |
| Poignées | PA6 chargé fibres de verre |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |
| Sommier / Glissière | PA6 chargé fibres de verre |

PIÈTEMENT

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Type de piètement | Roulettes pivotantes simple galet |
| Diamètre roues | 125 mm |

TYPE DE FIXATION

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Sommier / Glissière | Glissière amovible sans outil |
|---------------------|-------------------------------|

CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|----------------------------|-------|
| Charge maximale admissible | 50 kg |
|----------------------------|-------|

COLORIS

| | |
|---------|-----------------|
| Caisson | Noir Volcanique |
|---------|-----------------|

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|--|------------|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 9G |
| Type de sommier | Glissières |
| Glissières : Tiroir hauteur 75 mm | 9 |
| Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm | 12 |
| Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 12 |

CLASSEMENT FEU

| | |
|---------------|----|
| Plastique | M2 |
| Plastique ABS | M2 |

9G



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Configurable
- Configurable



OPTIONS, ACCESSOIRES, COMPOSANTS & NUANCIER

Options

POIGNÉES DE POUSSÉE

**GRANDE POIGNÉE
LATÉRALE COLORIS NOIR**

OP-POIGNEE



AMÉNAGEMENT

**VOILE DE FOND (DOS)
POUR GUÉRIDON -
COULEUR QUARTZ**

OP-GUFONDNOIR-M3



AMÉNAGEMENT

**PAREMENT DROITE ET
GAUCHE POUR GUÉRIDON
STOCKALLI M3 - COLORIS
QUARTZ**


OP-GUDGNOIR-M3



ÉQUIPEMENT

**4 RAILS PORTE
ACCESSOIRES POUR
STOCKALLI**

OP-RAIL-M3



Accessoires

VERROUILLAGE

PORTE N NOIRE VOLCANIQUE POUR CHARIOT STOCK'ALLI

AC-PORTENG



VERROUILLAGE

BOÎTE DE 50 SCELLÉS ROUGES LIEN LONGUEUR 155 MM - DIAMÈTRE 3 MM - COMP. V1, V2 & M3

AC-D7910101SIRIS



VERROUILLAGE

BOÎTE DE 50 SCELLÉS GRIS (COMP. V1, V2 & M3)

AC-D7910101



TPS SUR STRUCTURE

TIGE PORTE-SÉRUM NOIRE VOLCANIQUE (COMP. V2 & M3)


AC-M21039SI



PORTE-CONTENANT

BRIDE AVEC CROCHET (COMP. V1, V2 & M3)

AC-M77892



PORTE-CONTENANT

SUPPORT BAC À PLÂTRE SUR EASYCLIP (BAC TIROIR 1/2 HAUTEUR 155 NON INCLUS) (COMP. V2 & M3)

AC-SUPBACPLAT



PORTE-CONTENANT

BRIDE PORTE BLOUSE (COMP. V1, V2 & M3)

AC-M77929



PORTE-CONTENANT

ÉLÉMENT DE RANGEMENT LATÉRAL FILAIRE 2 ÉTAGES (SANS BAC) (COMP. V1, V2 & M3)

AC-M21021SC



PORTE-CONTENANT

ÉLÉMENT DE RANGEMENT LATÉRAL FILAIRE XL POUR BOÎTE À GANTS (COMP. V1, V2 & M3)

AC-BOGANXL



PORTE-CONTENANT

PORTE SAC POUBELLE 2 x 13L DOUBLE FILAIRE (COMP. V2 & M3)

AC-M21066SI



PORTE-CONTENANT

ÉLÉMENT DE RANGEMENT LATÉRAL FILAIRE POUR BOÎTE À GANTS (COMP. V1, V2 & M3)

AC-BOGAN



PORTE-CONTENANT

POUBELLE 13L TRI SÉLECTIF (2X) (COMP. V1, V2 & M3)

AC-M77869



PORTE-CONTENANT

ÉLÉMENT DE RANGEMENT LATÉRAL FILAIRE 1 ÉTAGE (BAC 155 1/4 INCLUS) (COMP. V2 & M3)

AC-M21020SC155



PORTE-CONTENANT

ÉLÉMENT DE RANGEMENT LATÉRAL FILAIRE 1 ÉTAGE (BAC 075 1/4 INCLUS) (COMP. V2 & M3)

AC-M21020SC75



PORTE-CONTENANT

ÉLÉMENT DE RANGEMENT LATÉRAL FILAIRE 1 ÉTAGE (SANS BAC) (COMP. V1, V2 & M3)

AC-M21020SC



PORTE-CONTENANT

SUPPORT POUR SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE - POUR CHARIOT 9G

AC-GEL16



PORTE-CONTENANT

PORTE SAC POUBELLE FILAIRE (COMP. V2 & M3)

AC-M21063SI



PORTE-CONTENANT

POUBELLE 13L NOIRE VOLCANIQUE (COMP. V1, V2 & M3)

AC-M21028SC



PORTE-CONTENANT

SANGLE EN ÉLASTOMÈRE TRANSLUCIDE (COMP. V2 & M3)

AC-M21027SA



PORTE-CONTENANT

PINCE DE FIXATION POUR POUBELLE 13L

AC-PINCEPOUBELLE



PORTE-CONTENANT

PORTE FLACONS ARRIÈRE FILAIRE (SANS BAC) STOCK'ALLI

AC-M21037SCSTO



Accessoires

PORTE-CONTENANT

**CONTAINER DOSSIERS
SUSPENDUS NOIR AVEC
POIGNÉES**

AC-M1809011A-M3



PORTE-CONTENANT

**SUPPORT POUR BOÎTE À
AIGUILLES NOIR
VOLCANIQUE (COMP. M3)**

AC-M21027NV-M3



EXTENSION PLAN DE TRAVAIL ...

**TABLETTE ÉCRITOIRE
RABBATABLE**

AC-TAB-ECRITOIRE



PORTE-CONTENANT

**RANGÉE DE 3 BOÎTES
BASCULANTES GRISE AVEC
PIÈCE DE FIXATION POUR
RAIL**

AC-BB3



PORTE-CONTENANT

**RANGÉE DE 4 BOÎTES
BASCULANTES GRISE AVEC
PIÈCE DE FIXATION POUR
RAIL**

AC-M77881



PORTE-CONTENANT

**RANGÉE DE 6 BOÎTES
BASCULANTES GRISE AVEC
PIÈCE DE FIXATION POUR
RAIL**

AC-M77883



PORTE-CONTENANT

**RANGÉE DE 5 BOÎTES
BASCULANTES GRISE AVEC
PIÈCE DE FIXATION POUR
RAIL**


AC-M77882



PORTE-CONTENANT

**ENSEMBLE 6 CROCHETS
COMPATIBLE PORTIQUE ET
RAIL EASYCLIP**

AC-SUP5C



PORTIQUE

ÉTAGÈRE POUR PORTIQUE

AC-ETAGERE-PORT



PORTIQUE

PORTIQUE 2 RAILS

AC-PORT-2-RAILS



PORTIQUE

PORTIQUE 2 ETAGERES

AC-PORT-2-ETAG



PORTIQUE

**PORTIQUE 1 RAIL ET 1
ETAGERE**

AC-PORT-RAIL-ETAG



PORTIQUE

**RAIL REGLABLE EN
HAUTEUR POUR PORTIQUE**

AC-RAIL-REG



PORTIQUE

**PORTIQUE AVEC 2 RAILS
REGLABLES EN HAUTEUR**

AC-PORT-2-RAILSREG



PORTIQUE

**PORTIQUE SUPPORT
INFORMATIQUE**

AC-M21031INF-M3



BAC À LÈVRES

**BAC À LÈVRES
TRANSPARENT - HAUTEUR
200 MM AJOURÉ**

CO-BAL200AT



BAC À LÈVRES

**BAC À LÈVRES
TRANSPARENT - HAUTEUR
50 MM PLEIN**

CO-BAL50PT



BAC À LÈVRES

**BAC À LÈVRES
TRANSPARENT - HAUTEUR
100 MM PLEIN**

CO-BAL100PT



BAC À LÈVRES

**BAC À LÈVRES
TRANSPARENT - HAUTEUR
100 MM AJOURÉ**

CO-BAL100AT



BAC À LÈVRES

**BUTÉE D'ARRÊT POUR BAL
BLANC**

CO-BA



GLISSIÈRES POUR BAC A LEVRES ...

**JEU DE DEUX GLISSIÈRES
BLANCHES POUR BAL ET
PLATEAUX BACS
JOURNALIERS F600**

CO-GB6



GLISSIÈRES POUR BAC A LEVRES ...

**JEU DE DEUX GLISSIÈRES
BLANCHES POUR BAL ET
PLATEAUX BACS
JOURNALIERS F600**

CO-GB6



GLISSIÈRES POUR BAC A LEVRES ...

**JEU DE DEUX GLISSIÈRES
INCLINÉES BLANCHES
POUR BAL ET PLATEAUX
BACS JOURNALIERS F600**

CO-GBI6



GLISSIÈRES POUR BAC A LEVRES ...

**JEU DE DEUX GLISSIÈRES
INCLINÉES BLANCHES
POUR BAL ET PLATEAUX
BACS JOURNALIERS F600**

CO-GBI6



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

**PEIGNE TRANSPARENT
BAL - HAUTEUR 200 MM
LONG AJOURÉ**

CO-PL200AT



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

**PEIGNE TRANSPARENT
BAL - HAUTEUR 200 MM
COURT AJOURÉ**

CO-PC200AT



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

**PEIGNE TRANSPARENT
BAL - HAUTEUR 100 MM
LONG AJOURÉ**

CO-PL100AT



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

**PEIGNE TRANSPARENT
BAL - HAUTEUR 100 MM
LONG PLEIN**

CO-PL100PT



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

**PEIGNE TRANSPARENT
BAL - HAUTEUR 100 MM
COURT AJOURÉ**

CO-PC100AT



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

**PEIGNE TRANSPARENT
BAL - HAUTEUR 100 MM
COURT PLEIN**

CO-PC100PT



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

**PEIGNE TRANSPARENT
BAL - HAUTEUR 050 MM
COURT PLEIN**

CO-PC50PT



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

**PEIGNE TRANSPARENT
BAL - HAUTEUR 050 MM
LONG PLEIN**

CO-PL50PT



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

**CLIPS POUR PEIGNE BAL
EN T BLANC**

CO-CTP



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE BAL
TRANSPARENT (LOT DE 50)**

CO-M24534VB



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE BAL
BLANC (LOT DE 10)
VERTICAL**

CO-M77816VB



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE ÉTIQUETTE
CAVALIER POUR BAL
(VENDU PAR LOT DE 10)**


CO-M77817



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

SUPPORT ÉTIQUETTE BLANC VERTICAL (LOT DE 50)

CO-M77937V



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

SUPPORT ÉTIQUETTE BLEU VERTICAL (LOT DE 50)

CO-M77938V



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

SUPPORT ÉTIQUETTE BLANC HORIZONTAL (LOT DE 50)

CO-M77937



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

SUPPORT ÉTIQUETTE BLEU HORIZONTAL (LOT DE 50)


CO-M77938



TIROIR

ÉQUIPEMENT DE TIROIR POUR DOSSIERS SUSPENDUS BLANC

CO-M21022MC



TIROIR

TIROIR BLANC HAUTEUR 235 MM

CO-M24504MC



TIROIR

TIROIR BLANC HAUTEUR 155 MM


CO-M24503MC



TIROIR

TIROIR BLANC HAUTEUR 075 MM

CO-M24502MC



TIROIR À TOXIQUE

DIGICODE MÉCANIQUE POUR TIROIR À TOXIQUES

OP-DIGIA152



TIROIR À TOXIQUE

TIROIR À TOXIQUES BLANC AVEC PORTE ET SERRURE MÉCANIQUE HAUTEUR 155

CO-M21046MC



TIROIR À TOXIQUE

TIROIR À TOXIQUES BLANC AVEC PORTE ET SERRURE MÉCANIQUE HAUTEUR 235

CO-M21047MC



TIROIR À TOXIQUE

TIROIR À TOXIQUES BLANC AVEC PORTE ET SERRURE MÉCANIQUE HAUTEUR 075

CO-M21045MC



TIROIR À TOXIQUE

CLE PASS POUR SERRURES TIROIRS A TOXIQUES

OP-PASSPM05



TIROIR PERCÉ

TIROIR PERCÉ : COUVERCLES DU TIROIR À TOXIQUES BLANC AVEC CHARNIÈRE ET PATTES ARRIÈRES (NÉCESSI ...

CO-M77873



TIROIR PERCÉ

TIROIR PERCÉ : COUVERCLES DU TIROIR À TOXIQUES BLANC SANS CHARNIÈRE - SANS PATTES ARRIÈRES

CO-M77875



GLISSIÈRES POUR TIROIR

JEU DE 2 GLISSIÈRES BLANCHES POUR TIROIRS F600

CO-GT6



GLISSIÈRES POUR TIROIR

JEU DE 2 GLISSIÈRES INCLINÉES BLANCHES POUR TIROIRS F600

CO-GT16



PEIGNES POUR TIROIR

PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 235 LONG

CO-M46027F6



PEIGNES POUR TIROIR

PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 235 COURT

CO-M46028F6



PEIGNES POUR TIROIR

PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 075 LONG

CO-M46034F6
























PEIGNES POUR TIROIR

PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 075 COURT SPECIAL PETER'S

CO-PCP0570



| | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|
| <p>PEIGNES POUR TIROIR</p> <p>PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 155 LONG</p> <p>CO-M46029F6</p>  | <p>PEIGNES POUR TIROIR</p> <p>PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 075 COURT</p> <p>CO-M46035F6</p>  | <p>PEIGNES POUR TIROIR</p> <p>PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 155 COURT</p> <p>CO-M46030F6</p>  | <p>BAC-TIROIR</p> <p>BAC TIROIR BLANC - 075 1/2</p> <p>CO-M77888</p>  | <p>BAC-TIROIR</p> <p>BAC TIROIR BLANC - 155 1/4</p> <p>CO-M24508MC</p>  | <p>BAC-TIROIR</p> <p>BAC TIROIR BLANC - 155 1/2</p> <p>CO-M77889</p>  | <p>BAC-TIROIR</p> <p>BAC TIROIR BLANC - 075 1/6</p> <p>CO-M24506MC</p>  |
| <p>BAC-TIROIR</p> <p>BAC TIROIR BLANC - 075 1/4</p> <p>CO-M24507MC</p>  | <p>BAC DE SÉPARATION</p> <p>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 155 1/2</p> <p>CO-M77887</p>  | <p>BAC DE SÉPARATION</p> <p>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 075 1/2</p> <p>CO-M77886</p>  | <p>BAC DE SÉPARATION</p> <p>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 155 1/4 L</p> <p>CO-M24522MC</p>  | <p>BAC DE SÉPARATION</p> <p>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 075 1/4</p> <p>CO-M24510MC</p>  | <p>BAC DE SÉPARATION</p> <p>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 075 1/4 L</p> <p>CO-M24512MC</p>  | <p>BAC DE SÉPARATION</p> <p>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 155 1/6</p> <p>CO-M24523MC</p>  |
| <p>BAC DE SÉPARATION</p> <p>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 155 1/4</p> <p>CO-M24511MC</p>  | <p>BAC DE SÉPARATION</p> <p>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 075 1/6</p> <p>CO-M24509MC</p>  | <p>SÉPARATEURS</p> <p>SÉPARATEUR MOBILE BLANC - HAUTEUR 075 1/6</p> <p>CO-M24513MC</p>  | <p>SÉPARATEURS</p> <p>SÉPARATEUR MOBILE BLANC - HAUTEUR 075 1/4</p> <p>CO-M24514MC</p>  | <p>SÉPARATEURS</p> <p>BARRE DE LIAISON POUR SÉPARATEUR MOBILE BLANC (BAC DE SÉPARATION)</p> <p>CO-M24526MC</p>  | <p>SÉPARATEURS</p> <p>SÉPARATEUR MOBILE BLANC - HAUTEUR 155 1/4</p> <p>CO-M24515MC</p>  | <p>SÉPARATEURS</p> <p>SÉPARATEUR MOBILE BLANC HAUTEUR 155 1/6</p> <p>CO-M24525MC</p>  |

Composants

SÉPARATEURS

**BARRE DE LIAISON POUR
SÉPARATEUR MOBILE
BLANC (BAC TIROIR)**

CO-M24530MC



SÉPARATEURS

**SÉPARATEUR MOBILE
BLANC HAUTEUR 120 1/6
POUR BAC 120/6 AVEC
POIGNÉE**

CO-M24525MS



BAC DE SUBDIVISION

**BOÎTE DE SUBDIVISION
BLANCHE - HAUTEUR 155
1/8**

CO-M24620MC



BAC DE SUBDIVISION

**BOÎTE DE SUBDIVISION
BLANCHE - HAUTEUR 075
1/18**

CO-M24615MC



BAC DE SUBDIVISION

**BOÎTE DE SUBDIVISION
BLANCHE - HAUTEUR 075
1/12**

CO-M24617MC



BAC DE SUBDIVISION

**BOÎTE DE SUBDIVISION
BLANCHE - HAUTEUR 075
1/8**


CO-M24618MC



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE CACHE
BLANC LONGUEUR 160
(LOT DE 100)**


CO-M77915



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE CACHE
BLANC LONGUEUR 160
(LOT DE 100)**


CO-M77915



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE CACHE
BLANC - 2 CASES -
LONGUEUR 80 (LOT DE
100)**


CO-M77906



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE CACHE
BLANC - 2 CASES -
LONGUEUR 80 (LOT DE
100)**

CO-M77906



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE CACHE
BLANC - 1 CASE -
LONGUEUR 40 (LOT DE
100)**

CO-M77905



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE CACHE
BLANC - 1 CASE -
LONGUEUR 40 (LOT DE
100)**

CO-M77905



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE BLANC
VERTICAL UNIVERSEL (LOT
DE 10)**

CO-M77816V



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE BLANC
VERTICAL UNIVERSEL (LOT
DE 10)**

CO-M77816V



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE BLANC
HORIZONTAL UNIVERSEL
(VENDU PAR LOT DE 10)**

CO-M77816



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE BLANC
HORIZONTAL UNIVERSEL
(VENDU PAR LOT DE 10)**

CO-M77816



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE
TRANSPARENT VERTICAL
(LOT DE 50)**


CO-M24534V



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE
TRANSPARENT VERTICAL
(LOT DE 50)**


CO-M24534V



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE
TRANSPARENT
HORIZONTAL (LOT DE 50)**

CO-M24534MZ



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE
TRANSPARENT
HORIZONTAL (LOT DE 50)**

CO-M24534MZ



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE
TRANSPARENT 1/6**

CO-M24610MZ



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE
TRANSPARENT 1/6**

CO-M24610MZ



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE
TRANSPARENT 1/4**

CO-M24611MZ



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE
TRANSPARENT 1/4**

CO-M24611MZ



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE
TRANSPARENT 1/2 (POUR
TIROIR)**

CO-M77815



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE
TRANSPARENT 1/2 (POUR
TIROIR)**

CO-M77815



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE BLANC
80 X 50 MM**

CO-M24535SZ



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE BLANC
80 X 50 MM**

CO-M24535SZ



ÉTIQUETTES POUR TIROIR

**ÉTIQUETTES BLEUES (LOT
DE 5)**

CO-M77826



ÉTIQUETTES POUR TIROIR

**ÉTIQUETTES JAUNES (LOT
DE 5)**

CO-M77825



ÉTIQUETTES POUR TIROIR

**ÉTIQUETTES ROUGES
(VENDU PAR LOT DE 5)**

CO-M77827



ÉTIQUETTES POUR TIROIR

**ÉTIQUETTES VERTES (LOT
DE 5)**

CO-M77828



ÉTIQUETTES POUR TIROIR

**ÉTIQUETTES BLANCHES
POUR BOÎTE DE
SUBDIVISION**

CO-M24532MC



ÉTAGÈRES EN ABS

**ÉTAGÈRE BLANCHE F600 À
CLASSEURS (14
INTERVALLES)**

CO-M77899



ÉTAGÈRES EN ABS

**ÉTAGÈRE BLANCHE F600 À
SOLUTÉS**

CO-M24505MS



ÉTAGÈRES EN ABS

**ÉTAGÈRE BLANCHE F600
STANDARD**

CO-M24505MC



ÉTAGÈRES EN ABS

**PACK ETAGERE BT 75 - 4
BACS TIROIRS 75 1/4 - 12
SEPARATEURS MOBILES - 4
PE 1/4**

PP-PETA-BT75-16



ÉTAGÈRES EN ABS

**PACK TIROIR 155 - 4 BACS
DE SEPARATION 155 1/4 - 4
SEPARATEURS MOBILES - 4
BARRES DE LIAISON**

PP-PTIR155-14-8



ÉTAGÈRES EN ABS

**PACK TIROIR 155 - 4 BACS
DE SEPARATION 155 1/4 - 8
SEPARATEURS MOBILES - 4
BARRES DE LIAISON**

PP-PTIR155-14-12



ÉTAGÈRES EN ABS

**PACK TIROIR 155 - 6 BACS
DE SEPARATIONS 155 1/6 - 6
SEPARATEURS MOBILES - 6
BARRES DE LIAISON**

PP-PTIR155-16-12



ÉTAGÈRES EN ABS

**PACK TIROIR 155 - 6 BACS
DE SEPARATION 155 1/6 - 12
SEPARATEURS MOBILES - 6
BARRES DE LIAISON**

PP-PTIR155-16-18



ÉTAGÈRES EN ABS

**PACK TIROIR 75 - 6 BACS
DE SEPARATION 75 1/6 - 18
SEPARATEURS MOBILES**

PP-PTIR75-16-24



Composants

ÉTAGÈRES EN ABS

PACK TIROIR 75 - 4 BACS DE SEPARATION 75 1/4 - 12 SEPARATEURS MOBILES

PP-PTIR75-14-16



ÉTAGÈRES EN ABS

PACK TIROIR 75 - 4 BACS DE SEPARATION 75 1/4 - 16 SEPARATEURS MOBILES

PP-PTIR75-14-20



ÉTAGÈRES EN ABS

PACK ETAGERE BT 155 - 4 BACS TIROIRS 155 1/4 - 8 SEPARATEURS MOBILES - 4 BARRES DE LIAISON - 4 ...

PP-PETA-BT155-14



ÉTAGÈRES EN COMPACT

ÉTAGÈRE TRESPA F600

CO-M77884



ÉTAGÈRES EN MÉTAL

ÉTAGÈRE LONGUE EN MÉTAL POUR GUÉRIDON (P0598)

CO-ETAGLMET



ÉTAGÈRES EN MÉTAL

ÉTAGÈRE COURTE EN MÉTAL POUR GUÉRIDON (P0598)

CO-ETAGCMET



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

PORTE-ÉTIQUETTE POUR ÉTAGÈRE EN RÉSINE STRATIFIÉE

CO-M77907



ENSEMBLE PLATEAU PILULIER ...

ENSEMBLE PLATEAU 7 BACS JOURNALIERS GRAND MODÈLE

CO-MEC70002



ENSEMBLE PLATEAU PILULIER ...

ENSEMBLE PLATEAU 7 BACS JOURNALIERS MOYEN MODÈLE

CO-MEC70001



ENSEMBLE PLATEAU PILULIER ...

PLATEAU BAC JOURNALIER BLANC


CO-MEC70003



ENSEMBLE PLATEAU PILULIER ...

SYSTÈME OUVERTURE BLANC

CO-SOBJ



BAC JOURNALIER

SÉPARATEUR MOYEN MODÈLE (UNITAIRE)

CO-MEC70008



BAC JOURNALIER

SÉPARATEUR GRAND MODÈLE (UNITAIRE)

CO-MEC70009



BAC JOURNALIER

BAC JOURNALIER TRANSPARENT GRAND MODÈLE

CO-MEC70012



BAC JOURNALIER

BAC JOURNALIER TRANSPARENT MOYEN MODÈLE

CO-MEC70011



BAC JOURNALIER

PILULIER SEUL AVEC COUVERCLE POUR TIROIRS JOINTIFS

CO-MED038



ENSEMBLE 8 PILULIERS

ENSEMBLE PLATEAU 8 PILULIERS - MAUVE


CO-M77900MA



ENSEMBLE 8 PILULIERS

PLATEAU PLUMIER - MAUVE


CO-M77904MA



ENSEMBLE 8 PILULIERS

PILULIER PLUMIER - MAUVE

CO-M77902MA



ENSEMBLE 8 PILULIERS

SÉPARATEUR POUR PILULIER PLUMIER (VERT OU MAUVE)

CO-M77903



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

PORTE-ÉTIQUETTES TRANSPARENT MOYEN MODÈLE (LOT DE 50)

CO-MEC80020



Composants

PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTES
TRANSPARENT GRAND
MODÈLE (LOT DE 50)**

CO-MEC80021



ÉTIQUETTES POUR PILULIER

**LOT DE 35 PLANCHES DE
24 ÉTIQUETTES POUR
PLATEAUX 8 PILULIERS
(COLORIS PANACHÉS)**

CO-M77901



ÉTIQUETTES POUR PILULIER

**ÉTIQUETTES
AUTOCOLLANTES MOYEN
MODÈLE (200 PLANCHES
DE 27 SOIT 5400
ÉTIQUETTES)**

CO-MEZ80020



ÉTIQUETTES POUR PILULIER

**ÉTIQUETTES
AUTOCOLLANTES GRAND
MODÈLE (200 PLANCHES
DE 18 SOIT 3600
ÉTIQUETTES)**

CO-MEZ80021



ÉTIQUETTES POUR PILULIER

**ÉTIQUETTES
AUTOCOLLANTES MOYEN
MODÈLE (50 PLANCHES DE
27 SOIT 1350 ÉTIQUETTES)**

CO-MEZ8002001



ÉTIQUETTES POUR PILULIER

**ÉTIQUETTES
AUTOCOLLANTES GRAND
MODÈLE (50 PLANCHES DE
18 SOIT 900 ÉTIQUETTES)**

CO-MEZ8002101



Décors



EXOTIQUE BLEU



PLUM PURPLE



QUARTZ



LIMON



RED CANDY




RICE PAPER

Une maintenance préventive qui s'adapte à vous


La maintenance des dispositifs médicaux n'est pas seulement une **obligation technique**, mais aussi une **responsabilité légale** et réglementaire de l'établissement.

Elle repose sur :

- Une politique claire
- Des procédures de traçabilité
- L'utilisation de pièces conformes
- Et la qualification du personnel



Les avantages de la maintenance préventive



LES AVANTAGES D'UNE MAINTENANCE RÉGULIÈRE DE VOS ÉQUIPEMENTS

- Plus de performance : disponibilité maximale du parc.
- Plus de qualité : un service fiable et continu.
- Moins de dépenses : réduction des coûts de réparation.
- Moins de pannes : continuité assurées.



ALLONGER LA DURÉE DE VIE DE VOS ÉQUIPEMENTS & GARANTIR LA SÉCURITÉ

- Nos programmes de maintenance sont pensés pour :
- Exploiter pleinement les performances de vos équipements.
 - Assurer des contrôles réguliers et des diagnostics fiables.
 - Préserver la sécurité des patients, résidents et soignants.
 - Maintenir la conformité réglementaire de votre établissement.



UN BUDGET SOUS CONTRÔLE

- Nos solutions de maintenance vous aident à :
- Anticiper vos dépenses.
 - Éviter les coûts imprévus.
 - Optimiser vos investissements en toute transparence.



DES PIÈCES CERTIFIÉES POUR UNE FAISABILITÉ DURABLE

- Toutes nos interventions sont réalisées avec des pièces d'origine, testées et validées garantissant :
- La sécurité maximale lors de l'utilisation de vos équipements.
 - Le respect strict des normes réglementaires.
 - La longévité et la fiabilité de vos lits, matelas et accessoires.

Nos prestations de maintenance préventive



UN INTERLOCUTEUR UNIQUE POUR UNE SOLUTION COMPLÈTE

De l'avant-vente à l'après-vente, nous vous accompagnons à chaque étape.

Grâce à une **analyse précise** de vos besoins, nous mettons en place un **support technique** sur-mesure, fondé sur une **collaboration durable** et **efficace**.

DES EXPERTS À VOS CÔTÉS

Nos techniciens et ingénieurs, régulièrement formés aux dernières innovations, vous assurent :

- Un service réactif et de haute qualité.
- Une installation professionnelle de vos équipements.
- La formation complète de vos équipes, directement sur site.

NOS TECHNICIENS RÉALISENT UNE VÉRIFICATION COMPLÈTE

- Contrôle mécanique : assemblage, articulations, freins, verrouillages.
- Contrôle électronique : composants, commandes, capteurs.
- Points de sécurité : barrières, systèmes de blocage, dispositifs de protection.
- Lubrification : regraissage de tous les points de pivot.
- Tests électriques : réalisés conformément aux normes en vigueur.

Chaque opération (contrôle, réglage, remplacement) est consignée dans le rapport de maintenance du technicien.

REMISE EN ÉTAT DU PARC

A l'issue de la visite, notre service de maintenance préventive vous enverra par mail le **rapport de maintenance** complété pour chaque équipement.

Les **fiches d'intervention** sont transmises à votre interlocuteur HAcare qui établit les devis nécessaires pour les réparations ou remplacements.

Vous disposez ainsi d'un **suivi complet** et **transparent** de la **maintenance** de votre parc.

Résultat : un processus clair et tracé, qui garantit la sécurité, la conformité et la disponibilité de vos équipements.



Z.I. Nord 14 rue des forges
86200 - Loudun

Tél +33 (0)1 42 84 01 15
adv.allibert@hacare.com



Stéphane HARDOIN
Responsable Ventes France
s.hardoin@hacare.com
07 44 73 69 53



Administration des ventes
adv.allibert@hacare.com
+33 (0)1 42 84 01 15



Julien FROMENT
Corse
contact@syneris-sante.com
06 99 85 93 21



Anthony GONZALES
Sud Est
a.gonzales@hacare.com
06 22 27 71 47



Stéphane HARDOIN
Grand-Est
s.hardoin@hacare.com
07 44 73 69 53



Stéphane HARDOIN
Nord - Paris - Normandie
s.hardoin@hacare.com
07 44 73 69 53



Antoine MARIOT
Sud Ouest
a.mariot@hacare.com
07 45 29 16 99



Béatrice PAZZINI
Aquitaine
sud.ouest.hospitalier@wanadoo.fr
05 56 34 81 93



Marine POINT
Nord Ouest
m.point@hacare.com
06 27 47 71 35



HAcare
MEDICAL

1860



MKT-26-PO-HOP-AMB-SA-CUM-M3SGO-FR
2026