



PLANS DE TRAVAIL MOBILES PLAN DE TRAVAIL FERMÉ À RIDEAU (LOGIST'ALLI)



**Soins et équipements de service - Salle de préparation des soins**



# Sommaire

<b>HAcare Médical, spécialiste des dispositifs médicaux depuis 1860</b>	3
<b>Nos engagements</b>	4
<b>Choisir l'économie circulaire</b>	5
<b>Matériaux recyclables</b>	6
<b>Certifications</b>	7
<b>Plans de travail mobiles Hôpital Salle de préparation des soins</b>	8
<b>Nos exclusivités</b>	
Easy CLEAN	10
No key concept	11
EasyMov et la 5 <sup>e</sup> roue motorisée	12
<b>Nos points forts</b>	
Un rideau amovible pour protéger et verrouiller (Rideau)	14
Plan de travail pour une préparation fiable (Surface de travail)	15
<b>Les caractéristiques</b>	
Mobilité	17
Sécurité	18
Configurable	19
COMPOSANTS : Tiroirs	20 - 21
COMPOSANTS : Bac à lèvres	22 - 23
COMPOSANTS: Étagères	24 - 25
COMPOSANTS : Plateau bac journalier (BJMM/BJGM)	26 - 27
COMPOSANTS : Casette	28
<b>Spécificités techniques</b>	29
<b>Options, Accessoires, Composants &amp; Nuancier</b>	31
<b>Une maintenance préventive qui s'adapte à vous</b>	42
<b>Les avantages de la maintenance préventive</b>	43
<b>Nos prestations de maintenance préventive</b>	44





## HAcare Médical, spécialiste des dispositifs médicaux depuis 1860

Chez HAcare, nous concevons, fabriquons et distribuons des dispositifs médicaux et des solutions de mobilier médical innovant et durable, pensées pour améliorer le quotidien des patients comme des professionnels de santé.



## Les engagements éco-responsables du groupe HAcare

Le groupe HAcare s'engage pour une **orientation industrielle éco-responsable**

Dans sa stratégie de développement durable, le groupe HAcare a défini une liste de **6 engagements** qui guident ses **actions et décisions** depuis la création du groupe et pour les années à venir.

Des indicateurs ont été mis en place pour chaque engagement.

### Nos 6 engagements



Une production Made in France



L'utilisation de ressources renouvelables



Intégration de l'économie circulaire dans tout nouveau développement produit



Des achats responsables (suivi qualité fournisseurs)



Des actions au quotidien pour le respect et la protection de l'environnement



Une lutte contre les TMS, et les nuisances sonores à travers nos produits

# Choisir l'économie circulaire



Les produits finis HAcare sont recyclables au travers d'un circuit de récupération chez le client final, pour recyclage avec notre fournisseur partenaire. Le bois ne pouvant être recyclé à l'infini car ses fibres deviennent trop petites ou s'épuisent, les déchets de bois sont alors récupérés et transformés en énergie verte.



Les panneaux en fibre végétale utilisés dans la fabrication des produits du groupe HAcare sont 100% bois de réemploi. Chaque produit fini HAcare porte un indice révélant la part de fibre végétale contenue.



Le recyclage est la pratique consistant à récupérer les matériaux usagés du flux de déchets, puis à incorporer ces mêmes matériaux dans le processus de fabrication. Chaque produit fini HAcare porte un indice révélant la part de matière recyclée contenue.



# Matériaux recyclables

Les produits finis HAcare sont recyclables à 95%. Par exemple, le lit médicalisé HAcare est entièrement recyclable sauf les roues et les moteurs. Chaque lit est démontable pour récupérer séparément chaque matériau : fibre végétale, métal, plastique.



## Le bois de réemploi


Les panneaux en fibre végétale utilisés dans la fabrication des produits du groupe HAcare sont :

### **100% en bois de réemploi**

Le réemploi est un des procédés respectueux de l'environnement. Il s'agit par exemple de restes d'entreprises de transformation du bois (par exemple, les restes de scieries, les chutes de production...). Mais aussi de sous-produits d'activités telles que la gestion forestière durable et l'entretien des talus.

### **100% bois certifié FSC**

Recyclables avec un fournisseur partenaire qui, en exclusivité mondiale et depuis 2021, recycle les panneaux MDF et HDF. Pas de consommation d'eau, ni d'énergie verte **biomasse**.



## Le métal

Toutes les composantes en métal sont **recyclables** et réutilisables, et ce, **à l'infini**. Une fois le métal trié, il est compressé, broyé, laminé et fondu. Il est ensuite remoulé sous forme de bobines, de barres ou de fils pour la réutilisation. Ce procédé peut se faire sans fin !

Le recyclage des métaux présente de **nombreux avantages**. Il préserve les ressources naturelles en réduisant les besoins en matériaux vierges, diminue la consommation d'énergie et les émissions de **gaz à effet de serre**.



## Le plastique recyclé

Au sein des usines de recyclage, les déchets (re) deviennent une **matière secondaire** grâce à différents processus : broyage, micronisation, régénération des matières plastiques.

Le plastique recyclé sera alors revendu aux industriels de la **plasturgie** sous forme de **paillettes**, de poudre ou encore de **granulés**.



# PLANS DE TRAVAIL MOBILES HÔPITAL

Salle de préparation des soins

Plan de travail fermé à rideau (LOGIST'ALLI)





## **NOS EXCLUSIVITÉS**


Dans un contexte hospitalier où l'hygiène est un impératif absolu, chaque minute consacrée au nettoyage compte. Le personnel soignant est confronté à la nécessité d'assurer une désinfection rigoureuse tout en maintenant un rythme de travail soutenu. La solution EasyClean® répond à cet enjeu en facilitant le nettoyage. Les protocoles d'hygiène sont respectés sans compromis, tout en allégeant la charge de travail du personnel. Résultat : moins d'effort, moins de temps perdu, et une sécurité renforcée pour le patient comme pour le soignant.

EasyClean®, c'est la garantie d'un environnement plus propre, plus sûr et plus ergonomique, au service de la qualité des soins et du confort au travail.



## Faciliter le nettoyage

**Désassemblage sans outil** pour un nettoyage intégral rapide, évite toute rétention pour une **hygiène parfaite** et un vrai **gain de temps** pour le personnel soignant.



Le verrouillage des chariots de soins est essentiel pour garantir la sécurité des produits de santé et la traçabilité des actes. Qu'il soit à clé, électronique ou par scellé, il protège le contenu contre tout accès non autorisé et limite les risques d'erreur ou de vol. Adapté aux exigences hospitalières, ce système de sécurité assure un accès rapide et contrôlé aux soignants autorisés, renforçant la conformité, la confidentialité et la sérénité dans les services de soins.



## Sécuriser le stockage

Serrures électroniques à **digicode**, **RFID** ou par **simple clé** pour une **sécurité adaptée** à chaque usage. Le **RFID** offre un **accès rapide et sécurisé**, limitant l'accès aux **personnels autorisés**. Traçabilité, fiabilité et praticité au quotidien.



*Dans un environnement hospitalier en constante tension, la manipulation de charges lourdes et le déplacement de brancards représentent des défis quotidiens pour les équipes médicales. Entre la saturation des services et l'étroitesse des couloirs, les risques de Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) pour le personnel et d'inconfort pour les patients sont accrus. C'est pour répondre à ces enjeux de santé au travail et de qualité de prise en charge qu'a été développée la solution de transport assisté.*



## Motorisation avec la 5<sup>e</sup> roue

La **motorisation**, associée à une **5<sup>e</sup> roue pivotante**, offre une grande **maniabilité**. Elle **facilite** les **déplacements** avec sa **batterie escamotable, sécurisée à clé**, ses **20 km d'autonomie**, et sa **gâchette avant / arrière** équipée d'un **électro-frein**.





# **NOS POINTS FORTS**

# Un rideau amovible pour protéger et verrouiller (Rideau)



Le chariot de dispensation est équipé d'un **rideau amovible** constitué d'ondulations marquées qui **coulisse** très facilement dans une glissière très large avec possibilité de **préhension à tous les niveaux** ce qui contribue à lutter contre les TMS.

Le **rideau protège** le contenu du chariot des **regards** indiscrets ( confidentialité lors de la dispensation), de la **lumière** et des **UV**, préservant ainsi la **qualité** et la **confidentialité** de la dispensation.

Grâce au système de **verrouillage centralisé**, l'ouverture et la fermeture se font **en un seul geste**, simplifiant le travail du personnel tout en renforçant la **sécurité**.



Le **plan de travail** du mobilier médical garantit une **sécurité optimale** lors de la préparation des soins. Pratique et ergonomique, il permet au personnel soignant de travailler en toute confiance, avec un **espace de travail stable**, sécurisé et **facile à entretenir**. Une conception pensée pour allier sécurité, confort d'utilisation et efficacité au quotidien.



# **LES CARACTÉRISTIQUES**



### EasyMOV

Conçu pour allier confort d'utilisation et performance, notre mobilier médical offre une **maniabilité optimale** grâce à son système d'**amortisseur intégré**. Cette technologie **absorbe les vibrations** et irrégularités du sol, garantissant un **déplacement** fluide, **sécurisé** et **sans effort**, même en environnement hospitalier exigeant.

La **poignée d'aide à la poussée** facilite la **prise en main**.

Chaque mouvement est facilité, réduisant la fatigue et préservant la santé des utilisateurs au quotidien.


Pensé pour **limiter les troubles musculo-squelettiques** (TMS), il permet aux soignants de travailler dans de meilleures conditions ergonomiques, tout en assurant la sécurité et la stabilité du matériel transporté.



### Choix de roulettes

Le mobilier médical s'adapte à chaque environnement grâce à u **choix de roulettes** de 75 mm ou 125 mm, permettant l'**optimisation** entre ajustement de la **hauteur de surface** de travail et le **confort de déplacement**.


Les **deux freins avant**, facilement accessibles au pied, assurent une **stabilité parfaite** lors des soins ou des préparations, renforçant la **sécurité** du mobilier et la confiance des soignants dans leurs gestes.



### Verrouillage par digicode

La **serrure à digicode** offre une **sécurité optimale** et une **gestion simplifiée des accès** au mobilier médical. Contrairement aux clés, Le code garantit un verrouillage fiable et rapide, limitant les risques de perte ou de duplication.

Elle permet un **contrôle précis de l'accès** aux médicaments et dispositifs médicaux, tout en améliorant la **traçabilité** et la **confidentialité**. Idéale pour les environnements hospitaliers exigeants, elle allie praticité, sécurité et conformité aux protocoles de soins.




### Verrouillage RFID

Le **verrouillage RFID** assure une sécurité optimale et un **accès maîtrisé** au mobilier médical. Grâce à un **badge** ou une **carte nominative**, chaque ouverture est simple, rapide et **traçable**. Elle renforce la **confidentialité**, limite les accès non autorisés et s'adapte parfaitement aux environnements hospitaliers exigeants, où la fluidité et la fiabilité des gestes sont essentielles. Un système moderne, sûr et ergonomique, pour une **gestion simplifiée** et un **contrôle optimal** du matériel médical.




### Verrouillage à clé

Le **verrouillage à clé** sur le mobilier médical garantit une **sécurité** fiable et accessible pour le stockage des médicaments et équipements sensibles. **Simple à utiliser**, il limite les accès non autorisés tout en offrant une **solution robuste** et **éprouvée**. Idéal pour les environnements hospitaliers exigeants, il assure la **protection du contenu**, renforce la **confidentialité** et contribue à la conformité aux **protocoles de sécurité**. Une solution pratique et efficace pour sécuriser le matériel au quotidien et faciliter le travail des équipes soignantes.



### Optimiser l'espace

Le mobilier médical HACARE s'adapte à chaque usage grâce à un **large choix de composants modulables**. En version P60/P80, il optimise le soin et offre une **grande capacité** de rangement. **Compatible** avec  **tiroirs** et **bacs à lèvres normalisés**, permet une organisation claire et efficace. Idéal pour **combiner** tiroirs jointifs et étagères standards, il assure un **espace de travail pratique**, évolutif et performant au quotidien, répondant aux besoins des équipes soignantes.



### Choisir les composants pour un mobilier médical sur mesure

**Configurez** votre mobilier médical selon vos **besoins** grâce à un large choix de **composants modulaires**. Créez une **solution sur mesure**, parfaitement adaptée à vos usages quotidiens. Chaque élément est pensé pour **optimiser** votre organisation, votre **confort** de travail et l'**efficacité** des soins, tout en garantissant une ergonomie optimale. Une personnalisation complète pour un **mobilier évolutif, durable** et en parfaite adéquation avec les exigences de votre service.



### Choisir les configurations "type"

Grâce à **notre expertise** en mobilier médical, nous concevons pour vous des **configurations "type"** pensées pour chaque usage. Sélection rigoureuse de **composants** et **d'accessoires**, agencement optimisé, ergonomie et confort d'utilisation : tout est étudié pour répondre aux besoins spécifiques de chaque service. **Notre équipe vous accompagne** pour définir la configuration la plus adaptée à vos pratiques, en alliant fonctionnalité, durabilité et efficacité au quotidien.



### Choisir les couleurs du mobilier médical

**Personnalisez** votre environnement hospitalier en choisissant parmi une large **gamme de coloris**. Idéal pour **différencier** les **espaces par service** ou par usage et **faciliter l'orientation** du personnel soignant et des patients.




Les  **tiroirs jointifs protègent**  le contenu des tiroirs  **des regards**  indiscrets, de la  **lumière**  et des  **UV** , préservant ainsi la qualité et la  **confidentialité**  des produits stockés.

Grâce au système de  **verrouillage centralisé** , l'ouverture et la fermeture se font en  **un seul geste** , simplifiant le travail du personnel tout en renforçant la sécurité.


Les  **tiroirs amovibles**  peuvent être  **nettoyés en autoclave** , les  **angles rayonnés**  facilitent le nettoyage.

Une solution pratique et fiable pour conjuguer protection, efficacité et sérénité au quotidien.



## Les tiroirs ergonomiques


Le mobilier médical s'**adapte** à chaque organisation de soins grâce à ses **configurations personnalisables**. Choisissez parmi 3 hauteurs de tiroirs et **composez librement** l'aménagement intérieur selon vos besoins.



## Les bacs de séparation


Le mobilier médical s'**adapte** à **chaque organisation** de soins grâce à ses **configurations personnalisables**. Choisissez parmi 3 hauteurs de tiroirs et composez librement l'**aménagement intérieur** selon vos besoins avec les **bacs de séparation**.

Une conception **flexible** et **évolutive** qui permet d'**optimiser l'espace**, d'améliorer l'ergonomie et de rendre chaque poste de soin plus fonctionnel au quotidien.




## Les séparateurs

**Composez** librement l'**aménagement intérieur** selon vos besoins grâce aux bacs de séparations et aux **séparateurs, peignes de séparation**, boîtes de subdivision qui isolent chaque élément de soin pour une **plus grande sécurité**. Une **conception flexible** et **évolutive** qui permet d'**optimiser l'espace**, d'améliorer l'ergonomie et de rendre chaque poste de soin plus fonctionnel au quotidien.




## Les porte-étiquettes et étiquettes

Les porte-étiquettes sur les tiroirs du mobilier médical facilitent l'**identification rapide** et précise du contenu, **réduisant les erreurs** et optimisant l'**organisation des soins**. Ils permettent un **repérage clair** des médicaments, dispositifs médicaux ou fournitures, améliorant ainsi la **productivité** et la **fluidité du travail** des équipes. Adaptables et **modulables**, ils contribuent à un environnement de soins structuré et **sécurisé**, tout en **simplifiant** la **gestion quotidienne** du matériel et en renforçant l'efficacité et la sécurité des interventions.




Les bacs à lèvres **pleins ou ajourés, transparents**, offrent une **solution de stockage** sécurisée et hygiénique pour le mobilier médical. leur conception fermée limite les risques de contamination des liquides tout en permettant de **visualiser** rapidement le contenu. **Facile à nettoyer**, il assure durabilité et praticité au quotidien. Adaptable à **toutes** les structures, il optimise l'organisation des instruments et consommables, tout en facilitant le travail des équipes soignantes. Léger et robuste, il combine sécurité, ergonomie et efficacité. Disponible en **3 hauteurs** pour optimiser le stockage.



### Bac à lèvres plein et ajouré

Le bac à lèvres, mode de rangement universel et normé, est doté d'une **gorge arrière** pour **suspension**, et crée ainsi une **zone isolée** limitant la contamination des liquides. **Transparent** pour un **repérage rapide** du contenu, il peut être ajouré pour plus de légèreté. Il s'adapte à **toutes** les **structures** et se **nettoie facilement**, offrant une solution pratique, hygiénique et fonctionnelle pour l'organisation et la sécurité des soins. Disponible en **3 hauteurs** pour optimiser le stockage.



### Peignes pour Bac à lèvres

**Composez** librement l'**aménagement intérieur** du bac à lèvres selon vos besoins grâce aux **peignes de séparation** qui isolent chaque élément de soin pour une plus grande sécurité.


Une **conception flexible** et évolutive qui permet d'optimiser l'espace.

**Plusieurs modèles** pour créer votre propre organisation.




### Les porte-étiquettes et étiquettes

Les porte-étiquettes sur les tiroirs du mobilier médical facilitent l'**identification rapide** et précise du contenu, **réduisant les erreurs** et optimisant l'**organisation des soins**. Ils permettent un **repérage clair** des médicaments, dispositifs médicaux ou fournitures, améliorant ainsi la **productivité** et la **fluidité du travail** des équipes. Adaptables et **modulables**, ils contribuent à un environnement de soins structuré et **sécurisé**, tout en **simplifiant** la **gestion quotidienne** du matériel et en renforçant l'efficacité et la sécurité des interventions.




L'**étagère** modulable offre un **espace** de **rangement** pratique et accessible pour le mobilier médical. Conçue pour **optimiser l'organisation** des instruments et consommables, elle facilite le travail quotidien des équipes soignantes. Robuste et stable, elle supporte divers équipements tout en restant **facile à nettoyer**, garantissant hygiène et durabilité. **Adaptable** à différentes configurations, elle permet de **structurer** efficacement l'espace de soins, offrant un **accès rapide** au matériel essentiel et contribuant à un environnement de travail fluide, sécurisé et ergonomique.



### Les bacs de séparation


Le mobilier médical s'adapte à **chaque organisation** de soins grâce à ses **configurations personnalisables**. Choisissez parmi 3 hauteurs de tiroirs et composez librement l'**aménagement intérieur** selon vos besoins avec les **bacs de séparation**.

Une conception **flexible** et **évolutive** qui permet d'**optimiser l'espace**, d'améliorer l'ergonomie et de rendre chaque poste de soin plus fonctionnel au quotidien.



### Les séparateurs


**Composez** librement l'**aménagement intérieur** selon vos besoins grâce aux bacs de séparation et aux **séparateurs**, **peignes de séparation**, boîtes de subdivision qui isolent chaque élément de soin pour une **plus grande sécurité**. Une **conception flexible** et **évolutive** qui permet d'**optimiser l'espace**, d'améliorer l'ergonomie et de rendre chaque poste de soin plus fonctionnel au quotidien.



### Les porte-étiquettes et étiquettes

Les porte-étiquettes sur les tiroirs du mobilier médical facilitent l'**identification rapide** et précise du contenu, **réduisant les erreurs** et optimisant l'**organisation des soins**. Ils permettent un **repérage clair** des médicaments, dispositifs médicaux ou fournitures, améliorant ainsi la **productivité** et la **fluidité du travail** des équipes. Adaptables et **modulables**, ils contribuent à un environnement de soins structuré et **sécurisé**, tout en **simplifiant** la **gestion quotidienne** du matériel et en renforçant l'efficacité et la sécurité des interventions.

# COMPOSANTS : Plateau bac journalier (BJMM/BJGM)



Les plateaux **7 piluliers BJMM** ou **BJGM** permettent une **dispensation nominative** claire et organisée pour chaque patient. Fonctionnels et modulables, ils peuvent être **complétés** par un ou plusieurs **tiroirs** destinés au traitement « **si besoin** » ou au **rangement** du petit **matériel** médical (tensiomètre, gants, consommables...). Une solution pratique pour optimiser la préparation et la distribution des traitements au quotidien.



### Les porte-étiquettes et étiquettes

Les porte-étiquettes sur les tiroirs du mobilier médical facilitent l'**identification rapide** et précise du contenu, **réduisant les erreurs** et optimisant l'**organisation des soins**. Ils permettent un **repérage clair** des médicaments, dispositifs médicaux ou fournitures, améliorant ainsi la **productivité** et la **fluidité du travail** des équipes. Adaptables et **modulables**, ils contribuent à un environnement de soins structuré et **sécurisé**, tout en **simplifiant** la **gestion quotidienne** du matériel et en renforçant l'efficacité et la sécurité des interventions.



## COMPOSANTS : Casette

La cassette sécurisée offre un **espace de stockage** fixe et **inviolable**, idéal pour les produits sensibles. Son système de **verrouillage**, possible à n'importe quelle hauteur, garantit une protection renforcée et un **accès contrôlé** en toutes circonstances. Conçue pour accueillir des contenus dangereux ou toxiques, elle renforce la **sécurité** du personnel et des patients tout en assurant une organisation fiable et conforme aux exigences hospitalières.

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	46,5 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	70%
Pourcentage matière recyclée	15%

### DIMENSIONS

Largeur	137 cm
Profondeur	65 cm
Hauteur plateau	105,3 cm
Façade	2 x F600
Epaisseur	12,4 cm

### TYPE

Type de freinage	Freinage individuel
------------------	---------------------

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson	Fibres végétales
Dessus	Fibres végétales
Façade	Rideau en PP blanc
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	ABS noir

### PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

### COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection Stratifié
---------	-----------------------------------

### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 9G
Type de sommier	Mixte uniquement
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	18
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	16
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	18

### CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0

### INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------

# 9G



## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- Rideau
- Surface de travail

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	102,2 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	70%
Pourcentage matière recyclée	15%

### DIMENSIONS

Largeur	200,7 cm
Profondeur	65 cm
Hauteur plateau	105,3 cm
Façade	3 x F600
Epaisseur	1,3 cm

### TYPE

Type de freinage	Freinage individuel
------------------	---------------------

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson	Fibres végétales
Dessus	Fibres végétales
Façade	Rideau en PP blanc
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	ABS noir

### PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	210 kg
----------------------------	--------

### COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection Stratifié
---------	-----------------------------------

### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	3 x 9G
Type de sommier	Mixte ou BJMM
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	27
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	24
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	27

### CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0

### INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------

# 9G



## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- Rideau
- Surface de travail



# **OPTIONS, ACCESSOIRES, COMPOSANTS & NUANCIER**

# Options

## VERROUILLAGE SERRURES

**VERROUILLAGE ELECTRONIQUE AVEC BADGE - POUR LOGISTALLI**

OP-L3RFID



## VERROUILLAGE SERRURES

**VERROUILLAGE ELECTRONIQUE AVEC CODE - POUR LOGISTALLI**

OP-L3CODE



## VERROUILLAGE SERRURES

**VERROUILLAGE MECANIQUE AVEC CLE - POUR LOGISTALLI**

OP-L3CLE



## VERROUILLAGE OPTIONS

**KIT 10 BADGES RFID UTILISATEURS**

OP-KIT-BADGES-RFID



## VERROUILLAGE OPTIONS

**KIT BATTERIE DE SECOURS POUR VERROUILLAGE ELECTRONIQUE**

OP-KIT-BATTERIE



## VERROUILLAGE OPTIONS

**KIT PASSE USB POUR VERROUILLAGE A CODE ET RFID M3 - SANS CODE DE SECURITE**

OP-KIT-PASSE-USB-RFID



## VERROUILLAGE OPTIONS

**KIT ADMINISTRATION POUR VERROUILLAGE ELECTRONIQUE**

OP-KIT-ADMIN



## OPTIONS ROUES

**ROUE BLANCHE DIAMÈTRE 125 MM SIMPLE GALET ANTISTATIQUE**

OP-ROUE125AS



## OPTIONS ROUES

**ROUE BLANCHE DIAMÈTRE 100 MM DOUBLE GALET**

OP-ROUE100



## OPTIONS ROUES

**ROUE BLANCHE DIAMÈTRE 75 MM DOUBLE GALET**

OP-ROUE075



## OPTIONS ROUES

**OPTION SILENT BLOC POUR MOBILIER MODULAIRE - 6 ROULETTES**

OP-SILENTBLOC-6



## OPTIONS ROUES

**OPTION SILENT BLOC POUR MOBILIER MODULAIRE - 8 ROULETTES**


OP-SILENTBLOC-8



## ÉQUIPEMENT

**4 RAILS PORTE ACCESSOIRES POUR BLOC TIROIR ET VESTIAIRE GAMME M3**

OP-RAIL-BT-M3



## ÉQUIPEMENT

**OPTION DOSSERET SUR PLAN DE TRAVAIL 1,35 M**

OPMO-DOSS-135



## ÉQUIPEMENT

**OPTION DOSSERET SUR PLAN DE TRAVAIL 1,50 M**

OPMO-DOSS-150



## ÉQUIPEMENT

**OPTION DOSSERET SUR PLAN DE TRAVAIL 1,70 M**

OPMO-DOSS-170



## ÉQUIPEMENT

**OPTION DOSSERET SUR PLAN DE TRAVAIL 1,80 M**

OPMO-DOSS-180



## ÉQUIPEMENT

**OPTION DOSSERET SUR PLAN DE TRAVAIL 1,90 M**

OPMO-DOSS-190



## ÉQUIPEMENT

**OPTION DOSSERET SUR PLAN DE TRAVAIL 2,00 M**

OPMO-DOSS-200



## ÉQUIPEMENT

**OPTION PORTIQUE 2 RAILS SUR PLAN DE TRAVAIL 1,50 M**

OPMO-PORT-150



## ÉQUIPEMENT

**OPTION PORTIQUE 2 RAILS SUR PLAN DE TRAVAIL 1,70 M**

OPMO-PORT-170



# Options

## ÉQUIPEMENT

**OPTION PORTIQUE 2 RAILS  
SUR PLAN DE TRAVAIL 1,80  
M**

OPMO-PORT-180



## ÉQUIPEMENT

**OPTION PORTIQUE 2 RAILS  
SUR PLAN DE TRAVAIL 1,90  
M**

OPMO-PORT-190



## IDENTIFICATION

**STICKER IDENTIFICATION  
PERSONNALISABLE - EN  
OPTION**

OP-ID




# Accessoires

ÉQUIPEMENT

**BANDE ADHÉSIVE ALU  
AIMANTÉE POUR RAIL  
(COMP. V1 & V2)**

AC-M77942



ÉQUIPEMENT

**BANDE VELCRO BLEUE  
LONGUEUR 5 M À COUPER**

CO-M77885



# Composants

BAC À LÈVRES

**BAC À LÈVRES  
TRANSPARENT - HAUTEUR  
200 MM AJOURÉ**

CO-BAL200AT



BAC À LÈVRES

**BAC À LÈVRES  
TRANSPARENT - HAUTEUR  
50 MM PLEIN**

CO-BAL50PT



BAC À LÈVRES

**BAC À LÈVRES  
TRANSPARENT - HAUTEUR  
100 MM PLEIN**

CO-BAL100PT



BAC À LÈVRES

**BAC À LÈVRES  
TRANSPARENT - HAUTEUR  
100 MM AJOURÉ**

CO-BAL100AT



BAC À LÈVRES

**BUTÉE D'ARRÊT POUR BAL  
BLANC**

CO-BA



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

**PEIGNE TRANSPARENT  
BAL - HAUTEUR 200 MM  
LONG AJOURÉ**

CO-PL200AT



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

**PEIGNE TRANSPARENT  
BAL - HAUTEUR 200 MM  
COURT AJOURÉ**

CO-PC200AT



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

**PEIGNE TRANSPARENT  
BAL - HAUTEUR 100 MM  
LONG AJOURÉ**

CO-PL100AT



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

**PEIGNE TRANSPARENT  
BAL - HAUTEUR 100 MM  
LONG PLEIN**

CO-PL100PT



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

**PEIGNE TRANSPARENT  
BAL - HAUTEUR 100 MM  
COURT AJOURÉ**

CO-PC100AT



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

**PEIGNE TRANSPARENT  
BAL - HAUTEUR 100 MM  
COURT PLEIN**

CO-PC100PT



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

**PEIGNE TRANSPARENT  
BAL - HAUTEUR 050 MM  
COURT PLEIN**

CO-PC50PT



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

**PEIGNE TRANSPARENT  
BAL - HAUTEUR 050 MM  
LONG PLEIN**

CO-PL50PT



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

**CLIPS POUR PEIGNE BAL  
EN T BLANC**

CO-CTP



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE BAL  
TRANSPARENT (LOT DE 50)**

CO-M24534VB



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE BAL  
BLANC (LOT DE 10)  
VERTICAL**


CO-M77816VB



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE ÉTIQUETTE  
CAVALIER POUR BAL  
(VENDU PAR LOT DE 10)**

CO-M77817



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE  
BLANC VERTICAL (LOT DE  
50)**

CO-M77937V



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE BLEU  
VERTICAL (LOT DE 50)**


CO-M77938V



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE  
BLANC HORIZONTAL (LOT  
DE 50)**


CO-M77937
























PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

















**SUPPORT ÉTIQUETTE BLEU  
HORIZONTAL (LOT DE 50)**

CO-M77938



# Composants

<p>TIROIR</p> <p><b>ÉQUIPEMENT DE TIROIR POUR DOSSIERS SUSPENDUS BLANC</b></p> <p>CO-M21022MC</p> 	<p>TIROIR</p> <p><b>TIROIR BLANC HAUTEUR 235 MM</b></p> <p>CO-M24504MC</p> 	<p>TIROIR</p> <p><b>TIROIR BLANC HAUTEUR 155 MM</b></p> <p>CO-M24503MC</p> 	<p>TIROIR</p> <p><b>TIROIR BLANC HAUTEUR 075 MM</b></p> <p>CO-M24502MC</p> 	<p>TIROIR À TOXIQUE</p> <p><b>TIROIR À TOXIQUES BLANC AVEC PORTE ET SERRURE MÉCANIQUE HAUTEUR 155</b></p> <p>CO-M21046MC</p> 	<p>TIROIR À TOXIQUE</p> <p><b>TIROIR À TOXIQUES BLANC AVEC PORTE ET SERRURE MÉCANIQUE HAUTEUR 235</b></p> <p>CO-M21047MC</p> 	<p>TIROIR À TOXIQUE</p> <p><b>TIROIR À TOXIQUES BLANC AVEC PORTE ET SERRURE MÉCANIQUE HAUTEUR 075</b></p> <p>CO-M21045MC</p> 
<p>TIROIR PERCÉ</p> <p><b>TIROIR PERCÉ : COUVERCLES DU TIROIR À TOXIQUES BLANC AVEC CHARNIÈRE ET PATTES ARRIÈRES (NÉCESSI ...</b></p> <p>CO-M77873</p> 	<p>TIROIR PERCÉ</p> <p><b>TIROIR PERCÉ BLANC HAUTEUR 235</b></p> <p>CO-M77879</p> 	<p>TIROIR PERCÉ</p> <p><b>TIROIR PERCÉ BLANC HAUTEUR 155</b></p> <p>CO-M77878</p> 	<p>TIROIR PERCÉ</p> <p><b>TIROIR PERCÉ : COUVERCLES DU TIROIR À TOXIQUES BLANC SANS CHARNIÈRE AVEC PATTES ARRIÈRES (NÉCES ...</b></p> <p>CO-M77874</p> 	<p>TIROIR PERCÉ</p> <p><b>TIROIR PERCÉ BLANC HAUTEUR 075</b></p> <p>CO-M77877</p> 	<p>TIROIR PERCÉ</p> <p><b>TIROIR PERCÉ : COUVERCLES DU TIROIR À TOXIQUES BLANC SANS CHARNIÈRE - SANS PATTES ARRIÈRES</b></p> <p>CO-M77875</p> 	<p>PEIGNES POUR TIROIR</p> <p><b>PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 235 LONG</b></p> <p>CO-M46027F6</p> 
<p>PEIGNES POUR TIROIR</p> <p><b>PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 235 COURT</b></p> <p>CO-M46028F6</p> 	<p>PEIGNES POUR TIROIR</p> <p><b>PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 075 LONG</b></p> <p>CO-M46034F6</p> 	<p>PEIGNES POUR TIROIR</p> <p><b>PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 075 COURT SPECIAL PETER'S</b></p> <p>CO-PCP0570</p> 	<p>PEIGNES POUR TIROIR</p> <p><b>PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 155 LONG</b></p> <p>CO-M46029F6</p> 	<p>PEIGNES POUR TIROIR</p> <p><b>PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 075 COURT</b></p> <p>CO-M46035F6</p> 	<p>PEIGNES POUR TIROIR</p> <p><b>PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 155 COURT</b></p> <p>CO-M46030F6</p> 	<p>BAC-TIROIR</p> <p><b>BAC TIROIR BLANC - 075 1/2</b></p> <p>CO-M77888</p> 

<p>BAC-TIROIR</p> <p><b>BAC TIROIR BLANC - 155 1/4</b></p> <p>CO-M24508MC</p> 	<p>BAC-TIROIR</p> <p><b>BAC TIROIR BLANC - 155 1/2</b></p> <p>CO-M77889</p> 	<p>BAC-TIROIR</p> <p><b>BAC TIROIR BLANC - 075 1/6</b></p> <p>CO-M24506MC</p> 	<p>BAC-TIROIR</p> <p><b>BAC TIROIR BLANC - 075 1/4</b></p> <p>CO-M24507MC</p> 	<p>BAC DE SÉPARATION</p> <p><b>BAC DE SÉPARATION BLANC - HAUTEUR 120 1/6 AVEC POIGNÉE LISSE</b></p> <p>CO-M24523MPL</p> 	<p>BAC DE SÉPARATION</p> <p><b>BAC DE SÉPARATION BLANC - HAUTEUR 120 1/6 AVEC POIGNÉE ET 5 RAINURES</b></p> <p>CO-M24523MP</p> 	<p>BAC DE SÉPARATION</p> <p><b>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 155 1/2</b></p> <p>CO-M77887</p> 
<p>BAC DE SÉPARATION</p> <p><b>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 075 1/2</b></p> <p>CO-M77886</p> 	<p>BAC DE SÉPARATION</p> <p><b>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 155 1/4 L</b></p> <p>CO-M24522MC</p> 	<p>BAC DE SÉPARATION</p> <p><b>BAC DE SÉPARATION BLANC - HAUTEUR 075 1/6 AVEC POIGNÉE</b></p> <p>CO-M24509MP</p> 	<p>BAC DE SÉPARATION</p> <p><b>BAC DE SÉPARATION BLANC - HAUTEUR 075 1/4 AVEC POIGNÉE</b></p> <p>CO-M24510MP</p> 	<p>BAC DE SÉPARATION</p> <p><b>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 075 1/4</b></p> <p>CO-M24510MC</p> 	<p>BAC DE SÉPARATION</p> <p><b>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 075 1/4 L</b></p> <p>CO-M24512MC</p> 	<p>BAC DE SÉPARATION</p> <p><b>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 155 1/6</b></p> <p>CO-M24523MC</p> 
<p>BAC DE SÉPARATION</p> <p><b>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 155 1/4</b></p> <p>CO-M24511MC</p> 	<p>BAC DE SÉPARATION</p> <p><b>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 075 1/6</b></p> <p>CO-M24509MC</p> 	<p>SÉPARATEURS</p> <p><b>SÉPARATEUR MOBILE BLANC - HAUTEUR 075 1/6</b></p> <p>CO-M24513MC</p> 	<p>SÉPARATEURS</p> <p><b>SÉPARATEUR MOBILE BLANC - HAUTEUR 075 1/4</b></p> <p>CO-M24514MC</p> 	<p>SÉPARATEURS</p> <p><b>BARRE DE LIAISON POUR SÉPARATEUR MOBILE BLANC (BAC DE SÉPARATION)</b></p> <p>CO-M24526MC</p> 	<p>SÉPARATEURS</p> <p><b>SÉPARATEUR MOBILE BLANC - HAUTEUR 155 1/4</b></p> <p>CO-M24515MC</p> 	<p>SÉPARATEURS</p> <p><b>SÉPARATEUR MOBILE BLANC HAUTEUR 155 1/6</b></p> <p>CO-M24525MC</p> 

SÉPARATEURS

**BARRE DE LIAISON POUR  
SÉPARATEUR MOBILE  
BLANC (BAC TIROIR)**

CO-M24530MC



SÉPARATEURS

**SÉPARATEUR MOBILE  
BLANC HAUTEUR 120 1/6  
POUR BAC 120/6 AVEC  
POIGNÉE**

CO-M24525MS



BAC DE SUBDIVISION

**BOÎTE DE SUBDIVISION  
BLANCHE - HAUTEUR 155  
1/8**

CO-M24620MC



BAC DE SUBDIVISION

**BOÎTE DE SUBDIVISION  
BLANCHE - HAUTEUR 075  
1/18**

CO-M24615MC



BAC DE SUBDIVISION

**BOÎTE DE SUBDIVISION  
BLANCHE - HAUTEUR 075  
1/12**

CO-M24617MC



BAC DE SUBDIVISION

**BOÎTE DE SUBDIVISION  
BLANCHE - HAUTEUR 075  
1/8**


CO-M24618MC



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE CACHE  
BLANC LONGUEUR 160  
(LOT DE 100)**


CO-M77915



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE CACHE  
BLANC LONGUEUR 160  
(LOT DE 100)**


CO-M77915



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE CACHE  
BLANC - 2 CASES -  
LONGUEUR 80 (LOT DE  
100)**


CO-M77906



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE CACHE  
BLANC - 2 CASES -  
LONGUEUR 80 (LOT DE  
100)**

CO-M77906



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE CACHE  
BLANC - 1 CASE -  
LONGUEUR 40 (LOT DE  
100)**

CO-M77905



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE CACHE  
BLANC - 1 CASE -  
LONGUEUR 40 (LOT DE  
100)**

CO-M77905



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE BLANC  
VERTICAL UNIVERSEL (LOT  
DE 10)**

CO-M77816V



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE BLANC  
VERTICAL UNIVERSEL (LOT  
DE 10)**

CO-M77816V



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE BLANC  
HORIZONTAL UNIVERSEL  
(VENDU PAR LOT DE 10)**

CO-M77816



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE BLANC  
HORIZONTAL UNIVERSEL  
(VENDU PAR LOT DE 10)**

CO-M77816



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE  
TRANSPARENT VERTICAL  
(LOT DE 50)**


CO-M24534V



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE  
TRANSPARENT VERTICAL  
(LOT DE 50)**


CO-M24534V



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE  
TRANSPARENT  
HORIZONTAL (LOT DE 50)**

CO-M24534MZ



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE  
TRANSPARENT  
HORIZONTAL (LOT DE 50)**

CO-M24534MZ
























PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE  
TRANSPARENT 1/6**

CO-M24610MZ



# Composants

<p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p><b>SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/6</b></p> <p>CO-M24610MZ</p> 	<p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p><b>SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/4</b></p> <p>CO-M24611MZ</p> 	<p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p><b>SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/4</b></p> <p>CO-M24611MZ</p> 	<p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p><b>SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/2 (POUR TIROIR)</b></p> <p>CO-M77815</p> 	<p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p><b>SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/2 (POUR TIROIR)</b></p> <p>CO-M77815</p> 	<p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p><b>PORTE-ÉTIQUETTE BLANC 80 X 50 MM</b></p> <p>CO-M24535SZ</p> 	<p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p><b>PORTE-ÉTIQUETTE BLANC 80 X 50 MM</b></p> <p>CO-M24535SZ</p> 
<p>ÉTIQUETTES POUR TIROIR</p> <p><b>ÉTIQUETTES BLEUES (LOT DE 5)</b></p> <p>CO-M77826</p> 	<p>ÉTIQUETTES POUR TIROIR</p> <p><b>ÉTIQUETTES JAUNES (LOT DE 5)</b></p> <p>CO-M77825</p> 	<p>ÉTIQUETTES POUR TIROIR</p> <p><b>ÉTIQUETTES ROUGES (VENDU PAR LOT DE 5)</b></p> <p>CO-M77827</p> 	<p>ÉTIQUETTES POUR TIROIR</p> <p><b>ÉTIQUETTES VERTES (LOT DE 5)</b></p> <p>CO-M77828</p> 	<p>ÉTIQUETTES POUR TIROIR</p> <p><b>ÉTIQUETTES BLANCHES POUR BOÎTE DE SUBDIVISION</b></p> <p>CO-M24532MC</p> 	<p>ÉTAGÈRES EN ABS</p> <p><b>ÉTAGÈRE BLANCHE F600 À CLASSEURS (14 INTERVALLES)</b></p> <p>CO-M77899</p> 	<p>ÉTAGÈRES EN ABS</p> <p><b>ÉTAGÈRE BLANCHE F600 À SOLUTÉS</b></p> <p>CO-M24505MS</p> 
<p>ÉTAGÈRES EN ABS</p> <p><b>ÉTAGÈRE BLANCHE F600 STANDARD</b></p> <p>CO-M24505MC</p> 	<p>ÉTAGÈRES EN COMPACT</p> <p><b>ÉTAGÈRE TRESPA F600</b></p> <p>CO-M77884</p> 	<p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p><b>PORTE-ÉTIQUETTE POUR ÉTAGÈRE EN RÉSINE STRATIFIÉE</b></p> <p>CO-M77907</p> 	<p>CASSETTE</p> <p><b>CASSETTE BLANCHE AVEC PORTE, VERROUILLAGE ET 2 POIGNÉES 3 NIVEAUX</b></p> <p>CO-M24627MC</p> 	<p>CASSETTE</p> <p><b>CASSETTE BLANCHE AVEC PORTE, VERROUILLAGE ET 2 POIGNÉES 2 NIVEAUX SPÉCIAUX</b></p> <p>CO-M24627MS</p> 	<p>CASSETTE</p> <p><b>CASSETTE BLANCHE AVEC PORTE ET VERROUILLAGE 3 NIVEAUX</b></p> <p>CO-M24626MC</p> 	<p>CASSETTE</p> <p><b>CASSETTE BLANCHE AVEC PORTE, VERROUILLAGE ET 2 POIGNÉES 2 NIVEAUX</b></p> <p>CO-M24624MC</p> 

# Composants

CASSETTE

**CASSETTE BLANCHE AVEC  
PORTE ET VERROUILLAGE  
2 NIVEAUX**

CO-M24623MC



CASSETTE

**CASSETTE BLANCHE AVEC  
PORTE ET VERROUILLAGE 1  
NIVEAU**

CO-M24623MS



CASSETTE

**CASSETTE BLANCHE SANS  
PORTE 2 NIVEAUX**

CO-M24622MC



CASSETTE

**CASSETTE BLANCHE SANS  
PORTE 3 NIVEAUX**

CO-M24625MC



CASSETTE

**CASSETTE BLANCHE AVEC  
PORTE, VERROUILLAGE ET  
2 POIGNÉES 1 NIVEAU**

CO-M24624MS



PORTE-ETIQUETTES / SUPPORT É...

**POCHETTE  
AUTOCOLLANTE  
TRANSPARENTE A4 (LOT  
DE 5)**


CO-M77859



PORTE-ETIQUETTES / SUPPORT É...

**SUPPORT AUTOCOLLANT  
POUR SUPPORT-  
ÉTIQUETTE TRANSPARENT  
(LOT DE 5)**

CO-M77880



GOBELET

**SUPPORT BLANC POUR  
GOBELETS À USAGE  
UNIQUE AVEC  
COUVERCLES ÉTROITS (100  
PLATEAUX SANS GOBELET)**

CO-MEZ70001



GOBELET

**GOBELETS À USAGE  
UNIQUE TRANSLUCIDE  
LARGES - GRADUÉS (LOT  
DE 400)**

CO-MEZ71002



GOBELET

**GOBELETS À USAGE  
UNIQUE TRANSLUCIDE  
ÉTROITS - GRADUÉS (LOT  
DE 400)**

CO-MEZ71003



Décors



EXOTIQUE BLEU



PLUM PURPLE



QUARTZ



LIMON



RED CANDY



RICE PAPER




## Une maintenance préventive qui s'adapte à vous


La maintenance des dispositifs médicaux n'est pas seulement une **obligation technique**, mais aussi une **responsabilité légale** et réglementaire de l'établissement.

Elle repose sur :

- Une politique claire
- Des procédures de traçabilité
- L'utilisation de pièces conformes
- Et la qualification du personnel



# Les avantages de la maintenance préventive



## LES AVANTAGES D'UNE MAINTENANCE RÉGULIÈRE DE VOS ÉQUIPEMENTS

- Plus de performance : disponibilité maximale du parc.
- Plus de qualité : un service fiable et continu.
- Moins de dépenses : réduction des coûts de réparation.
- Moins de pannes : continuité assurées.



## ALLONGER LA DURÉE DE VIE DE VOS ÉQUIPEMENTS & GARANTIR LA SÉCURITÉ

Nos programmes de maintenance sont pensés pour :

- Exploiter pleinement les performances de vos équipements.
- Assurer des contrôles réguliers et des diagnostics fiables.
- Préserver la sécurité des patients, résidents et soignants.
- Maintenir la conformité réglementaire de votre établissement.



## UN BUDGET SOUS CONTRÔLE

Nos solutions de maintenance vous aident à :

- Anticiper vos dépenses.
- Éviter les coûts imprévus.
- Optimiser vos investissements en toute transparence.



## DES PIÈCES CERTIFIÉES POUR UNE FAISABILITÉ DURABLE

Toutes nos interventions sont réalisées avec des pièces d'origine, testées et validées garantissant :

- La sécurité maximale lors de l'utilisation de vos équipements.
- Le respect strict des normes réglementaires.
- La longévité et la fiabilité de vos lits, matelas et accessoires.

# Nos prestations de maintenance préventive



## UN INTERLOCUTEUR UNIQUE POUR UNE SOLUTION COMPLÈTE

De l'avant-vente à l'après-vente, nous vous accompagnons à chaque étape.

Grâce à une **analyse précise** de vos besoins, nous mettons en place un **support technique** sur-mesure, fondé sur une **collaboration durable** et **efficace**.

## DES EXPERTS À VOS CÔTÉS

Nos techniciens et ingénieurs, régulièrement formés aux dernières innovations, vous assurent :

- Un service réactif et de haute qualité.
- Une installation professionnelle de vos équipements.
- La formation complète de vos équipes, directement sur site.

## NOS TECHNICIENS RÉALISENT UNE VÉRIFICATION COMPLÈTE

- Contrôle mécanique : assemblage, articulations, freins, verrouillages.
- Contrôle électronique : composants, commandes, capteurs.
- Points de sécurité : barrières, systèmes de blocage, dispositifs de protection.
- Lubrification : regraissage de tous les points de pivot.
- Tests électriques : réalisés conformément aux normes en vigueur.

Chaque opération (contrôle, réglage, remplacement) est consignée dans le rapport de maintenance du technicien.

## REMISE EN ÉTAT DU PARC

A l'issue de la visite, notre service de maintenance préventive vous enverra par mail le **rapport de maintenance** complété pour chaque équipement.

Les **fiches d'intervention** sont transmises à votre interlocuteur HAcare qui établit les devis nécessaires pour les réparations ou remplacements.

Vous disposez ainsi d'un **suivi complet** et **transparent** de la **maintenance** de votre parc.

Résultat : un processus clair et tracé, qui garantit la sécurité, la conformité et la disponibilité de vos équipements.



100 avenue du Formans CS 11001  
01604 - TRÉVOUX

Tél +33 (0)1 42 84 01 15  
adv.bmb@hacare.com



**Nathalie BERTHOLON**  
Responsable Ventes France  
n.bertholon@hacare.com  
07 64 81 05 67



**Administration des ventes**  
adv.bmb@hacare.com  
+33 (0)1 42 84 01 15



**Xavier BLOSSEVILLE**  
Nord - Paris - Normandie  
x.blosseville@hacare.com  
07 69 89 54 65



**Léa BONETAT**  
Centre  
l.bonetat@hacare.com  
07 67 85 57 54



**Victoire BOUTET**  
Rhône Alpes, PACA  
v.boutet@hacare.com  
06 27 86 57 87



**Julien FROMENT**  
Corse  
contact@syneris-  
sante.com  
06 99 85 93 21



**Yoann GASTARD**  
Bretagne  
contact@medical-  
service.net  
06 62 15 69 00



**Julien GINGLINGER**  
Grand Est  
j.ginglinger@hacare.com  
06 14 21 12 22



**Béatrice PAZZINI**  
Aquitaine  
sud.ouest.hospitalier@wanadoo.fr  
05 56 34 81 93



**HA**care  
MEDICAL

1860

