



## CHARIOT À LANGER CHARIOT SÉCURISÉ À TIROIRS JOINTIFS - MM3 (MOD'ALLI)



**Soins et équipements de service - Soins**



# Sommaire

<b>HAcare Médical, spécialiste des dispositifs médicaux depuis 1860</b>	3
<b>Nos engagements</b>	4
<b>Choisir l'économie circulaire</b>	5
<b>Matériaux recyclables</b>	6
<b>Certifications</b>	7
<b>Chariot à langer Hôpital Soins</b>	8
<b>Nos exclusivités</b>	
Soft Sound	10
Easy Clip	11
No key concept	12
EasyMov et la 5 <sup>e</sup> roue motorisée	13
<b>Nos points forts</b>	
Table à langer (Table à langer)	15
Protéger et verrouiller (Tiroirs jointifs)	16
Rail porte-accessoires (Easy Clip)	17
Faciliter le nettoyage (Easy CLEAN)	18
<b>Les caractéristiques</b>	
Mobilité	20
Configurable	21
Configurable	22
COMPOSANTS : Tiroirs	23
COMPOSANTS : Tiroirs	24
<b>Spécificités techniques</b>	25
<b>Options, Accessoires, Composants &amp; Nuancier</b>	27





## HAcare Médical, spécialiste des dispositifs médicaux depuis 1860

Chez HAcare, nous concevons, fabriquons et distribuons des dispositifs médicaux et des solutions de mobilier médical innovant et durable, pensées pour améliorer le quotidien des patients comme des professionnels de santé.



## Les engagements éco-responsables du groupe HAcare

Le groupe HAcare s'engage pour une **orientation industrielle éco-responsable**

Dans sa stratégie de développement durable, le groupe HAcare a défini une liste de **6 engagements** qui guident ses **actions et décisions** depuis la création du groupe et pour les années à venir.

Des indicateurs ont été mis en place pour chaque engagement.

### Nos 6 engagements



Une production Made in France



L'utilisation de ressources renouvelables



Intégration de l'économie circulaire dans tout nouveau développement produit



Des achats responsables (suivi qualité fournisseurs)



Des actions au quotidien pour le respect et la protection de l'environnement



Une lutte contre les TMS, et les nuisances sonores à travers nos produits

# Choisir l'économie circulaire



Les produits finis HAcare sont recyclables au travers d'un circuit de récupération chez le client final, pour recyclage avec notre fournisseur partenaire. Le bois ne pouvant être recyclé à l'infini car ses fibres deviennent trop petites ou s'épuisent, les déchets de bois sont alors récupérés et transformés en énergie verte.



Les panneaux en fibre végétale utilisés dans la fabrication des produits du groupe HAcare sont 100% bois de réemploi. Chaque produit fini HAcare porte un indice révélant la part de fibre végétale contenue.



Le recyclage est la pratique consistant à récupérer les matériaux usagés du flux de déchets, puis à incorporer ces mêmes matériaux dans le processus de fabrication. Chaque produit fini HAcare porte un indice révélant la part de matière recyclée contenue.



# Matériaux recyclables

Les produits finis HAcare sont recyclables à 95%. Par exemple, le lit médicalisé HAcare est entièrement recyclable sauf les roues et les moteurs. Chaque lit est démontable pour récupérer séparément chaque matériau : fibre végétale, métal, plastique.



## Le bois de réemploi

Les panneaux en fibre végétale utilisés dans la fabrication des produits du groupe HAcare sont :

### **100% en bois de réemploi**

Le réemploi est un des procédés respectueux de l'environnement. Il s'agit par exemple de restes d'entreprises de transformation du bois (par exemple, les restes de scieries, les chutes de production...). Mais aussi de sous-produits d'activités telles que la gestion forestière durable et l'entretien des talus.

### **100% bois certifié FSC**

Recyclables avec un fournisseur partenaire qui, en exclusivité mondiale et depuis 2021, recycle les panneaux MDF et HDF. Pas de consommation d'eau, ni d'énergie verte **biomasse**.



## Le métal

Toutes les composantes en métal sont **recyclables** et réutilisables, et ce, **à l'infini**. Une fois le métal trié, il est compressé, broyé, laminé et fondu. Il est ensuite remoulé sous forme de bobines, de barres ou de fils pour la réutilisation. Ce procédé peut se faire sans fin !

Le recyclage des métaux présente de **nombreux avantages**. Il préserve les ressources naturelles en réduisant les besoins en matériaux vierges, diminue la consommation d'énergie et les émissions de **gaz à effet de serre**.



## Le plastique recyclé

Au sein des usines de recyclage, les déchets (re) deviennent une **matière secondaire** grâce à différents processus : broyage, micronisation, régénération des matières plastiques.

Le plastique recyclé sera alors revendu aux industriels de la **plasturgie** sous forme de **paillettes**, de poudre ou encore de **granulés**.



# CHARIOT À LANGER HÔPITAL

Soins

Chariot sécurisé à tiroirs jointifs - MM3 (MOD'ALLI)



## A LANGER, À TIROIRS JOINTIFS

Mobilier médical à **langer**, à **tiroirs jointifs**, configurable  
avec **réduction des nuisances sonores**.

Sa facilité de déplacement contribue à **lutter contre les TMS**.



## **NOS EXCLUSIVITÉS**

Au cours des 40 dernières années, le niveau moyen de bruit dans les hôpitaux a augmenté de 15 décibels (dB), atteignant des niveaux d'environ 70 dB, bien au-dessus de la limite recommandée par l'OMS qui est de 35 dB pour un environnement de soins. Les produits HAcare sont conçus pour lutter contre les nuisances sonores. L'objectif est de réduire de 20dB avec l'ajout d'amortisseurs sur toutes les structures roulantes et brancardables.



## Lutter contre les nuisances sonores

Support anti-vibratoire, amortisseur haute performance : pour des déplacements fluides, silencieux et confortables, même en passage de seuil ou sortie d'ascenseur. Les nuisances sonores diminuent significativement.



# Easy Clip

Dans un environnement de soins où chaque seconde compte et où l'espace est souvent limité, l'optimisation de la surface de soins devient un enjeu stratégique pour améliorer l'efficacité des équipes soignantes et la sécurité des patients.

Le concept EasyClip® a été conçu pour répondre à ces contraintes avec une approche à la fois ergonomique, intuitive et modulable.



## Optimiser la surface de soins

La **fixation des accessoires** se fait en un geste, **sans aucun outil**, offrant un gain de temps immédiat.

Les **accessoires**, entièrement **modulables**, s'adaptent à chaque besoin et à chaque situation de soin, pour un **travail plus fluide** et **efficace** au quotidien.



Le verrouillage des chariots de soins est essentiel pour garantir la sécurité des produits de santé et la traçabilité des actes. Qu'il soit à clé, électronique ou par scellé, il protège le contenu contre tout accès non autorisé et limite les risques d'erreur ou de vol. Adapté aux exigences hospitalières, ce système de sécurité assure un accès rapide et contrôlé aux soignants autorisés, renforçant la conformité, la confidentialité et la sérénité dans les services de soins.



## Sécuriser le stockage

Serrures électroniques à **digicode**, **RFID** ou par **simple clé** pour une **sécurité adaptée** à chaque usage. Le **RFID** offre un **accès rapide et sécurisé**, limitant l'accès aux **personnels autorisés**. Traçabilité, fiabilité et praticité au quotidien.



*Dans un environnement hospitalier en constante tension, la manipulation de charges lourdes et le déplacement de brancards représentent des défis quotidiens pour les équipes médicales. Entre la saturation des services et l'étroitesse des couloirs, les risques de Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) pour le personnel et d'inconfort pour les patients sont accrus. C'est pour répondre à ces enjeux de santé au travail et de qualité de prise en charge qu'a été développée la solution de transport assisté.*



## Motorisation avec la 5<sup>e</sup> roue

La **motorisation**, associée à une **5<sup>e</sup> roue pivotante**, offre une grande **maniabilité**. Elle **facilite** les **déplacements** avec sa **batterie escamotable, sécurisée à clé**, ses **20 km d'autonomie**, et sa **gâchette avant / arrière** équipée d'un **électro-frein**.






# **NOS POINTS FORTS**

## Table à langer (Table à langer)



Chariot à langer équipé d'une **table à langer** et **matelas** intégrés sur la partie supérieure pour un **soin bébé confortable** et **sécurisé**. Doté de tiroirs de **rangement spacieux**, il permet d'organiser facilement le **rangement des couches** et du matériel essentiel et d'optimiser chaque geste. Peut facilement **prolonger un plan de travail fixe**, il est idéal pour gagner du temps, maintenir un espace propre et offrir un accompagnement de qualité au quotidien.

# Protéger et verrouiller (Tiroirs jointifs)



Les **tiroirs jointifs** protègent le contenu des tiroirs des **regards** indiscrets, de la **lumière** et des **UV**, préservant ainsi la **qualité** et la **confidentialité** des produits stockés.

Grâce au système de **verrouillage centralisé**, l'ouverture et la fermeture se font **en un seul geste**, simplifiant le travail du personnel tout en renforçant la **sécurité**.

Une solution pratique et fiable pour conjuguer protection, efficacité et sérénité au quotidien.

# Rail porte-accessoires (Easy Clip)



Choisissez vos accessoires en fonction des usages et des besoins de votre service. Notre concept **Easy Clip** permet une **installation** et une **réorganisation facile** sur rail, **sans aucun outil**. Gagnez ainsi en efficacité et en flexibilité.

# Faciliter le nettoyage (Easy CLEAN)



Grâce à la solution **EasyClean®**, le **nettoyage** du mobilier médical devient **simple**, rapide et **efficace**. Le **plateau amovible** sans outil, donne un **accès total** aux surfaces à nettoyer, elles aussi amovibles.

Résultat : un **lavage intégral** en un minimum de temps, une **hygiène irréprochable**, et un vrai **gain de temps** pour le personnel soignant.



# **LES CARACTÉRISTIQUES**




### EasyMOV

Conçu pour allier confort d'utilisation et performance, notre mobilier médical offre une **maniabilité optimale** grâce à son système d'**amortisseur intégré**. Cette technologie **absorbe les vibrations** et irrégularités du sol, garantissant un **déplacement** fluide, **sécurisé** et **sans effort**, même en environnement hospitalier exigeant.

La **poignée d'aide à la poussée** facilite la **prise en main**.

Chaque mouvement est facilité, réduisant la fatigue et préservant la santé des utilisateurs au quotidien.


Pensé pour **limiter les troubles musculo-squelettiques (TMS)**, il permet aux soignants de travailler dans de meilleures conditions ergonomiques, tout en assurant la sécurité et la stabilité du matériel transporté.



### Choix de roulettes

Le mobilier médical s'adapte à chaque environnement grâce au **choix de roulettes** de 75 mm ou 125 mm, permettant l'**optimisation** entre ajustement de la **hauteur de surface** de travail et le **confort de déplacement**.

Les **deux freins avant**, facilement accessibles au pied, assurent une **stabilité parfaite** lors des soins ou des préparations, renforçant la **sécurité** du mobilier et la confiance des soignants dans leurs gestes.




### Poignées d'aide à la poussée

Conçu pour allier confort d'utilisation et performance, notre mobilier médical offre une **maniabilité optimale** et une **bonne prise en main** grâce à sa **poignée d'aide à la poussée**.

Son système d'amortisseur intégré facilite les déplacements.

Chaque **mouvement** est **fluide**, réduisant la fatigue et préservant la santé des utilisateurs au quotidien.

Pensé pour **limiter les troubles musculo-squelettiques (TMS)**, il permet aux soignants de travailler dans de meilleures conditions ergonomiques, tout en assurant la sécurité et la stabilité du matériel transporté.




### Optimiser l'espace

Le mobilier médical HACARE s'adapte à chaque usage grâce à un **large choix** de **composants modulables**. En version P80, il optimise le soin et offre une **grande capacité** de rangement. **Compatible** avec  **tiroirs** et **bacs à lèvres normalisés**, permet une organisation claire et efficace. Idéal pour **combiner** tiroirs jointifs et étagères standards, il assure un **espace de travail pratique**, évolutif et performant au quotidien, répondant aux besoins des équipes soignantes.




### Une modularité selon l'usage

Le mobilier médical propose une **grande modularité** pour un rangement optimisé : les **petits tiroirs** pour les petits DMS (seringues, aiguilles ..), les **tiroirs intermédiaires** pour les compresses et perfuseurs, et le **grand tiroir** pour les solutés massifs. La **tablette coulissante** plutôt dédiée aux actes administratifs augmente la surface de travail et libère l'espace dédié à la préparation. Un espace dédié aux **supports informatiques** optimise et facilite le suivi patient.



### Choisir les composants pour un mobilier médical sur mesure

**Configurez** votre mobilier médical selon vos **besoins** grâce à un large choix de **composants modulaires**. Créez une **solution sur mesure**, parfaitement adaptée à vos usages quotidiens. Chaque élément est pensé pour **optimiser** votre organisation, votre **confort** de travail et l'**efficacité** des soins, tout en garantissant une ergonomie optimale. Une personnalisation complète pour un **mobilier évolutif, durable** et en parfaite adéquation avec les exigences de votre service.



## Choisir les configurations "type"

Grâce à **notre expertise** en mobilier médical, nous concevons pour vous des **configurations "type"** pensées pour chaque usage. Sélection rigoureuse de **composants** et d'**accessoires**, agencement optimisé, ergonomie et confort d'utilisation : tout est étudié pour répondre aux besoins spécifiques de chaque service. **Notre équipe vous accompagne** pour définir la configuration la plus adaptée à vos pratiques, en alliant fonctionnalité, durabilité et efficacité au quotidien.



## Choisir les couleurs du mobilier médical

**Personnalisez** votre environnement hospitalier en choisissant parmi une large **gamme de coloris**. Idéal pour **différencier** les **espaces par service** ou par usage et **faciliter l'orientation** du personnel soignant et des patients.



75mm




155mm



235mm



Le mobilier médical s'**adapte** à chaque organisation de soins grâce à ses **configurations personnalisables**. Choisissez parmi 3 hauteurs de tiroirs et **composez librement** l'aménagement intérieur selon vos besoins.




### Des tiroirs jointifs

Les **tiroirs jointifs** protègent le contenu des tiroirs **des regards** indiscrets, de la **lumière** et des **UV**, préservant ainsi la qualité et la **confidentialité** des produits stockés.

Grâce au système de **verrouillage centralisé**, l'ouverture et la fermeture se font en **un seul geste**, simplifiant le travail du personnel tout en renforçant la sécurité.

Les **tiroirs amovibles** peuvent être **nettoyés en autoclave**, les **angles rayonnés** facilitent le nettoyage.


Une solution pratique et fiable pour conjuguer protection, efficacité et sérénité au quotidien.



### Les bacs de séparation


Le mobilier médical s'adapte à **chaque organisation** de soins grâce à ses **configurations personnalisables**. Choisissez parmi 3 hauteurs de tiroirs et composez librement l'**aménagement intérieur** selon vos besoins avec les **bacs de séparation**.

Une conception **flexible** et **évolutive** qui permet d'**optimiser l'espace**, d'améliorer l'ergonomie et de rendre chaque poste de soin plus fonctionnel au quotidien.



### Les séparateurs

**Composez** librement l'**aménagement intérieur** selon vos besoins grâce aux bacs de séparations et aux **séparateurs, peignes de séparation**, boîtes de subdivision qui isolent chaque élément de soin pour une **plus grande sécurité**. Une **conception flexible** et **évolutive** qui permet d'**optimiser l'espace**, d'améliorer l'ergonomie et de rendre chaque poste de soin plus fonctionnel au quotidien.



### Les porte-étiquettes et étiquettes

Les porte-étiquettes sur les tiroirs du mobilier médical facilitent l'**identification rapide** et précise du contenu, **réduisant les erreurs** et optimisant l'**organisation des soins**. Ils permettent un **repérage clair** des médicaments, dispositifs médicaux ou fournitures, améliorant ainsi la **productivité** et la **fluidité du travail** des équipes. Adaptables et **modulables**, ils contribuent à un environnement de soins structuré et **sécurisé**, tout en **simplifiant** la **gestion quotidienne** du matériel et en renforçant l'efficacité et la sécurité des interventions.

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	28,6 kg
Poids Total Pack	35,3 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

#### DIMENSIONS

Largeur	95,5 cm
Profondeur	81,7 cm
Hauteur plateau	101 cm
Façade	F600
Hauteur	111 cm

#### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson	Fibres végétales
Dessus	Fibres végétales
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Matière	Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre
Sommier / Glissière	ABS

#### PIÈTEMENT

Type de piétement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

#### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils
---------------------	-------------

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	100 kg
----------------------------	--------

#### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Mixte uniquement
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	9
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	8
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	9

#### CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0

#### COMPOSITION

•	1 étagère
•	1 tiroir 75
•	1 tiroir 155
•	1 tiroir 235
•	poubelle 13L

# 9G



## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- Table à langer
- Tiroirs jointifs
- Easy Clip
- Easy CLEAN

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	28,6 kg
Poids Total Pack	41,5 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

#### DIMENSIONS

Largeur	95,5 cm
Profondeur	81,7 cm
Hauteur plateau	101 cm
Façade	F600
Hauteur	111 cm

#### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson	Fibres végétales
Dessus	Fibres végétales
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Matière	Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre
Sommier / Glissière	ABS

#### PIÈTEMENT

Type de piétement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

#### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils
---------------------	-------------

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	100 kg
----------------------------	--------

#### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Mixte uniquement
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	9
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	8
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	9

#### CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0

# 9G



## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- Table à langer
- Tiroirs jointifs
- Easy Clip
- Easy CLEAN



# **OPTIONS, ACCESSOIRES, COMPOSANTS & NUANCIER**

# Options

## OPTIONS ROUES

**ROUE BLANCHE DIAMÈTRE  
125 MM SIMPLE GALET  
ANTISTATIQUE**

OP-ROUE125AS



## OPTIONS ROUES

**ROUE BLANCHE DIAMÈTRE  
100 MM DOUBLE GALET**

OP-ROUE100



## OPTIONS ROUES

**ROUE BLANCHE DIAMÈTRE  
75 MM DOUBLE GALET**

OP-ROUE075



## ROUE MOTORISÉE

**OPTION ROUE MOTORISÉE  
POUR MOBILIER  
MODULAIRE M3**

OP-M3EZGO



## ROUE MOTORISÉE

**OPTION DÉBRAYAGE POUR  
ROUE MOTORISÉE SUR  
MOBILIER MODULAIRE M3**

OP-M3DEB



## IDENTIFICATION

**STICKER IDENTIFICATION  
PERSONNALISABLE - EN  
OPTION**

OP-ID



# Accessoires

PORTE-CONTENANT

**BRIDE AVEC CROCHET  
(COMP. V1, V2 & M3)**

AC-M77892



PORTE-CONTENANT

**BRIDE PORTE BLOUSE  
(COMP. V1, V2 & M3)**

AC-M77929



PORTE-CONTENANT

**ÉLÉMENT DE RANGEMENT  
LATÉRAL FILAIRE 2 ÉTAGES  
(SANS BAC) (COMP. V1, V2  
& M3)**

AC-M21021SC



PORTE-CONTENANT

**ÉLÉMENT DE RANGEMENT  
LATÉRAL FILAIRE XL POUR  
BOÎTE À GANTS (COMP. V1,  
V2 & M3)**

AC-BOGANXL



PORTE-CONTENANT

**PORTE SAC POUBELLE 2 x  
13L DOUBLE FILAIRE  
(COMP. V2 & M3)**

AC-M21066SI



PORTE-CONTENANT

**DOSSIERS SUSPENDUS  
CARTON POUR  
CONTENEUR À DOSSIERS -  
QUANTITE 25**

AC-1014236



PORTE-CONTENANT

**ÉLÉMENT DE RANGEMENT  
LATÉRAL FILAIRE POUR  
BOÎTE À GANTS (COMP. V1,  
V2 & M3)**

AC-BOGAN



PORTE-CONTENANT

**POUBELLE 13L TRI  
SÉLECTIF (2X) (COMP. V1,  
V2 & M3)**

AC-M77869



PORTE-CONTENANT

**ÉLÉMENT DE RANGEMENT  
LATÉRAL FILAIRE 1 ÉTAGE  
(BAC 155 1/4 INCLUS)**

AC-M21020SC155



PORTE-CONTENANT

**ÉLÉMENT DE RANGEMENT  
LATÉRAL FILAIRE 1 ÉTAGE  
(BAC 075 1/4 INCLUS)**


AC-M21020SC75



PORTE-CONTENANT

**ÉLÉMENT DE RANGEMENT  
LATÉRAL FILAIRE 1 ÉTAGE  
(SANS BAC) (COMP. V1, V2  
& M3)**

AC-M21020SC



PORTE-CONTENANT

**SUPPORT POUR SOLUTION  
HYDRO-ALCOOLIQUE -  
POUR CHARIOT 9G**

AC-GEL16



PORTE-CONTENANT

**PORTE SAC POUBELLE  
FILAIRE (COMP. V2 & M3)**

AC-M21063SI



PORTE-CONTENANT

**POUBELLE 13L NOIRE  
VOLCANIQUE (COMP. V1,  
V2 & M3)**

AC-M21028SC



PORTE-CONTENANT

**SANGLE EN ÉLASTOMÈRE  
TRANSLUCIDE (COMP. V2 &  
M3)**


AC-M21027SA



PORTE-CONTENANT

**PINCE DE FIXATION POUR  
POUBELLE 13L**

AC-PINCEPOUBELLE



PORTE-CONTENANT

**CONTAINER DOSSIERS  
SUSPENDUS NOIR AVEC  
POIGNÉES**

AC-M1809011A-M3



PORTE-CONTENANT

**SUPPORT POUR BOÎTE À  
AIGUILLES NOIR  
VOLCANIQUE (COMP. M3)**

AC-M21027NV-M3



EXTENSION PLAN DE TRAVAIL ...

**TABLETTE ÉCRITOIRE  
RABATTABLE**

AC-TAB-ECRITOIRE



ÉQUIPEMENT

**BANDE ADHÉSIVE ALU  
AIMANTÉE POUR RAIL  
(COMP. V1 & V2)**

AC-M77942



ÉQUIPEMENT

**BANDE VELCRO BLEUE  
LONGUEUR 5 M À COUPER**

CO-M77885
























MATELAS PEDIATRIQUE

**MATELAS + HOUSSE -  
POUR CHARIOT A LANGER**

AC-MATLAN



# Composants

<p>BAC À LÈVRES</p> <p><b>BAC À LÈVRES TRANSPARENT - HAUTEUR 200 MM AJOURÉ</b></p> <p>CO-BAL200AT</p> 	<p>BAC À LÈVRES</p> <p><b>BAC À LÈVRES TRANSPARENT - HAUTEUR 50 MM PLEIN</b></p> <p>CO-BAL50PT</p> 	<p>BAC À LÈVRES</p> <p><b>BAC À LÈVRES TRANSPARENT - HAUTEUR 100 MM PLEIN</b></p> <p>CO-BAL100PT</p> 	<p>BAC À LÈVRES</p> <p><b>BAC À LÈVRES TRANSPARENT - HAUTEUR 100 MM AJOURÉ</b></p> <p>CO-BAL100AT</p> 	<p>BAC À LÈVRES</p> <p><b>BUTÉE D'ARRÊT POUR BAL BLANC</b></p> <p>CO-BA</p> 	<p>PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...</p> <p><b>PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 200 MM LONG AJOURÉ</b></p> <p>CO-PL200AT</p> 	<p>PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...</p> <p><b>PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 200 MM COURT AJOURÉ</b></p> <p>CO-PC200AT</p> 
<p>PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...</p> <p><b>PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 100 MM LONG AJOURÉ</b></p> <p>CO-PL100AT</p> 	<p>PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...</p> <p><b>PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 100 MM LONG PLEIN</b></p> <p>CO-PL100PT</p> 	<p>PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...</p> <p><b>PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 100 MM COURT AJOURÉ</b></p> <p>CO-PC100AT</p> 	<p>PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...</p> <p><b>PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 100 MM COURT PLEIN</b></p> <p>CO-PC100PT</p> 	<p>PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...</p> <p><b>PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 050 MM COURT PLEIN</b></p> <p>CO-PC50PT</p> 	<p>PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...</p> <p><b>PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 050 MM LONG PLEIN</b></p> <p>CO-PL50PT</p> 	<p>PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...</p> <p><b>CLIPS POUR PEIGNE BAL EN T BLANC</b></p> <p>CO-CTP</p> 
<p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p><b>PORTE-ÉTIQUETTE BAL TRANSPARENT (LOT DE 50)</b></p> <p>CO-M24534VB</p> 	<p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p><b>PORTE-ÉTIQUETTE BAL BLANC (LOT DE 10) VERTICAL</b></p> <p>CO-M77816VB</p> 	<p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p><b>PORTE ÉTIQUETTE CAVALIER POUR BAL (VENDU PAR LOT DE 10)</b></p> <p>CO-M77817</p> 	<p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p><b>SUPPORT ÉTIQUETTE BLANC VERTICAL (LOT DE 50)</b></p> <p>CO-M77937V</p> 	<p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p><b>SUPPORT ÉTIQUETTE BLEU VERTICAL (LOT DE 50)</b></p> <p>CO-M77938V</p> 	<p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p><b>SUPPORT ÉTIQUETTE BLANC HORIZONTAL (LOT DE 50)</b></p> <p>CO-M77937</p> 	<p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p><b>SUPPORT ÉTIQUETTE BLEU HORIZONTAL (LOT DE 50)</b></p> <p>CO-M77938</p> 

TIROIR

**ÉQUIPEMENT DE TIROIR POUR DOSSIERS SUSPENDUS BLANC**

CO-M21022MC



TIROIR

**TIROIR BLANC HAUTEUR 235 MM**

CO-M24504MC



TIROIR

**TIROIR BLANC HAUTEUR 155 MM**

CO-M24503MC



TIROIR

**TIROIR BLANC HAUTEUR 075 MM**

CO-M24502MC



TIROIR À TOXIQUE

**TIROIR À TOXIQUES BLANC AVEC PORTE ET SERRURE MÉCANIQUE HAUTEUR 155**

CO-M21046MC



TIROIR À TOXIQUE

**TIROIR À TOXIQUES BLANC AVEC PORTE ET SERRURE MÉCANIQUE HAUTEUR 235**

CO-M21047MC



TIROIR À TOXIQUE

**TIROIR À TOXIQUES BLANC AVEC PORTE ET SERRURE MÉCANIQUE HAUTEUR 075**

CO-M21045MC



TIROIR PERCÉ

**TIROIR PERCÉ : COUVERCLES DU TIROIR À TOXIQUES BLANC AVEC CHARNIÈRE ET PATTES ARRIÈRES (NÉCESSI ...**

CO-M77873



TIROIR PERCÉ

**TIROIR PERCÉ BLANC HAUTEUR 235**

CO-M77879



TIROIR PERCÉ

**TIROIR PERCÉ BLANC HAUTEUR 155**

CO-M77878



TIROIR PERCÉ

**TIROIR PERCÉ : COUVERCLES DU TIROIR À TOXIQUES BLANC SANS CHARNIÈRE AVEC PATTES ARRIÈRES (NÉCES ...**

CO-M77874



TIROIR PERCÉ

**TIROIR PERCÉ BLANC HAUTEUR 075**

CO-M77877



TIROIR PERCÉ

**TIROIR PERCÉ : COUVERCLES DU TIROIR À TOXIQUES BLANC SANS CHARNIÈRE - SANS PATTES ARRIÈRES**

CO-M77875



PEIGNES POUR TIROIR

**PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 235 LONG**

CO-M46027F6



PEIGNES POUR TIROIR

**PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 235 COURT**

CO-M46028F6



PEIGNES POUR TIROIR

**PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 075 LONG**

CO-M46034F6



PEIGNES POUR TIROIR

**PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 075 COURT SPECIAL PETER'S**

CO-PCP0570



PEIGNES POUR TIROIR

**PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 155 LONG**

CO-M46029F6



PEIGNES POUR TIROIR

**PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 075 COURT**

CO-M46035F6



PEIGNES POUR TIROIR

**PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 155 COURT**

CO-M46030F6

















BAC-TIROIR

**BAC TIROIR BLANC - 075 1/2**

CO-M77888



<p>BAC-TIROIR</p> <p><b>BAC TIROIR BLANC - 155 1/4</b></p> <p>CO-M24508MC</p> 	<p>BAC-TIROIR</p> <p><b>BAC TIROIR BLANC - 155 1/2</b></p> <p>CO-M77889</p> 	<p>BAC-TIROIR</p> <p><b>BAC TIROIR BLANC - 075 1/6</b></p> <p>CO-M24506MC</p> 	<p>BAC-TIROIR</p> <p><b>BAC TIROIR BLANC - 075 1/4</b></p> <p>CO-M24507MC</p> 	<p>BAC DE SÉPARATION</p> <p><b>BAC DE SÉPARATION BLANC - HAUTEUR 120 1/6 AVEC POIGNÉE LISSE</b></p> <p>CO-M24523MPL</p> 	<p>BAC DE SÉPARATION</p> <p><b>BAC DE SÉPARATION BLANC - HAUTEUR 120 1/6 AVEC POIGNÉE ET 5 RAINURES</b></p> <p>CO-M24523MP</p> 	<p>BAC DE SÉPARATION</p> <p><b>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 155 1/2</b></p> <p>CO-M77887</p> 
<p>BAC DE SÉPARATION</p> <p><b>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 075 1/2</b></p> <p>CO-M77886</p> 	<p>BAC DE SÉPARATION</p> <p><b>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 155 1/4 L</b></p> <p>CO-M24522MC</p> 	<p>BAC DE SÉPARATION</p> <p><b>BAC DE SÉPARATION BLANC - HAUTEUR 075 1/6 AVEC POIGNÉE</b></p> <p>CO-M24509MP</p> 	<p>BAC DE SÉPARATION</p> <p><b>BAC DE SÉPARATION BLANC - HAUTEUR 075 1/4 AVEC POIGNÉE</b></p> <p>CO-M24510MP</p> 	<p>BAC DE SÉPARATION</p> <p><b>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 075 1/4</b></p> <p>CO-M24510MC</p> 	<p>BAC DE SÉPARATION</p> <p><b>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 075 1/4 L</b></p> <p>CO-M24512MC</p> 	<p>BAC DE SÉPARATION</p> <p><b>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 155 1/6</b></p> <p>CO-M24523MC</p> 
<p>BAC DE SÉPARATION</p> <p><b>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 155 1/4</b></p> <p>CO-M24511MC</p> 	<p>BAC DE SÉPARATION</p> <p><b>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 075 1/6</b></p> <p>CO-M24509MC</p> 	<p>SÉPARATEURS</p> <p><b>SÉPARATEUR MOBILE BLANC - HAUTEUR 075 1/6</b></p> <p>CO-M24513MC</p> 	<p>SÉPARATEURS</p> <p><b>SÉPARATEUR MOBILE BLANC - HAUTEUR 075 1/4</b></p> <p>CO-M24514MC</p> 	<p>SÉPARATEURS</p> <p><b>BARRE DE LIAISON POUR SÉPARATEUR MOBILE BLANC (BAC DE SÉPARATION)</b></p> <p>CO-M24526MC</p> 	<p>SÉPARATEURS</p> <p><b>SÉPARATEUR MOBILE BLANC - HAUTEUR 155 1/4</b></p> <p>CO-M24515MC</p> 	<p>SÉPARATEURS</p> <p><b>SÉPARATEUR MOBILE BLANC HAUTEUR 155 1/6</b></p> <p>CO-M24525MC</p> 

# Composants

SÉPARATEURS

**BARRE DE LIAISON POUR  
SÉPARATEUR MOBILE  
BLANC (BAC TIROIR)**

CO-M24530MC



SÉPARATEURS

**SÉPARATEUR MOBILE  
BLANC HAUTEUR 120 1/6  
POUR BAC 120/6 AVEC  
POIGNÉE**

CO-M24525MS



BAC DE SUBDIVISION

**BOÎTE DE SUBDIVISION  
BLANCHE - HAUTEUR 155  
1/8**

CO-M24620MC



BAC DE SUBDIVISION

**BOÎTE DE SUBDIVISION  
BLANCHE - HAUTEUR 075  
1/18**

CO-M24615MC



BAC DE SUBDIVISION

**BOÎTE DE SUBDIVISION  
BLANCHE - HAUTEUR 075  
1/12**

CO-M24617MC



BAC DE SUBDIVISION

**BOÎTE DE SUBDIVISION  
BLANCHE - HAUTEUR 075  
1/8**


CO-M24618MC



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE CACHE  
BLANC LONGUEUR 160  
(LOT DE 100)**


CO-M77915



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE CACHE  
BLANC LONGUEUR 160  
(LOT DE 100)**


CO-M77915



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE CACHE  
BLANC - 2 CASES -  
LONGUEUR 80 (LOT DE  
100)**


CO-M77906



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE CACHE  
BLANC - 2 CASES -  
LONGUEUR 80 (LOT DE  
100)**

CO-M77906



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE CACHE  
BLANC - 1 CASE -  
LONGUEUR 40 (LOT DE  
100)**

CO-M77905



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE CACHE  
BLANC - 1 CASE -  
LONGUEUR 40 (LOT DE  
100)**

CO-M77905



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE BLANC  
VERTICAL UNIVERSEL (LOT  
DE 10)**

CO-M77816V



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE BLANC  
VERTICAL UNIVERSEL (LOT  
DE 10)**

CO-M77816V



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE BLANC  
HORIZONTAL UNIVERSEL  
(VENDU PAR LOT DE 10)**

CO-M77816



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE BLANC  
HORIZONTAL UNIVERSEL  
(VENDU PAR LOT DE 10)**

CO-M77816



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE  
TRANSPARENT VERTICAL  
(LOT DE 50)**


CO-M24534V



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE  
TRANSPARENT VERTICAL  
(LOT DE 50)**

CO-M24534V



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE  
TRANSPARENT  
HORIZONTAL (LOT DE 50)**


CO-M24534MZ



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE  
TRANSPARENT  
HORIZONTAL (LOT DE 50)**

CO-M24534MZ



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE  
TRANSPARENT 1/6**

CO-M24610MZ



# Composants

PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE  
TRANSPARENT 1/6**


CO-M24610MZ



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE  
TRANSPARENT 1/4**


CO-M24611MZ



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE  
TRANSPARENT 1/4**

CO-M24611MZ



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE  
TRANSPARENT 1/2 (POUR  
TIROIR)**

CO-M77815



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE  
TRANSPARENT 1/2 (POUR  
TIROIR)**


CO-M77815



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE BLANC  
80 X 50 MM**


CO-M24535SZ



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE BLANC  
80 X 50 MM**

CO-M24535SZ



ÉTIQUETTES POUR TIROIR

**ÉTIQUETTES BLEUES (LOT  
DE 5)**

CO-M77826



ÉTIQUETTES POUR TIROIR

**ÉTIQUETTES JAUNES (LOT  
DE 5)**

CO-M77825



ÉTIQUETTES POUR TIROIR

**ÉTIQUETTES ROUGES  
(VENDU PAR LOT DE 5)**

CO-M77827



ÉTIQUETTES POUR TIROIR

**ÉTIQUETTES VERTES (LOT  
DE 5)**


CO-M77828



ÉTIQUETTES POUR TIROIR

**ÉTIQUETTES BLANCHES  
POUR BOÎTE DE  
SUBDIVISION**

CO-M24532MC



ÉTAGÈRES EN ABS

**ÉTAGÈRE BLANCHE F600 À  
CLASSEURS (14  
INTERVALLES)**

CO-M77899



ÉTAGÈRES EN ABS

**ÉTAGÈRE BLANCHE F600 À  
SOLUTÉS**

CO-M24505MS



ÉTAGÈRES EN ABS

**ÉTAGÈRE BLANCHE F600  
STANDARD**

CO-M24505MC



ÉTAGÈRES EN COMPACT

**ÉTAGÈRE TRESPA F600**

CO-M77884



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE POUR  
ÉTAGÈRE EN RÉSINE  
STRATIFIÉE**

CO-M77907



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTES  
TRANSPARENT MOYEN  
MODÈLE (LOT DE 50)**

CO-MEC80020



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTES  
TRANSPARENT GRAND  
MODÈLE (LOT DE 50)**

CO-MEC80021



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT É ...

**POCHETTE  
AUTOCOLLANTE  
TRANSPARENT A4 (LOT  
DE 5)**

CO-M77859




PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT É ...

**SUPPORT AUTOCOLLANT  
POUR SUPPORT-  
ÉTIQUETTE TRANSPARENT  
(LOT DE 5)**

CO-M77880



Décors





Z.I. Nord 14 rue des forges  
86200 - Loudun

Tél +33 (0)1 42 84 01 15  
adv.allibert@hacare.com



**Stéphane HARDOIN**  
Responsable Ventes France  
s.hardoin@hacare.com  
07 44 73 69 53



**Administration des ventes**  
adv.allibert@hacare.com  
+33 (0)1 42 84 01 15



**Julien FROMENT**  
contact@syneris-  
sante.com  
06 99 85 93 21



**Anthony GONZALES**  
Sud Est  
a.gonzales@hacare.com  
06 22 27 71 47



**Stéphane HARDOIN**  
Grand-Est  
s.hardoin@hacare.com  
07 44 73 69 53



**Antoine MARIOT**  
Sud Ouest  
a.mariot@hacare.com  
07 45 29 16 99



**Béatrice PAZZINI**  
Aquitaine  
sud.ouest.hospitalier@wanadoo.fr  
05 56 34 81 93



**Marine POINT**  
Nord Ouest  
m.point@hacare.com  
06 27 47 71 35



**Antoine WEIL**  
Hauts de France - Paris -  
Normandie  
a.weil@hacare.com  
07 43 56 64 39



**HA**care  
MEDICAL

1860

