




ARMOIRES DE TRANSFERT OUVERTES ARMOIRE OUVERTE - MM3 (STOCK'ALLI)



Soins et équipements de service - Bloc opératoire



# Sommaire

<b>HAcare Médical, spécialiste des dispositifs médicaux depuis 1860</b>	3
<b>Nos engagements</b>	4
<b>Choisir l'économie circulaire</b>	5
<b>Matériaux recyclables</b>	6
<b>Certifications</b>	7
<b>Armoires de transfert ouvertes Hôpital Bloc opératoire</b>	8
<b>Nos exclusivités</b>	
P20	10
<b>Nos points forts</b>	
Optimiser le stockage (P20)	12
Agencer et optimiser vos espaces (Optimiser l'espace)	13
<b>Les caractéristiques</b>	
Mobilité	15
Configurable	16
COMPOSANTS : Tiroirs	17
COMPOSANTS : Tiroirs	18
COMPOSANTS : Bac à lèvres	19
COMPOSANTS : Bac à lèvres	20
COMPOSANTS: Étagères	21
COMPOSANTS: Étagères	22
COMPOSANTS : Plateau bac journalier (BJMM/BJGM)	23
COMPOSANTS : Plateau bac journalier (BJMM/BJGM)	24
COMPOSANTS : Casette	25
<b>Spécificités techniques</b>	26
<b>portfolio.options &amp; composants</b>	83





## HAcare Médical, spécialiste des dispositifs médicaux depuis 1860

Chez HAcare, nous concevons, fabriquons et distribuons des dispositifs médicaux et des solutions de mobilier médical innovant et durable, pensées pour améliorer le quotidien des patients comme des professionnels de santé.



## Les engagements éco-responsables du groupe HAcare

Le groupe HAcare s'engage pour une **orientation industrielle éco-responsable**

Dans sa stratégie de développement durable, le groupe HAcare a défini une liste de **6 engagements** qui guident ses **actions et décisions** depuis la création du groupe et pour les années à venir.

Des indicateurs ont été mis en place pour chaque engagement.

### Nos 6 engagements



Une production Made in France



L'utilisation de ressources renouvelables



Intégration de l'économie circulaire dans tout nouveau développement produit



Des achats responsables (suivi qualité fournisseurs)



Des actions au quotidien pour le respect et la protection de l'environnement



Une lutte contre les TMS, et les nuisances sonores à travers nos produits

# Choisir l'économie circulaire



Les produits finis HAcare sont recyclables au travers d'un circuit de récupération chez le client final, pour recyclage avec notre fournisseur partenaire. Le bois ne pouvant être recyclé à l'infini car ses fibres deviennent trop petites ou s'épuisent, les déchets de bois sont alors récupérés et transformés en énergie verte.



Les panneaux en fibre végétale utilisés dans la fabrication des produits du groupe HAcare sont 100% bois de réemploi. Chaque produit fini HAcare porte un indice révélant la part de fibre végétale contenue.



Le recyclage est la pratique consistant à récupérer les matériaux usagés du flux de déchets, puis à incorporer ces mêmes matériaux dans le processus de fabrication. Chaque produit fini HAcare porte un indice révélant la part de matière recyclée contenue.



# Matériaux recyclables

Les produits finis HAcare sont recyclables à 95%. Par exemple, le lit médicalisé HAcare est entièrement recyclable sauf les roues et les moteurs. Chaque lit est démontable pour récupérer séparément chaque matériau : fibre végétale, métal, plastique.



## Le bois de réemploi

Les panneaux en fibre végétale utilisés dans la fabrication des produits du groupe HAcare sont :

### **100% en bois de réemploi**

Le réemploi est un des procédés respectueux de l'environnement. Il s'agit par exemple de restes d'entreprises de transformation du bois (par exemple, les restes de scieries, les chutes de production...). Mais aussi de sous-produits d'activités telles que la gestion forestière durable et l'entretien des talus.

### **100% bois certifié FSC**

Recyclables avec un fournisseur partenaire qui, en exclusivité mondiale et depuis 2021, recycle les panneaux MDF et HDF. Pas de consommation d'eau, ni d'énergie verte **biomasse**.



## Le métal

Toutes les composantes en métal sont **recyclables** et réutilisables, et ce, **à l'infini**. Une fois le métal trié, il est compressé, broyé, laminé et fondu. Il est ensuite remoulé sous forme de bobines, de barres ou de fils pour la réutilisation. Ce procédé peut se faire sans fin !

Le recyclage des métaux présente de **nombreux avantages**. Il préserve les ressources naturelles en réduisant les besoins en matériaux vierges, diminue la consommation d'énergie et les émissions de **gaz à effet de serre**.



## Le plastique recyclé

Au sein des usines de recyclage, les déchets (re) deviennent une **matière secondaire** grâce à différents processus : broyage, micronisation, régénération des matières plastiques.

Le plastique recyclé sera alors revendu aux industriels de la **plasturgie** sous forme de **paillettes**, de poudre ou encore de **granulés**.



# ARMOIRES DE TRANSFERT OUVERTES HÔPITAL

Bloc opératoire

Armoire ouverte - MM3 (STOCK'ALLI)



## ARMOIRE DE STOCKAGE MOBILE OU FIXE

Dédiée au **stockage**, dans les réserves, arsenaux et PUI, façade simple, double ou triple pour **agencer** au mieux vos **espaces de stockage**.  
Avec parement plafond.


**Façade 600**

Nb de glissières = 21; Nb de tiroirs hauteur 75 mm = 21; Nb de bacs à lèvres hauteur 50 mm = 28; Nb de plateaux bac journalier BJMM = 29



## **NOS EXCLUSIVITÉS**

Dans les environnements hospitaliers, l'optimisation des surfaces est un enjeu majeur. Les équipes doivent gérer un volume important de dispositifs médicaux dans des locaux souvent restreints, tout en maintenant une organisation fluide, intuitive et conforme aux exigences d'hygiène. Les solutions de stockage doivent donc être compactes, modulables et permettre un accès rapide aux produits nécessaires lors des soins.



## Optimiser le stockage avec le concept P20

Cette armoire mobile de **stockage** garantit un remplissage **sans perte d'espace** de rangement grâce au **concept P20**.

De plus, la façade 400 permet d'**optimiser** votre agencement dans les **espaces réduits**.





# **NOS POINTS FORTS**

# Optimiser le stockage (P20)



12x




50mm

9x



75mm

9x



Le mobilier médical HACARE s'adapte à chaque usage grâce à un **large choix de composants modulables**. Il optimise le stockage par **verticalisation** avec le concept P20, en offrant une **grande capacité** de rangement.

Selon votre organisation, les armoires privilégient soit la **capacité des composants**, soit la **quantité de composants**.

Elles assurent un **espace de stockage pratique**, évolutif et **performant** au quotidien, répondant aux besoins des équipes soignantes.




Les façades **400** ou **600**, proposées en versions **simple** ou **double**, offrent une **modularité** idéale pour optimiser vos espaces de **stockage**. Elles permettent d'**adapter** précisément **vos agencement** selon la configuration de **chaque service**, même en environnement contraint. Grâce à cette **flexibilité**, vous **structurez efficacement** vos zones de rangement, gagnez en accessibilité et améliorez la circulation au quotidien.

Une solution pensée pour s'ajuster à tous les usages.



# **LES CARACTÉRISTIQUES**



## Des roulettes 125 mm facilitent les transferts

L'armoire de stockage s'adapte à chaque environnement grâce au **choix de roulettes** de 125 mm, pivotantes, permettant l'**optimisation** et le **confort de déplacement**.

Les **deux freins avant**, facilement accessibles au pied, assurent une **stabilité parfaite** lors des déplacements, renforçant la **sécurité** du mobilier et la confiance des soignants dans leurs gestes.



## 4 pieds ajustables pour stockage fixe

Dédiée au **stockage**, dans les réserves, arsenaux et PUI, cette **armoire fixe** de

stockage garantit un **remplissage sans perte d'espace** de rangement grâce à son pas de 20.

La façade 400 permet d'**optimiser votre agencement** dans des **espaces réduits**.

Structure avec profilé en U en acier Laque époxy noir volcanique


**4 pieds ajustables**



### Une modularité pour une grande capacité de stockage

Le mobilier **modulable** HACARE permet de **verticaliser** le **stockage** et d'**optimiser** chaque **mètre carré**, même dans les espaces contraints. Grâce au **système P20**, les équipes **mixent** librement **plateaux BJMM/BJGM**, trois hauteurs de  **tiroirs** et trois hauteurs de **bacs à lèvres**. Une organisation **flexible, compacte**.

L'**habillage** (en option) permet de **fermer** la **structure**.



### Choisir les composants pour un stockage sur mesure

**Configurez** votre mobilier médical selon vos **besoins** grâce à un large choix de **composants modulaires**. Créez une **solution sur mesure**, parfaitement adaptée à vos usages quotidiens. Chaque élément est pensé pour **optimiser** votre organisation, votre **confort** de travail et l'**efficacité** des soins, tout en garantissant une ergonomie optimale. Une personnalisation complète pour un **mobilier évolutif, durable** et en parfaite adéquation avec les exigences de votre service.



### Choisir les configurations "type"

Grâce à **notre expertise** en mobilier médical, nous concevons pour vous des **configurations "type"** pensées pour chaque usage. Sélection rigoureuse de **composants**, agencement optimisé, ergonomie et confort d'utilisation : tout est étudié pour répondre aux besoins spécifiques de chaque service. **Notre équipe vous accompagne** pour définir la configuration la plus adaptée à vos pratiques, en alliant fonctionnalité, durabilité et efficacité au quotidien.




Les **tiroirs jointifs** protègent le contenu des tiroirs **des regards** indiscrets, de la **lumière** et des **UV**, préservant ainsi la qualité et la **confidentialité** des produits stockés.

Grâce au système de **verrouillage centralisé**, l'ouverture et la fermeture se font en **un seul geste**, simplifiant le travail du personnel tout en renforçant la sécurité.


Les **tiroirs amovibles** peuvent être **nettoyés en autoclave**, les **angles rayonnés** facilitent le nettoyage.

Une solution pratique et fiable pour conjuguer protection, efficacité et sérénité au quotidien.



### Les tiroirs ergonomiques


Le mobilier médical s'**adapte** à chaque organisation de soins grâce à ses **configurations personnalisables**. Choisissez parmi 3 hauteurs de tiroirs et **composez librement** l'aménagement intérieur selon vos besoins.



### Les bacs de séparation


Le mobilier médical s'**adapte** à **chaque organisation** de soins grâce à ses **configurations personnalisables**. Choisissez parmi 3 hauteurs de tiroirs et composez librement l'**aménagement intérieur** selon vos besoins avec les **bacs de séparation**.

Une conception **flexible** et **évolutive** qui permet d'**optimiser l'espace**, d'améliorer l'ergonomie et de rendre chaque poste de soin plus fonctionnel au quotidien.




### Les séparateurs

**Composez** librement l'**aménagement intérieur** selon vos besoins grâce aux bacs de séparations et aux **séparateurs, peignes de séparation**, boîtes de subdivision qui isolent chaque élément de soin pour une **plus grande sécurité**. Une **conception flexible** et **évolutive** qui permet d'**optimiser l'espace**, d'améliorer l'ergonomie et de rendre chaque poste de soin plus fonctionnel au quotidien.




### Les porte-étiquettes et étiquettes

Les porte-étiquettes sur les tiroirs du mobilier médical facilitent l'**identification rapide** et précise du contenu, **réduisant les erreurs** et optimisant l'**organisation des soins**. Ils permettent un **repérage clair** des médicaments, dispositifs médicaux ou fournitures, améliorant ainsi la **productivité** et la **fluidité du travail** des équipes. Adaptables et **modulables**, ils contribuent à un environnement de soins structuré et **sécurisé**, tout en **simplifiant** la **gestion quotidienne** du matériel et en renforçant l'efficacité et la sécurité des interventions.




Le bac à lèvres, mode de rangement universel et normé, est doté d'une **gorge arrière** pour **suspension**, et crée ainsi une **zone isolée** limitant la contamination des liquides. **Transparent** pour un **repérage rapide** du contenu, il peut être ajouré pour plus de légèreté. Il s'adapte à **toutes** les **structures** et se **nettoie facilement**, offrant une solution pratique, hygiénique et fonctionnelle pour l'organisation et la sécurité des soins. Disponible en **3 hauteurs** pour optimiser le stockage.



### Choisir son Bac à lèbres

Les bacs à lèbres **pleins ou ajourés, transparents**, offrent une **solution de stockage** sécurisée et hygiénique pour le mobilier médical. Leur conception fermée limite les risques de contamination des liquides tout en permettant de **visualiser** rapidement le contenu. **Facile à nettoyer**, il assure durabilité et praticité au quotidien. Adaptable à **toutes** les structures, il optimise l'organisation des instruments et consommables, tout en facilitant le travail des équipes soignantes. Léger et robuste, il combine sécurité, ergonomie et efficacité. Disponible en **3 hauteurs** pour optimiser le stockage.



### Peignes pour Bac à lèbres

**Composez** librement l'**aménagement intérieur** du bac à lèbres selon vos besoins grâce aux **peignes de séparation** qui isolent chaque élément de soin pour une plus grande sécurité.


Une **conception flexible** et évolutive qui permet d'optimiser l'espace.

**Plusieurs modèles** pour créer votre propre organisation.



### Les porte-étiquettes et étiquettes

Les porte-étiquettes sur les tiroirs du mobilier médical facilitent l'**identification rapide** et précise du contenu, **réduisant les erreurs** et optimisant l'**organisation des soins**. Ils permettent un **repérage clair** des médicaments, dispositifs médicaux ou fournitures, améliorant ainsi la **productivité** et la **fluidité du travail** des équipes. Adaptables et **modulables**, ils contribuent à un environnement de soins structuré et **sécurisé**, tout en **simplifiant** la **gestion quotidienne** du matériel et en renforçant l'efficacité et la sécurité des interventions.




L'**étagère** modulable offre un **espace de rangement** pratique et accessible pour le mobilier médical. Conçue pour **optimiser l'organisation** des instruments et consommables, elle facilite le travail quotidien des équipes soignantes. Robuste et stable, elle supporte divers équipements tout en restant **facile à nettoyer**, garantissant hygiène et durabilité. **Adaptable** à différentes configurations, elle permet de **structurer** efficacement l'espace de soins, offrant un **accès rapide** au matériel essentiel et contribuant à un environnement de travail fluide, sécurisé et ergonomique.



### Les bacs de séparation

Le mobilier médical s'adapte à **chaque organisation** de soins grâce à ses **configurations personnalisables**. Choisissez parmi 3 hauteurs de tiroirs et composez librement l'**aménagement intérieur** selon vos besoins avec les **bacs de séparation**.

Une conception **flexible** et **évolutive** qui permet d'**optimiser l'espace**, d'améliorer l'ergonomie et de rendre chaque poste de soin plus fonctionnel au quotidien.



### Les séparateurs


**Composez** librement l'**aménagement intérieur** selon vos besoins grâce aux bacs de séparation et aux **séparateurs**, **peignes de séparation**, boîtes de subdivision qui isolent chaque élément de soin pour une **plus grande sécurité**. Une **conception flexible** et **évolutive** qui permet d'**optimiser l'espace**, d'améliorer l'ergonomie et de rendre chaque poste de soin plus fonctionnel au quotidien.



### Les porte-étiquettes et étiquettes

Les porte-étiquettes sur les tiroirs du mobilier médical facilitent l'**identification rapide** et précise du contenu, **réduisant les erreurs** et optimisant l'**organisation des soins**. Ils permettent un **repérage clair** des médicaments, dispositifs médicaux ou fournitures, améliorant ainsi la **productivité** et la **fluidité du travail** des équipes. Adaptables et **modulables**, ils contribuent à un environnement de soins structuré et **sécurisé**, tout en **simplifiant** la **gestion quotidienne** du matériel et en renforçant l'efficacité et la sécurité des interventions.

# COMPOSANTS : Plateau bac journalier (BJMM/BJGM)



Les plateaux **7 piluliers BJMM** ou **BJGM** permettent une **dispensation nominative** claire et organisée pour chaque patient. Fonctionnels et modulables, ils peuvent être **complétés** par un ou plusieurs **tiroirs** destinés au traitement « **si besoin** » ou au **rangement** du petit **matériel** médical (tensiomètre, gants, consommables...). Une solution pratique pour optimiser la préparation et la distribution des traitements au quotidien.



### Les porte-étiquettes et étiquettes

Les porte-étiquettes sur les tiroirs du mobilier médical facilitent l'**identification rapide** et précise du contenu, **réduisant les erreurs** et optimisant l'**organisation des soins**. Ils permettent un **repérage clair** des médicaments, dispositifs médicaux ou fournitures, améliorant ainsi la **productivité** et la **fluidité du travail** des équipes. Adaptables et **modulables**, ils contribuent à un environnement de soins structuré et **sécurisé**, tout en **simplifiant** la **gestion quotidienne** du matériel et en renforçant l'efficacité et la sécurité des interventions.



## COMPOSANTS : Casette

La cassette sécurisée offre un **espace de stockage** fixe et **inviolable**, idéal pour les produits sensibles. Son système de **verrouillage**, possible à n'importe quelle hauteur, garantit une protection renforcée et un **accès contrôlé** en toutes circonstances. Conçue pour accueillir des contenus dangereux ou toxiques, elle renforce la **sécurité** du personnel et des patients tout en assurant une organisation fiable et conforme aux exigences hospitalières.

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue 38 kg

#### DIMENSIONS

Largeur 133,9 cm  
Profondeur 45,4 cm  
Façade F1200  
Hauteur 197,4 cm

#### TYPE

Type de freinage Freinage Individuel sur les roulettes avants

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique  
Roues Bandage polyuréthane non tachant

#### PIÈTEMENT

Type de piètement 4 roulettes pivotantes simple galet  
Diamètre roues 125 mm

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible 280 kg

#### CONFIGURATION

Configuration 4 étagères acier

#### COLORIS

Caisson Noir Volcanique

#### CLASSEMENT FEU


Plastique M2

#### COMPOSITION

4 étagères noires F1200 métal



## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	20 kg
Poids Total Pack	43 kg

#### DIMENSIONS

Largeur	47,2 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	F400
Hauteur	197,4 cm

#### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

#### PIÈTEMENT

Type de piètement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

#### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

#### COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

#### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

#### CLASSEMENT FEU


Plastique	M2
-----------	----

#### COMPOSITION

1 bac à lèvres transparent hauteur 50 pleins Incliné (2 peignes courts - 1 peigne long) -  
 5 bacs à lèvres transparents hauteur 100 pleins (10 peignes courts - 5 peignes longs) - 3  
 bacs à lèvres transparents hauteur 200 ajourés (3 peignes courts - 3 peignes longs) - 1  
 support étiquette transparent horizontal (x50) - 1 porte-étiquette blanc horizontal  
 universel (x10)



## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	20 kg
Poids Total Pack	45 kg

### DIMENSIONS

Largeur	47,2 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	F400
Hauteur	197,4 cm

### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

### PIÈTEMENT

Type de piétement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

### COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

### CLASSEMENT FEU


Plastique	M2
-----------	----

### COMPOSITION

2 bacs à lèvres transparents hauteur 50 pleins (6 peignes courts - 4 peignes longs) - 6 bacs à lèvres transparents hauteur 100 ajourés (12 peignes courts - 6 peignes longs) - 2 bacs à lèvres transparents hauteur 200 ajourés (2 peignes courts - 2 peignes longs) - Porte étiquette cavalier pour bal (lot de 10) - Support étiquette transparent horizontal (2 lots de 50) - Porte étiquettes blanc horizontal universel (5 lots de 10)



## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	20 kg
Poids Total Pack	35 kg

#### DIMENSIONS

Largeur	47,2 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	F400
Hauteur	197,4 cm

#### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

#### PIÈTEMENT

Type de piètement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

#### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

#### COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

#### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

#### CLASSEMENT FEU


Plastique	M2
-----------	----

#### COMPOSITION

7 étagères blanches en Compact HPL avec dossier 30 mm



## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	20 kg
Poids Total Pack	44 kg

#### DIMENSIONS

Largeur	70 cm
Profondeur	46 cm
Façade	F600
Hauteur	197,4 cm

#### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

#### PIÈTEMENT

Type de piètement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

#### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

#### COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

#### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE


Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	21
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

#### CLASSEMENT FEU


Plastique	M2
-----------	----

#### COMPOSITION

1 bac à lèvres transparent hauteur 50 pleins inclinés (2 peignes courts - 1 peigne long) -  
 5 bacs à lèvres transparents hauteur 100 plein (10 peignes courts - 5 peignes longs) - 3  
 bacs à lèvres transparents hauteur 200 ajourés (3 peignes courts - 3 peignes longs) - 1  
 support étiquette transparent horizontal (x50) - 1 porte-étiquette blanc horizontal  
 universel (x10)



## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	20 kg
Poids Total Pack	33 kg

#### DIMENSIONS

Largeur	70 cm
Profondeur	46 cm
Façade	F600
Hauteur	197,4 cm

#### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

#### PIÈTEMENT

Type de piétement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

#### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

#### COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

#### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	21
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

#### CLASSEMENT FEU


Plastique	M2
-----------	----

#### COMPOSITION

3 bacs à lèvres transparents hauteur 50 pleins inclinés (9 peignes courts) - 4 bacs à lèvres transparents hauteur 100 ajourés (12 peignes courts) - Porte étiquette cavalier pour bal (2 lots de 10) - Support étiquette transparent horizontal (lot de 50)



## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	20 kg
Poids Total Pack	44 kg

### DIMENSIONS

Largeur	70 cm
Profondeur	46 cm
Façade	F600
Hauteur	197,4 cm

### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

### PIÈTEMENT

Type de piètement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

### COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	21
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

### CLASSEMENT FEU


Plastique	M2
-----------	----

### COMPOSITION

2 bacs à lèvres transparents hauteur 50 pleins (6 peignes courts - 4 peignes longs) - 6 bacs à lèvres transparents hauteur 100 ajourés (12 peignes courts - 6 peignes longs) - 2 bacs à lèvres transparents hauteur 200 ajourés (2 peignes courts - 2 peignes longs) - Porte étiquette cavalier pour bal (lot de 10) - Support étiquette transparent horizontal (2 lots de 50) - Porte étiquettes blanc horizontal universel (5 lots de 10)



## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	20 kg
Poids Total Pack	38 kg

#### DIMENSIONS

Largeur	70 cm
Profondeur	46 cm
Façade	F600
Hauteur	197,4 cm

#### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

#### PIÈTEMENT

Type de piètement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

#### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

#### COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

#### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	21
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

#### CLASSEMENT FEU


Plastique	M2
-----------	----

#### COMPOSITION

1 bac à lèvres transparent hauteur 50 plein incliné - 5 bacs à lèvres transparents hauteur 100 ajourés - 3 bacs à lèvres transparents hauteur 200 ajourés



## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	44 kg
Poids Total Pack	92 kg

#### DIMENSIONS

Largeur	94,5 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	2F400
Hauteur	197,4 cm

#### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

#### PIÈTEMENT

Type de piètement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

#### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

#### COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

#### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE


Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58

#### CLASSEMENT FEU


Plastique	M2
-----------	----

#### COMPOSITION

2 bacs à lèvres transparents hauteur 50 pleins inclinés (4 peignes courts - 2 peignes longs) - 10 bacs à lèvres transparents hauteur 100 pleins (20 peignes courts - 10 peignes longs) - 6 bacs à lèvres transparents hauteur 200 ajourés (6 peignes courts - 6 peignes longs) - 1 support étiquette transparent horizontal (x50) - 2 porte-étiquettes blancs horizontaux universels (x10)



## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	44 kg
Poids Total Pack	92 kg

### DIMENSIONS

Largeur	94,5 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	2F400
Hauteur	197,4 cm

### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

### PIÈTEMENT

Type de piètement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

### COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58

### CLASSEMENT FEU


Plastique	M2
-----------	----

### COMPOSITION

4 bacs à lèvres transparents hauteur 50 pleins (12 peignes courts - 8 peignes longs) - 12 bacs à lèvres transparents hauteur 100 ajourés (24 peignes courts - 12 peignes longs) - 4 bacs à lèvres transparents hauteur 200 ajourés (4 peignes courts - 4 peignes longs) - Porte étiquette cavalier pour bal (2 lots de 10) - Support étiquette transparent horizontal (3 lots de 50) - Porte étiquettes blanc horizontal universel (10 lots de 10)



## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	44 kg
Poids Total Pack	73 kg

#### DIMENSIONS

Largeur	94,5 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	2F400
Hauteur	197,4 cm

#### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Plafond
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

#### PIÈTEMENT

Type de piètement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

#### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

#### COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

#### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58

#### CLASSEMENT FEU


Plastique	M2
-----------	----

#### COMPOSITION

14 étagères blanches en Compact HPL avec dossier 30 mm



### NOS EXCLUSIVITÉS



### NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	44 kg
Poids Total Pack	92 kg

#### DIMENSIONS

Largeur	133,9 cm
Profondeur	46 cm
Façade	2F600
Hauteur	197,4 cm

#### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

#### PIÈTEMENT

Type de piètement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

#### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

#### COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

#### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	42
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58

#### CLASSEMENT FEU


Plastique	M2
-----------	----

#### COMPOSITION

2 bacs à lèvres transparents hauteur 50 pleins inclinés (4 peignes courts - 2 peignes longs) - 10 bacs à lèvres transparents hauteur 100 pleins (20 peignes courts - 10 peignes longs) - 6 bacs à lèvres transparents hauteur 200 ajourés (6 peignes courts - 6 peignes longs) - 1 support étiquette transparent horizontal (x50) - 2 porte-étiquettes blancs horizontaux universels (x10)



## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	44 kg
Poids Total Pack	70 kg

#### DIMENSIONS

Largeur	133,9 cm
Profondeur	46 cm
Façade	2F600
Hauteur	197,4 cm

#### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

#### PIÈTEMENT

Type de piétement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

#### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

#### COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

#### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	42
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58

#### CLASSEMENT FEU


Plastique	M2
-----------	----

#### COMPOSITION

6 bacs à lèvres transparents hauteur 50 pleins inclinés (18 peignes courts) - 8 bacs à lèvres transparents hauteur 100 ajourés (24 peignes courts) - Porte étiquette cavalier pour bal (3 lots de 10) - Support étiquette transparent horizontal (lot de 50)



## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	44 kg
Poids Total Pack	92 kg

### DIMENSIONS

Largeur	133,9 cm
Profondeur	46 cm
Façade	2F600
Hauteur	197,4 cm

### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Plafond
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

### PIÈTEMENT

Type de piétement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

### COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	42
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58

### CLASSEMENT FEU


Plastique	M2
-----------	----

### COMPOSITION

4 bacs à lèvres transparents hauteur 50 pleins (12 peignes courts - 8 peignes longs) - 12 bacs à lèvres transparents hauteur 100 ajourés (24 peignes courts - 12 peignes longs) - 4 bacs à lèvres transparents hauteur 200 ajourés (4 peignes courts - 4 peignes longs) - Porte étiquette cavalier pour bal (2 lots de 10) - Support étiquette transparent horizontal (3 lots de 50) - Porte étiquettes blanc horizontal universel (10 lots de 10)



## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	52 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

#### DIMENSIONS

Largeur	133,9 cm
Profondeur	45,4 cm
Façade	F1200
Hauteur	197,4 cm

#### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant

#### PIÈTEMENT

Type de piètement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

#### COLORIS

Caisson	Quartz
---------	--------

#### CLASSEMENT FEU


Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0

#### COMPOSITION

- 4 étagères noires F1200 métal



## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	22 kg
Poids Total Pack	40,8 kg

#### DIMENSIONS

Largeur	47,2 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	F400
Hauteur	197,4 cm

#### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

#### PIÈTEMENT

Type de piétement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

#### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

#### COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

#### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

#### CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0


#### COMPOSITION

- 1 bac à lèvres transparent hauteur 50 pleins Inclins
- 5 bacs à lèvres transparents hauteur 100 pleins
- 3 bacs à lèvres transparents hauteur 200 ajourés



21G

#### NOS EXCLUSIVITÉS



#### NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	22 kg
Poids Total Pack	39,7 kg

### DIMENSIONS

Largeur	47,2 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	F400
Hauteur	197,4 cm

### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

### PIÈTEMENT

Type de piètement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

### COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

### CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0


### COMPOSITION

- 2 bacs à lèvres transparents hauteur 50 pleins
- 6 bacs à lèvres transparents hauteur 100 ajourés
- 2 bacs à lèvres transparents hauteur 200 ajourés



21G

## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	22 kg
Poids Total Pack	36,4 kg

#### DIMENSIONS

Largeur	47,2 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	F400
Hauteur	197,4 cm

#### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

#### PIÈTEMENT

Type de piétement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

#### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

#### COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

#### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

#### CLASSEMENT FEU


Plastique	M2
-----------	----

#### COMPOSITION

- 7 étagères en fibres végétales avec dossier 30 mm



#### NOS EXCLUSIVITÉS



#### NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

## POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	26,8 kg
Poids Total Pack	44,4 kg

## DIMENSIONS

Largeur	47,2 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	F400
Hauteur	197,4 cm

## TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

## MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Parements latéraux en fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

## PIÈTEMENT

Type de piétement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

## TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

## CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

## COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

## CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

## CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0


## COMPOSITION

- 2 bacs à lèvres transparents hauteur 50 pleins
- 5 bacs à lèvres transparents hauteur 100 pleins
- 2 bacs à lèvres transparents hauteur 200 ajourés



21G

## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	41,4 kg
Poids Total Pack	79,5 kg

#### DIMENSIONS

Largeur	94,5 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	2F400
Hauteur	197,4 cm

#### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

#### PIÈTEMENT

Type de piètement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

#### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

#### COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

#### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE


Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58

#### CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0


#### COMPOSITION

- 2 bacs à lèvres transparents hauteur 50 pleins inclinés
- 10 bacs à lèvres transparents hauteur 100 pleins
- 6 bacs à lèvres transparents hauteur 200 ajourés



21G

## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	41,4 kg
Poids Total Pack	76,1 kg

### DIMENSIONS

Largeur	94,5 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	2F400
Hauteur	197,4 cm

### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

### PIÈTEMENT

Type de piétement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

### COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58

### CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0


### COMPOSITION

- 4 bacs à lèvres transparents hauteur 50 pleins
- 12 bacs à lèvres transparents hauteur 100 ajourés
- 4 bacs à lèvres transparents hauteur 200 ajourés



21G

## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	41,4 kg
Poids Total Pack	70,6 kg

#### DIMENSIONS

Largeur	94,5 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	2F400
Hauteur	197,4 cm

#### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

#### PIÈTEMENT

Type de piétement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

#### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

#### COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

#### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58

#### CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0


#### COMPOSITION

- 14 étagères en fibres végétales avec dossier 30 mm



## 21G

### NOS EXCLUSIVITÉS



### NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	22 kg
Poids Total Pack	41,1 kg

#### DIMENSIONS

Largeur	70 cm
Profondeur	46 cm
Façade	F600
Hauteur	197,4 cm

#### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

#### PIÈTEMENT

Type de piètement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

#### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

#### COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

#### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	21
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

#### CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0


#### COMPOSITION

- 1 bac à lèvres transparent hauteur 50 plein incliné
- 5 bacs à lèvres transparents hauteur 100 ajourés
- 3 bacs à lèvres transparents hauteur 200 ajourés



21G

#### NOS EXCLUSIVITÉS



#### NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	22 kg
Poids Total Pack	33,2 kg

#### DIMENSIONS

Largeur	70 cm
Profondeur	46 cm
Façade	F600
Hauteur	197,4 cm

#### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

#### PIÈTEMENT

Type de piètement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

#### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

#### COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

#### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	21
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

#### CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0


#### COMPOSITION

- 3 bacs à lèvres transparents hauteur 50 pleins inclinés
- 4 bacs à lèvres transparents hauteur 100 ajourés



21G

#### NOS EXCLUSIVITÉS



#### NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	22 kg
Poids Total Pack	39,7 kg

### DIMENSIONS

Largeur	70 cm
Profondeur	46 cm
Façade	F600
Hauteur	197,4 cm

### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

### PIÈTEMENT

Type de piètement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

### COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	21
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

### CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0


### COMPOSITION

- 2 bacs à lèvres transparents hauteur 50 pleins
- 6 bacs à lèvres transparents hauteur 100 ajourés
- 2 bacs à lèvres transparents hauteur 200 ajourés



21G

## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	35,4 kg
Poids Total Pack	52,5 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

### DIMENSIONS

Largeur	69,9 cm
Profondeur	45,4 cm
Façade	F600
Hauteur	197,4 cm

### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

### PIÈTEMENT

Type de piètement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

### COLORIS

Caisson	Quartz
---------	--------

### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	21
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

### CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0


### COMPOSITION

•	4 bacs à lèvres transparents hauteur 100 ajourés
•	4 tiroirs hauteur 155



21G

## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	35,4 kg
Poids Total Pack	48,6 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

### DIMENSIONS

Largeur	69,9 cm
Profondeur	45,4 cm
Façade	F600
Hauteur	197,4 cm

### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

### PIÈTEMENT

Type de piètement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

### COLORIS

Caisson	Quartz
---------	--------

### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	21
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

### CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0


### COMPOSITION

•	3 bacs à lèvres transparents hauteur 50 pleins
•	1 bac à lèvres transparent hauteur 100 ajouré
•	3 tiroirs hauteur 155



21G

## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	20 kg
Poids Total Pack	37,8 kg

#### DIMENSIONS

Largeur	70 cm
Profondeur	46 cm
Façade	F600
Hauteur	197,4 cm

#### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

#### PIÈTEMENT

Type de piètement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

#### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

#### COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

#### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE


Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	21
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

#### CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
-----------	----


#### COMPOSITION

- 1 bac à lèvres transparent hauteur 50 plein incliné
- 5 bacs à lèvres transparents hauteur 100 ajourés
- 3 bacs à lèvres transparents hauteur 200 ajourés



## 21G

### NOS EXCLUSIVITÉS



### NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	24,8 kg
Poids Total Pack	42,4 kg

#### DIMENSIONS

Largeur	69,9 cm
Profondeur	45,4 cm
Façade	F600
Hauteur	197,4 cm

#### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Parements latéraux en fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

#### PIÈTEMENT

Type de piètement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

#### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

#### COLORIS

Caisson	Quartz
---------	--------

#### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	21
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

#### CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0


#### COMPOSITION

- 2 bacs à lèvres transparents hauteur 50 pleins
- 5 bacs à lèvres transparents hauteur 100 pleins
- 2 bacs à lèvres transparents hauteur 200 ajourés



21G

#### NOS EXCLUSIVITÉS



#### NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	41,5 kg
Poids Total Pack	76,6 kg

#### DIMENSIONS

Largeur	133,9 cm
Profondeur	46 cm
Façade	2F600
Hauteur	197,4 cm

#### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

#### PIÈTEMENT

Type de piètement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

#### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

#### COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

#### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE


Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	42
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58

#### CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0


#### COMPOSITION

- 2 bacs à lèvres transparents hauteur 50 pleins inclinés
- 10 bacs à lèvres transparents hauteur 100 ajourés
- 6 bacs à lèvres transparents hauteur 200 ajourés



21G

#### NOS EXCLUSIVITÉS



#### NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	41,5 kg
Poids Total Pack	62,2 kg

### DIMENSIONS

Largeur	133,9 cm
Profondeur	46 cm
Façade	2F600
Hauteur	197,4 cm

### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

### PIÈTEMENT

Type de piètement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

### COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	42
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58

### CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0

### COMPOSITION

- 6 bacs à lèvres transparents hauteur 50 pleins inclinés
- 8 bacs à lèvres transparents hauteur 100 ajourés



21G

## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	41,5 kg
Poids Total Pack	77,3 kg

### DIMENSIONS

Largeur	133,9 cm
Profondeur	46 cm
Façade	2F600
Hauteur	197,4 cm

### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

### PIÈTEMENT

Type de piètement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

### COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	42
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58

### CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0


### COMPOSITION

- 4 bacs à lèvres transparents hauteur 50 pleins
- 12 bacs à lèvres transparents hauteur 100 ajourés
- 4 bacs à lèvres transparents hauteur 200 ajourés



21G

## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	63,6 kg
Poids Total Pack	97,7 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

### DIMENSIONS

Largeur	133,9 cm
Profondeur	45,4 cm
Façade	2F600
Hauteur	197,4 cm

### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

### PIÈTEMENT

Type de piètement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

### COLORIS

Caisson	Quartz
---------	--------

### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	42
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58

### CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0


### COMPOSITION

•	8 bacs à lèvres transparents hauteur 100 ajourés
•	8 tiroirs hauteur 155



21G

## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	63,6 kg
Poids Total Pack	90 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

### DIMENSIONS

Largeur	133,9 cm
Profondeur	45,4 cm
Façade	2F600
Hauteur	197,4 cm

### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

### PIÈTEMENT

Type de piètement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

### COLORIS

Caisson	Quartz
---------	--------

### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	42
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58

### CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0


### COMPOSITION

•	6 bacs à lèvres transparents hauteur 50 pleins
•	2 bacs à lèvres transparents hauteur 100 ajourés
•	6 tiroirs hauteur 155



21G

## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

## POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	42,8 kg
Poids Total Pack	77,9 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

## DIMENSIONS

Largeur	133,9 cm
Profondeur	45,4 cm
Façade	2F600
Hauteur	197,4 cm

## TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

## MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

## PIÈTEMENT

Type de piètement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

## TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

## CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

## COLORIS

Caisson	Quartz
---------	--------

## CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	42
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58

## CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0


## COMPOSITION

- 4 bacs à lèvres transparents hauteur 50 pleins
- 10 bacs à lèvres transparents hauteur 100 pleins
- 4 bacs à lèvres transparents hauteur 200 ajourés



21G

## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue 38 kg

#### DIMENSIONS

Largeur 133,9 cm  
Profondeur 45,4 cm  
Façade F1200  
Hauteur 197,4 cm

#### TYPE

Type de freinage Freinage Individuel sur les roulettes avants

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique  
Roues Bandage polyuréthane non tachant

#### PIÈTEMENT

Type de piètement 4 roulettes pivotantes simple galet  
Diamètre roues 125 mm

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible 280 kg

#### CONFIGURATION

Configuration 5 étagères acier

#### COLORIS

Caisson Noir Volcanique



## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

# Spécificités techniques

## MO-LOR1200MIXTE ARMOIRE DE RANGEMENT STOCK'ALLI F1200 MIXTE (LOR) NOIRE VOLCANIQUE AVEC CÔTÉS

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue 60 kg

### DIMENSIONS

Largeur 133,9 cm  
Profondeur 45,4 cm  
Façade F600  
Hauteur 197,4 cm

### TYPE

Type de freinage Freinage Individuel sur les roulettes avants

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique  
Roues Bandage polyuréthane non tachant  
Sommier / Glissière Glissière en PA6 chargé fibres de verre

### PIÈTEMENT

Type de piètement 6 roulettes pivotantes simple galet  
Diamètre roues 125 mm

### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière Glissière amovible sans outils

### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible 280 kg

### CONFIGURATION

Configuration 2 étagères

### COLORIS

Caisson Noir Volcanique

### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE


Nombre de glissières (hauteur G) 2 x 9G  
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm 18  
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm 24  
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm 24

### CLASSEMENT FEU

Plastique M2



## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

# Spécificités techniques

## MO-LOR1200MIXTE-T

ARMOIRE DE RANGEMENT STOCK'ALLI F1200 MIXTE (LOR) NOIRE VOLCANIQUE AVEC CÔTÉS, VOILE DE FOND ET FOND

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue 69 kg

### DIMENSIONS

Largeur 133,9 cm  
Profondeur 45,4 cm  
Façade F600  
Hauteur 197,4 cm

### TYPE

Type de freinage Freinage Individuel

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson Structure en acier mécanosoudé avec parements latéraux, voile de fond et fond  
- Epoxy Noir Volcanique

Roues Bandage polyuréthane non tachant

### PIÈTEMENT

Type de piètement 6 roulettes pivotantes dont 2 freinées à l'avant  
Diamètre roues 125 mm

### CONFIGURATION

Configuration 2 étagères

### COLORIS


Caisson Noir Volcanique

### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm 18  
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm 24  
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm 24



## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue 58 kg

#### DIMENSIONS

Largeur 133,9 cm  
Profondeur 45,4 cm  
Façade F1200  
Hauteur 197,4 cm

#### TYPE

Type de freinage Freinage Individuel

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson Structure en acier mécanosoudé avec parements latéraux, voile de fond et fond  
- Epoxy Noir Volcanique

Roues Bandage polyuréthane non tachant

#### PIÈTEMENT

Type de piètement 4 roulettes pivotantes dont 2 freinées à l'avant  
Diamètre roues 125 mm

#### CONFIGURATION


Configuration 5 étagères acier

#### COLORIS

Caisson Noir Volcanique



## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue 20 kg

#### DIMENSIONS

Largeur 47,2 cm  
 Profondeur 64,3 cm  
 Façade F400  
 Hauteur 197,4 cm

#### TYPE

Type de freinage Freinage Individuel sur les roulettes avants

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique  
 Roues Bandage polyuréthane non tachant  
 Sommier / Glissière Glissière en PA6 chargé fibres de verre

#### PIÈTEMENT

Type de piétement 4 roulettes pivotantes simple galet  
 Diamètre roues 125 mm

#### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière Glissière amovible sans outils

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible 140 kg

#### COLORIS

Caisson Noir Volcanique

#### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G) 21G  
 Type de sommier Glissières  
 Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm 28  
 Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm 29


#### CLASSEMENT FEU

Plastique M2

## 21G



### NOS EXCLUSIVITÉS



### NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue 20 kg

#### DIMENSIONS

Largeur 70 cm  
Profondeur 46 cm  
Façade F600  
Hauteur 197,4 cm

#### TYPE

Type de freinage Freinage Individuel sur les roulettes avants

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique  
Roues Bandage polyuréthane non tachant  
Sommier / Glissière Glissière en PA6 chargé fibres de verre

#### PIÈTEMENT

Type de piétement 4 roulettes pivotantes simple galet  
Diamètre roues 125 mm

#### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière Glissière amovible sans outils

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible 140 kg

#### COLORIS

Caisson Noir Volcanique

#### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE


Nombre de glissières (hauteur G) 21G  
Type de sommier Glissières  
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm 21  
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm 28  
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm 29

#### CLASSEMENT FEU

Plastique M2



## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue 38 kg

#### DIMENSIONS

Largeur 94,5 cm  
Profondeur 64,3 cm  
Façade 2F400  
Hauteur 197,4 cm

#### TYPE

Type de freinage Freinage Individuel sur les roulettes avants

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique  
Roues Bandage polyuréthane non tachant  
Sommier / Glissière Glissière en PA6 chargé fibres de verre

#### PIÈTEMENT

Type de piétement 6 roulettes pivotantes simple galet  
Diamètre roues 125 mm

#### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière Glissière amovible sans outils

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible 280 kg

#### COLORIS

Caisson Noir Volcanique

#### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE


Nombre de glissières (hauteur G) 2 x 21G  
Type de sommier Glissières  
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm 56  
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm 58

#### CLASSEMENT FEU

Plastique M2



## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue 38 kg

#### DIMENSIONS

Largeur 133,9 cm  
 Profondeur 46 cm  
 Façade 2F600  
 Hauteur 197,4 cm

#### TYPE

Type de freinage Freinage Individuel sur les roulettes avants

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique  
 Roues Bandage polyuréthane non tachant  
 Sommier / Glissière Glissière en PA6 chargé fibres de verre

#### PIÈTEMENT

Type de piétement 6 roulettes pivotantes simple galet  
 Diamètre roues 125 mm

#### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière Glissière amovible sans outils

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible 280 kg

#### COLORIS

Caisson Noir Volcanique

#### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE


Nombre de glissières (hauteur G) 2 x 21G  
 Type de sommier Glissières  
 Glissières : Tiroir hauteur 75 mm 42  
 Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm 56  
 Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm 58

#### CLASSEMENT FEU

Plastique M2



#### NOS EXCLUSIVITÉS



#### NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	64 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

#### DIMENSIONS

Largeur	133,9 cm
Profondeur	45,4 cm
Façade	F1200
Hauteur	197,4 cm

#### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Parements latéraux en fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant

#### PIÈTEMENT

Type de piètement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

#### COLORIS


Caisson	Quartz
---------	--------

#### CLASSEMENT FEU

Fibres végétales	D-s2d0
------------------	--------



### NOS EXCLUSIVITÉS



### NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	49,5 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

#### DIMENSIONS

Largeur	133,9 cm
Profondeur	45,4 cm
Façade	F600
Hauteur	197,4 cm

#### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Parements latéraux en fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

#### PIÈTEMENT

Type de piètement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

#### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

#### COLORIS

Caisson	Quartz
---------	--------

#### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE


Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 9G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	18
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	24
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	24

#### CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



#### NOS EXCLUSIVITÉS



#### NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue 20 kg

#### DIMENSIONS

Largeur 47,2 cm  
 Profondeur 64,3 cm  
 Façade F400  
 Hauteur 197,4 cm

#### TYPE

Type de freinage Freinage Individuel sur les roulettes avants

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique  
 Roues Bandage polyuréthane non tachant  
 Sommier / Glissière Glissière en PA6 chargé fibres de verre

#### PIÈTEMENT

Type de piétement 4 roulettes pivotantes simple galet  
 Diamètre roues 125 mm

#### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière Glissière amovible sans outils

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible 140 kg

#### COLORIS

Caisson Noir Volcanique

#### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G) 21G  
 Type de sommier Glissières  
 Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm 28  
 Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm 29


#### CLASSEMENT FEU

Plastique M2

## 21G



### NOS EXCLUSIVITÉS



### NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	26,8 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

#### DIMENSIONS

Largeur	47,2 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	F400
Hauteur	197,4 cm

#### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Parements latéraux en fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

#### PIÈTEMENT

Type de piètement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

#### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

#### COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

#### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29


#### CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	35,1 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

#### DIMENSIONS

Largeur	47,2 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	F400
Hauteur	197,4 cm

#### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

#### PIÈTEMENT

Type de piètement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

#### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

#### COLORIS

Caisson	Quartz
---------	--------

#### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29


#### CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue 38 kg

#### DIMENSIONS

Largeur 94,5 cm  
 Profondeur 64,3 cm  
 Façade 2F400  
 Hauteur 197,4 cm

#### TYPE

Type de freinage Freinage Individuel sur les roulettes avants

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique  
 Roues Bandage polyuréthane non tachant  
 Sommier / Glissière Glissière en PA6 chargé fibres de verre

#### PIÈTEMENT

Type de piétement 6 roulettes pivotantes simple galet  
 Diamètre roues 125 mm

#### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière Glissière amovible sans outils

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible 280 kg

#### COLORIS

Caisson Noir Volcanique

#### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G) 2 x 21G  
 Type de sommier Glissières  
 Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm 56  
 Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm 58


#### CLASSEMENT FEU

Plastique M2



21G

#### NOS EXCLUSIVITÉS



#### NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	44,8 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

#### DIMENSIONS

Largeur	94,5 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	2F400
Hauteur	197,4 cm

#### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

#### PIÈTEMENT

Type de piètement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

#### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

#### COLORIS

Caisson	Quartz
---------	--------

#### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58


#### CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

#### NOS EXCLUSIVITÉS



#### NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	61,2 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

#### DIMENSIONS

Largeur	94,5 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	2F400
Hauteur	197,4 cm

#### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

#### PIÈTEMENT

Type de piètement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

#### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

#### COLORIS

Caisson	Quartz
---------	--------

#### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58


#### CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

#### NOS EXCLUSIVITÉS



#### NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue 20 kg

### DIMENSIONS

Largeur 70 cm  
 Profondeur 46 cm  
 Façade F600  
 Hauteur 197,4 cm

### TYPE

Type de freinage Freinage Individuel sur les roulettes avants

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique  
 Roues Bandage polyuréthane non tachant  
 Sommier / Glissière Glissière en PA6 chargé fibres de verre

### PIÈTEMENT

Type de piétement 4 roulettes pivotantes simple galet  
 Diamètre roues 125 mm

### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière Glissière amovible sans outils

### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible 140 kg

### COLORIS

Caisson Noir Volcanique

### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G) 21G  
 Type de sommier Glissières  
 Glissières : Tiroir hauteur 75 mm 21  
 Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm 28  
 Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm 29


### CLASSEMENT FEU

Plastique M2



21G

## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	24,8 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

#### DIMENSIONS

Largeur	69,9 cm
Profondeur	45,4 cm
Façade	F600
Hauteur	197,4 cm

#### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Parements latéraux en fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

#### PIÈTEMENT

Type de piètement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

#### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

#### COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

#### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	21
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29


#### CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

#### NOS EXCLUSIVITÉS



#### NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	35,4 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

#### DIMENSIONS

Largeur	69,9 cm
Profondeur	45,4 cm
Façade	F600
Hauteur	197,4 cm

#### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

#### PIÈTEMENT

Type de piètement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

#### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

#### COLORIS

Caisson	Quartz
---------	--------

#### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	21
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29


#### CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

#### NOS EXCLUSIVITÉS



#### NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue 38 kg

#### DIMENSIONS

Largeur 133,9 cm  
 Profondeur 46 cm  
 Façade 2F600  
 Hauteur 197,4 cm

#### TYPE

Type de freinage Freinage Individuel sur les roulettes avants

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique  
 Roues Bandage polyuréthane non tachant  
 Sommier / Glissière Glissière en PA6 chargé fibres de verre

#### PIÈTEMENT

Type de piétement 6 roulettes pivotantes simple galet  
 Diamètre roues 125 mm

#### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière Glissière amovible sans outils

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible 280 kg

#### COLORIS

Caisson Noir Volcanique

#### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G) 2 x 21G  
 Type de sommier Glissières  
 Glissières : Tiroir hauteur 75 mm 42  
 Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm 56  
 Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm 58


#### CLASSEMENT FEU

Plastique M2



21G

#### NOS EXCLUSIVITÉS



#### NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	42,8 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

#### DIMENSIONS

Largeur	133,9 cm
Profondeur	45,4 cm
Façade	2F600
Hauteur	197,4 cm

#### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Parements latéraux en fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

#### PIÈTEMENT

Type de piètement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

#### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

#### COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

#### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	42
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58


#### CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

#### NOS EXCLUSIVITÉS



#### NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

#### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	63,6 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

#### DIMENSIONS

Largeur	133,9 cm
Profondeur	45,4 cm
Façade	2F600
Hauteur	197,4 cm

#### TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

#### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

#### PIÈTEMENT

Type de piètement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

#### TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

#### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

#### COLORIS

Caisson	Quartz
---------	--------

#### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	42
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58


#### CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

#### NOS EXCLUSIVITÉS



#### NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace



# **PORTFOLIO.OPTIONS & COMPOSANTS**

OPTIONS ROUES

**ROUE DIAMÈTRE 125 MM  
SIMPLE GALET  
ANTISTATIQUE BLANCHE**

OP-M2110600



OPTIONS ROUES

**ROUE DIAMÈTRE 100 MM  
DOUBLE GALET BLANCHE**

OP-M2110700



AMÉNAGEMENT

**VÉRINS RÉGLABLES (4X)  
POUR RAYONNAGE FIXE**

OP-S3PATIN



AMÉNAGEMENT

**PAREMENT LATÉRAL  
(L'UNITÉ) NOIR  
VOLCANIQUE F400  
STOCK'ALLI**

OP-LOR404



AMÉNAGEMENT

**PAREMENT DROITE ET  
GAUCHE D'ARMOIRE F400  
STOCK'ALLI (COULEUR À  
DÉFINIR)**


OP-A400PDG



AMÉNAGEMENT

**PAREMENT DROITE ET  
GAUCHE D'ARMOIRE F600  
STOCK'ALLI (COULEUR À  
DÉFINIR)**

OP-A600PDG



AMÉNAGEMENT

**PAREMENT VOILE DE  
FOND NOIR VOLCANIQUE  
F600 DOUBLE STOCK'ALLI**

OP-LOR2x602



AMÉNAGEMENT

**PAREMENT LATÉRAL  
(L'UNITÉ) NOIR  
VOLCANIQUE F600  
STOCK'ALLI**

OP-LOR604



AMÉNAGEMENT

**PAREMENT VOILE DE  
FOND NOIR VOLCANIQUE  
F600 STOCK'ALLI**

OP-LOR602



AMÉNAGEMENT

**PAREMENT VOILE DE  
FOND NOIR VOLCANIQUE  
F400 STOCK'ALLI**

OP-LOR402



AMÉNAGEMENT

**PAREMENT PLAFOND NOIR  
VOLCANIQUE STOCK'ALLI  
F600 DOUBLE**

OP-RY2601



AMÉNAGEMENT

**PAREMENT FOND NOIR  
VOLCANIQUE F600  
DOUBLE STOCK'ALLI**

OP-LOR2x603



AMÉNAGEMENT

**PAREMENT FOND NOIR  
VOLCANIQUE F400  
STOCK'ALLI**

OP-LOR403



AMÉNAGEMENT

**PAREMENT PLAFOND NOIR  
VOLCANIQUE F400  
STOCK'ALLI POUR  
ARMOIRE DE RANGEMENT  
STOCK'ALLI F400**

OP-LOR401



AMÉNAGEMENT

**PAREMENT PLAFOND NOIR  
VOLCANIQUE F400  
STOCK'ALLI POUR  
ARMOIRE STOCK'ALLI F400**

OP-RY401



AMÉNAGEMENT

**PAREMENT FOND NOIR  
VOLCANIQUE F600  
STOCK'ALLI**

OP-LOR603



AMÉNAGEMENT

**PAREMENT PLAFOND NOIR  
VOLCANIQUE F600  
STOCK'ALLI**

OP-RY601



AMÉNAGEMENT

**PAREMENT PLAFOND  
STOCKALLI F600 -  
COULEUR QUARTZ**

OP-S61PLAFOND



AMÉNAGEMENT

**PAREMENT FOND  
STOCKALLI F600 -  
COULEUR QUARTZ**

OP-S61FOND



AMÉNAGEMENT

**PAREMENT LATÉRAL  
DROITE ET GAUCHE  
STOCKALLI F600 -  
COULEUR QUARTZ**


OP-S61COTE



AMÉNAGEMENT

**PAREMENT DOS  
STOCKALLI F600 -  
COULEUR QUARTZ**

OP-S61DOS



# Options

AMÉNAGEMENT

**PAREMENT PLAFOND  
STOCKALLI F600 DOUBLE -  
COULEUR QUARTZ**

OP-S62PLAFOND



AMÉNAGEMENT

**PAREMENT FOND  
STOCKALLI F600 DOUBLE -  
COULEUR QUARTZ**

OP-S62FOND



AMÉNAGEMENT

**PAREMENT DOS  
STOCKALLI F600 DOUBLE -  
COULEUR QUARTZ**

OP-S62DOS



AMÉNAGEMENT

**PAREMENT PLAFOND  
STOCKALLI F400 -  
COULEUR QUARTZ**

OP-S41PLAFOND



AMÉNAGEMENT

**PAREMENT FOND  
STOCKALLI F400 -  
COULEUR QUARTZ**

OP-S41FOND



AMÉNAGEMENT

**PAREMENT LATÉRAL  
DROITE ET GAUCHE  
STOCKALLI F400 -  
COULEUR QUARTZ**


OP-S41COTE



AMÉNAGEMENT

**PAREMENT DOS  
STOCKALLI F400 -  
COULEUR QUARTZ**

OP-S41DOS



AMÉNAGEMENT

**PAREMENT PLAFOND  
STOCKALLI F400 DOUBLE -  
COULEUR QUARTZ**

OP-S42PLAFOND



AMÉNAGEMENT

**PAREMENT FOND  
STOCKALLI F400 DOUBLE -  
COULEUR QUARTZ**

OP-S42FOND



AMÉNAGEMENT

**PAREMENT DOS  
STOCKALLI F400 DOUBLE -  
COULEUR QUARTZ**

OP-S42DOS



POIGNÉES

**2 POIGNÉES EN FACADE  
COLORIS NOIR  
VOLCANIQUE**

OP-POIGNEEFAC



ARMOIRE DE STOCKAGE

**ÉTAGÈRE NOIRE F1200  
MÉTAL**


CO-R121505



ARMOIRE DE STOCKAGE

**SÉPARATEUR AIMANTÉ  
NOIR VOLCANIQUE**

CO-89019



BAC À LÈVRES

**BAC À LÈVRES  
TRANSPARENT - HAUTEUR  
200 MM AJOURÉ**


CO-BAL200AT



BAC À LÈVRES

**BAC À LÈVRES  
TRANSPARENT - HAUTEUR  
50 MM PLEIN**

CO-BAL50PT



BAC À LÈVRES

**BAC À LÈVRES  
TRANSPARENT - HAUTEUR  
100 MM PLEIN**

CO-BAL100PT



BAC À LÈVRES

**BAC À LÈVRES  
TRANSPARENT - HAUTEUR  
100 MM AJOURÉ**

CO-BAL100AT



BAC À LÈVRES

**BUTÉE D'ARRÊT POUR BAL  
BLANC**

CO-BA



GLISSIÈRES POUR BAC A LEVRES ...

**JEU DE DEUX GLISSIÈRES  
INCLINÉES BLANCHES  
POUR BAL F400**

CO-GI4



GLISSIÈRES POUR BAC A LEVRES ...

**JEU DE DEUX GLISSIÈRES  
BLANCHES POUR BAL  
F400**

CO-G4



GLISSIÈRES POUR BAC A LEVRES ...

**JEU DE DEUX GLISSIÈRES  
BLANCHES POUR BAL ET  
PLATEAUX BACS  
JOURNALIERS F600**

CO-GB6



GLISSIÈRES POUR BAC A LEVRES ...

**JEU DE DEUX GLISSIÈRES  
BLANCHES POUR BAL ET  
PLATEAUX BACS  
JOURNALIERS F600**

CO-GB6



GLISSIÈRES POUR BAC A LEVRES ...

**JEU DE DEUX GLISSIÈRES  
INCLINÉES BLANCHES  
POUR BAL ET PLATEAUX  
BACS JOURNALIERS F600**

CO-GBI6



GLISSIÈRES POUR BAC A LEVRES ...

**JEU DE DEUX GLISSIÈRES  
INCLINÉES BLANCHES  
POUR BAL ET PLATEAUX  
BACS JOURNALIERS F600**

CO-GBI6



GLISSIÈRES POUR BAC A LEVRES ...

**JEU DE DEUX GLISSIÈRES  
INCLINÉES BLANCHES  
POUR BAL F400  
(CHANGEMENT GLISSIÈRE  
DROITE MOD'ALLI E ...**

CO-GI4C



GLISSIÈRES POUR BAC A LEVRES ...

**JEU DE DEUX GLISSIÈRES  
INCLINÉES BLANCHES  
POUR BAL F600  
(CHANGEMENT GLISSIÈRE  
DROITE MOD'ALLI E ...**

CO-GBI6C



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

**PEIGNE TRANSPARENT  
BAL - HAUTEUR 200 MM  
LONG AJOURÉ**

CO-PL200AT



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

**PEIGNE TRANSPARENT  
BAL - HAUTEUR 200 MM  
COURT AJOURÉ**

CO-PC200AT



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

**PEIGNE TRANSPARENT  
BAL - HAUTEUR 100 MM  
LONG AJOURÉ**

CO-PL100AT



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

**PEIGNE TRANSPARENT  
BAL - HAUTEUR 100 MM  
LONG PLEIN**

CO-PL100PT



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

**PEIGNE TRANSPARENT  
BAL - HAUTEUR 100 MM  
COURT AJOURÉ**

CO-PC100AT



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

**PEIGNE TRANSPARENT  
BAL - HAUTEUR 100 MM  
COURT PLEIN**

CO-PC100PT



# Composants

PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

**PEIGNE TRANSPARENT  
BAL - HAUTEUR 050 MM  
COURT PLEIN**

CO-PC50PT



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

**PEIGNE TRANSPARENT  
BAL - HAUTEUR 050 MM  
LONG PLEIN**

CO-PL50PT



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

**CLIPS POUR PEIGNE BAL  
EN T BLANC**

CO-CTP



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE BAL  
TRANSPARENT (LOT DE 50)**

CO-M24534VB



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE BAL  
BLANC (LOT DE 10)  
VERTICAL**


CO-M77816VB



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE ÉTIQUETTE  
CAVALIER POUR BAL  
(VENDU PAR LOT DE 10)**


CO-M77817



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE  
BLANC VERTICAL (LOT DE  
50)**

CO-M77937V



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE BLEU  
VERTICAL (LOT DE 50)**


CO-M77938V



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE  
BLANC HORIZONTAL (LOT  
DE 50)**

CO-M77937



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE BLEU  
HORIZONTAL (LOT DE 50)**

CO-M77938



TIROIR

**ÉQUIPEMENT DE TIROIR  
POUR DOSSIERS  
SUSPENDUS BLANC**

CO-M21022MC



TIROIR

**TIROIR BLANC HAUTEUR  
235 MM**

CO-M24504MC



TIROIR

**TIROIR BLANC HAUTEUR  
155 MM**

CO-M24503MC



TIROIR

**TIROIR BLANC HAUTEUR  
075 MM**

CO-M24502MC



TIROIR À TOXIQUE

**DIGICODE MÉCANIQUE  
POUR TIROIR À TOXIQUES**

OP-DIGIA152



TIROIR À TOXIQUE

**TIROIR À TOXIQUES BLANC  
AVEC PORTE ET SERRURE  
MÉCANIQUE HAUTEUR 155**

CO-M21046MC



TIROIR À TOXIQUE

**TIROIR À TOXIQUES BLANC  
AVEC PORTE ET SERRURE  
MÉCANIQUE HAUTEUR 235**

CO-M21047MC



TIROIR À TOXIQUE

**TIROIR À TOXIQUES BLANC  
AVEC PORTE ET SERRURE  
MÉCANIQUE HAUTEUR 075**

CO-M21045MC



TIROIR À TOXIQUE

**CLE PASS POUR SERRURES  
TIROIRS A TOXIQUES**

OP-PASSPM05



TIROIR PERCÉ

**TIROIR PERCÉ :  
COUVERCLES DU TIROIR À  
TOXIQUES BLANC AVEC  
CHARNIÈRE ET PATTES  
ARRIÈRES (NÉCESSI ...**

CO-M77873



TIROIR PERCÉ

**TIROIR PERCÉ :  
COUVERCLES DU TIROIR À  
TOXIQUES BLANC SANS  
CHARNIÈRE - SANS PATTES  
ARRIÈRES**

CO-M77875



GLISSIÈRES POUR TIROIR

**JEU DE 2 GLISSIÈRES  
BLANCHES POUR TIROIRS  
F600**

CO-GT6



GLISSIÈRES POUR TIROIR

**JEU DE 2 GLISSIÈRES  
INCLINÉES BLANCHES  
POUR TIROIRS F600**

CO-GT16



GLISSIÈRES POUR TIROIR

**JEU DE 2 GLISSIÈRES  
INCLINÉES BLANCHES  
POUR TIROIRS F600  
(CHANGEMENT GLISSIÈRE  
DROITE MOD'ALLI ...**

CO-GT16C



PEIGNES POUR TIROIR

**PEIGNE TIROIR BLANC -  
HAUTEUR 235 LONG**


CO-M46027F6



PEIGNES POUR TIROIR

**PEIGNE TIROIR BLANC -  
HAUTEUR 235 COURT**

CO-M46028F6



PEIGNES POUR TIROIR

**PEIGNE TIROIR BLANC -  
HAUTEUR 075 LONG**

CO-M46034F6



PEIGNES POUR TIROIR

**PEIGNE TIROIR BLANC -  
HAUTEUR 075 COURT  
SPECIAL PETER'S**

CO-PCP0570



PEIGNES POUR TIROIR

**PEIGNE TIROIR BLANC -  
HAUTEUR 155 LONG**

CO-M46029F6



PEIGNES POUR TIROIR

**PEIGNE TIROIR BLANC -  
HAUTEUR 075 COURT**

CO-M46035F6



PEIGNES POUR TIROIR

**PEIGNE TIROIR BLANC -  
HAUTEUR 155 COURT**

CO-M46030F6



BAC-TIROIR

**BAC TIROIR BLANC - 075  
1/2**

CO-M77888



BAC-TIROIR

**BAC TIROIR BLANC - 155 1/4**

CO-M24508MC



BAC-TIROIR

**BAC TIROIR BLANC - 155 1/2**

CO-M77889



BAC-TIROIR

**BAC TIROIR BLANC - 075  
1/6**

CO-M24506MC



BAC-TIROIR

**BAC TIROIR BLANC - 075  
1/4**

CO-M24507MC



BAC DE SÉPARATION

**BAC DE SÉPARATION  
BLANC - HAUTEUR 120 1/6  
AVEC POIGNÉE LISSE**

CO-M24523MPL



BAC DE SÉPARATION

**BAC DE SÉPARATION  
BLANC - HAUTEUR 120 1/6  
AVEC POIGNÉE ET 5  
RAINURES**

CO-M24523MP



BAC DE SÉPARATION

**BAC DE SÉPARATION  
BLANC HAUTEUR 155 1/2**

CO-M77887



BAC DE SÉPARATION

**BAC DE SÉPARATION  
BLANC HAUTEUR 075 1/2**


CO-M77886



BAC DE SÉPARATION

**BAC DE SÉPARATION  
BLANC HAUTEUR 155 1/4 L**

CO-M24522MC
























BAC DE SÉPARATION






















**BAC DE SÉPARATION  
BLANC - HAUTEUR 075 1/6  
AVEC POIGNÉE**

CO-M24509MP



<p>BAC DE SÉPARATION</p> <p><b>BAC DE SÉPARATION BLANC - HAUTEUR 075 1/4 AVEC POIGNÉE</b></p> <p>CO-M24510MP</p> 	<p>BAC DE SÉPARATION</p> <p><b>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 075 1/4</b></p> <p>CO-M24510MC</p> 	<p>BAC DE SÉPARATION</p> <p><b>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 075 1/4 L</b></p> <p>CO-M24512MC</p> 	<p>BAC DE SÉPARATION</p> <p><b>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 155 1/6</b></p> <p>CO-M24523MC</p> 	<p>BAC DE SÉPARATION</p> <p><b>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 155 1/4</b></p> <p>CO-M24511MC</p> 	<p>BAC DE SÉPARATION</p> <p><b>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 075 1/6</b></p> <p>CO-M24509MC</p> 	<p>SÉPARATEURS</p> <p><b>SÉPARATEUR MOBILE BLANC - HAUTEUR 075 1/6</b></p> <p>CO-M24513MC</p> 
<p>SÉPARATEURS</p> <p><b>SÉPARATEUR MOBILE BLANC - HAUTEUR 075 1/4</b></p> <p>CO-M24514MC</p> 	<p>SÉPARATEURS</p> <p><b>BARRE DE LIAISON POUR SÉPARATEUR MOBILE BLANC (BAC DE SÉPARATION)</b></p> <p>CO-M24526MC</p> 	<p>SÉPARATEURS</p> <p><b>SÉPARATEUR MOBILE BLANC - HAUTEUR 155 1/4</b></p> <p>CO-M24515MC</p> 	<p>SÉPARATEURS</p> <p><b>SÉPARATEUR MOBILE BLANC HAUTEUR 155 1/6</b></p> <p>CO-M24525MC</p> 	<p>SÉPARATEURS</p> <p><b>BARRE DE LIAISON POUR SÉPARATEUR MOBILE BLANC (BAC TIROIR)</b></p> <p>CO-M24530MC</p> 	<p>SÉPARATEURS</p> <p><b>SÉPARATEUR MOBILE BLANC HAUTEUR 120 1/6 POUR BAC 120/6 AVEC POIGNÉE</b></p> <p>CO-M24525MS</p> 	<p>BAC DE SUBDIVISION</p> <p><b>BOÎTE DE SUBDIVISION BLANCHE - HAUTEUR 155 1/8</b></p> <p>CO-M24620MC</p> 
<p>BAC DE SUBDIVISION</p> <p><b>BOÎTE DE SUBDIVISION BLANCHE - HAUTEUR 075 1/18</b></p> <p>CO-M24615MC</p> 	<p>BAC DE SUBDIVISION</p> <p><b>BOÎTE DE SUBDIVISION BLANCHE - HAUTEUR 075 1/12</b></p> <p>CO-M24617MC</p> 	<p>BAC DE SUBDIVISION</p> <p><b>BOÎTE DE SUBDIVISION BLANCHE - HAUTEUR 075 1/8</b></p> <p>CO-M24618MC</p> 	<p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p><b>PORTE-ÉTIQUETTE CACHE BLANC LONGUEUR 160 (LOT DE 100)</b></p> <p>CO-M77915</p> 	<p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p><b>PORTE-ÉTIQUETTE CACHE BLANC LONGUEUR 160 (LOT DE 100)</b></p> <p>CO-M77915</p> 	<p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p><b>PORTE-ÉTIQUETTE CACHE BLANC - 2 CASES - LONGUEUR 80 (LOT DE 100)</b></p> <p>CO-M77906</p> 	<p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p><b>PORTE-ÉTIQUETTE CACHE BLANC - 2 CASES - LONGUEUR 80 (LOT DE 100)</b></p> <p>CO-M77906</p> 

# Composants

<p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p><b>PORTE-ÉTIQUETTE CACHE BLANC - 1 CASE - LONGUEUR 40 (LOT DE 100)</b></p> <p>CO-M77905</p> 	<p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p><b>PORTE-ÉTIQUETTE CACHE BLANC - 1 CASE - LONGUEUR 40 (LOT DE 100)</b></p> <p>CO-M77905</p> 	<p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p><b>PORTE-ÉTIQUETTE BLANC VERTICAL UNIVERSEL (LOT DE 10)</b></p> <p>CO-M77816V</p> 	<p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p><b>PORTE-ÉTIQUETTE BLANC VERTICAL UNIVERSEL (LOT DE 10)</b></p> <p>CO-M77816V</p> 	<p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p><b>PORTE-ÉTIQUETTE BLANC HORIZONTAL UNIVERSEL (VENDU PAR LOT DE 10)</b></p> <p>CO-M77816</p> 	<p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p><b>PORTE-ÉTIQUETTE BLANC HORIZONTAL UNIVERSEL (VENDU PAR LOT DE 10)</b></p> <p>CO-M77816</p> 	<p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p><b>SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT VERTICAL (LOT DE 50)</b></p> <p>CO-M24534V</p> 
<p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p><b>SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT VERTICAL (LOT DE 50)</b></p> <p>CO-M24534V</p> 	<p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p><b>SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT HORIZONTAL (LOT DE 50)</b></p> <p>CO-M24534MZ</p> 	<p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p><b>SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT HORIZONTAL (LOT DE 50)</b></p> <p>CO-M24534MZ</p> 	<p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p><b>SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/6</b></p> <p>CO-M24610MZ</p> 	<p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p><b>SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/6</b></p> <p>CO-M24610MZ</p> 	<p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p><b>SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/4</b></p> <p>CO-M24611MZ</p> 	<p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p><b>SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/4</b></p> <p>CO-M24611MZ</p> 
<p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p><b>SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/2 (POUR TIROIR)</b></p> <p>CO-M77815</p> 	<p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p><b>SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/2 (POUR TIROIR)</b></p> <p>CO-M77815</p> 	<p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p><b>PORTE-ÉTIQUETTE BLANC 80 X 50 MM</b></p> <p>CO-M24535SZ</p> 	<p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p><b>PORTE-ÉTIQUETTE BLANC 80 X 50 MM</b></p> <p>CO-M24535SZ</p> 	<p>ÉTIQUETTES POUR TIROIR</p> <p><b>ÉTIQUETTES BLEUES (LOT DE 5)</b></p> <p>CO-M77826</p> 	<p>ÉTIQUETTES POUR TIROIR</p> <p><b>ÉTIQUETTES JAUNES (LOT DE 5)</b></p> <p>CO-M77825</p> 	<p>ÉTIQUETTES POUR TIROIR</p> <p><b>ÉTIQUETTES ROUGES (VENDU PAR LOT DE 5)</b></p> <p>CO-M77827</p> 

ÉTIQUETTES POUR TIROIR

**ÉTIQUETTES VERTES (LOT DE 5)**

CO-M77828



ÉTIQUETTES POUR TIROIR

**ÉTIQUETTES BLANCHES POUR BOÎTE DE SUBDIVISION**

CO-M24532MC



ÉTAGÈRES EN ABS

**ÉTAGÈRE BLANCHE F600 À CLASSEURS (14 INTERVALLES)**

CO-M77899



ÉTAGÈRES EN ABS

**ÉTAGÈRE BLANCHE F600 À SOLUTÉS**

CO-M24505MS



ÉTAGÈRES EN ABS

**ÉTAGÈRE BLANCHE F600 STANDARD**

CO-M24505MC



ÉTAGÈRES EN ABS

**PACK ETAGERE BT 75 - 4 BACS TIROIRS 75 1/4 - 12 SEPARATEURS MOBILES - 4 PE 1/4**

PP-PETA-BT75-16



ÉTAGÈRES EN ABS

**PACK TIROIR 155 - 4 BACS DE SEPARATION 155 1/4 - 4 SEPARATEURS MOBILES - 4 BARRES DE LIAISON**

PP-PTIR155-14-8



ÉTAGÈRES EN ABS

**PACK TIROIR 155 - 4 BACS DE SEPARATION 155 1/4 - 8 SEPARATEURS MOBILES - 4 BARRES DE LIAISON**

PP-PTIR155-14-12



ÉTAGÈRES EN ABS

**PACK TIROIR 155 - 6 BACS DE SEPARATIONS 155 1/6 - 6 SEPARATEURS MOBILES - 6 BARRES DE LIAISON**

PP-PTIR155-16-12



ÉTAGÈRES EN ABS

**PACK TIROIR 155 - 6 BACS DE SEPARATION 155 1/6 - 12 SEPARATEURS MOBILES - 6 BARRES DE LIAISON**

PP-PTIR155-16-18



ÉTAGÈRES EN ABS

**PACK TIROIR 75 - 6 BACS DE SEPARATION 75 1/6 - 18 SEPARATEURS MOBILES**

PP-PTIR75-16-24



ÉTAGÈRES EN ABS

**PACK TIROIR 75 - 4 BACS DE SEPARATION 75 1/4 - 12 SEPARATEURS MOBILES**

PP-PTIR75-14-16



ÉTAGÈRES EN ABS

**PACK TIROIR 75 - 4 BACS DE SEPARATION 75 1/4 - 16 SEPARATEURS MOBILES**

PP-PTIR75-14-20



ÉTAGÈRES EN ABS

**PACK TIROIR 235 - 2 BACS DE SEPARATION 155 1/2**

PP-PTIR235-12-2



ÉTAGÈRES EN ABS

**PACK ETAGERE BT 155 - 4 BACS TIROIRS 155 1/4 - 8 SEPARATEURS MOBILES - 4 BARRES DE LIAISON - 4 ...**

PP-PETA-BT155-14



ÉTAGÈRES EN COMPACT

**ÉTAGÈRE BLANCHE F400 TRESPA AVEC DOSSERET 150 MM**

CO-M77936



ÉTAGÈRES EN COMPACT

**ÉTAGÈRE BLANCHE F400 TRESPA AVEC DOSSERET 30 MM**

CO-M77935



ÉTAGÈRES EN COMPACT

**ÉTAGÈRE TRESPA F600**

CO-M77884



ÉTAGÈRES EN COMPACT

**ÉTAGÈRE BLANCHE F400 TRESPA SANS DOSSERET**

CO-R041810



ÉTAGÈRES DEDIÉES

**ÉTAGÈRE BLANCHE F600 PORTE-SONDES**

CO-M24505MP



ÉTAGÈRES EN MÉTAL

**ÉTAGÈRE LONGUE EN MÉTAL POUR GUÉRIDON (P0598)**

CO-ETAGLMET



# Composants

ÉTAGÈRES EN MÉTAL

**ÉTAGÈRE COURTE EN MÉTAL POUR GUÉRIDON (P0598)**


CO-ETAGCMET



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE POUR ÉTAGÈRE EN RÉSINE STRATIFIÉE**

CO-M77907



ENSEMBLE PLATEAU PILULIER ...

**ENSEMBLE PLATEAU 7 BACS JOURNALIERS GRAND MODÈLE**

CO-MEC70002



ENSEMBLE PLATEAU PILULIER ...

**ENSEMBLE PLATEAU 7 BACS JOURNALIERS MOYEN MODÈLE**

CO-MEC70001



ENSEMBLE PLATEAU PILULIER ...

**PLATEAU BAC JOURNALIER BLANC**

CO-MEC70003



ENSEMBLE PLATEAU PILULIER ...

**SYSTÈME OUVERTURE BLANC**

CO-SOBJ



BAC JOURNALIER

**SÉPARATEUR MOYEN MODÈLE (UNITAIRE)**

CO-MEC70008



BAC JOURNALIER

**SÉPARATEUR GRAND MODÈLE (UNITAIRE)**

CO-MEC70009



BAC JOURNALIER

**BAC JOURNALIER TRANSPARENT GRAND MODÈLE**

CO-MEC70012



BAC JOURNALIER

**BAC JOURNALIER TRANSPARENT MOYEN MODÈLE**

CO-MEC70011



BAC JOURNALIER

**PILULIER SEUL AVEC COUVERCLE POUR TIROIRS JOINTIFS**

CO-MED038



ENSEMBLE 8 PILULIERS

**ENSEMBLE PLATEAU 8 PILULIERS - MAUVE**

CO-M77900MA



ENSEMBLE 8 PILULIERS

**PLATEAU PLUMIER - MAUVE**

CO-M77904MA



ENSEMBLE 8 PILULIERS

**PILULIER PLUMIER - MAUVE**

CO-M77902MA



ENSEMBLE 8 PILULIERS

**SÉPARATEUR POUR PILULIER PLUMIER (VERT OU MAUVE)**

CO-M77903



ENSEMBLE 8 PILULIERS

**ENSEMBLE PLATEAU 8 PILULIERS - VERT**

CO-M77900VE



ENSEMBLE 8 PILULIERS

**PILULIER PLUMIER - VERT**

CO-M77902VE



ENSEMBLE 8 PILULIERS

**PLATEAU PLUMIER - VERT**


CO-M77904VE



ENSEMBLE 8 PILULIERS

**PILULIER PLUMIER SANS POIGNEE - MAUVE**

CO-M77902MA-SP



ENSEMBLE 8 PILULIERS

**PILULIER PLUMIER SANS POIGNEE - VERT**

CO-M77902VE-SP



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTES TRANSPARENT MOYEN MODÈLE (LOT DE 50)**

CO-MEC80020



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTES  
TRANSPARENT GRAND  
MODÈLE (LOT DE 50)**

CO-MEC80021



ÉTIQUETTES POUR PILULIER

**LOT DE 35 PLANCHES DE  
24 ÉTIQUETTES POUR  
PLATEAUX 8 PILULIERS  
(COLORIS PANACHÉS)**

CO-M77901



ÉTIQUETTES POUR PILULIER

**ÉTIQUETTES  
AUTOCOLLANTES MOYEN  
MODÈLE (200 PLANCHES  
DE 27 SOIT 5400  
ÉTIQUETTES)**

CO-MEZ80020



ÉTIQUETTES POUR PILULIER

**ÉTIQUETTES  
AUTOCOLLANTES GRAND  
MODÈLE (200 PLANCHES  
DE 18 SOIT 3600  
ÉTIQUETTES)**

CO-MEZ80021



ÉTIQUETTES POUR PILULIER

**ÉTIQUETTES  
AUTOCOLLANTES MOYEN  
MODÈLE (50 PLANCHES DE  
27 SOIT 1350 ÉTIQUETTES)**

CO-MEZ8002001



ÉTIQUETTES POUR PILULIER

**ÉTIQUETTES  
AUTOCOLLANTES GRAND  
MODÈLE (50 PLANCHES DE  
18 SOIT 900 ÉTIQUETTES)**

CO-MEZ8002101



CASSETTE

**POIGNÉE POUR CASSETTE  
X2**

OP-POIGNEECA



CASSETTE

**CASSETTE BLANCHE AVEC  
PORTE, VERROUILLAGE ET  
2 POIGNÉES 3 NIVEAUX**

CO-M24627MC



CASSETTE

**CASSETTE BLANCHE AVEC  
PORTE, VERROUILLAGE ET  
2 POIGNÉES 2 NIVEAUX  
SPÉCIAUX**

CO-M24627MS



CASSETTE

**CASSETTE BLANCHE AVEC  
PORTE ET VERROUILLAGE  
3 NIVEAUX**

CO-M24626MC



CASSETTE

**CASSETTE BLANCHE AVEC  
PORTE, VERROUILLAGE ET  
2 POIGNÉES 2 NIVEAUX**

CO-M24624MC



CASSETTE

**CASSETTE BLANCHE AVEC  
PORTE ET VERROUILLAGE  
2 NIVEAUX**

CO-M24623MC



CASSETTE

**CASSETTE BLANCHE AVEC  
PORTE ET VERROUILLAGE 1  
NIVEAU**

CO-M24623MS



CASSETTE

**CASSETTE BLANCHE SANS  
PORTE 2 NIVEAUX**

CO-M24622MC



CASSETTE

**CASSETTE BLANCHE SANS  
PORTE 3 NIVEAUX**

CO-M24625MC



CASSETTE

**CASSETTE BLANCHE AVEC  
PORTE, VERROUILLAGE ET  
2 POIGNÉES 1 NIVEAU**

CO-M24624MS



CASSETTE

**CLE PASS CASSETTE  
ALLIBERT MEDICAL**

OP-PASSP03





Z.I. Nord 14 rue des forges  
86200 - Loudun

Tél +33 (0)1 42 84 01 15  
adv.allibert@hacare.com



**Stéphane HARDOIN**  
Responsable Ventes France  
s.hardoin@hacare.com  
07 44 73 69 53



**Administration des ventes**  
adv.allibert@hacare.com  
+33 (0)1 42 84 01 15



**Julien FROMENT**  
contact@syneris-  
sante.com  
06 99 85 93 21



**Anthony GONZALES**  
Sud Est  
a.gonzales@hacare.com  
06 22 27 71 47



**Stéphane HARDOIN**  
Grand-Est  
s.hardoin@hacare.com  
07 44 73 69 53



**Antoine MARIOT**  
Sud Ouest  
a.mariot@hacare.com  
07 45 29 16 99



**Béatrice PAZZINI**  
Aquitaine  
sud.ouest.hospitalier@wanadoo.fr  
05 56 34 81 93



**Marine POINT**  
Nord Ouest  
m.point@hacare.com  
06 27 47 71 35



**Antoine WEIL**  
Hauts de France - Paris -  
Normandie  
a.weil@hacare.com  
07 43 56 64 39



**HA**care  
MEDICAL

1860

