



[hacare.com/fr/secteur/1/environnement/2/lieu/10/famille/137/collection/334](https://hacare.com/fr/secteur/1/environnement/2/lieu/10/famille/137/collection/334)

## CHARIOTS DE CIRCULATION CHARIOTS DE SOINS OUVERTS - MM3 (STOCK'ALLI)

**Logistique Hospitalière - Transfert dans les services**



### NOS POINTS FORTS

- EasyMOV

MANAGEMENT ET  
SATISFACTION CLIENT  
**ISO 9001**

DISPOSITIF MÉDICAL  
**ISO 13485**



### Optimiser le stockage avec le concept P20

Ce chariot de **circulation** garantit un remplissage **sans perte d'espace** de rangement grâce au **concept P20**.



### Faciliter le nettoyage

**Désassemblage sans outil** pour un nettoyage intégral rapide, évite toute rétention pour une **hygiène parfaite** et un vrai **gain de temps** pour le personnel soignant.

## Performances

- Largeur 57,1 cm / 66 cm / 85,3 cm / 85,5 cm / 101,2 cm / 110 cm / 137 cm / 149,3 cm / 149,5 cm
- Profondeur 43,8 cm / 62,8 cm
- Hauteur 149,9 cm
- Charge maximale admissible 125 kg / 250 kg
- Nombre de glissières (hauteur G) 2 x 15G / 15G



## Améliorer selon vos besoins

 25 Options

 5 Accessoires

## Produits complémentaires



ARMOIRES DE TRANSFERT  
OUVERT...



ARMOIRES DE TRANSFERT  
FERMÉE...



CHARIOTS  
D'APPROVISIONNEMENT

## Des conseillers proches de vous



**Xavier BLOSSEVILLE**  
Nord - Paris - Normandie  
x.blosseville@hacare.com  
07 69 89 54 65



**Julien FROMENT**  
Corse  
contact@syneris-sante.com  
06 99 85 93 21



**Béatrice PAZZINI**  
Aquitaine  
sud.ouest.hospitalier@wanadoo.fr  
05 56 34 81 93



**Léa BONETAT**  
Centre  
l.bonetat@hacare.com  
07 67 85 57 54



**Yoann GASTARD**  
Bretagne  
contact@medical-service.net  
06 62 15 69 00



**Victoire BOUTET**  
Rhône Alpes, PACA  
v.boutet@hacare.com  
06 27 86 57 87



**Julien GINGLINGER**  
Grand Est  
j.ginglinger@hacare.com  
06 14 21 12 22