



hacare.com/fr/secteur/1/environnement/2/lieu/10/famille/137/collection/334

CHARIOTS DE CIRCULATION CHARIOTS DE SOINS OUVERTS - MM3 (STOCK'ALLI)

Logistique Hospitalière - Transfert dans les services



NOS POINTS FORTS

- EasyMOV

MANAGEMENT ET
SATISFACTION CLIENT
ISO 9001

DISPOSITIF MÉDICAL
ISO 13485



Optimiser le stockage avec le concept P20

Ce chariot de **circulation** garantit un remplissage **sans perte d'espace** de rangement grâce au **concept P20**.



Faciliter le nettoyage

Désassemblage sans outil pour un nettoyage intégral rapide, évite toute rétention pour une **hygiène parfaite** et un vrai **gain de temps** pour le personnel soignant.

Performances

- Largeur 57,1 cm / 66 cm / 85,3 cm / 85,5 cm / 101,2 cm / 110 cm / 137 cm / 149,3 cm / 149,5 cm
- Profondeur 43,8 cm / 62,8 cm
- Hauteur 149,9 cm
- Charge maximale admissible 125 kg / 250 kg
- Nombre de glissières (hauteur G) 2 x 15G / 15G



Améliorer selon vos besoins

 25 Options

 5 Accessoires

Produits complémentaires



ARMOIRES DE TRANSFERT
OUVERT...



ARMOIRES DE TRANSFERT
FERMÉE...



CHARIOTS
D'APPROVISIONNEMENT

Des conseillers proches de vous



Xavier BLOSSEVILLE
Hauts de France - Paris -
Normandie

x.blosseville@hacare.com



Julien FROMENT

contact@syneris-sante.com
06 99 85 93 21



Béatrice PAZZINI
Aquitaine

sud.ouest.hospitalier@wanadoo.fr
05 56 34 81 93



Léa BONETAT
Centre

l.bonetat@hacare.com
07 67 85 57 54



Yoann GASTARD
Bretagne

contact@medical-service.net
06 62 15 69 00



Victoire BOUTET
Rhône Alpes, PACA

v.boutet@hacare.com
06 27 86 57 87



Julien GINGLINGER
Grand Est

j.ginglinger@hacare.com
06 14 21 12 22