



[hacare.com/fr/secteur/1/environnement/2/lieu/10/famille/137/collection/334](https://hacare.com/fr/secteur/1/environnement/2/lieu/10/famille/137/collection/334)

## CHARIOTS DE CIRCULATION CHARIOTS DE SOINS OUVERTS - MM3 (STOCK'ALLI)

**Logistique Hospitalière - Transfert dans les services**

Réf. produit : PP-S60015-CIRV3



### NOS POINTS FORTS

- EasyMOV

MANAGEMENT ET  
SATISFACTION CLIENT  
**ISO 9001**

DISPOSITIF MÉDICAL  
**ISO 13485**



### Optimiser le stockage avec le concept P20

Ce chariot de **circulation** garantit un remplissage **sans perte d'espace** de rangement grâce au **concept P20**.



### Faciliter le nettoyage

**Désassemblage sans outil** pour un nettoyage intégral rapide, évite toute rétention pour une **hygiène parfaite** et un vrai **gain de temps** pour le personnel soignant.

## Performances

- Largeur 85,3 cm
- Profondeur 43,8 cm
- Hauteur 149,9 cm
- Charge maximale admissible 125 kg
- Nombre de glissières (hauteur G) 15G



## Améliorer selon vos besoins

 **6 Options**

 **4 Accessoires**

## Produits complémentaires



ARMOIRES DE TRANSFERT  
OUVERT...



ARMOIRES DE TRANSFERT  
FERMÉE...



CHARIOTS  
D'APPROVISIONNEMENT

## Des conseillers proches de vous



**Xavier BLOSSEVILLE**  
Hauts de France - Paris -  
Normandie

x.blosseville@hacare.com



**Julien FROMENT**  
contact@syneris-sante.com  
06 99 85 93 21



**Béatrice PAZZINI**  
Aquitaine  
sud.ouest.hospitalier@wanadoo.fr  
05 56 34 81 93



**Léa BONETAT**  
Centre  
l.bonetat@hacare.com  
07 67 85 57 54



**Yoann GASTARD**  
Bretagne  
contact@medical-service.net  
06 62 15 69 00



**Victoire BOUTET**  
Rhône Alpes, PACA  
v.boutet@hacare.com  
06 27 86 57 87



**Julien GINGLINGER**  
Grand Est  
j.ginglinger@hacare.com  
06 14 21 12 22