



hacare.com/fr/secteur/1/environnement/2/lieu/10/famille/137/collection/334

CHARIOTS DE CIRCULATION CHARIOTS DE SOINS OUVERTS - MM3 (STOCK'ALLI)

Logistique Hospitalière - Transfert dans les services

Réf. produit : PP-S62015-CIRV2



NOS POINTS FORTS

- EasyMOV

MANAGEMENT ET
SATISFACTION CLIENT
ISO 9001

DISPOSITIF MÉDICAL
ISO 13485



Optimiser le stockage avec le concept P20

Ce chariot de **circulation** garantit un remplissage **sans perte d'espace** de rangement grâce au **concept P20**.



Faciliter le nettoyage

Désassemblage sans outil pour un nettoyage intégral rapide, évite toute rétention pour une **hygiène parfaite** et un vrai **gain de temps** pour le personnel soignant.

Performances

- Largeur 149,3 cm
- Profondeur 43,8 cm
- Hauteur 149,9 cm
- Charge maximale admissible 250 kg
- Nombre de glissières (hauteur G) 2 x 15G



Améliorer selon vos besoins

 **6 Options**

 **4 Accessoires**

Produits complémentaires



ARMOIRES DE TRANSFERT
OUVERT...



ARMOIRES DE TRANSFERT
FERMÉE...



CHARIOTS
D'APPROVISIONNEMENT

Des conseillers proches de vous



Xavier BLOSSEVILLE
Nord - Paris - Normandie
x.blosseville@hacare.com
07 69 89 54 65



Julien FROMENT
Corse
contact@syneris-sante.com
06 99 85 93 21



Béatrice PAZZINI
Aquitaine
sud.ouest.hospitalier@wanadoo.fr
05 56 34 81 93



Léa BONETAT
Centre
l.bonetat@hacare.com
07 67 85 57 54



Yoann GASTARD
Bretagne
contact@medical-service.net
06 62 15 69 00



Victoire BOUTET
Rhône Alpes, PACA
v.boutet@hacare.com
06 27 86 57 87



Julien GINGLINGER
Grand Est
j.ginglinger@hacare.com
06 14 21 12 22