



[hacare.com/fr/secteur/1/environnement/2/lieu/10/famille/54/collection/335](https://hacare.com/fr/secteur/1/environnement/2/lieu/10/famille/54/collection/335)

## ARMOIRES DE TRANSFERT OUVERTES ARMOIRE OUVERTE - MM3 (STOCK'ALLI)

**Logistique Hospitalière - Transfert dans les services**

Réf. produit : PP-S62021-RV3



### NOS POINTS FORTS

- Optimiser le stockage
- Agencer et optimiser vos espaces

MANAGEMENT ET  
SATISFACTION CLIENT  
**ISO 9001**

DISPOSITIF MÉDICAL  
**ISO 13485**

### Optimiser le stockage avec le concept P20

Cette armoire mobile de **stockage** garantit un remplissage **sans perte d'espace** de rangement grâce au **concept P20**. De plus, la façade 400 permet d'**optimiser** votre agencement dans les **espaces réduits**.

## Performances

- Largeur 133,9 cm
- Profondeur 46 cm
- Hauteur 197,4 cm
- Charge maximale admissible 280 kg
- Nombre de glissières (hauteur G) 2 x 21G



## Améliorer selon vos besoins

☰ 7 Options

⚙️ 0 Accessoires

## Produits complémentaires



CHARIOTS DE CIRCULATION



ARMOIRES DE TRANSFERT FERMÉE...



CHARIOTS D'APPROVISIONNEMENT

## Des conseillers proches de vous



**Julien FROMENT**  
Corse  
contact@syneris-sante.com  
06 99 85 93 21



**Stéphane HARDOIN**  
Nord - Paris - Normandie  
s.hardoin@hacare.com  
07 44 73 69 53



**Marine POINT**  
Nord Ouest  
m.point@hacare.com  
06 27 47 71 35



**Anthony GONZALES**  
Sud Est  
a.gonzales@hacare.com  
06 22 27 71 47



**Antoine MARIOT**  
Sud Ouest  
a.mariot@hacare.com  
07 45 29 16 99



**Stéphane HARDOIN**  
Grand-Est  
s.hardoin@hacare.com  
07 44 73 69 53



**Béatrice PAZZINI**  
Aquitaine  
sud.ouest.hospitalier@wanadoo.fr  
05 56 34 81 93