



hacare.com/fr/secteur/1/environnement/2/lieu/10/famille/54/collection/335

ARMOIRES DE TRANSFERT OUVERTES ARMOIRE OUVERTE - MM3 (STOCK'ALLI)

Logistique Hospitalière - Transfert dans les services

Réf. produit : PP-S42021-RV2



NOS POINTS FORTS

- Optimiser le stockage
- Agencer et optimiser vos espaces

MANAGEMENT ET
SATISFACTION CLIENT
ISO 9001

DISPOSITIF MÉDICAL
ISO 13485

Optimiser le stockage avec le concept P20

Cette armoire mobile de **stockage** garantit un remplissage **sans perte d'espace** de rangement grâce au **concept P20**. De plus, la façade 400 permet d'**optimiser** votre agencement dans les **espaces réduits**.

Performances

- Largeur 94,5 cm
- Profondeur 64,3 cm
- Hauteur 197,4 cm
- Charge maximale admissible 280 kg
- Nombre de glissières (hauteur G) 2 x 21G



Améliorer selon vos besoins

 8 Options

 0 Accessoires

Produits complémentaires



CHARIOTS DE CIRCULATION



ARMOIRES DE TRANSFERT FERMÉE...



CHARIOTS D'APPROVISIONNEMENT

Des conseillers proches de vous



Julien FROMENT
Corse
contact@syneris-sante.com
06 99 85 93 21



Stéphane HARDOIN
Nord - Paris - Normandie
s.hardoin@hacare.com
07 44 73 69 53



Marine POINT
Nord Ouest
m.point@hacare.com
06 27 47 71 35



Anthony GONZALES
Sud Est
a.gonzales@hacare.com
06 22 27 71 47



Antoine MARIOT
Sud Ouest
a.mariot@hacare.com
07 45 29 16 99



Stéphane HARDOIN
Grand-Est
s.hardoin@hacare.com
07 44 73 69 53



Béatrice PAZZINI
Aquitaine
sud.ouest.hospitalier@wanadoo.fr
05 56 34 81 93