



hacare.com/fr/secteur/1/environnement/2/lieu/10/famille/56/collection/5

CHARIOTS D'APPROVISIONNEMENT ARMOIRE APPROVISIONNEMENT - MM1 (APPRO)

Logistique Hospitalière - Transfert dans les services

Réf. produit : MO-AP2600V2



NOS POINTS FORTS

- Structure de base mobile
- Pare-chocs en caoutchouc
- Ouverture des portes à 270°
- 2 porte-étiquettes

MANAGEMENT ET
SATISFACTION CLIENT
ISO 9001

DISPOSITIF MÉDICAL
ISO 13485



Faciliter le nettoyage

Sa **conception** et la nature de ses matériaux permettent un **usage intensif** et le **passage en tunnel de lavage**.



EasyMOV

Maniabilité optimale grâce aux **poignées de guidage** et aux **parechocs**.

Les **déplacements** sont fluides, sécurisés et **sans effort**. Pensé pour réduire les efforts des soignants et **limiter les troubles musculo-squelettiques (TMS)**.

Performances

- Largeur 140 cm
- Profondeur 71 cm
- Hauteur 178,8 cm
- Charge maximale admissible 250 kg
- Nombre de glissières (hauteur G) 2 x 17G



Produits complémentaires



CHARIOTS DE CIRCULATION



ARMOIRES DE TRANSFERT OUVERT...



ARMOIRES DE TRANSFERT FERMÉE...

Des conseillers proches de vous



Julien FROMENT
contact@syneris-sante.com
06 99 85 93 21



Antoine MARIOT
Sud Ouest
a.mariot@hacare.com
07 45 29 16 99



Antoine WEIL
Hauts de France - Paris - Normandie
a.weil@hacare.com
07 43 56 64 39



Anthony GONZALES
Sud Est
a.gonzales@hacare.com
06 22 27 71 47



Béatrice PAZZINI
Aquitaine
sud.ouest.hospitalier@wanadoo.fr
05 56 34 81 93



Stéphane HARDOIN
Grand-Est
s.hardoin@hacare.com
07 44 73 69 53



Marine POINT
Nord Ouest
m.point@hacare.com
06 27 47 71 35