



hacare.com/fr/secteur/1/environnement/2/lieu/8/famille/139/collection/331

## ARMOIRES DE STOCKAGE FERMÉES ARMOIRE FERMÉE À RIDEAU - MM3 (LOGIST'ALLI)

### Logistique Hospitalière - Stockage


Réf. produit : PP-L60020-V1



#### Motorisation avec la 5<sup>e</sup> roue

La **motorisation**, associée à une **5<sup>e</sup> roue pivotante**, offre une grande **maniabilité**.

Elle **facilite** les **déplacements** avec sa **batterie escamotable**, **sécurisée à clé**, ses **20 km d'autonomie**, et sa **gâchette avant / arrière** équipée d'un **électro-frein**.



#### Optimiser la surface de soins


La **fixation des accessoires** se fait en un geste, sans aucun outil, offrant un gain de temps immédiat. Les **accessoires**, entièrement **modulables**, s'adaptent à chaque besoin et à chaque situation de soin, pour un **travail plus fluide** et **efficace** au quotidien.

### NOS POINTS FORTS

- Un rideau amovible pour protéger et verrouiller
- Optimiser le stockage
- Faciliter le nettoyage

MANAGEMENT ET  
SATISFACTION CLIENT  
**ISO 9001**

DISPOSITIF MÉDICAL  
**ISO 13485**



#### Lutter contre les nuisances sonores

Support **anti-vibratoire**, **amortisseur** haute performance : pour des **déplacements fluides**, **silencieux** et confortables, même en passage de seuil ou sortie d'ascenseur. Les **nuisances sonores diminuent** significativement.



#### Sécuriser le stockage

Serrures **électroniques à digicode**, **RFID** ou par **simple clé** pour une **sécurité adaptée** à chaque usage. Le **RFID** offre un **accès rapide** et **sécurisé**, limitant l'accès aux **personnels autorisés**. Traçabilité, fiabilité et praticité au quotidien.

## Performances

- Largeur 69,8 cm
- Profondeur 56,8 cm
- Hauteur 196 cm
- Charge maximale admissible 150 kg
- Nombre de glissières (hauteur G) 20G



## Améliorer selon vos besoins

 13 Options

 0 Accessoires

 6 coloris

## Produits complémentaires



DESSERTÉ MÉDICALE



RAILS MOBILES



ARMOIRES DE STOCKAGE  
OUVERTE...

## Des conseillers proches de vous



**Julien FROMENT**  
Corse  
contact@syneris-sante.com  
06 99 85 93 21



**Stéphane HARDOIN**  
Nord - Paris - Normandie  
s.hardoin@hacare.com  
07 44 73 69 53



**Marine POINT**  
Nord Ouest  
m.point@hacare.com  
06 27 47 71 35



**Anthony GONZALES**  
Sud Est  
a.gonzales@hacare.com  
06 22 27 71 47



**Antoine MARIOT**  
Sud Ouest  
a.mariot@hacare.com  
07 45 29 16 99



**Stéphane HARDOIN**  
Grand-Est  
s.hardoin@hacare.com  
07 44 73 69 53



**Béatrice PAZZINI**  
Aquitaine  
sud.ouest.hospitalier@wanadoo.fr  
05 56 34 81 93