



hacare.com/fr/secteur/1/environnement/2/lieu/8/famille/57/collection/36

RAILS MOBILES CHARIOT D'ISOLEMENT - MM1 (RAIL MOBILE BAS)

Logistique Hospitalière - Stockage

Réf. produit : MO-M270814



NOS POINTS FORTS

- Optimiser l'espace
- Choisir les composants pour un mobilier médical sur mesure

MANAGEMENT ET
SATISFACTION CLIENT
ISO 9001

DISPOSITIF MÉDICAL
ISO 13485



Faciliter le nettoyage

Désassemblage sans outil pour un nettoyage intégral rapide, évite toute rétention pour une **hygiène parfaite** et un vrai **gain de temps** pour le personnel soignant.



Optimiser la surface de soins

La **fixation des accessoires** se fait en un geste, **sans aucun outil**, offrant un gain de temps immédiat. Les **accessoires**, entièrement **modulables**, s'adaptent à chaque besoin et à chaque situation de soin, pour un **travail plus fluide** et **efficace** au quotidien.

Performances

- Largeur 47 cm
- Profondeur 60 cm
- Hauteur 107 cm



Produits complémentaires



DESSERTÉ MÉDICALE



ARMOIRES DE STOCKAGE
FERMÉES



ARMOIRES DE STOCKAGE
OUVERTE...

Des conseillers proches de vous



Julien FROMENT
Corse
contact@syneris-sante.com
06 99 85 93 21



Stéphane HARDOIN
Nord - Paris - Normandie
s.hardoin@hacare.com
07 44 73 69 53



Marine POINT
Nord Ouest
m.point@hacare.com
06 27 47 71 35



Anthony GONZALES
Sud Est
a.gonzales@hacare.com
06 22 27 71 47



Antoine MARIOT
Sud Ouest
a.mariot@hacare.com
07 45 29 16 99



Stéphane HARDOIN
Grand-Est
s.hardoin@hacare.com
07 44 73 69 53



Béatrice PAZZINI
Aquitaine
sud.ouest.hospitalier@wanadoo.fr
05 56 34 81 93