



hacare.com/fr/secteur/1/environnement/2/lieu/9/famille/60/collection/329

PLANS DE TRAVAIL MOBILES PLAN DE TRAVAIL FERMÉ À TIROIRS JOINTIFS (MOD'ALLI)

Logistique Hospitalière - Préparation

Réf. produit : PP-M63009-V1



NOS POINTS FORTS

- Protéger et verrouiller
- Plan de travail pour une préparation fiable
- Choisir les configurations "type"

MANAGEMENT ET
SATISFACTION CLIENT
ISO 9001

DISPOSITIF MÉDICAL
ISO 13485



Faciliter le nettoyage

Désassemblage sans outil pour un nettoyage intégral rapide, évite toute rétention pour une **hygiène parfaite** et un vrai **gain de temps** pour le personnel soignant.



Sécuriser le stockage

Serrures **électroniques à digicode, RFID** ou par **simple clé** pour une **sécurité adaptée** à chaque usage. Le **RFID** offre un **accès rapide et sécurisé**, limitant l'accès aux **personnels autorisés**. Traçabilité, fiabilité et praticité au quotidien.



Motorisation avec la 5^e roue

La **motorisation**, associée à une **5^e roue pivotante**, offre une grande **maniabilité**.

Elle **facilite les déplacements** avec sa **batterie escamotable, sécurisée à clé**, ses **20 km d'autonomie**, et sa **gâchette avant / arrière** équipée d'un **électro-frein**.



Améliorer selon vos besoins

 **13 Options**

 **2 Accessoires**

 **6 coloris**

Produits complémentaires



DESSERTÉ MÉDICALE



BUREAU ADMINISTRATIF



PRÉPARATION

Des conseillers proches de vous



Xavier BLOSSEVILLE
Hauts de France - Paris -
Normandie

x.blosseville@hacare.com



Julien FROMENT

contact@syneris-sante.com

06 99 85 93 21



Béatrice PAZZINI

Aquitaine

sud.ouest.hospitalier@wanadoo.fr

05 56 34 81 93



Léa BONETAT

Centre

l.bonetat@hacare.com

07 67 85 57 54



Yoann GASTARD

Bretagne

contact@medical-service.net

06 62 15 69 00



Victoire BOUTET

Rhône Alpes, PACA

v.boutet@hacare.com

06 27 86 57 87



Julien GINGLINGER

Grand Est

j.ginglinger@hacare.com

06 14 21 12 22