



hacare.com/fr/secteur/l/environnement/3/lieu/59/famille/13/collection/34

TABLES À MANGER HAUTEUR VARIABLE ASSISTÉE - MTA (TAMEA)

Ambulatoire - Dialyse
Réf. produit : MO-TROC4PM-FPM



NOS POINTS FORTS

- Hauteur variable
- Piètement
- Confort

MANAGEMENT ET
SATISFACTION CLIENT
ISO 9001

DISPOSITIF MÉDICAL
ISO 13485



Easy CLEAN

Surface lisse sans zone de rétention, **facile à nettoyer** et désinfecter pour un environnement sûr. Sa structure tubulaire simple à nettoyer **évite tout risque de rétention**.



Personnalisation

Un **large choix** de décors pour harmoniser votre table avec votre environnement. Le design s'**adapte** à vos exigences esthétiques, tout en conservant sa **résistance**.

Performances

- Poids 18,5 kg
- Largeur 96,2 cm
- Profondeur 45,5 cm




Améliorer selon vos besoins

☰ 2 Options

⚙️ 0 Accessoires

Produits complémentaires



Des conseillers proches de vous



Xavier BLOSSEVILLE
Hauts de France - Paris -
Normandie

x.blosseville@hacare.com
Julien FROMENT
contact@syneris-sante.com
06 99 85 93 21



Béatrice PAZZINI
Aquitaine
sud.ouest.hospitalier@wanadoo.fr
05 56 34 81 93



Léa BONETAT
Centre
l.bonetat@hacare.com
07 67 85 57 54

Yoann GASTARD
Bretagne
contact@medical-service.net
06 62 15 69 00



Victoire BOUTET
Rhône Alpes, PACA
v.boutet@hacare.com
06 27 86 57 87

Julien GINGLINGER
Grand Est
j.ginglinger@hacare.com
06 14 21 12 22