



[hacare.com/fr/secteur/1/environnement/7/lieu/12/famille/138/collection/335](https://hacare.com/fr/secteur/1/environnement/7/lieu/12/famille/138/collection/335)

## ARMOIRES DE STOCKAGE OUVERTES ARMOIRE OUVERTE - MM3 (STOCK'ALLI)

**Soins et équipements de service - Zones de réserves**

Réf. produit : MO-S40021-V1



### NOS POINTS FORTS

- Optimiser le stockage
- Agencer et optimiser vos espaces

MANAGEMENT ET  
SATISFACTION CLIENT  
**ISO 9001**

DISPOSITIF MÉDICAL  
**ISO 13485**

### Optimiser le stockage avec le concept P20

Cette armoire mobile de **stockage** garantit un remplissage **sans perte d'espace** de rangement grâce au **concept P20**. De plus, la façade 400 permet d'**optimiser** votre agencement dans les **espaces réduits**.

## Performances

- Largeur 47,2 cm
- Profondeur 64,3 cm
- Hauteur 197,4 cm
- Charge maximale admissible 140 kg
- Nombre de glissières (hauteur G) 21G



## Améliorer selon vos besoins

 8 Options

 0 Accessoires

## Produits complémentaires



ARMOIRES DE STOCKAGE  
FERMÉES



ARMOIRES À PHARMACIE

## Des conseillers proches de vous



**Julien FROMENT**  
contact@syneris-sante.com  
06 99 85 93 21



**Antoine MARIOT**  
Sud Ouest  
a.mariot@hacare.com  
07 45 29 16 99



**Antoine WEIL**  
Hauts de France - Paris -  
Normandie  
a.weil@hacare.com  
07 43 56 64 39



**Anthony GONZALES**  
Sud Est  
a.gonzales@hacare.com  
06 22 27 71 47



**Béatrice PAZZINI**  
Aquitaine  
sud.ouest.hospitalier@wanadoo.fr  
05 56 34 81 93



**Stéphane HARDOIN**  
Grand-Est  
s.hardoin@hacare.com  
07 44 73 69 53



**Marine POINT**  
Nord Ouest  
m.point@hacare.com  
06 27 47 71 35