




hacare.com/fr/secteur/1/environnement/7/lieu/15/famille/138/collection/335

ARMOIRES DE STOCKAGE OUVERTES ARMOIRE OUVERTE - MM3 (STOCK'ALLI)

Soins et équipements de service - Plateau technique



NOS POINTS FORTS

- Optimiser le stockage
- Agencer et optimiser vos espaces

MANAGEMENT ET
SATISFACTION CLIENT
ISO 9001

DISPOSITIF MÉDICAL
ISO 13485

Optimiser le stockage avec le concept P20

Cette armoire mobile de **stockage** garantit un remplissage **sans perte d'espace** de rangement grâce au **concept P20**. De plus, la façade 400 permet d'**optimiser** votre agencement dans les **espaces réduits**.

Performances

- Largeur 47,2 cm / 69,9 cm / 70 cm / 94,5 cm / 133,9 cm
- Profondeur 45,4 cm / 46 cm / 64,3 cm
- Hauteur 197,4 cm
- Charge maximale admissible 140 kg / 280 kg
- Nombre de glissières (hauteur G) 2 x 9G / 2 x 21G / 21G



Améliorer selon vos besoins

 32 Options

 0 Accessoires

Produits complémentaires



DESSERTÉ MÉDICALE



CHARIOTS DE SOINS



CHARIOTS À PLÂTRE



ARMOIRES DE NURSING




CHARIOTS D'URGENCE



BLOCS TIROIRS



PLANS DE TRAVAIL
MOBILES



ARMOIRES DE STOCKAGE
FERMÉES



PLACARDS MURAUX

Des conseillers proches de vous



Julien FROMENT
contact@syneris-sante.com
06 99 85 93 21



Antoine MARIOT
Sud Ouest
a.mariot@hacare.com
07 45 29 16 99



Antoine WEIL
Hauts de France - Paris -
Normandie
a.weil@hacare.com
07 43 56 64 39



Anthony GONZALES
Sud Est
a.gonzales@hacare.com
06 22 27 71 47



Béatrice PAZZINI
Aquitaine
sud.ouest.hospitalier@wanadoo.fr
05 56 34 81 93



Stéphane HARDOIN
Grand-Est
s.hardoin@hacare.com
07 44 73 69 53



Marine POINT
Nord Ouest
m.point@hacare.com
06 27 47 71 35