




[hacare.com/fr/secteur/1/environnement/7/lieu/15/famille/138/collection/335](https://hacare.com/fr/secteur/1/environnement/7/lieu/15/famille/138/collection/335)

## ARMOIRES DE STOCKAGE OUVERTES ARMOIRE OUVERTE - MM3 (STOCK'ALLI)

**Soins et équipements de service - Plateau technique**



### NOS POINTS FORTS

- Optimiser le stockage
- Agencer et optimiser vos espaces

MANAGEMENT ET  
SATISFACTION CLIENT  
**ISO 9001**

DISPOSITIF MÉDICAL  
**ISO 13485**

### Optimiser le stockage avec le concept P20

Cette armoire mobile de **stockage** garantit un remplissage **sans perte d'espace** de rangement grâce au **concept P20**. De plus, la façade 400 permet d'**optimiser** votre agencement dans les **espaces réduits**.

## Performances

- Largeur 47,2 cm / 69,9 cm / 70 cm / 94,5 cm / 133,9 cm
- Profondeur 45,4 cm / 46 cm / 64,3 cm
- Hauteur 197,4 cm
- Charge maximale admissible 140 kg / 280 kg
- Nombre de glissières (hauteur G) 2 x 9G / 2 x 21G / 21G



## Améliorer selon vos besoins

 32 Options

 0 Accessoires

## Produits complémentaires



DESSERTÉ MÉDICALE



CHARIOTS DE SOINS



CHARIOTS À PLÂTRE



ARMOIRES DE NURSING



CHARIOTS D'URGENCE



BLOCS TIROIRS



PLANS DE TRAVAIL  
MOBILES



ARMOIRES DE STOCKAGE  
FERMÉES



PLACARDS MURAUX

## Des conseillers proches de vous



**Julien FROMENT**  
Corse  
contact@syneris-sante.com  
06 99 85 93 21



**Stéphane HARDOIN**  
Nord - Paris - Normandie  
s.hardoin@hacare.com  
07 44 73 69 53



**Marine POINT**  
Nord Ouest  
m.point@hacare.com  
06 27 47 71 35



**Anthony GONZALES**  
Sud Est  
a.gonzales@hacare.com  
06 22 27 71 47



**Antoine MARIOT**  
Sud Ouest  
a.mariot@hacare.com  
07 45 29 16 99



**Stéphane HARDOIN**  
Grand-Est  
s.hardoin@hacare.com  
07 44 73 69 53



**Béatrice PAZZINI**  
Aquitaine  
sud.ouest.hospitalier@wanadoo.fr  
05 56 34 81 93