



[hacare.com/fr/secteur/1/environnement/7/lieu/15/famille/143/collection/346](https://hacare.com/fr/secteur/1/environnement/7/lieu/15/famille/143/collection/346)

## CHARIOTS D'URGENCE CHARIOT SÉCURISÉ À TIROIRS JOINTIFS - MM3 (MOD'ALLI)

**Soins et équipements de service - Plateau technique**

Réf. produit : MO-M60009-UR1




### NOS POINTS FORTS

- Protéger et verrouiller
- Identification facilitée
- Une modularité dédiée à l'Urgence
- Plateau sécurisé pour une préparation fiable
- Tablette extensible
- Rail porte-accessoires
- Faciliter le nettoyage

MANAGEMENT ET  
SATISFACTION CLIENT  
**ISO 9001**

DISPOSITIF MÉDICAL  
**ISO 13485**



### Lutter contre les nuisances sonores

Support **anti-vibratoire**, **amortisseur** haute performance : pour des **déplacements** fluides, **silencieux** et confortables, même en passage de seuil ou sortie d'ascenseur.

Les **nuisances sonores diminuent** significativement.



### Sécurité et traçabilité renforcées

La fermeture à **scellé numéroté** protège le **contenu** du chariot d'urgence et assure une **traçabilité complète**. Chaque **ouverture** est **contrôlée**, garantissant sécurité, **intégrité du matériel** et **conformité** aux protocoles lors des interventions.



### Optimiser la surface de soins

La **fixation des accessoires** se fait en un geste, **sans aucun outil**, offrant un gain de temps immédiat.

Les **accessoires**, entièrement **modulables**, s'adaptent à chaque besoin et à chaque situation de soin, pour un **travail plus fluide** et **efficace** au quotidien.



### Motorisation avec la 5<sup>e</sup> roue

La **motorisation**, associée à une **5<sup>e</sup> roue pivotante**, offre une grande **maniabilité**.

Elle **facilite** les **déplacements** avec sa **batterie escamotable**, **sécurisée à clé**, ses **20 km d'autonomie**, et sa **gâchette avant / arrière** équipée d'un **électro-frein**.

## Performances

- Largeur 78,2 cm
- Profondeur 49,8 cm
- Hauteur 104,2 cm
- Charge maximale admissible 100 kg
- Nombre de glissières (hauteur G) 9G



## Améliorer selon vos besoins

☰ 5 Options

⚙️ 43 Accessoires

🎨 1 coloris

## Produits complémentaires



DESSERTÉ MÉDICALE



CHARIOTS DE SOINS



CHARIOTS À PLÂTRE



ARMOIRES DE NURSING



BLOCS TIROIRS



PLANS DE TRAVAIL  
MOBILES



ARMOIRES DE STOCKAGE  
OUVERTE...



ARMOIRES DE STOCKAGE  
FERMÉES



PLACARDS MURAUX

## Des conseillers proches de vous



**Julien FROMENT**  
contact@syneris-sante.com  
06 99 85 93 21



**Antoine MARIOT**  
Sud Ouest  
a.mariot@hacare.com  
07 45 29 16 99



**Antoine WEIL**  
Hauts de France - Paris -  
Normandie  
a.weil@hacare.com  
07 43 56 64 39



**Anthony GONZALES**  
Sud Est  
a.gonzales@hacare.com  
06 22 27 71 47



**Béatrice PAZZINI**  
Aquitaine  
sud.ouest.hospitalier@wanadoo.fr  
05 56 34 81 93



**Stéphane HARDOIN**  
Grand-Est  
s.hardoin@hacare.com  
07 44 73 69 53



**Marine POINT**  
Nord Ouest  
m.point@hacare.com  
06 27 47 71 35