



[hacare.com/fr/secteur/1/environnement/7/lieu/16/famille/140/collection/328](https://hacare.com/fr/secteur/1/environnement/7/lieu/16/famille/140/collection/328)

## ARMOIRES DE TRANSFERT FERMÉES ARMOIRE FERMÉE À TIROIRS JOINTIFS - MM3 (MOD'ALLI)

**Soins et équipements de service - Bloc opératoire**

Réf. produit : MO-M60015



### NOS POINTS FORTS

- Protéger et verrouiller
- Plateau sécurisé pour une préparation fiable
- Tablette rabattable
- Rail porte-accessoires
- Faciliter le nettoyage

MANAGEMENT ET  
SATISFACTION CLIENT  
**ISO 9001**

DISPOSITIF MÉDICAL  
**ISO 13485**



### Lutter contre les nuisances sonores

Support **anti-vibratoire**, **amortisseur** haute performance : pour des **déplacements** fluides, **silencieux** et confortables, même en passage de seuil ou sortie d'ascenseur.

Les **nuisances sonores diminuent** significativement.



### Sécuriser le stockage

Serrures **électroniques à digicode**, **RFID** ou par **simple clé** pour une **sécurité adaptée** à chaque usage. Le **RFID** offre un **accès rapide** et **sécurisé**, limitant l'accès aux **personnels autorisés**.

Traçabilité, fiabilité et praticité au quotidien.



### Optimiser la surface de soins

La **fixation des accessoires** se fait en un geste, **sans aucun outil**, offrant un gain de temps immédiat.

Les **accessoires**, entièrement **modulables**, s'adaptent à chaque besoin et à chaque situation de soin, pour un **travail plus fluide** et **efficace** au quotidien.



### Motorisation avec la 5<sup>e</sup> roue

La **motorisation**, associée à une **5<sup>e</sup> roue pivotante**, offre une grande **maniabilité**.

Elle **facilite** les **déplacements** avec sa **batterie escamotable**, **sécurisée à clé**, ses **20 km d'autonomie**, et sa **gâchette avant / arrière** équipée d'un **électro-frein**.

## Performances

- Largeur 72,8 cm
- Profondeur 49,8 cm
- Hauteur 152,2 cm
- Charge maximale admissible 150 kg
- Nombre de glissières (hauteur G) 15G



## Améliorer selon vos besoins

☰ 9 Options

⚙️ 23 Accessoires

📄 6 coloris

## Produits complémentaires



CHARIOTS BRANCARDS



ASSISTANTS MUET



CHARIOTS D'ISOLEMENT



CHARIOTS DE SOINS



CHARIOTS D'URGENCE



CHARIOTS PANSEUSE  
(IBODE)



CHARIOTS D'ANESTHÉSIE  
(IADE)



CHARIOTS DE  
STÉRILISATION



ARMOIRES DE TRANSFERT  
OUVERT...



ARMOIRES PROTHÈSES  
(DMI)

## Des conseillers proches de vous



**Julien FROMENT**  
Corse  
contact@syneris-sante.com  
06 99 85 93 21



**Stéphane HARDOIN**  
Nord - Paris - Normandie  
s.hardoin@hacare.com  
07 44 73 69 53



**Marine POINT**  
Nord Ouest  
m.point@hacare.com  
06 27 47 71 35



**Anthony GONZALES**  
Sud Est  
a.gonzales@hacare.com  
06 22 27 71 47



**Antoine MARIOT**  
Sud Ouest  
a.mariot@hacare.com  
07 45 29 16 99



**Stéphane HARDOIN**  
Grand-Est  
s.hardoin@hacare.com  
07 44 73 69 53



**Béatrice PAZZINI**  
Aquitaine  
sud.ouest.hospitalier@wanadoo.fr  
05 56 34 81 93