



[hacare.com/fr/secteur/1/environnement/7/lieu/16/famille/140/collection/331](https://hacare.com/fr/secteur/1/environnement/7/lieu/16/famille/140/collection/331)

## ARMOIRES DE TRANSFERT FERMÉES ARMOIRE FERMÉE À RIDEAU - MM3 (LOGIST'ALLI)

### Soins et équipements de service - Bloc opératoire

Réf. produit : PP-L60020-V2



### NOS POINTS FORTS

- Un rideau amovible pour protéger et verrouiller
- Optimiser le stockage
- Faciliter le nettoyage

MANAGEMENT ET  
SATISFACTION CLIENT  
**ISO 9001**


DISPOSITIF MÉDICAL  
**ISO 13485**



### Motorisation avec la 5<sup>e</sup> roue

La **motorisation**, associée à une **5<sup>e</sup> roue pivotante**, offre une grande **maniabilité**.

Elle **facilite** les **déplacements** avec sa **batterie escamotable**, **sécurisée à clé**, ses **20 km d'autonomie**, et sa **gâchette avant / arrière** équipée d'un **électro-frein**.



### Optimiser la surface de soins

La **fixation des accessoires** se fait en un geste, sans aucun outil, offrant un gain de temps immédiat. Les **accessoires**, entièrement **modulables**, s'adaptent à chaque besoin et à chaque situation de soin, pour un **travail plus fluide** et **efficace** au quotidien.



### Lutter contre les nuisances sonores

Support **anti-vibratoire**, **amortisseur** haute performance : pour des **déplacements fluides**, **silencieux** et confortables, même en passage de seuil ou sortie d'ascenseur. Les **nuisances sonores diminuent** significativement.



### Sécuriser le stockage

Serrures **électroniques à digicode**, **RFID** ou par **simple clé** pour une **sécurité adaptée** à chaque usage. Le **RFID** offre un **accès rapide** et **sécurisé**, limitant l'accès aux **personnels autorisés**. Traçabilité, fiabilité et praticité au quotidien.

## Performances

- Largeur 69,8 cm
- Profondeur 56,8 cm
- Hauteur 196 cm
- Charge maximale admissible 150 kg
- Nombre de glissières (hauteur G) 20G



## Améliorer selon vos besoins

☰ 13 Options

⚙️ 0 Accessoires

📄 6 coloris

## Produits complémentaires



## Des conseillers proches de vous



**Julien FROMENT**  
contact@syneris-sante.com  
06 99 85 93 21



**Antoine MARIOT**  
Sud Ouest  
a.mariot@hacare.com  
07 45 29 16 99



**Antoine WEIL**  
Hauts de France - Paris - Normandie  
a.weil@hacare.com  
07 43 56 64 39



**Anthony GONZALES**  
Sud Est  
a.gonzales@hacare.com  
06 22 27 71 47



**Béatrice PAZZINI**  
Aquitaine  
sud.ouest.hospitalier@wanadoo.fr  
05 56 34 81 93



**Stéphane HARDOIN**  
Grand-Est  
s.hardoin@hacare.com  
07 44 73 69 53



**Marine POINT**  
Nord Ouest  
m.point@hacare.com  
06 27 47 71 35