



hacare.com/fr/secteur/h/environnement/7/lieu/16/famille/140/collection/331

ARMOIRES DE TRANSFERT FERMÉES ARMOIRE FERMÉE À RIDEAU - MM3 (LOGIST'ALLI)

Soins et équipements de service - Bloc opératoire

Réf. produit : MO-L60015-CODE



Motorisation avec la 5^e roue

La **motorisation**, associée à une **5^e roue pivotante**, offre une grande **maniabilité**.

Elle **facilite** les **déplacements** avec sa **batterie escamotable**, **sécurisée à clé**, ses **20 km d'autonomie**, et sa **gâchette avant / arrière** équipée d'un **électro-frein**.



Optimiser la surface de soins

La **fixation des accessoires** se fait en un geste, sans aucun outil, offrant un gain de temps immédiat. Les **accessoires**, entièrement **modulables**, s'adaptent à chaque besoin et à chaque situation de soin, pour un **travail plus fluide** et **efficace** au quotidien.

NOS POINTS FORTS

- Un rideau amovible pour protéger et verrouiller
- Optimiser le stockage
- Faciliter le nettoyage

MANAGEMENT ET
SATISFACTION CLIENT
ISO 9001

DISPOSITIF MÉDICAL
ISO 13485



Lutter contre les nuisances sonores

Support **anti-vibratoire**, **amortisseur** haute performance : pour des **déplacements fluides**, **silencieux** et confortables, même en passage de seuil ou sortie d'ascenseur. Les **nuisances sonores diminuent** significativement.



Sécuriser le stockage

Serrures **électroniques à digicode**, **RFID** ou par **simple clé** pour une **sécurité adaptée** à chaque usage. Le **RFID** offre un **accès rapide** et **sécurisé**, limitant l'accès aux **personnels autorisés**. Traçabilité, fiabilité et praticité au quotidien.

Performances

- Largeur 72,8 cm
- Profondeur 58,6 cm
- Hauteur 160,2 cm
- Charge maximale admissible 150 kg
- Nombre de glissières (hauteur G) 15G



Améliorer selon vos besoins



11 Options



23 Accessoires



6 coloris

Produits complémentaires



CHARIOTS BRANCARDS



ASSISTANTS MUET



CHARIOTS D'ISOLEMENT



CHARIOTS DE SOINS



CHARIOTS D'URGENCE



CHARIOTS PANSEUSE
(IBODE)



CHARIOTS D'ANESTHÉSIE
(IADE)



CHARIOTS DE
STÉRILISATION



ARMOIRES DE TRANSFERT
OUVERT...



ARMOIRES PROTHÈSES
(DMI)

Des conseillers proches de vous



Julien FROMENT
Corse
contact@syneris-sante.com
06 99 85 93 21



Stéphane HARDOIN
Nord - Paris - Normandie
s.hardoin@hacare.com
07 44 73 69 53



Marine POINT
Nord Ouest
m.point@hacare.com
06 27 47 71 35



Anthony GONZALES
Sud Est
a.gonzales@hacare.com
06 22 27 71 47



Antoine MARIOT
Sud Ouest
a.mariot@hacare.com
07 45 29 16 99



Stéphane HARDOIN
Grand-Est
s.hardoin@hacare.com
07 44 73 69 53



Béatrice PAZZINI
Aquitaine
sud.ouest.hospitalier@wanadoo.fr
05 56 34 81 93