



hacare.com/fr/secteur/1/environnement/7/lieu/16/famille/143/collection/346

## CHARIOTS D'URGENCE CHARIOT SÉCURISÉ À TIROIRS JOINTIFS - MM3 (MOD'ALLI)

Soins et équipements de service - Bloc opératoire

Réf. produit : MO-M60009-UR1



### NOS POINTS FORTS

- Protéger et verrouiller
- Identification facilitée
- Une modularité dédiée à l'Urgence
- Plateau sécurisé pour une préparation fiable
- Tablette extensible
- Rail porte-accessoires
- Faciliter le nettoyage

MANAGEMENT ET  
SATISFACTION CLIENT  
**ISO 9001**


DISPOSITIF MÉDICAL  
**ISO 13485**



### Lutter contre les nuisances sonores

Support **anti-vibratoire**, **amortisseur** haute performance : pour des **déplacements** fluides, **silencieux** et confortables, même en passage de seuil ou sortie d'ascenseur.

Les **nuisances sonores diminuent** significativement.



### Optimiser la surface de soins

La **fixation des accessoires** se fait en un geste, **sans aucun outil**, offrant un gain de temps immédiat.

Les **accessoires**, entièrement **modulables**, s'adaptent à chaque besoin et à chaque situation de soin, pour un **travail plus fluide** et **efficace** au quotidien.



### Sécurité et traçabilité renforcées

La fermeture à **scellé numéroté** protège le **contenu** du chariot d'urgence et assure une **traçabilité complète**. Chaque **ouverture** est **contrôlée**, garantissant sécurité, **intégrité du matériel** et **conformité** aux protocoles lors des interventions.



### Motorisation avec la 5<sup>e</sup> roue

La **motorisation**, associée à une **5<sup>e</sup> roue pivotante**, offre une grande **maniabilité**.

Elle **facilite** les **déplacements** avec sa **batterie escamotable**, **sécurisée à clé**, ses **20 km d'autonomie**, et sa **gâchette avant / arrière** équipée d'un **électro-frein**.

## Performances

- Largeur 78,2 cm
- Profondeur 49,8 cm
- Hauteur 104,2 cm
- Charge maximale admissible 100 kg
- Nombre de glissières (hauteur G) 9G



## Améliorer selon vos besoins



5 Options



43 Accessoires



1 coloris

## Produits complémentaires



CHARIOTS BRANCARDS



ASSISTANTS MUET



CHARIOTS D'ISOLEMENT



CHARIOTS DE SOINS



CHARIOTS PANSEUSE  
(IBODE)



CHARIOTS D'ANESTHÉSIE  
(IADE)



CHARIOTS DE  
STÉRILISATION



ARMOIRES DE TRANSFERT  
OUVERT...



ARMOIRES DE TRANSFERT  
FERMÉE...



ARMOIRES PROTHÈSES  
(DMI)

## Des conseillers proches de vous



**Julien FROMENT**  
Corse  
contact@syneris-sante.com  
06 99 85 93 21



**Stéphane HARDOIN**  
Nord - Paris - Normandie  
s.hardoin@hacare.com  
07 44 73 69 53



**Marine POINT**  
Nord Ouest  
m.point@hacare.com  
06 27 47 71 35



**Anthony GONZALES**  
Sud Est  
a.gonzales@hacare.com  
06 22 27 71 47



**Antoine MARIOT**  
Sud Ouest  
a.mariot@hacare.com  
07 45 29 16 99



**Stéphane HARDOIN**  
Grand-Est  
s.hardoin@hacare.com  
07 44 73 69 53



**Béatrice PAZZINI**  
Aquitaine  
sud.ouest.hospitalier@wanadoo.fr  
05 56 34 81 93