



hacare.com/fr/secteur/1/environnement/7/lieu/16/famille/143/collection/346

CHARIOTS D'URGENCE CHARIOT SÉCURISÉ À TIROIRS JOINTIFS - MM3 (MOD'ALLI)

Soins et équipements de service - Bloc opératoire

Réf. produit : PP-M60009-UR3




NOS POINTS FORTS

- Protéger et verrouiller
- Identification facilitée
- Une modularité dédiée à l'Urgence
- Plateau sécurisé pour une préparation fiable
- Tablette extensible
- Rail porte-accessoires
- Faciliter le nettoyage

MANAGEMENT ET
SATISFACTION CLIENT
ISO 9001

DISPOSITIF MÉDICAL
ISO 13485




Lutter contre les nuisances sonores

Support **anti-vibratoire**, **amortisseur** haute performance : pour des **déplacements** fluides, **silencieux** et confortables, même en passage de seuil ou sortie d'ascenseur. Les **nuisances sonores diminuent** significativement.



Sécurité et traçabilité renforcées

La fermeture à **scellé numéroté** protège le **contenu** du chariot d'urgence et assure une **traçabilité complète**. Chaque **ouverture** est **contrôlée**, garantissant sécurité, **intégrité du matériel** et **conformité** aux protocoles lors des interventions.



Optimiser la surface de soins

La **fixation des accessoires** se fait en un geste, **sans aucun outil**, offrant un gain de temps immédiat. Les **accessoires**, entièrement **modulables**, s'adaptent à chaque besoin et à chaque situation de soin, pour un **travail plus fluide** et **efficace** au quotidien.



Motorisation avec la 5^e roue

La **motorisation**, associée à une **5^e roue pivotante**, offre une grande **maniabilité**. Elle **facilite** les **déplacements** avec sa **batterie escamotable**, **sécurisée à clé**, ses **20 km d'autonomie**, et sa **gâchette avant / arrière** équipée d'un **électro-frein**.

Performances

- Largeur 78,2 cm
- Profondeur 49,8 cm
- Hauteur 104,2 cm
- Charge maximale admissible 100 kg
- Nombre de glissières (hauteur G) 9G



Améliorer selon vos besoins



5 Options



44 Accessoires



1 coloris

Produits complémentaires



CHARIOTS BRANCARDS



ASSISTANTS MUET



CHARIOTS D'ISOLEMENT



CHARIOTS DE SOINS



CHARIOTS PANSEUSE
(IBODE)



CHARIOTS D'ANESTHÉSIE
(IADE)



CHARIOTS DE
STÉRILISATION



ARMOIRES DE TRANSFERT
OUVERT...



ARMOIRES DE TRANSFERT
FERMÉE...



ARMOIRES PROTHÈSES
(DMI)

Des conseillers proches de vous



Julien FROMENT
contact@syneris-sante.com
06 99 85 93 21



Antoine MARIOT
Sud Ouest
a.mariot@hacare.com
07 45 29 16 99



Antoine WEIL
Hauts de France - Paris -
Normandie
a.weil@hacare.com
07 43 56 64 39



Anthony GONZALES
Sud Est
a.gonzales@hacare.com
06 22 27 71 47



Béatrice PAZZINI
Aquitaine
sud.ouest.hospitalier@wanadoo.fr
05 56 34 81 93



Stéphane HARDOIN
Grand-Est
s.hardoin@hacare.com
07 44 73 69 53



Marine POINT
Nord Ouest
m.point@hacare.com
06 27 47 71 35