



hacare.com/fr/secteur/1/environnement/7/lieu/16/famille/48/collection/359

CHARIOTS D'ISOLEMENT CHARIOT D'ISOLEMENT - MM1 (RAIL MOBILE HAUT)

Soins et équipements de service - Bloc opératoire



Faciliter le nettoyage

Désassemblage sans outil pour un nettoyage intégral rapide, évite toute rétention pour une **hygiène parfaite** et un vrai **gain de temps** pour le personnel soignant.

NOS POINTS FORTS

- Optimiser l'espace
- Choisir les composants pour un mobilier médical sur mesure

MANAGEMENT ET
SATISFACTION CLIENT
ISO 9001

DISPOSITIF MÉDICAL
ISO 13485



Optimiser la surface de soins

La **fixation des accessoires** se fait en un geste, **sans aucun outil**, offrant un gain de temps immédiat. Les **accessoires**, entièrement **modulables**, s'adaptent à chaque besoin et à chaque situation de soin, pour un **travail plus fluide** et **efficace** au quotidien.

Performances

- Largeur 47 cm
- Profondeur 60 cm
- Hauteur 176 cm



Produits complémentaires



Des conseillers proches de vous



Julien FROMENT
Corse
contact@syneris-sante.com
06 99 85 93 21



Stéphane HARDOIN
Nord - Paris - Normandie
s.hardoin@hacare.com
07 44 73 69 53



Marine POINT
Nord Ouest
m.point@hacare.com
06 27 47 71 35



Anthony GONZALES
Sud Est
a.gonzales@hacare.com
06 22 27 71 47



Antoine MARIOT
Sud Ouest
a.mariot@hacare.com
07 45 29 16 99



Stéphane HARDOIN
Grand-Est
s.hardoin@hacare.com
07 44 73 69 53



Béatrice PAZZINI
Aquitaine
sud.ouest.hospitalier@wanadoo.fr
05 56 34 81 93