



hacare.com/fr/secteur/1/environnement/7/lieu/16/famille/54/collection/335

ARMOIRES DE TRANSFERT OUVERTES ARMOIRE OUVERTE - MM3 (STOCK'ALLI)

Soins et équipements de service - Bloc opératoire

Réf. produit : MO-S40021-V2



NOS POINTS FORTS

- Optimiser le stockage
- Agencer et optimiser vos espaces

MANAGEMENT ET
SATISFACTION CLIENT
ISO 9001

DISPOSITIF MÉDICAL
ISO 13485

Optimiser le stockage avec le concept P20

Cette armoire mobile de **stockage** garantit un remplissage **sans perte d'espace** de rangement grâce au **concept P20**. De plus, la façade 400 permet d'**optimiser** votre agencement dans les **espaces réduits**.

Performances

- Largeur 47,2 cm
- Profondeur 64,3 cm
- Hauteur 197,4 cm
- Charge maximale admissible 140 kg
- Nombre de glissières (hauteur G) 21G



Améliorer selon vos besoins



5 Options



0 Accessoires

Produits complémentaires



CHARIOTS BRANCARDS



ASSISTANTS MUET



CHARIOTS D'ISOLEMENT



CHARIOTS DE SOINS



CHARIOTS D'URGENCE



CHARIOTS PANSEUSE
(IBODE)



CHARIOTS D'ANESTHÉSIE
(IADE)



CHARIOTS DE
STÉRILISATION



ARMOIRES DE TRANSFERT
FERMÉE...



ARMOIRES PROTHÈSES
(DMI)

Des conseillers proches de vous



Julien FROMENT
Corse
contact@syneris-sante.com
06 99 85 93 21



Stéphane HARDOIN
Nord - Paris - Normandie
s.hardoin@hacare.com
07 44 73 69 53



Marine POINT
Nord Ouest
m.point@hacare.com
06 27 47 71 35



Anthony GONZALES
Sud Est
a.gonzales@hacare.com
06 22 27 71 47



Antoine MARIOT
Sud Ouest
a.mariot@hacare.com
07 45 29 16 99



Stéphane HARDOIN
Grand-Est
s.hardoin@hacare.com
07 44 73 69 53



Béatrice PAZZINI
Aquitaine
sud.ouest.hospitalier@wanadoo.fr
05 56 34 81 93