



hacare.com/fr/secteur/l/environnement/7/lieu/16/famille/81/collection/531

## ARMOIRES À SONDAS ARMOIRE FERMÉE À RIDEAU - MM3 (LOGIST'ALLI)

Soins et équipements de service - Bloc opératoire



### NOS POINTS FORTS

- Un rideau amovible pour protéger et verrouiller
- Optimiser le stockage
- Faciliter le nettoyage

MANAGEMENT ET  
SATISFACTION CLIENT  
**ISO 9001**


DISPOSITIF MÉDICAL  
**ISO 13485**



### Motorisation avec la 5<sup>e</sup> roue


La **motorisation**, associée à une **5<sup>e</sup> roue pivotante**, offre une grande **maniabilité**.

Elle **facilite** les **déplacements** avec sa **batterie escamotable**, **sécurisée à clé**, ses **20 km d'autonomie**, et sa **gâchette avant / arrière** équipée d'un **électro-frein**.



### Lutter contre les nuisances sonores

Support **anti-vibratoire**, **amortisseur** haute performance : pour des **déplacements fluides**, **silencieux** et confortables, même en passage de seuil ou sortie d'ascenseur. Les **nuisances sonores diminuent** significativement.



### Optimiser la surface de soins

La **fixation des accessoires** se fait en un geste, sans aucun outil, offrant un gain de temps immédiat. Les **accessoires**, entièrement **modulables**, s'adaptent à chaque besoin et à chaque situation de soin, pour un **travail plus fluide** et **efficace** au quotidien.



### Sécuriser le stockage

Serrures **électroniques à digicode**, **RFID** ou par **simple clé** pour une **sécurité adaptée** à chaque usage. Le **RFID** offre un **accès rapide** et **sécurisé**, limitant l'accès aux **personnels autorisés**. Traçabilité, fiabilité et praticité au quotidien.

## Performances

- Largeur 44,5 cm / 69,8 cm / 72,8 cm
- Profondeur 56,8 cm / 58,6 cm / 75 cm
- Hauteur 160,2 cm / 181 cm / 193,2 cm / 196 cm
- Charge maximale admissible 150 kg
- Nombre de glissières (hauteur G) 15G / 18G / 20G



## Améliorer selon vos besoins

 30 Options

 23 Accessoires

 6 coloris

## Produits complémentaires



CHARIOTS BRANCARDS



ASSISTANTS MUET



CHARIOTS D'ISOLEMENT



CHARIOTS DE SOINS



CHARIOTS D'URGENCE



CHARIOTS PANSEUSE  
(IBODE)



CHARIOTS D'ANESTHÉSIE  
(IADE)



CHARIOTS DE  
STÉRILISATION



ARMOIRES DE TRANSFERT  
OUVERT...



ARMOIRES DE TRANSFERT  
FERMÉE...

## Des conseillers proches de vous



**Julien FROMENT**  
Corse  
contact@syneris-sante.com  
06 99 85 93 21



**Stéphane HARDOIN**  
Nord - Paris - Normandie  
s.hardoin@hacare.com  
07 44 73 69 53



**Marine POINT**  
Nord Ouest  
m.point@hacare.com  
06 27 47 71 35



**Anthony GONZALES**  
Sud Est  
a.gonzales@hacare.com  
06 22 27 71 47



**Antoine MARIOT**  
Sud Ouest  
a.mariot@hacare.com  
07 45 29 16 99



**Stéphane HARDOIN**  
Grand-Est  
s.hardoin@hacare.com  
07 44 73 69 53



**Béatrice PAZZINI**  
Aquitaine  
sud.ouest.hospitalier@wanadoo.fr  
05 56 34 81 93