



hacare.com/fr/secteur/l/environnement/7/lieu/16/famille/81/collection/531

ARMOIRES À SONDAS ARMOIRE FERMÉE À RIDEAU - MM3 (LOGIST'ALLI)

Soins et équipements de service - Bloc opératoire

Réf. produit : MO-L60020



NOS POINTS FORTS

- Un rideau amovible pour protéger et verrouiller
- Optimiser le stockage
- Faciliter le nettoyage

MANAGEMENT ET
SATISFACTION CLIENT
ISO 9001


DISPOSITIF MÉDICAL
ISO 13485



Motorisation avec la 5^e roue


La **motorisation**, associée à une **5^e roue pivotante**, offre une grande **maniabilité**.

Elle **facilite** les **déplacements** avec sa **batterie escamotable, sécurisée à clé, ses 20 km d'autonomie**, et sa **gâchette avant / arrière** équipée d'un **électro-frein**.



Lutter contre les nuisances sonores

Support **anti-vibratoire, amortisseur** haute performance : pour des **déplacements fluides, silencieux** et confortables, même en passage de seuil ou sortie d'ascenseur. Les **nuisances sonores diminuent** significativement.



Optimiser la surface de soins

La **fixation des accessoires** se fait en un geste, sans aucun outil, offrant un gain de temps immédiat. Les **accessoires, entièrement modulables**, s'adaptent à chaque besoin et à chaque situation de soin, pour un **travail plus fluide et efficace** au quotidien.



Sécuriser le stockage

Serrures **électroniques à digicode, RFID** ou par **simple clé** pour une **sécurité adaptée** à chaque usage. Le **RFID** offre un **accès rapide et sécurisé**, limitant l'accès aux **personnels autorisés**. Traçabilité, fiabilité et praticité au quotidien.

Performances

- Largeur 69,8 cm
- Profondeur 56,8 cm
- Hauteur 196 cm
- Charge maximale admissible 150 kg
- Nombre de glissières (hauteur G) 20G



Améliorer selon vos besoins

☰ 17 Options

⚙️ 2 Accessoires

📄 6 coloris

Produits complémentaires



CHARIOTS BRANCARDS



ASSISTANTS MUET



CHARIOTS D'ISOLEMENT



CHARIOTS DE SOINS



CHARIOTS D'URGENCE



CHARIOTS PANSEUSE
(IBODE)



CHARIOTS D'ANESTHÉSIE
(IADE)



CHARIOTS DE
STÉRILISATION



ARMOIRES DE TRANSFERT
OUVERT...



ARMOIRES DE TRANSFERT
FERMÉE...

Des conseillers proches de vous



Julien FROMENT
contact@syneris-sante.com
06 99 85 93 21



Antoine MARIOT
Sud Ouest
a.mariot@hacare.com
07 45 29 16 99



Antoine WEIL
Hauts de France - Paris -
Normandie
a.weil@hacare.com
07 43 56 64 39



Anthony GONZALES
Sud Est
a.gonzales@hacare.com
06 22 27 71 47



Béatrice PAZZINI
Aquitaine
sud.ouest.hospitalier@wanadoo.fr
05 56 34 81 93



Stéphane HARDOIN
Grand-Est
s.hardoin@hacare.com
07 44 73 69 53



Marine POINT
Nord Ouest
m.point@hacare.com
06 27 47 71 35