



hacare.com/fr/secteur/1/environnement/7/lieu/16/famille/83/collection/124

CHARIOTS PANSEUSE (IBODE) CHARIOT SÉCURISÉ À TIROIRS JOINTIFS - MM3 (MOD'ALLI)

Soins et équipements de service - Bloc opératoire

Réf. produit : PP-M60010-V1

NOS POINTS FORTS

- Protéger et verrouiller
- Plateau sécurisé pour une préparation fiable
- Tablette extensible
- Faciliter le nettoyage

MANAGEMENT ET
SATISFACTION CLIENT
ISO 9001

DISPOSITIF MÉDICAL
ISO 13485



Lutter contre les nuisances sonores

Support **anti-vibratoire**, **amortisseur** haute performance : pour des **déplacements** fluides, **silencieux** et confortables, même en passage de seuil ou sortie d'ascenseur.
Les **nuisances sonores diminuent** significativement.



Sécuriser le stockage

Serrures **électroniques à digicode**, **RFID** ou par **simple clé** pour une **sécurité adaptée** à chaque usage. Le **RFID** offre un **accès rapide** et **sécurisé**, limitant l'accès aux **personnels autorisés**.
Traçabilité, fiabilité et praticité au quotidien.



Optimiser la surface de soins

La **fixation des accessoires** se fait en un geste, **sans aucun outil**, offrant un gain de temps immédiat.
Les **accessoires**, entièrement **modulables**, s'adaptent à chaque besoin et à chaque situation de soin, pour un **travail plus fluide** et **efficace** au quotidien.



Motorisation avec la 5^e roue

La **motorisation**, associée à une **5^e roue pivotante**, offre une grande **maniabilité**.
Elle **facilite** les **déplacements** avec sa **batterie escamotable**, **sécurisée à clé**, ses **20 km d'autonomie**, et sa **gâchette avant / arrière** équipée d'un **électro-frein**.

Performances

- Largeur 78,2 cm
- Profondeur 49,8 cm
- Hauteur 104,2 cm
- Charge maximale admissible 100 kg
- Nombre de glissières (hauteur G) 9G

Améliorer selon vos besoins

 17 Options

 46 Accessoires

 6 coloris

Produits complémentaires



CHARIOTS BRANCARDS



ASSISTANTS MUET



CHARIOTS D'ISOLEMENT



CHARIOTS DE SOINS



CHARIOTS D'URGENCE



CHARIOTS D'ANESTHÉSIE
(IADE)



CHARIOTS DE
STÉRILISATION



ARMOIRES DE TRANSFERT
OUVERT...



ARMOIRES DE TRANSFERT
FERMÉE...



ARMOIRES PROTHÈSES
(DMI)

Des conseillers proches de vous



Xavier BLOSSEVILLE
Hauts de France - Paris -
Normandie

x.blosseville@hacare.com



Julien FROMENT

contact@syneris-sante.com

06 99 85 93 21



Béatrice PAZZINI
Aquitaine

sud.ouest.hospitalier@wanadoo.fr

05 56 34 81 93



Léa BONETAT
Centre

l.bonetat@hacare.com

07 67 85 57 54



Yoann GASTARD

Bretagne

contact@medical-service.net

06 62 15 69 00



Victoire BOUTET
Rhône Alpes, PACA

v.boutet@hacare.com

06 27 86 57 87



Julien GINGLINGER

Grand Est

j.ginglinger@hacare.com

06 14 21 12 22