



[hacare.com/fr/secteur/1/environnement/7/lieu/16/famille/84/collection/252](https://hacare.com/fr/secteur/1/environnement/7/lieu/16/famille/84/collection/252)

## ASSISTANTS MUET GUÉRIDON MM3 (STOCK'ALLI)

### Soins et équipements de service - Bloc opératoire

Réf. produit : PP-S60009-V1

#### NOS POINTS FORTS

- Optimiser l'espace avec le concept P20
- Choisir les composants pour un mobilier médical sur mesure

MANAGEMENT ET  
SATISFACTION CLIENT  
**ISO 9001**

DISPOSITIF MÉDICAL  
**ISO 13485**



#### Faciliter le nettoyage

**Désassemblage sans outil** pour un nettoyage intégral rapide, évite toute rétention pour une **hygiène parfaite** et un vrai **gain de temps** pour le personnel soignant.



#### Optimiser la surface de soins

La **fixation des accessoires** se fait en un geste, **sans aucun outil**, offrant un gain de temps immédiat. Les **accessoires**, entièrement **modulables**, s'adaptent à chaque besoin et à chaque situation de soin, pour un **travail plus fluide** et **efficace** au quotidien.

## Performances


• Largeur	79 cm
• Profondeur	46 cm
• Hauteur	102 cm
• Charge maximale admissible	50 kg
• Nombre de glissières (hauteur G)	9G

## Améliorer selon vos besoins

☰ 1 Options

⚙️ 31 Accessoires

## Produits complémentaires



## Des conseillers proches de vous



**Julien FROMENT**  
Corse  
contact@syneris-sante.com  
06 99 85 93 21



**Stéphane HARDOIN**  
Nord - Paris - Normandie  
s.hardoin@hacare.com  
07 44 73 69 53



**Marine POINT**  
Nord Ouest  
m.point@hacare.com  
06 27 47 71 35



**Anthony GONZALES**  
Sud Est  
a.gonzales@hacare.com  
06 22 27 71 47



**Antoine MARIOT**  
Sud Ouest  
a.mariot@hacare.com  
07 45 29 16 99



**Stéphane HARDOIN**  
Grand-Est  
s.hardoin@hacare.com  
07 44 73 69 53



**Béatrice PAZZINI**  
Aquitaine  
sud.ouest.hospitalier@wanadoo.fr  
05 56 34 81 93