

## POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids 80 kg

## DIMENSIONS

Longueur 205 cm  
 Largeur 73 / 84 avec option freinage centralisé cm  
 Longueur plan de couchage 200 cm  
 Largeur plan de couchage 65 cm  
 Hauteur Variable mini Roulette diamètre 125 mm : 47 / Roulette diamètre 150 mm : 49 cm  
 Hauteur Variable maxi Roulette diamètre 125 mm : 87 / Roulette diamètre 150 mm : 89 cm  
 Garde au sol 2,3 (roulette diamètre 125 mm) / 4,1 (roulette diamètre 150 mm) cm  
 Dimensions Relève Buste 65 x 69 cm cm  
 Epaisseur Matelas 6,5 (5 cm de mousse + 1,5 cm de bois) cm

## SURFACE DE COUCHAGE

Plan de couchage - Matière Mousse HR sur base bois

## MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse Mousse Haute Résilience  
 Densité Mousse HR 35 kg/m<sup>3</sup>  
 Matière Housse Jersey enduit PVC antibactérien  
 Châssis Capot plastique de protection de châssis / Structure acier époxy  
 Hauteur variable Colonne métallique

## TYPE

Type de hauteur variable PI-Type  
 Type de motorisation Electrique  
 Type de freinage Freinage individuel

## PIÈTEMENT

Type de piètement Roulette double galet  
 Diamètre roues 125 mm

## INCLINAISONS

Relève-buste (2 vérins à gaz) 0 à 80°  
 Proclive 15°  
 Déclive 15°

## CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient 185 kg  
 CFS 250 kg

## CONFIGURATION

Configuration Support rouleau drap d'examen côté tête

## COLORIS

Revêtement - Tissu Au choix sélection Valencia

## RÈGLEMENTATION

Classe Dispositif Médical Classe I  
 Marquage CE Oui  
 Règlement Européen (UE 2017/745) Oui

## CLASSEMENT FEU

Housse M2 en standard / M1 en option

## INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire Télécommande manuelle pour les fonctions électriques

065 | FI | RBG



## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- Double colonne stabilité
- Confort
- Sécurité du patient

## POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids 85 kg

## DIMENSIONS

Longueur 205 cm  
 Largeur 75 / 84 avec option freinage centralisé cm  
 Longueur plan de couchage 200 cm  
 Largeur plan de couchage 75 cm  
 Hauteur Variable mini Roulette diamètre 125 mm : 47 / Roulette diamètre 150 mm : 49 cm  
 Hauteur Variable maxi Roulette diamètre 125 mm : 87 / Roulette diamètre 150 mm : 89 cm  
 Garde au sol 2,3 (roulette diamètre 125 mm) / 4,1 (roulette diamètre 150 mm) cm  
 Dimensions Relève Buste 75 x 69 cm cm  
 Epaisseur Matelas 6,5 (5 cm de mousse + 1,5 cm de bois) cm

## SURFACE DE COUCHAGE

Plan de couchage - Matière Mousse HR sur base bois

## MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse Mousse Haute Résilience  
 Densité Mousse HR 35 kg/m<sup>3</sup>  
 Matière Housse Jersey enduit PVC antibactérien  
 Châssis Capot plastique de protection de châssis / Structure acier époxy  
 Hauteur variable Colonne métallique

## TYPE

Type de hauteur variable PI-Type  
 Type de motorisation Electrique  
 Type de freinage Freinage individuel

## PIÈTEMENT

Type de piètement Roulette double galet  
 Diamètre roues 125 mm

## INCLINAISONS

Relève-buste (2 vérins à gaz) 0 à 80°  
 Proclive 15°  
 Déclive 15°

## CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient 185 kg  
 CFS 250 kg

## CONFIGURATION

Configuration Support rouleau drap d'examen côté tête

## COLORIS

Revêtement - Tissu Au choix sélection Valencia

## RÈGLEMENTATION

Classe Dispositif Médical Classe I  
 Marquage CE Oui  
 Règlement Européen (UE 2017/745) Oui

## CLASSEMENT FEU

Housse M2 en standard / M1 en option

## INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire Télécommande manuelle pour les fonctions électriques

075 | FI | RBG



## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- Double colonne stabilité
- Confort
- Sécurité du patient