

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids 80 kg

DIMENSIONS

Longueur 205 cm
 Largeur 73 / 84 avec option freinage centralisé cm
 Longueur plan de couchage 200 cm
 Largeur plan de couchage 65 cm
 Hauteur Variable mini Roulette diamètre 125 mm : 47 / Roulette diamètre 150 mm : 49 cm
 Hauteur Variable maxi Roulette diamètre 125 mm : 87 / Roulette diamètre 150 mm : 89 cm
 Garde au sol 2,3 (roulette diamètre 125 mm) / 4,1 (roulette diamètre 150 mm) cm
 Dimensions Relève Buste 65 x 69 cm cm
 Epaisseur Matelas 6,5 (5 cm de mousse + 1,5 cm de bois) cm

SURFACE DE COUCHAGE

Plan de couchage - Matière Mousse HR sur base bois

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse Mousse Haute Résilience
 Densité Mousse HR 35 kg/m³
 Matière Housse Jersey enduit PVC antibactérien
 Châssis Capot plastique de protection de châssis / Structure acier époxy
 Hauteur variable Colonne métallique

TYPE

Type de hauteur variable PI-Type
 Type de motorisation Electrique
 Type de freinage Freinage individuel

PIÈTEMENT

Type de piètement Roulette double galet
 Diamètre roues 125 mm

INCLINAISONS

Relève-buste (2 vérins à gaz) 0 à 80°
 Proclive 15°
 Déclive 15°

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient 185 kg
 CFS 250 kg

CONFIGURATION

Configuration Support rouleau drap d'examen côté tête

COLORIS

Revêtement - Tissu Au choix sélection Valencia

RÈGLEMENTATION

Classe Dispositif Médical Classe I
 Marquage CE Oui
 Règlement Européen (UE 2017/745) Oui

CLASSEMENT FEU

Housse M2 en standard / M1 en option

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire Télécommande manuelle pour les fonctions électriques

065 | FI | RBG



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Double colonne stabilité
- Confort
- Sécurité du patient



POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids 85 kg

DIMENSIONS

Longueur 205 cm
 Largeur 75 / 84 avec option freinage centralisé cm
 Longueur plan de couchage 200 cm
 Largeur plan de couchage 75 cm
 Hauteur Variable mini Roulette diamètre 125 mm : 47 / Roulette diamètre 150 mm : 49 cm
 Hauteur Variable maxi Roulette diamètre 125 mm : 87 / Roulette diamètre 150 mm : 89 cm
 Garde au sol 2,3 (roulette diamètre 125 mm) / 4,1 (roulette diamètre 150 mm) cm
 Dimensions Relève Buste 75 x 69 cm cm
 Epaisseur Matelas 6,5 (5 cm de mousse + 1,5 cm de bois) cm

SURFACE DE COUCHAGE

Plan de couchage - Matière Mousse HR sur base bois

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse Mousse Haute Résilience
 Densité Mousse HR 35 kg/m³
 Matière Housse Jersey enduit PVC antibactérien
 Châssis Capot plastique de protection de châssis / Structure acier époxy
 Hauteur variable Colonne métallique

TYPE

Type de hauteur variable PI-Type
 Type de motorisation Electrique
 Type de freinage Freinage individuel

PIÈTEMENT

Type de piètement Roulette double galet
 Diamètre roues 125 mm

INCLINAISONS

Relève-buste (2 vérins à gaz) 0 à 80°
 Proclive 15°
 Déclive 15°

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient 185 kg
 CFS 250 kg

CONFIGURATION

Configuration Support rouleau drap d'examen côté tête

COLORIS

Revêtement - Tissu Au choix sélection Valencia

RÈGLEMENTATION

Classe Dispositif Médical Classe I
 Marquage CE Oui
 Règlement Européen (UE 2017/745) Oui

CLASSEMENT FEU

Housse M2 en standard / M1 en option

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire Télécommande manuelle pour les fonctions électriques

075 | FI | RBG



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Double colonne stabilité
- Confort
- Sécurité du patient

