

PACK - ÉQUIPEMENT

| | |
|------------|--|
| Barrières | Zéro-Gap |
| Matelas | ACTB-M267-08 |
| Équipement | Barres de poussée escamotables en pied - 4 butoirs de protection d'angle |

POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|------------------|--------|
| Poids Total Pack | 109 kg |
|------------------|--------|

DIMENSIONS

| | |
|--|--------|
| Longueur | 213 cm |
| Largeur | 77 cm |
| Hauteur Variable mini | 57 cm |
| Hauteur Variable maxi | 87 cm |
| Garde au sol | 7,5 cm |
| Épaisseur Matelas | 8 cm |
| Longueur barrières | 162 cm |
| Diamètre barreaux barrière | 3,6 cm |
| Hauteur barrière par rapport au plan de couchage | 33 cm |

SURFACE DE COUCHAGE

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Type plan de couchage | Plan dur |
| Largeur plan de couchage - A plat | 60 cm |
| Plan de couchage - Matière | Fibres végétales épaisseur 12,4 mm |

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|-----------------------------|--|
| Matière Mousse | Mousse polyuréthane Haute Résilience |
| Densité Mousse HR | 35 kg/m ³ |
| Portance Mousse HR | 3,4 kPa |
| Matière Housse | Tricot 100% coton avec enduction PVC |
| Housse - Lavage en machine | 90 Maxi T°C |
| Housse - Séchage en machine | 60 Maxi T°C |
| Piètement | Châssis métallique époxy avec capot plastique |
| Châssis | Structure acier époxy |
| Poignées | Tube acier diamètre 25 mm époxy avec poignée plastique PVC |
| Barrières | Plastique PA chargé Fibres de verre |
| Hauteur variable | 2 pompes hydrauliques |
| Roues | Acier avec capotage plastique et bandage polyuréthane |

TYPE

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Type de matelas | Standard |
| Classe Matelas | Classe 0 - Risque faible |
| Type de hauteur variable | PI-Type (deux colonnes) |
| Type de motorisation | Hydraulique |
| Type de freinage | Freinage centralisé |

PIÈTEMENT

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Type de piètement | Roulette simple galet |
| Diamètre roues | 200 mm |

MOBILITÉ

| | |
|----------------|--|
| Type | 5ème roulette directionnelle escamotable |
| Fonctionnement | 5ème roulette actionnée par la pédale de freinage directionnelle |

INCLINAISONS

| | |
|--------------|--------------------------|
| Relève-buste | 0 à 90 (2 vérins à gaz)° |
| Proclive | 15° |
| Déclive | 15° |

TYPE DE FIXATION

| | |
|-----|-----------------------------|
| TPS | Par emboîtement sans outils |
|-----|-----------------------------|

CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|--------------------|--------|
| Poids maxi patient | 255 kg |
| CFS | 320 kg |

CONFIGURATION

| | |
|--|---|
| Nombre de supports pour Tige Porte-Sérum | 4 |
|--|---|

RÈGLEMENTATION

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Classe Dispositif Médical | Classe I |
| Marquage CE | Oui |
| Règlement Européen (UE 2017/745) | Oui |
| UDI-DI | 03770016906807 |

CLASSEMENT FEU


| | |
|--------|----|
| Mousse | M4 |
| Housse | M1 |

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

| | |
|-------------|---|
| Commentaire | Capot plastique servant de panier porte-effet et de support bouteille à oxygène |
|-------------|---|



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Piètement
- Soins sécurisés
- Easy Clip
- Confort
- Easy CLEAN
- Sécurité
- Piètement
- Inter Changeabilité
- Traçabilité

