

### PACK - ÉQUIPEMENT

**Équipement** Sellerie de confort amovible sans outil | Appui-bras gouttières à réglage multidirectionnel synchronisés au dossier et escamotables | Repose-tête grand confort réglable en hauteur | Télécommande filaire avec clé de verrouillage des fonctions - 4 positions préprogrammées | Support tige porte sérum bilatéral | Poignées de transport ergonomiques | CPR bilatérales sécurisées sur relève-buste

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

**Poids** 97 kg

### DIMENSIONS

**Longueur** Position fauteuil : 156 cm / Position allongée : 202 cm  
**Largeur** 94 cm  
**Longueur plan de couchage** 202 cm  
**Largeur plan de couchage** 65 cm  
**Hauteur Variable mini** Plan de couchage sans matelas : 47 cm  
**Hauteur Variable maxi** Plan de couchage sans matelas : 85 cm  
**Garde au sol** 4 cm  
**Dimensions** Relève Buste 80 cm  
**Épaisseur Matelas** 10 cm

### ACCOUDOIRS

**Longueur** 55 cm  
**Largeur** 14,5 cm  
**Épaisseur** 4,5 cm  
**Hauteur accoudoir par rapport à assise** Varie selon l'inclinaison du buste de 0 à 27 cm

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

**Matière Mousse** Mousse Haute Résilience  
**Densité Mousse HR** 35 kg/m<sup>3</sup>  
**Matière Housse** Jersey enduit PVC  
**Châssis** Capot plastique de protection de châssis / Structure acier époxy  
**Hauteur variable** Colonne métallique  
**Roues** Bandage Polyuréthane

### TYPE

**Type de matelas** Standard Confort  
**Classe Matelas** Classe 0  
**Type de hauteur variable** Electrique  
**Type de motorisation** PI-Type  
**Type de freinage** Freinage Individuel

### PIÈTEMENT

**Type de piétement** Roulette double galet  
**Diamètre roues** 125 mm

### INCLINAISONS

**Relève-buste** 0 à 78°  
**Relève-jambes** 0 à 54°  
**Proclive** 10°  
**Déclive** 15°

### CHARGE DE SÉCURITÉ

**Poids maxi patient** 185 kg  
**CFS** 250 kg

### CONFIGURATION

**Configuration** Hauteur Variable électrique / Déclive électrique / Relève Buste électrique débrayable manuellement / Relève Jambes électrique  
**Nombre de supports pour Tige Porte-Sérum** 2 emplacements sur les accoudoirs

### COLORIS

**Revêtement - Tissu** Au choix sélection Valencia

### RÈGLEMENTATION

**Classe Dispositif Médical** Classe I  
**Marquage CE** CE  
**Règlement Européen (UE 2017/745)** Oui

### CLASSEMENT FEU


**Housse** M2 en standard / M1 en option

### INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

**Commentaire** 6 positions possibles : Accueil, Relax, Position Ultra-confort, Proclive, Déclive sécurisée, Fonction CPR



## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- Easy Clip
- Système d'élévation
- Configurable
- Fonctions pré-programmées
- Confort
- Inter Changeabilité
- Traçabilité

### PACK - ÉQUIPEMENT

**Équipement** Sellerie de confort amovible sans outil | Appui-bras gouttières à réglage multidirectionnel synchronisés au dossier et escamotables | Repose-tête grand confort réglable en hauteur | Télécommande filaire avec clé de verrouillage des fonctions – 4 positions préprogrammées | Support tige porte sérum bilatéral | Poignées de transport ergonomiques | CPR bilatérales sécurisées sur relève-buste

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

**Poids** 100 kg

### DIMENSIONS

**Longueur** Position fauteuil : 156 cm / Position allongée : 202 cm  
**Largeur** 104 cm  
**Longueur plan de couchage** 202 cm  
**Largeur plan de couchage** 75 cm  
**Hauteur Variable mini** Plan de couchage sans matelas : 47 cm  
**Hauteur Variable maxi** Plan de couchage sans matelas : 85 cm  
**Garde au sol** 4 cm  
**Dimensions** Relève Buste 80 cm  
**Épaisseur Matelas** 10 cm

### ACCOUDOIRS

**Longueur** 55 cm  
**Largeur** 14,5 cm  
**Épaisseur** 4,5 cm  
**Hauteur accoudoir par rapport à assise** Varie selon l'inclinaison du buste de 0 à 27 cm

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

**Matière Mousse** Mousse Haute Résilience  
**Densité Mousse HR** 35 kg/m<sup>3</sup>  
**Matière Housse** Jersey enduit PVC  
**Châssis** Capot plastique de protection de châssis / Structure acier époxy  
**Hauteur variable** Colonne métallique  
**Roues** Bandage Polyuréthane

### TYPE

**Type de matelas** Standard Confort  
**Classe Matelas** Classe 0  
**Type de hauteur variable** Electrique  
**Type de motorisation** PI-Type  
**Type de freinage** Freinage Individuel

### PIÈTEMENT

**Type de piétement** Roulette double galet  
**Diamètre roues** 125 mm

### INCLINAISONS

**Relève-buste** 0 à 78°  
**Relève-jambes** 0 à 54°  
**Proclive** 10°  
**Déclive** 15°

### CHARGE DE SÉCURITÉ

**Poids maxi patient** 185 kg  
**CFS** 250 kg

### CONFIGURATION

**Configuration** Hauteur Variable électrique / Déclive électrique / Relève Buste électrique débrayable manuellement / Relève Jambes électrique  
**Nombre de supports pour Tige Porte-Sérum** 2 emplacements sur les accoudoirs

### COLORIS

**Revêtement - Tissu** Au choix sélection Valencia

### RÈGLEMENTATION

**Classe Dispositif Médical** Classe I  
**Marquage CE** CE  
**Règlement Européen (UE 2017/745)** Oui

### CLASSEMENT FEU

**Housse** M2 en standard / M1 en option

### INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

**Commentaire** 6 positions possibles : Accueil, Relax, Position Ultra-confort, Proclive, Déclive sécurisée, Fonction CPR



## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- Easy Clip
- Système d'élévation
- Configurable
- Fonctions pré-programmées
- Confort
- Inter Changeabilité
- Traçabilité