

PACK - ÉQUIPEMENT

Équipement Sellerie de confort amovible sans outil | Appui-bras gouttières à réglage multidirectionnel synchronisés au dossier et escamotables | Repose-tête grand confort réglable en hauteur | Télécommande filaire avec clé de verrouillage des fonctions - 4 positions préprogrammées | Support tige porte sérum bilatéral | Poignées de transport ergonomiques | CPR bilatérales sécurisées sur relève-buste

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids 97 kg

DIMENSIONS

Longueur Position fauteuil : 156 cm / Position allongée : 202 cm
Largeur 94 cm
Longueur plan de couchage 202 cm
Largeur plan de couchage 65 cm
Hauteur Variable mini Plan de couchage sans matelas : 47 cm
Hauteur Variable maxi Plan de couchage sans matelas : 85 cm
Garde au sol 4 cm
Dimensions Relève Buste 80 cm
Épaisseur Matelas 10 cm

ACCOUDOIRS

Longueur 55 cm
Largeur 14,5 cm
Épaisseur 4,5 cm
Hauteur accoudoir par rapport à assise Varie selon l'inclinaison du buste de 0 à 27 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse Mousse Haute Résilience
Densité Mousse HR 35 kg/m³
Matière Housse Jersey enduit PVC
Châssis Capot plastique de protection de châssis / Structure acier époxy
Hauteur variable Colonne métallique
Roues Bandage Polyuréthane

TYPE

Type de matelas Standard Confort
Classe Matelas Classe 0
Type de hauteur variable Electrique
Type de motorisation PI-Type
Type de freinage Freinage Individuel

PIÈTEMENT

Type de piétement Roulette double galet
Diamètre roues 125 mm

INCLINAISONS

Relève-buste 0 à 78°
Relève-jambes 0 à 54°
Proclive 10°
Déclive 15°

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient 185 kg
CFS 250 kg

CONFIGURATION

Configuration Hauteur Variable électrique / Déclive électrique / Relève Buste électrique débrayable manuellement / Relève Jambes électrique
Nombre de supports pour Tige Porte-Sérum 2 emplacements sur les accoudoirs

COLORIS

Revêtement - Tissu Au choix sélection Valencia

RÈGLEMENTATION

Classe Dispositif Médical Classe I
Marquage CE CE
Règlement Européen (UE 2017/745) Oui
UDI-DI 03770016906449

CLASSEMENT FEU

Housse M2 en standard / M1 en option

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire 6 positions possibles : Accueil, Relax, Position Ultra-confort, Proclive, Déclive sécurisée, Fonction CPR



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Easy Clip
- Système d'élévation
- Configurable
- Fonctions pré-programmées
- Confort
- Inter Changeabilité
- Traçabilité



PACK - ÉQUIPEMENT

Équipement Sellerie de confort amovible sans outil | Appui-bras gouttières à réglage multidirectionnel synchronisés au dossier et escamotables | Repose-tête grand confort réglable en hauteur | Télécommande filaire avec clé de verrouillage des fonctions – 4 positions préprogrammées | Support tige porte sérum bilatéral | Poignées de transport ergonomiques | CPR bilatérales sécurisées sur relève-buste

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids 100 kg

DIMENSIONS

Longueur Position fauteuil : 156 cm / Position allongée : 202 cm
Largeur 104 cm
Longueur plan de couchage 202 cm
Largeur plan de couchage 75 cm
Hauteur Variable mini Plan de couchage sans matelas : 47 cm
Hauteur Variable maxi Plan de couchage sans matelas : 85 cm
Garde au sol 4 cm
Dimensions Relève Buste 80 cm
Épaisseur Matelas 10 cm

ACCOUDOIRS

Longueur 55 cm
Largeur 14,5 cm
Épaisseur 4,5 cm
Hauteur accoudoir par rapport à assise Varie selon l'inclinaison du buste de 0 à 27 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse Mousse Haute Résilience
Densité Mousse HR 35 kg/m³
Matière Housse Jersey enduit PVC
Châssis Capot plastique de protection de châssis / Structure acier époxy
Hauteur variable Colonne métallique
Roues Bandage Polyuréthane

TYPE

Type de matelas Standard Confort
Classe Matelas Classe 0
Type de hauteur variable Electrique
Type de motorisation PI-Type
Type de freinage Freinage Individuel

PIÈTEMENT

Type de piétement Roulette double galet
Diamètre roues 125 mm

INCLINAISONS

Relève-buste 0 à 78°
Relève-jambes 0 à 54°
Proclive 10°
Déclive 15°

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient 185 kg
CFS 250 kg

CONFIGURATION

Configuration Hauteur Variable électrique / Déclive électrique / Relève Buste électrique débrayable manuellement / Relève Jambes électrique
Nombre de supports pour Tige Porte-Sérum 2 emplacements sur les accoudoirs

COLORIS

Revêtement - Tissu Au choix sélection Valencia

RÈGLEMENTATION

Classe Dispositif Médical Classe I
Marquage CE CE
Règlement Européen (UE 2017/745) Oui
UDI-DI 03770016906456

CLASSEMENT FEU

Housse M2 en standard / M1 en option

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire 6 positions possibles : Accueil, Relax, Position Ultra-confort, Proclive, Déclive sécurisée, Fonction CPR



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Easy Clip
- Système d'élévation
- Configurable
- Fonctions pré-programmées
- Confort
- Inter Changeabilité
- Traçabilité

