

### PACK - ÉQUIPEMENT

Barrières	Classic
Matelas	ACTB-M267-08
Équipement	Barre de poussée fixe en pied - 4 butoirs de protection d'angle

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids Total Pack	100 kg
------------------	--------

### DIMENSIONS

Longueur	213 cm
Largeur	77 cm
Hauteur Variable mini	57 cm
Hauteur Variable maxi	87 cm
Garde au sol	7,5 cm
Épaisseur Matelas	8 cm
Longueur barrières	147,5 cm
Diamètre barreaux barrière	1,5 cm
Hauteur barrière par rapport au plan de couchage	47,9 cm

### SURFACE DE COUCHAGE

Type plan de couchage	Plan dur
Largeur plan de couchage - A plat	60 cm
Plan de couchage - Matière	Fibres végétales épaisseur 12,4 mm

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Mousse polyuréthane Haute Résilience
Densité Mousse HR	35 kg/m <sup>3</sup>
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Matière Housse	Tricot 100% coton avec enduction PVC
Housse - Lavage en machine	90 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C
Piètement	Châssis métallique époxy avec capot plastique
Châssis	Structure acier époxy
Poignées	Tube acier diamètre 25 mm époxy avec poignée plastique PVC
Barrières	Acier Epoxy
Hauteur variable	2 pompes hydrauliques
Roues	Acier avec capotage plastique et bandage polyuréthane

### TYPE

Type de matelas	Standard
Classe Matelas	Classe 0 - Risque faible
Type de hauteur variable	PI-Type (deux colonnes)
Type de motorisation	Hydraulique
Type de freinage	Freinage centralisé

### PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulette simple galet
Diamètre roues	200 mm

### INCLINAISONS

Relève-buste	0 à 90 (2 vérins à gaz) <sup>o</sup>
Proclive	15°
Déclive	15°

### TYPE DE FIXATION

TPS	Par emboitement sans outils
-----	-----------------------------

### CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	255 kg
CFS	320 kg

### CONFIGURATION

Nombre de supports pour Tige Porte-Sérum	4
--	---

### RÈGLEMENTATION

Classe Dispositif Médical	Classe I
Marquage CE	Oui
Règlement Européen (UE 2017/745)	Oui
UDI-DI	03770016906869

### CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1

### INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Capot plastique servant de panier porte-effet et de support bouteille à oxygène
-------------	---



## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- Soins sécurisés
- Confort
- Piètement
- Inter Changeabilité
- Traçabilité



### PACK - ÉQUIPEMENT

Barrières	Classic
Matelas	ACTB-M277-08
Équipement	Barre de poussée fixe en pied - 4 butoirs de protection d'angle

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids Total Pack	104 kg
------------------	--------

### DIMENSIONS

Longueur	213 cm
Largeur	87 cm
Hauteur Variable mini	57 cm
Hauteur Variable maxi	87 cm
Garde au sol	7,5 cm
Épaisseur Matelas	8 cm
Longueur barrières	147,5 cm
Diamètre barreaux barrière	1,5 cm
Hauteur barrière par rapport au plan de couchage	47,9 cm

### SURFACE DE COUCHAGE

Type plan de couchage	Plan dur
Largeur plan de couchage - A plat	70 cm
Plan de couchage - Matière	Fibres végétales épaisseur 12,4 mm

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Mousse polyuréthane Haute Résilience
Densité Mousse HR	35 kg/m <sup>3</sup>
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Matière Housse	Tricot 100% coton avec enduction PVC
Housse - Lavage en machine	90 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C
Piètement	Châssis métallique époxy avec capot plastique
Châssis	Structure acier époxy
Poignées	Tube acier diamètre 25 mm époxy avec poignée plastique PVC
Barrières	Acier Epoxy
Hauteur variable	2 pompes hydrauliques
Roues	Acier avec capotage plastique et bandage polyuréthane

### TYPE

Type de matelas	Standard
Classe Matelas	Classe 0 - Risque faible
Type de hauteur variable	PI-Type (deux colonnes)
Type de motorisation	Hydraulique
Type de freinage	Freinage centralisé

### PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulette simple galet
Diamètre roues	200 mm

### INCLINAISONS

Relève-buste	0 à 90 (2 vérins à gaz) <sup>o</sup>
Proclive	15°
Déclive	15°

### TYPE DE FIXATION

TPS	Par emboitement sans outils
-----	-----------------------------

### CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	255 kg
CFS	320 kg

### CONFIGURATION

Nombre de supports pour Tige Porte-Sérum	4
--	---

### RÈGLEMENTATION

Classe Dispositif Médical	Classe I
Marquage CE	Oui
Règlement Européen (UE 2017/745)	Oui
UDI-DI	03770016906876

### CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1

### INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Capot plastique servant de panier porte-effet et de support bouteille à oxygène
-------------	---



## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- Soins sécurisés
- Confort
- Piètement
- Inter Changeabilité
- Traçabilité



### PACK - ÉQUIPEMENT

Barrières	Classic
Matelas	ACTB-M287-08
Équipement	Barre de poussée fixe en pied - 4 butoirs de protection d'angle

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids Total Pack	108 kg
------------------	--------

### DIMENSIONS

Longueur	213 cm
Largeur	97 cm
Hauteur Variable mini	57 cm
Hauteur Variable maxi	87 cm
Garde au sol	7,5 cm
Épaisseur Matelas	8 cm
Longueur barrières	147,5 cm
Diamètre barreaux barrière	1,5 cm
Hauteur barrière par rapport au plan de couchage	47,9 cm

### SURFACE DE COUCHAGE

Type plan de couchage	Plan dur
Largeur plan de couchage - A plat	80 cm
Plan de couchage - Matière	Fibres végétales épaisseur 12,4 mm

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Mousse polyuréthane Haute Résilience
Densité Mousse HR	35 kg/m <sup>3</sup>
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Matière Housse	Tricot 100% coton avec enduction PVC
Housse - Lavage en machine	90 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C
Piètement	Châssis métallique époxy avec capot plastique
Châssis	Structure acier époxy
Poignées	Tube acier diamètre 25 mm époxy avec poignée plastique PVC
Barrières	Acier Epoxy
Hauteur variable	2 pompes hydrauliques
Roues	Acier avec capotage plastique et bandage polyuréthane

### TYPE

Type de matelas	Standard
Classe Matelas	Classe 0 - Risque faible
Type de hauteur variable	PI-Type (deux colonnes)
Type de motorisation	Hydraulique
Type de freinage	Freinage centralisé

### PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulette simple galet
Diamètre roues	200 mm

### INCLINAISONS

Relève-buste	0 à 90 (2 vérins à gaz)°
Proclive	15°
Déclive	15°

### TYPE DE FIXATION

TPS	Par emboitement sans outils
-----	-----------------------------

### CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	255 kg
CFS	320 kg

### CONFIGURATION

Nombre de supports pour Tige Porte-Sérum	4
--	---

### RÈGLEMENTATION

Classe Dispositif Médical	Classe I
Marquage CE	Oui
Règlement Européen (UE 2017/745)	Oui
UDI-DI	03770016906883

### CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1

### INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Capot plastique servant de panier porte-effet et de support bouteille à oxygène
-------------	---



### NOS EXCLUSIVITÉS



### NOS POINTS FORTS

- Soins sécurisés
- Confort
- Piètement
- Inter Changeabilité
- Traçabilité

