

PACK - ÉQUIPEMENT

Équipement Accoudoirs ergonomiques escamotables - Repose-pieds coulissant anti-dérapant - Porte dossier patient

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids 39 kg

DIMENSIONS

Longueur 109 cm
 Largeur 75 cm
 Hauteur 100 cm
 Garde au sol 13 cm
 Hauteur de la poignée de poussée 100 cm
 Longueur barre de poussée 2 x 15 cm
 Diamètre barre de poussée 3 cm
 Inclinaison barre de poussée 9° par rapport au sol
 Support dossier patient 10 cm

ASSISE

Largeur 46 cm
 Profondeur 45 cm
 Hauteur assise par rapport au sol 55 cm
 Épaisseur assise 5 cm
 Hauteur repose-pieds / assise 40 cm

DOSSIER

Largeur 46 cm
 Épaisseur dossier 5 cm

REPOSE-PIEDS

Longueur 36 cm
 Largeur 36 cm
 Épaisseur 1 cm

ACCOUDOIRS

Longueur 53 cm
 Largeur 10 cm
 Épaisseur 5 cm
 Hauteur accoudoir par rapport au sol 69 cm
 Matière Polyuréthane

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse Mousse Haute Résilience
 Densité Mousse HR 35 kg/m³
 Matière Housse Jersey enduit PVC
 Châssis Structure acier époxy
 Poignées Barre de poussée en métal intégrée au châssis

TYPE

Type de freinage Freinage centralisé sur 2 roulettes arrière et 2 roulettes avant pivotantes

PIÈTEMENT

Diamètre roues Avant : 125 / Arrière : 300 mm

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient 135 kg
 CFS 200 kg

CONFIGURATION

Nombre de supports pour Tige Porte-Sérum 2

COLORIS

Revêtement - Tissu Vert - Orange - Bleu

RÈGLEMENTATION

Classe Dispositif Médical Classe I
 Marquage CE Oui
 Règlement Européen (UE 2017/745) Oui

CLASSEMENT FEU

Housse M2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire Freinage centralisé accessible en position debout par l'accompagnateur - Protection antichocs



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Confort
- Confort et Sécurité adaptés
- Robustesse
- Logistique optimisée

