

### PACK - ÉQUIPEMENT

Équipement Accoudoirs ergonomiques escamotables - Repose-pieds coulissant anti-dérapant - Porte dossier patient

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids 47 kg

### DIMENSIONS

Longueur 109 cm  
 Largeur 86 cm  
 Hauteur 100 cm  
 Garde au sol 13 cm  
 Hauteur de la poignée de poussée 100 cm  
 Longueur barre de poussée 2 x 15 cm  
 Diamètre barre de poussée 3 cm  
 Inclinaison barre de poussée 9° par rapport au sol  
 Support dossier patient 10 cm

### ASSISE

Largeur 66 cm  
 Profondeur 47 cm  
 Hauteur assise par rapport au sol 59 cm  
 Épaisseur assise 8 cm  
 Hauteur repose-pieds / assise 40 cm

### DOSSIER

Largeur 66 cm  
 Épaisseur dossier 8 cm

### REPOSE-PIEDS

Longueur 36 cm  
 Largeur 36 cm  
 Épaisseur 1 cm

### ACCOUDOIRS

Longueur 53 cm  
 Largeur 10 cm  
 Épaisseur 5 cm  
 Hauteur accoudoir par rapport au sol 69 cm  
 Matière Polyuréthane

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse Mousse Haute Résilience  
 Densité Mousse HR 35 kg/m<sup>3</sup>  
 Matière Housse Jersey enduit PVC  
 Châssis Structure acier époxy  
 Poignées Barre de poussée en métal intégrée au châssis

### TYPE

Type de freinage Freinage centralisé sur 2 roulettes arrières et 2 roulettes avant pivotantes

### PIÈTEMENT

Diamètre roues Avant : 125 / Arrière : 300 mm

### CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient 185 kg  
 CFS 250 kg

### CONFIGURATION

Nombre de supports pour Tige Porte-Sérum 2

### COLORIS

Revêtement - Tissu Vert - Orange - Bleu

### RÈGLEMENTATION

Classe Dispositif Médical Classe I  
 Marquage CE Oui  
 Règlement Européen (UE 2017/745) Oui

### CLASSEMENT FEU

Housse M2

### INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire Freinage centralisé accessible en position debout par l'accompagnateur - Protection antichocs



## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- Confort
- Confort et Sécurité adaptés
- Robustesse
- Logistique optimisée

