

Spécificités techniques

DIMENSIONS

Largeur	140 cm
Profondeur	71 cm
Hauteur	153,7 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson	Tôle d'alliage léger AlMg3 traitée par oxydation anodique (10 microns)
---------	------------------------------------------------------------------------

PIÈTEMENT

Type de piètement	2 roues fixes et 2 roues pivotantes - Freinage centralisé
-------------------	-----------------------------------------------------------

COLORIS

Caisson	Gris
Façade	Gris

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Sommier BJMM : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	36
------------------------------------------------------------------	----

MO-AP2BJMMB2 CHARIOT D'APPROVISIONNEMENT AVEC PORTE F600 DOUBLE BJMM BAS (2 ROUES FIXES + 2 ROUES ALISÉ)



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification