
HÔPITAL



CHAISES DE TRANSFERT MOTORISÉES STANDARD - TRC2 (I-MOVE)

EASY MOV'® | EASY CLIP® | EASY CLEAN® | LIBÉRATION D'ESPACE

Transfert - Transfert du patient

greenly 2024 – Or – Climate Strategy Rating – TOP 5%

MKT-26-PO-HOP-TRA-CHT-IMMS2-FR 06/11/2026

Sommaire

HAcare Médical, spécialiste des dispositifs médicaux depuis 1860 3

Nos engagements 4

Choisir l'économie circulaire 5

Matériaux recyclables 6

Certifications 7

Chaises de transfert Hôpital Transfert du patient 8

Nos exclusivités

- Easy MOV 10
- Easy Clip 11
- Easy CLEAN 12
- Libération d'espace 13

Nos points forts

- Motorisation avec la 5ème roue (Configurable) 15
- Accoudoirs escamotables (Confort) 16
- Repose-pieds escamotable (Confort et Sécurité adaptés) 17
- Double armature pour une grande robustesse (Robustesse) 18
- Un QR code pour accéder à toute information (Logistique optimisée) 19

Les caractéristiques

- Mobilité 21
- Configurable ..... 22 - 23

Spécificités techniques 24

Options & Accessoires 25

Une maintenance préventive qui s'adapte à vous 28


Les avantages de la maintenance préventive 29

Nos prestations de maintenance préventive 30



HAcare Médical, spécialiste des dispositifs médicaux depuis 1860

Chez HAcare, nous concevons, fabriquons et distribuons des dispositifs médicaux et des solutions de mobilier médical innovant et durable, pensées pour améliorer le quotidien des patients comme des professionnels de santé.











Les engagements éco-responsables du groupe HAcare

Le groupe HAcare s’engage pour une **orientation industrielle éco-responsable**

Dans sa stratégie de développement durable, le groupe HAcare a défini une liste de **6 engagements** qui guident ses **actions et décisions** depuis la création du groupe et pour les années à venir.

Des indicateurs ont été mis en place pour chaque engagement.

Nos 6 engagements

- Une production Made in France
- L’utilisation de ressources renouvelables
- Intégration de l’économie circulaire dans tout nouveau développement produit
- Des achats responsables (suivi qualité fournisseurs)
- Des actions au quotidien pour le respect et la protection de l’environnement
- Une lutte contre les TMS, et les nuisances sonores à travers nos produits

Choisir l’économie circulaire



Les produits finis HAcare sont recyclables au travers d’un circuit de récupération chez le client final, pour recyclage avec notre fournisseur partenaire. Le bois ne pouvant être recyclé à l’infini car ses fibres deviennent trop petites ou s’épuisent, les déchets de bois sont alors récupérés et transformés en énergie verte.



Les panneaux en fibre végétale utilisés dans la fabrication des produits du groupe HAcare sont 100% bois de réemploi. Chaque produit fini HAcare porte un indice révélant la part de fibre végétale contenue.



Le recyclage est la pratique consistant à récupérer les matériaux usagés du flux de déchets, puis à incorporer ces mêmes matériaux dans le processus de fabrication. Chaque produit fini HAcare porte un indice révélant la part de matière recyclée contenue.



Matériaux recyclables

Les produits finis HAcare sont recyclables à 95%. Par exemple, le lit médicalisé HAcare est entièrement recyclable sauf les roues et les moteurs. Chaque lit est démontable pour récupérer séparément chaque matériau : fibre végétale, métal, plastique.

FIBRE VÉGÉTALE



Le bois de réemploi


Les panneaux en fibre végétale utilisés dans la fabrication des produits du groupe HAcare sont :

100% en bois de réemploi

Le réemploi est un des procédés respectueux de l'environnement. Il s'agit par exemple de restes d'entreprises de transformation du bois (par exemple, les restes de scieries, les chutes de production...). Mais aussi de sous-produits d'activités telles que la gestion forestière durable et l'entretien des talus.

100% bois certifié FSC

Recyclables avec un fournisseur partenaire qui, en exclusivité mondiale et depuis 2021, recycle les panneaux MDF et HDF.Pas de consommation d'eau, ni d'énergie verte **biomasse**.



Le métal

Toutes les composantes en métal sont **recyclables** et réutilisables, et ce, **à l'infini**. Une fois le métal trié, il est compressé, broyé, laminé et fondu. Il est ensuite remoulé sous forme de bobines, de barres ou de fils pour la réutilisation. Ce procédé peut se faire sans fin !

Le recyclage des métaux présente de **nombreux avantages**. Il préserve les ressources naturelles en réduisant les besoins en matériaux vierges, diminue la consommation d'énergie et les émissions de **gaz à effet de serre**.



Le plastique recyclé

Au sein des usines de recyclage, les déchets (re) deviennent une **matière secondaire** grâce à différents processus : broyage, micronisation, régénération des matières plastiques.

Le plastique recyclé sera alors revendu aux industriels de la **plasturgie** sous forme de **paillettes**, de poudre ou encore de **granulés**.

Certifications



Un niveau de certification de premier plan

MANAGEMENT ET SATISFACTION CLIENT
ISO 9001

DISPOSITIF MÉDICAL
ISO 13485

GOLD | Top 5%
ecovadis
Sustainability Rating
MAY 2026

greenly
2024
Or
Climate Strategy Rating
TOP 5%

CHAISES DE TRANSFERT HÔPITAL

Transfert du patient

Motorisées standard - TRC2 (I-MOVE)





NOS EXCLUSIVITÉS

NOS EXCLUSIVITÉS

Easy MOV

Dans un environnement hospitalier où chaque geste compte, il est essentiel de préserver la santé et le bien-être des soignants tout en assurant la sécurité des patients. Le brancardage représente l'une des activités les plus à risque en matière de troubles musculo-squelettiques (TMS), en raison des efforts répétés, des postures contraignantes et des déplacements souvent complexes. Conçu pour répondre à ces enjeux, chaque détail a été pensé pour faire de nos dispositifs médicaux, un allié quotidien dans la prévention des TMS, tout en améliorant la qualité de vie au travail du personnel hospitalier.

Lutter contre les TMS

Maniabilité optimale pour un **brancardage fluide, sécurisé et sans effort,** même sur sols imparfait.
Ses **grandes roues** à l'arrière et ses **poignées ergonomiques** assurent un **roulage** et une **préhension** optimisés.



NOS EXCLUSIVITÉS

Easy Clip

Dans un environnement de soins où chaque seconde compte et où l'espace est souvent limité, l'optimisation des soins devient un enjeu stratégique pour améliorer l'efficacité des équipes soignantes et la sécurité des patients.

Le concept EasyClip® a été conçu pour répondre à ces contraintes avec une approche à la fois ergonomique, intuitive et modulable.

Optimiser les soins lors de la prise en charge

La **fixation des accessoires** se fait en un geste, **sans aucun outil**, offrant un gain de temps immédiat.
Les **accessoires**, entièrement **modulables**, s'adaptent à chaque besoin pour un **travail plus fluide** et un **transfert** plus **efficace.**



NOS EXCLUSIVITÉS

Easy CLEAN

Dans un contexte hospitalier où l'hygiène est un impératif absolu, chaque minute consacrée au nettoyage compte. Le personnel soignant est confronté à la nécessité d'assurer une désinfection rigoureuse tout en maintenant un rythme de travail soutenu. La solution EasyClean® répond à cet enjeu en facilitant le nettoyage. Les protocoles d'hygiène sont respectés sans compromis, tout en allégeant la charge de travail du personnel. Résultat : moins d'effort, moins de temps perdu, et une sécurité renforcée pour le patient comme pour le soignant.
EasyClean®, c'est la garantie d'un environnement plus propre, plus sûr et plus ergonomique, au service de la qualité des soins et du confort au travail.

Faciliter le nettoyage

Désassemblage sans outil pour un **nettoyage intégral** rapide, une hygiène parfaite et un vrai gain de confort pour le personnel soignant.
Revêtement sans couture, thermo-soudé, **étanche.**



NOS EXCLUSIVITÉS


Libération d'espace

Dans un environnement hospitalier où chaque mètre carré est précieux, l'optimisation de l'espace devient un enjeu majeur. Les établissements de santé recherchent des dispositifs médicaux capables de s'intégrer facilement dans des zones aux dimensions réduites, tout en garantissant performance, sécurité et accessibilité. Des solutions pensées pour un stockage compact et rationnel permettent de libérer de l'espace, d'améliorer la circulation des équipes et de contribuer à une organisation plus fluide et plus efficace au quotidien.

LIBÉRATION D'ESPACE

Chaises encastrables pour optimiser l'espace

Les chaises de transfert I-MOVE sont conçues pour être **parfaitement encastrables.** Dès **5 chaises stockées**, elles permettent un **gain de 56 %** d'espace au sol, **optimisant** le rangement et **libérant** des **zones** précieuses au sein de l'établissement.





NOS POINTS FORTS

NOS POINTS FORTS

Motorisation avec la 5ème roue (Configurable)



La **motorisation** des chaises de transfert, combinée à une **5e roue pivotante**, assure une **maniabilité optimale,** même dans les espaces restreints. Ce système facilite les déplacements, **réduit l'effort** du personnel soignant et garantit un **transfert fluide** et **sécurisé** pour le patient. Grâce à cette innovation, chaque manœuvre devient plus précise et confortable, offrant à la fois ergonomie, sécurité et efficacité pour un environnement hospitalier plus pratique et performant.

Arrêt avec **décélération progressive.**

NOS POINTS FORTS

Accoudoirs escamotables (Confort)



L’**accès** à la chaise est **optimisé** grâce aux **accoudoirs escamotables, facilitant l’installation** et le **transfert** du patient en toute **sécurité.** Cette conception ergonomique améliore le **confort** de la **prise en charge**, **réduit** les **contraintes** pour le personnel soignant et contribue à des **gestes plus fluides** et plus **efficaces** au quotidien.

NOS POINTS FORTS

Repose-pieds escamotable (Confort et Sécurité adaptés)



L e **repose-pieds escamotable** a été conçu pour offrir un **confort maximal** au patient lors du **transfert**, en soutenant efficacement ses jambes et en facilitant ses mouvements. Cette fonctionnalité permet une i**nstallation** et une **sortie** plus **fluides,** tout en **réduisant** l'**effort** du personnel soignant et en assurant une **prise en charge sécurisée** et ergonomique. Elle optimise à la fois le **confort** d u **patient** et **l'efficacité** des **interventions**, pour un environnement hospitalier plus pratique et sûr.

NOS POINTS FORTS

Double armature pour une grande robustesse (Robustesse)



La chaise de transfert, conçue avec une **double armature**, allie **robustesse** et **légèreté** pour un usage quotidien **fiable** et **durable**.

Sa **structure renforcée** garantit une **solidité optimale**, tandis que son **poids maîtrisé** facilite les **déplacements** et les **manipulations** par le personnel soignant.

Cette **combinaison unique** assure à la fois **sécurité** pour le **patient** et **confort d'utilisation** pour les **soignants**, rendant chaque **transfert** plus **fluide**, ergonomique et **sûr** dans l'environnement hospitalier.

NOS POINTS FORTS

Un QR code pour accéder à toute information (Logistique optimisée)



Le **QR Code,** présent sur chaque produit, donne **accès aux informations clés** comme la destination du produit, la notice d'utilisation, l'éco-responsabilité, les fiches techniques, l'aide à l'installation...


Ces informations sont stockées sur notre plateforme **SavTech** et **accessibles** en scannant ce QR Code.



LES CARACTÉRISTIQUES

LES CARACTÉRISTIQUES


Mobilité



Freinage centralisé au pied

Le système de **freinage centralisé** garantit une **sécurité maximale en un seul geste**, grâce à une **pédale ergonomique.**

Le soignant gagne en **efficacité et en confort d'utilisation** au quotidien.



Roues 300 mm pour un roulage facilité

Ces **roues** offrent une **excellente stabilité** et un **roulement fluide**, réduisant les efforts physiques du personnel lors du brancardage. Adaptées aux **sols variés**, elles **facilitent les manœuvres** tout en **limitant** les risques de **fatigue** et de **troubles musculo-squelettiques** (TMS).



Poignées ergonomiques

L'**effort de poussée** est **atténué** par les **poignées ergonomiques** qui épousent parfaitement la forme des mains.

Une **meilleure préhension** pour **faciliter** le **brancardage** et contribuer à la **lutte conte les TMS** (troubles musculo-squelettiques)

LES CARACTÉRISTIQUES

Configurable



Un Repose-tête extra large

Le **repose-tête extra large** de la chaise de transfert a été conçu pour offrir un **soutien optimal** et un **confort maximal** au patient lors de chaque prise en charge. Sa **largeur généreuse** permet de **maintenir** la **tête** de manière **stable**, **réduisant la fatigue** et **améliorant** le **bien-être** du patient.

Cette ergonomie pensée pour le confort s'accompagne d'une **sécurité renforcée,** facilitant le travail du personnel soignant et rendant chaque **transfert** plus **fluide**, **sûr** et serein dans l'environnement hospitalier.



Porte dossier patient

L e **large porte-dossier** de la chaise de transfert a été conçu pour **simplifier** le quotidien du personnel soignant. Il permet de glisser les **dossiers patients** à l'arrière la chaise **sans se baisser**, réduisant les efforts physiques et les risques de fatigue. Cette fonctionnalité améliore **l'ergonomie** et la **sécurité** lors des transferts tout en **optimisant le temps** et l'efficacité du personnel. Elle assure ainsi un **confort accru** pour les soignants tout en maintenant une **prise en charge fluide** et organisée du patient.



Espace TPS dédié

La chaise de transfert est conçue pour accueillir les TPS de **chaque côté** du fauteuil, offrant une **accessibilité immédiate** et une **praticité** maximale. Cette disposition intelligente permet aux soignants de garder les **équipements essentiels** à **portée de main,** d'optimiser leur organisation et de **fluidifier les gestes** lors de la **prise en charge**. Elle contribue à un **gain de temps,** à une meilleure efficacité et à un environnement de travail plus ergonomique et **sécurisé** pour le personnel comme pour le patient.



Un panier à effets pour une meilleure prise en charge

La chaise de transfert est équipée d'un **panier à effets personnels,** large et **facilement accessible,** positionné sous l'assise. Il permet au patient de **déposer ses affaires** en toute **sécurité** tout au long du transfert. Cette **solution pratique** contribue à une meilleure organisation, évite les manipulations supplémentaires et améliore le **confort du patient** comme l'efficacité du personnel soignant lors de la **prise en charge.**

LES CARACTÉRISTIQUES

Configurable



Une station d'accueil pour une bonne gestion du parc

La station d’accueil des chaises de transfert offre une **solution complète** de **gestion du parc**. Grâce à son système de **consigne** avec départ sur pied, elle permet un retrait et un retour simples et rapides. Équipée d’un **dispositif anti-vol,** elle garantit la **sécurité des chaises** tout en facilitant l’organisation et le **suivi du matériel.** Cette station **optimise** la logistique hospitalière, réduit les pertes et simplifie le quotidien du personnel soignant, alliant praticité, sécurité et efficacité pour une **gestion optimale** des chaises de transfert.



Un Repose-jambes pour personne à mobilité réduite

Le repose-jambes intégré aux chaises de transfert a été spécialement conçu pour les **personnes à mobilité réduite,** offrant un **soutien stable** et **confortable** tout au long du déplacement. Il permet de **maintenir les jambes** dans une position ergonomique, **réduisant la fatigue** et le risque d’**inconfort**. Cette fonctionnalité assure un **transfert** plus **sûr** et fluide, tout en facilitant le travail du personnel soignant. Confort du patient et praticité pour les soignants sont ainsi pleinement optimisés dans chaque intervention.



Choix de coloris

Personnalisez votre environnement hospitalier en choisissant parmi une large **gamme de coloris**. Idéal pour **différencier** les **espaces par service** ou par usage et **faciliter l'orientation** du personnel soignant et des patients.



La motorisation avec la 5ème roue

La **motorisation** des chaises de transfert, combinée à une **5e roue pivotante**, assure une **maniabilité optimale,** même dans les espaces restreints. Ce système facilite les déplacements, **réduit l’effort** du personnel soignant et garantit un **transfert fluide** e t **sécurisé** pour le patient. Grâce à cette innovation, chaque manœuvre devient plus précise et confortable, offrant à la fois ergonomie, sécurité et efficacité pour un environnement hospitalier plus pratique et performant.

Spécificités techniques

TRC2-S-EZ

CHAISE DE TRANSFERT MOTORISEE I-MOVE 2 EZ-GO

PACK - ÉQUIPEMENT

Equipement	Accoudoirs ergonomiques escamotables - Repose-pieds coulissant anti-dérapant - Porte dossier patient - Panier à effets

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	56 kg

DIMENSIONS

Longueur	109 cm
Largeur	75 cm
Hauteur	100 cm
Garde au sol	13 cm
Hauteur de la poignée de poussée	100 cm
Longueur barre de poussée	2 x 13 cm
Diamètre barre de poussée	3 cm
Inclinaison barre de poussée	9° par rapport au sol
Support dossier patient	6 cm

ASSISE

Largeur	46 cm
Profondeur	45 cm
Hauteur assise par rapport au sol	55 cm
Epaisseur assise	5 cm
Hauteur repose-pieds / assise	40 cm

DOSSIER

Largeur	46 cm
Epaisseur dossier	5 cm

REPOSE-PIEDS

Longueur	40 cm
Largeur	43 cm
Epaisseur	1 cm

ACCOUDOIRS

Longueur	53 cm
Largeur	10 cm
Epaisseur	5 cm
Hauteur accoudoir par rapport au sol	69 cm
Matière	Polyuréthane

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Mousse Haute Résilience
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Matière Housse	Jersey enduit PVC
Châssis	Structure acier époxy
Poignées	Barre de poussée en métal intégrée au châssis

TYPE

Type de freinage	Freinage centralisé sur 2 roulettes arrières et 2 roulettes avants pivotantes

PIÈTEMENT

Diamètre roues	Avant : 125 / Arrière : 300 mm

MOBILITÉ

Fonctionnement	Commande par poignée rotative avec accélération progressive de la vitesse (côté pieds)
Roue motorisée - Diamètre	200 mm
Roue motorisée - Matière	Gomme du pneu anti-traces
Puissance	288 W
Pente maximum admisible	Pente supérieure à 10% ou pente descendante maximum 10°
Temps de réaction de la commande de freinage	0,5 secondes
Type batterie	Batteries rackables lithium sans effet mémoire
Autonomie	55 km en utilisation mixte - 18 km avec charge maximale admissible
Temps de charge	5 heure
Consommation au repos	Consommation de led : 0,03 kWh
Consommation en fonction	180 Wh
Consommation en charge	117 Wh
Equipement	Fourni avec 1 batterie et un chargeur externe

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	135 kg
CFS	200 kg

INDICE DE PROTECTION

Moteurs	IPX5

CONFIGURATION

Nombre de supports pour Tige Porte-Sérum	2

COLORIS

Revêtement - Tissu	Vert - Orange - Bleu

RÈGLEMENTATION

Classe Dispositif Médical	Classe I
Marquage CE	Oui
Règlement Européen (UE 2017/745)	Oui

CLASSEMENT FEU

Motorisation	V0
Housse	M2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Freinage centralisé accessible en position debout par l'accompagnateur - Protection antichocs



NOS EXCLUSIVITÉS

EASY MOV' ® · EASY CLIP ® · EASY CLEAN ® · LIBÉRATION D'ESPACE

NOS POINTS FORTS

- Configurable
- Confort
- Confort et Sécurité adaptés
- Robustesse
- Logistique optimisée

CE MD



OPTIONS & ACCESSOIRES

Options

SÉCURITÉ

OPTION MONNAYEUR À PIÈCE DE 1€ OU ÉQUIVALENT

TROMO-EP



SÉCURITÉ

MONNAYEUR À JETON SPÉCIFIQUE

TROMO-EJ



PORTE-CONTENANT

OPTION PORTE OBUS

TROSO2



PORTE-CONTENANT

CROCHETS PORTE SACS

OPTC-50007



CONFORT

OPTION REPOSE TETE POUR SIEGE I-MOVE

OPTC-50002



CONFORT

PRÉ-ÉQUIPEMENT POUR REPOSE JAMBES - POUR I-MOVE STANDARD

OPTC-50003



CONFORT

ARCEAU ANTIVOL - AVEC 2 CROCHETS PORTE SÉRUM (INCOMPATIBLE TIGE PORTE SÉRUM)

OPTC-50006



CONFORT

SYSTEME ANTISTATIQUE POUR I-MOVE 2

OPTC-50008



Accessoires

COMMANDES ÉLECTRIQUES

BATTERIE SUPPLÉMENTAIRE

ACTC-90003



SÉCURITÉ

CEINTURE DE SÉCURITÉ POUR BRANCARDS, CHAISES ET FAUTEUILS

ACC-CTP



SÉCURITÉ

JETON SPÉCIFIQUE SUPPLÉMENTAIRE

JETON



SÉCURITÉ

DEPART SUR PIEDS POUR SYSTEME DE CONSIGNE DES SIEGES I-MOVE

ACTC-90001



SÉCURITÉ

PLATINE DE FIXATION MURALE

ACTC-90004

TPS SUR STRUCTURE

TIGE PORTE SÉRUM AMOVIBLE 2 CROCHETS - RÉGLAGE PAR MOLETTE

ACAM-90007



TPS SUR STRUCTURE

TIGE PORTE SÉRUM AMOVIBLE 4 CROCHETS - RÉGLAGE PAR MOLETTE

ACAM-90008



PORTE-CONTENANT

SYSTEME DE MAINTIEN DE LA BOUTEILLE A OXYGENE

ACTB-90013



IDENTIFICATION

PLAQUE D'IDENTIFICATION GRAVÉE

ACC-ID



CONFORT

REPOSE JAMBE RÉGLABLE

ACTC-90002




Une maintenance préventive qui s'adapte à vous

La maintenance des dispositifs médicaux n'est pas seulement une **obligation technique**, mais aussi une **responsabilité légale** et réglementaire de l'établissement.

Elle repose sur :

- Une politique claire
- Des procédures de traçabilité
- L'utilisation de pièces conformes
- Et la qualification du personnel



Les avantages de la maintenance préventive



LES AVANTAGES D'UNE MAINTENANCE RÉGULIÈRE DE VOS ÉQUIPEMENTS

- Plus de performance : disponibilité maximale du parc.
- Plus de qualité : un service fiable et continu.
- Moins de dépenses : réduction des coûts de réparation.
- Moins de pannes : continuité assurées.



ALLONGER LA DURÉE DE VIE DE VOS ÉQUIPEMENTS & GARANTIR LA SÉCURITÉ

Nos programmes de maintenance sont pensés pour :
- Exploiter pleinement les performances de vos équipements.
- Assurer des contrôles réguliers et des diagnostics fiables.
- Préserver la sécurité des patients, résidents et soignants.
- Maintenir la conformité réglementaire de votre établissement.



UN BUDGET SOUS CONTRÔLE

Nos solutions de maintenance vous aident à :
- Anticiper vos dépenses.
- Eviter les coûts imprévus.
- Optimiser vos investissements en toute transparence.



DES PIÈCES CERTIFIÉES POUR UNE FAISABILITÉ DURABLE

Toutes nos interventions sont réalisées avec des pièces d'origine, testées et validées garantissant :
- La sécurité maximale lors de l'utilisation de vos équipements.
- Le respect strict des normes réglementaires.
- La longévité et la fiabilité de vos lits, matelas et accessoires.

Nos prestations de maintenance préventive



UN INTERLOCUTEUR UNIQUE POUR UNE SOLUTION COMPLÈTE

De l'avant-vente à l'après-vente, nous vous accompagnons à chaque étape.

Grâce à une **analyse précise** de vos besoins, nous mettons en place un **support technique** sur-mesure, fondé sur une **collaboration durable** et **efficace**.

DES EXPERTS À VOS CÔTÉS

Nos techniciens et ingénieurs, régulièrement formés aux dernières innovations, vous assurent :
• Un service réactif et de haute qualité.
• Une installation professionnelle de vos équipements.
• La formation complète de vos équipes, directement sur site.

NOS TECHNICIENS RÉALISENT UNE VÉRIFICATION COMPLÈTE

• Contrôle mécanique : assemblage, articulations, freins, verrouillages.
• Contrôle éléctronique : composants, commandes, capteurs.
• Points de sécurité : barrières, systèmes de blocage, dispositifs de protection.
• Lubrification : regraissage de tous les points de pivot.
• Tests éléctriques : réalisés conformément aux normes en vigueur.
Chaque opération (contrôle, réglage, remplacement) est consignée dans le rapport de maintenance du technicien.

REMISE EN ÉTAT DU PARC

A l'issue de la visite, notre service de maintenance préventive vous enverra par mail le **rapport de maintenance** complété pour chaque équipement.
Les **fiches d'intervention** sont transmises à votre interlocuteur HAcare qui établit les devis nécessaires pour les réparations ou remplacements.

Vous disposez ainsi d'un **suivi complet** et **transparent** de la **maintenance** de votre parc.

Résultat : un processur clair et tracé, qui garantit la sécurité, la conformité et la disponibilité de vos équipements.

BMB MEDICAL

ZAC de Fourquevaux 100 Avenue de Formans
01600 - TRÉVOUX

Tél +33 (0)1 42 84 01 15
adv.bmb@hacare.com

Nathalie BERTHOLON
Responsable Ventes France
n.bertholon@hacare.com
07 64 81 05 67

Administration des ventes
adv.bmb@hacare.com
+33 (0)1 42 84 01 15



Xavier BLOSSEVILLE
Nord - Paris - Normandie
x.blosseville@hacare.com
07 69 89 54 65



Léa BONETAT
Centre
l.bonetat@hacare.com
07 67 85 57 54



Rémi BONSIGNOUR
Corse
r.bonsignour@syneris-sante.com
06 77 65 71 28

Victoire BOUTET
Rhône Alpes, PACA
v.boutet@hacare.com
06 27 86 57 87

Yoann GASTARD
Bretagne
contact@medical-service.net
06 62 15 69 00



Éric GUILLAUD
Grand Est
e.guillaud@hacare.com
06 14 21 12 22

Béatrice PAZZINI
Aquitaine
sud.ouest.hospitalier@wanadoo.fr
05 56 34 81 93

MEDICAL

1860

MKT-26-PO-HOP-TRA-TRA-CHT-IMMS2-FR
2026