HAcare MEDICAL 1860

HÔPITAL

ALLIBERT MEDICAL



ARMOIRES À PHARMACIE ARMOIRE FERMÉE À RIDEAU - MM3 (LOGIST'ALLI)

EASY MOV'® SOFT SOUND® EASY CLIP® NO KEY CONCEPT®

Soins et équipements de service - Salle de préparation des soins

greenly 2024 Or Climate Strategy Rating TOP 5%

MKT-26-PO-HOP-SES-SPS-ARP-LARM-FR 06/11/2026

Sommaire

HAcare Médical, spécialiste des dispositifs médicaux depuis 1860 3

Nos engagements 4

Choisir l'économie circulaire 5

Matériaux recyclables 6

Certifications 7

Armoires à pharmacie Hôpital Salle de préparation des soins 8

Nos exclusivités

- EasyMov et la 5e roue motorisée 10
- Soft Sound 11
- Easy Clip 12
- No key concept 13

Nos points forts

- Un rideau amovible pour protéger et verrouiller (Rideau) 15
- Optimiser le stockage (P60) 16
- Faciliter le nettoyage (Easy CLEAN) 17

Les caractéristiques

- Mobilité 19
- Sécurité 20
- Configurable 21
- COMPOSANTS : Tiroirs ..... 22 - 23
- COMPOSANTS : Bac à lèvres ..... 24 - 25
- COMPOSANTS: Étagères ..... 26 - 27
- COMPOSANTS : Plateau bac journalier (BJMM/BJGM) ..... 28 - 29
- COMPOSANTS : Cassette 30

Spécificités techniques 31

Options, Accessoires, Composants & Nuancier 40

Une maintenance préventive qui s'adapte à vous 55


Les avantages de la maintenance préventive 56

Nos prestations de maintenance préventive 57



HAcare Médical, spécialiste des dispositifs médicaux depuis 1860

Chez HAcare, nous concevons, fabriquons et distribuons des dispositifs médicaux et des solutions de mobilier médical innovant et durable, pensées pour améliorer le quotidien des patients comme des professionnels de santé.











Les engagements éco-responsables du groupe HAcare

Le groupe HAcare s’engage pour une **orientation industrielle éco-responsable**

Dans sa stratégie de développement durable, le groupe HAcare a défini une liste de **6 engagements** qui guident ses **actions et décisions** depuis la création du groupe et pour les années à venir.

Des indicateurs ont été mis en place pour chaque engagement.

Nos 6 engagements

- Une production Made in France
- L’utilisation de ressources renouvelables
- Intégration de l’économie circulaire dans tout nouveau développement produit
- Des achats responsables (suivi qualité fournisseurs)
- Des actions au quotidien pour le respect et la protection de l’environnement
- Une lutte contre les TMS, et les nuisances sonores à travers nos produits

Choisir l’économie circulaire



Les produits finis HAcare sont recyclables au travers d’un circuit de récupération chez le client final, pour recyclage avec notre fournisseur partenaire. Le bois ne pouvant être recyclé à l’infini car ses fibres deviennent trop petites ou s’épuisent, les déchets de bois sont alors récupérés et transformés en énergie verte.



Les panneaux en fibre végétale utilisés dans la fabrication des produits du groupe HAcare sont 100% bois de réemploi. Chaque produit fini HAcare porte un indice révélant la part de fibre végétale contenue.



Le recyclage est la pratique consistant à récupérer les matériaux usagés du flux de déchets, puis à incorporer ces mêmes matériaux dans le processus de fabrication. Chaque produit fini HAcare porte un indice révélant la part de matière recyclée contenue.



Matériaux recyclables

Les produits finis HAcare sont recyclables à 95%. Par exemple, le lit médicalisé HAcare est entièrement recyclable sauf les roues et les moteurs. Chaque lit est démontable pour récupérer séparément chaque matériau : fibre végétale, métal, plastique.

FIBRE VÉGÉTALE



Le bois de réemploi


Les panneaux en fibre végétale utilisés dans la fabrication des produits du groupe HAcare sont :

100% en bois de réemploi

Le réemploi est un des procédés respectueux de l'environnement. Il s'agit par exemple de restes d'entreprises de transformation du bois (par exemple, les restes de scieries, les chutes de production...). Mais aussi de sous-produits d'activités telles que la gestion forestière durable et l'entretien des talus.

100% bois certifié FSC

Recyclables avec un fournisseur partenaire qui, en exclusivité mondiale et depuis 2021, recycle les panneaux MDF et HDF.Pas de consommation d'eau, ni d'énergie verte **biomasse**.



Le métal

Toutes les composantes en métal sont **recyclables** et réutilisables, et ce, **à l'infini**. Une fois le métal trié, il est compressé, broyé, laminé et fondu. Il est ensuite remoulé sous forme de bobines, de barres ou de fils pour la réutilisation. Ce procédé peut se faire sans fin !

Le recyclage des métaux présente de **nombreux avantages**. Il préserve les ressources naturelles en réduisant les besoins en matériaux vierges, diminue la consommation d'énergie et les émissions de **gaz à effet de serre**.



Le plastique recyclé

Au sein des usines de recyclage, les déchets (re) deviennent une **matière secondaire** grâce à différents processus : broyage, micronisation, régénération des matières plastiques.

Le plastique recyclé sera alors revendu aux industriels de la **plasturgie** sous forme de **paillettes**, de poudre ou encore de **granulés**.

Certifications



MANAGEMENT ET SATISFACTION CLIENT
ISO 9001

DISPOSITIF MÉDICAL
ISO 13485

GOLD | Top 5%
ecovadis
Sustainability Rating
MAY 2026

greenly
2024
Or
Climate Strategy Rating
TOP 5%

ARMOIRES À PHARMACIE HÔPITAL

Salle de préparation des soins

Armoire fermée à rideau - MM3 (LOGIST'ALLI)





NOS EXCLUSIVITÉS


NOS EXCLUSIVITÉS

EasyMov et la 5e roue motorisée

Dans un environnement hospitalier en constante tension, la manipulation de charges lourdes et le déplacement de brancards représentent des défis quotidiens pour les équipes médicales. Entre la saturation des services et l'étroitesse des couloirs, les risques de Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) pour le personnel et d'inconfort pour les patients sont accrus. C'est pour répondre à ces enjeux de santé au travail et de qualité de prise en charge qu'a été développée la solution de transport assisté.

Motorisation avec la 5e roue

La **motorisation**, associée à une **5e roue pivotante,** offre une grande **maniabilité**. Elle **facilite** les **déplacements** avec sa **batterie escamotable**, **sécurisée à clé**, ses **20 km d'autonomie**, et sa **gâchette avant / arrière** équipée d'un **électro-frein.**




NOS EXCLUSIVITÉS

Soft Sound

Au cours des 40 dernières années, le niveau moyen de bruit dans les hôpitaux a augmenté de 15 décibels (dB), atteignant des niveaux d'environ 70 dB, bien au-dessus de la limite recommandée par l'OMS qui est de 35 dB pour un environnement de soins. Les produits HAcare sont conçus pour lutter contre les nuisances sonores. L'objectif est de réduire de 20dB avec l'ajout d'amortisseurs sur toutes les structures roulantes et brancardables.

Lutter contre les nuisances sonores

Support **anti-vibratoire, amortisseur** haute performance : pour des **déplacements** fluides, **silencieux** et confortables, même en passage de seuil ou sortie d'ascenseur. Les **nuisances sonores diminuent** significativement.




NOS EXCLUSIVITÉS

Easy Clip

Dans un environnement de soins où chaque seconde compte et où l'espace est souvent limité, l'optimisation de la surface de soins devient un enjeu stratégique pour améliorer l'efficacité des équipes soignantes et la sécurité des patients. Le concept EasyClip® a été conçu pour répondre à ces contraintes avec une approche à la fois ergonomique, intuitive et modulable.

Optimiser la surface de soins

La **fixation des accessoires** se fait en un geste, sans aucun outil, offrant un gain de temps immédiat. Les **accessoires**, entièrement **modulables**, s'adaptent à chaque besoin et à chaque situation de soin, pour un **travail plus fluide** et **efficace** au quotidien.



NOS EXCLUSIVITÉS

No key concept

Le verrouillage des chariots de soins est essentiel pour garantir la sécurité des produits de santé et la traçabilité des actes. Qu'il soit à clé, électronique ou par scellé, il protège le contenu contre tout accès non autorisé et limite les risques d'erreur ou de vol. Adapté aux exigences hospitalières, ce système de sécurité assure un accès rapide et contrôlé aux soignants autorisés, renforçant la conformité, la confidentialité et la sérénité dans les services de soins.

Sécuriser le stockage

Serrures **électroniques à digicode, RFID** ou par **simple clé** pour une **sécurité adaptée** à chaque usage. Le **RFID** offre un **accès rapide** et **sécurisé**, limitant l'accès aux **personnels autorisés**. Traçabilité, fiabilité et praticité au quotidien.





NOS POINTS FORTS

NOS POINTS FORTS

Un rideau amovible pour protéger et verrouiller (Rideau)



Le chariot de dispensation est équipé d'un **rideau amovible** constitué d'ondulations marquées qui **coulisse** très facilement dans une glissière très large avec possibilité de **préhension** à **tous les niveaux** ce qui contribue à lutter contre les TMS.

Le **rideau protège** le contenu du chariot des **regards** indiscrets (confidentialité lors de la dispensation), de la **lumière** et des **UV**, préservant ainsi la **qualité** et la **confidentialité** de la dispensation.

Grâce au système de **verrouillage centralisé**, l'ouverture et la fermeture se font **en un seul geste**, simplifiant le travail du personnel tout en renforçant la **sécurité**.

Optimiser le stockage (P60)




Le mobilier médical **à rideau** HACARE s'adapte à chaque usage grâce à un **large choix** d e **composants modulables**. Il optimise le stockage par **verticalisation** avec le concept P60 et P80, en offrant une **grande capacité** de rangement.

Selon votre organisation, les mobiliers à rideau privilégie soit la **capacité des composants**, soit la **quantité de composants.**

La possibilité de choix du sommier offre un **large choix** de **composants** qui permettent une organisation claire, optimisée et efficace.

Il assure un **espace de travail pratique**, évolutif et **performant** au quotidien, répondant aux besoins des équipes soignantes.

Faciliter le nettoyage (Easy CLEAN)



EASY CLEAN

Grâce à la solution **EasyClean®**, le **nettoyage** du mobilier médical devient **simple**, rapide et **efficace**. Le **plateau amovible** sans outil, donne un **accès total** aux surfaces à nettoyer, elles aussi amovibles.

Résultat : un **lavage intégral** en un minimum de temps, une **hygiène irréprochable**, et un vrai **gain de temps** pour le personnel soignant.



LES CARACTÉRISTIQUES

Mobilité



EasyMOV

Conçu pour allier confort d'utilisation et performance, notre mobilier médical offre une **maniabilité optimale** grâce à son système d'**amortisseur intégré**. Cette technologie **absorbe les vibrations** et irrégularités du sol, garantissant un **déplacement** fluide, **sécurisé** et **sans effort**, même en environnement hospitalier exigeant.

La **poignée d'aide à la poussée** facilite la **prise en main**.

Chaque mouvement est facilité, réduisant la fatigue et préservant la santé des utilisateurs au quotidien.


Pensé pour **limiter les troubles musculo-squelettiques** (TMS), il permet aux soignants de travailler dans de meilleures conditions ergonomiques, tout en assurant la sécurité et la stabilité du matériel transporté.



Choix de roulettes

Le mobilier médical s'adapte à chaque environnement grâce au **choix de roulettes** de 75 mm ou 125 mm, permettant l'**optimisation** entre ajustement de la **hauteur de surface** de travail et le **confort de déplacement**.

Les **deux freins avant**, facilement accessibles au pied, assurent une **stabilité parfaite** lors des soins ou des préparations, renforçant la **sécurité** du mobilier et la confiance des soignants dans leurs gestes.



Poignées d'aide à la poussée

Conçu pour allier confort d'utilisation et performance, notre mobilier médical offre une **maniabilité optimale** et une **bonne prise en main** grâce à sa **poignée d'aide à la poussée**.

Son système d'amortisseur intégré facilite les déplacements.

Chaque **mouvement** est **fluide**, réduisant la fatigue et préservant la santé des utilisateurs au quotidien.

Pensé pour **limiter les troubles musculo-squelettiques** (TMS), il permet aux soignants de travailler dans de meilleures conditions ergonomiques, tout en assurant la sécurité et la stabilité du matériel transporté.

Sécurité



Verrouillage par digicode

La **serrure à digicode** offre une **sécurité optimale** et u n e **gestion simplifiée des accès** au mobilier médical. Contrairement aux clés, Le code garantit un verrouillage fiable et rapide, limitant les risques de perte ou de duplication.

Elle permet un **contrôle précis de l'accès** aux médicaments et dispositifs médicaux, tout en améliorant la **traçabilité** et la **confidentialité**. Idéale pour les environnements hospitaliers exigeants, elle allie praticité, sécurité et conformité aux protocoles de soins.



Verrouillage RFID

Le **verrouillage RFID** assure une sécurité optimale et u n **accès maîtrisé** au mobilier médical. Grâce à un **badge** ou une **carte nominative**, chaque ouverture est simple, rapide et **traçable**. Elle renforce la **confidentialité**, limite les accès non autorisés et s'adapte parfaitement aux environnements hospitaliers exigeants, où la fluidité et la fiabilité des gestes sont essentielles. Un système moderne, sûr et ergonomique, pour une **gestion simplifiée** et un **contrôle optimal** du matériel médical.



Verrouillage à clé

Le **verrouillage à clé** sur le mobilier médical garantit une **sécurité** fiable et accessible pour le stockage des médicaments et équipements sensibles. **Simple à utiliser**, il limite les accès non autorisés tout en offrant une **solution robuste** et **éprouvée**. Idéal pour les environnements hospitaliers exigeants, il assure la **protection du contenu**, renforce la **confidentialité** et contribue à la conformité aux **protocoles de sécurité**. Une solution pratique et efficace pour sécuriser le matériel au quotidien et faciliter le travail des équipes soignantes.


LES CARACTÉRISTIQUES

Configurable



Une modularité pour une grande capacité de stockage

Le mobilier **modulable** HACARE permet de **verticaliser** le **stockage** et d'**optimiser** chaque **mètre carré**, même dans les espaces contraints. Grâce au **système P60/P80**, les équipes **mixent** librement **plateaux** BJMM/BJGM, trois hauteurs de **tiroirs** et trois hauteurs de **bacs à lèvres**. Une organisation **flexible**, **compacte** et parfaitement adaptée aux besoins des services de soins.



Choisir les composants pour un mobilier médical sur mesure

Configurez votre mobilier médical selon vos **besoins** grâce à un large choix de **composants modulaires**. Créez une **solution sur mesure,** parfaitement adaptée à vos usages quotidiens. Chaque élément est pensé pour **optimiser** votre organisation, votre **confort** de travail et l'**efficacité** des soins, tout en garantissant une ergonomie optimale. Une personnalisation complète pour un **mobilier évolutif, durable** et en parfaite adéquation avec les exigences de votre service.



Choisir les configurations "type"

Grâce à **notre expertise** en mobilier médical, nous concevons pour vous des **configurations "type"** pensées pour chaque usage. Sélection rigoureuse de **composants** et d'**accessoires**, agencement optimisé, ergonomie et confort d'utilisation : tout est étudié pour répondre aux besoins spécifiques de chaque service. **Notre équipe vous accompagne** pour définir la configuration la plus adaptée à vos pratiques, en alliant fonctionnalité, durabilité et efficacité au quotidien.



Choisir les couleurs du mobilier médical

Personnalisez votre environnement hospitalier en choisissant parmi une large **gamme de coloris**. Idéal pour **différencier** les **espaces par service** ou par usage et **faciliter l'orientation** du personnel soignant et des patients.

COMPOSANTS : Tiroirs




Les **tiroirs jointifs protègent** le contenu des tiroirs **des regards** indiscrets, de la **lumière** et des **UV**, préservant ainsi la qualité et la **confidentialité** des produits stockés.

Grâce au système de **verrouillage centralisé**, l'ouverture et la fermeture se font en **un seul geste**, simplifiant le travail du personnel tout en renforçant la sécurité.
Les **tiroirs amovibles** peuvent être **nettoyés en autoclave**, les **angles rayonnés** facilitent le nettoyage.
Une solution pratique et fiable pour conjuguer protection, efficacité et sérénité au quotidien.


LES CARACTÉRISTIQUES

COMPOSANTS : Tiroirs



Les tiroirs ergonomiques


Le mobilier médical s'**adapte** à chaque organisation de soins grâce à ses **configurations personnalisables**. Choisissez parmi 3 hauteurs de tiroirs et **composez librement** l'aménagement intérieur selon vos besoins.



Les bacs de séparation


Le mobilier médical s'adapte à **chaque organisation** de soins grâce à ses **configurations personnalisables.** Choisissez parmi 3 hauteurs de tiroirs et composez librement l'**aménagement intérieur** selon vos besoins avec les **bacs de séparation.**

Une conception **flexible** et **évolutive** qui permet d'**optimiser l'espace,** d'améliorer l'ergonomie et de rendre chaque poste de soin plus fonctionnel au quotidien.



Les séparateurs

Composez librement l'**aménagement intérieur** selon vos besoins grâce aux bacs de séparations et aux **séparateurs**, **peignes de séparation**, boites de subdivision qui isolent chaque élément de soin pour une **plus grande sécurité**. Une **conception flexible** et **évolutive** qui permet d'**optimiser l'espace**, d'améliorer l'ergonomie et de rendre chaque poste de soin plus fonctionnel au quotidien.



Les porte-étiquettes et étiquettes

Les porte-étiquettes sur les tiroirs du mobilier médical facilitent l'**identification rapide** et précise du contenu, **réduisant les erreurs** et optimisant l'**organisation des soins**. Ils permettent un **repérage c l a i r** des médicaments, dispositifs médicaux ou fournitures, améliorant ainsi l a **productivité** et la **fluidité du travail** des équipes. Adaptables et **modulables**, ils contribuent à un environnement de soins structuré et **sécurisé**, tout en **simplifiant** la **gestion quotidienne** du matériel et en renforçant l'efficacité et la sécurité des interventions.

COMPOSANTS : Bac à lèvres








Composez librement l'**aménagement intérieur** du bac à lèvres selon vos besoins grâce aux **peignes de séparation** qui isolent chaque élément de soin pour une plus grande sécurité.

Une **conception flexible** et évolutive qui permet d'optimiser l'espace.

Plusieurs modèles pour créer votre propre organisation.

COMPOSANTS : Bac à lèvres



Choisir son Bac à lèvres

Les bacs à lèvres **pleins ou ajourés**, **transparents**, offrent une **solution de stockage** sécurisée et hygiénique pour le mobilier médical. leur conception fermée limite les risques de contamination des liquides tout en permettant de **visualiser** rapidement le contenu. **Facile à nettoyer**, il assure durabilité et praticité au quotidien. Adaptable à **toutes** les structures, il optimise l'organisation des instruments et consommables, tout en facilitant le travail des équipes soignantes. Léger et robuste, il combine sécurité, ergonomie et efficacité. Disponible en **3 hauteurs** pour optimiser le stockage.



Bac à lèvres plein et ajouré


Le bac à lèvres, mode de rangement universel et normé, est doté d'une **gorge arrière** pour **suspension**, et crée ainsi une **zone isolée** limitant la contamination des liquides. **Transparent** pour un **repérage rapide** du contenu, il peut être ajouré pour plus de légèreté. Il s'adapte à **toutes** les **structures** et se **nettoie facilement,** offrant une solution pratique, hygiénique et fonctionnelle pour l'organisation et la sécurité des soins. Disponible en **3 hauteurs** pour optimiser le stockage.



Les porte-étiquettes et étiquettes


Les porte-étiquettes sur les tiroirs du mobilier médical facilitent l'**identification rapide** et précise du contenu, **réduisant les erreurs** et optimisant l'**organisation des soins**. Ils permettent un **repérage clair** des médicaments, dispositifs médicaux ou fournitures, améliorant ainsi la **productivité** et la **fluidité du travail** des équipes. Adaptables et **modulables**, ils contribuent à un environnement de soins structuré et **sécurisé**, tout en **simplifiant** la **gestion quotidienne** du matériel et en renforçant l'efficacité et la sécurité des interventions.

COMPOSANTS: Étagères



L'**étagère** modulable offre un **espace** de **rangement** pratique et accessible pour le mobilier médical. Conçue pour **optimiser** l'**organisation** des instruments et consommables, elle facilite le travail quotidien des équipes soignantes. Robuste et stable, elle supporte divers équipements tout en restant **facile à nettoyer**, garantissant hygiène et durabilité. **Adaptable** à différentes configurations, elle permet de **structurer** efficacement l'espace de soins, offrant un **accès rapide** au matériel essentiel et contribuant à un environnement de travail fluide, sécurisé et ergonomique.


COMPOSANTS: Étagères



Les bacs de séparation


Le mobilier médical s'adapte à **chaque organisation** de soins grâce à ses **configurations personnalisables.** Choisissez parmi 3 hauteurs de tiroirs et composez librement l'**aménagement intérieur** selon vos besoins avec les **bacs de séparation.**

Une conception **flexible** et **évolutive** qui permet d'**optimiser l'espace,** d'améliorer l'ergonomie et de rendre chaque poste de soin plus fonctionnel au quotidien.



Les séparateurs


Composez librement l'**aménagement intérieur** selon vos besoins grâce aux bacs de séparations et aux **séparateurs**, **peignes de séparation**, boites de subdivision qui isolent chaque élément de soin pour une **plus grande sécurité**. Une **conception flexible** et **évolutive** qui permet d'**optimiser l'espace**, d'améliorer l'ergonomie et de rendre chaque poste de soin plus fonctionnel au quotidien.



Les porte-étiquettes et étiquettes

Les porte-étiquettes sur les tiroirs du mobilier médical facilitent l'**identification rapide** et précise du contenu, **réduisant les erreurs** et optimisant l'**organisation des soins**. Ils permettent un **repérage clair** des médicaments, dispositifs médicaux ou fournitures, améliorant ainsi la **productivité** et la **fluidité du travail** des équipes. Adaptables et **modulables**, ils contribuent à un environnement de soins structuré et **sécurisé**, tout en **simplifiant** la **gestion quotidienne** du matériel et en renforçant l'efficacité et la sécurité des interventions.

COMPOSANTS : Plateau bac journalier (BJMM/BJGM)





Les plateaux **7 piluliers BJMM** ou **BJGM** permettent une **dispensation nominative** claire et organisée pour chaque patient. Fonctionnels et modulables, ils peuvent être **complétés** par un ou plusieurs **tiroirs** destinés au traitement « **si besoin** » ou au **rangement** du petit **matériel** médical (tensiomètre, gants, consommables...). Une solution pratique pour optimiser la préparation et la distribution des traitements au quotidien.

LES CARACTÉRISTIQUES

COMPOSANTS : Plateau bac journalier (BJMM/BJGM)



Les porte-étiquettes et étiquettes

Les porte-étiquettes sur les tiroirs du mobilier médical facilitent l'**identification rapide** et précise du contenu, **réduisant les erreurs** et optimisant l'**organisation des soins**. Ils permettent un **repérage clair** des médicaments, dispositifs médicaux ou fournitures, améliorant ainsi la **productivité** et la **fluidité du travail** des équipes. Adaptables et **modulables**, ils contribuent à un environnement de soins structuré et **sécurisé**, tout en **simplifiant** la **gestion quotidienne** du matériel et en renforçant l'efficacité et la sécurité des interventions.

COMPOSANTS : Cassette



COMPOSANTS : Cassette

La cassette sécurisée offre un **espace de stockage** fixe et **inviolable**, idéal pour les produits sensibles. Son système de **verrouillage**, possible à n'importe quelle hauteur, garantit une protection renforcée et un **accès contrôlé** en toutes circonstances. Conçue pour accueillir des contenus dangereux ou toxiques, elle renforce la **sécurité** du personnel et des patients tout en assurant une organisation fiable et conforme aux exigences hospitalières.

Spécificités techniques

PP-L60015-V1

ARMOIRE BASSE LOGISTALLI M3 - F600 15G - EQUIPE V1

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	42,7 kg
Poids Total Pack	67,3 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

DIMENSIONS

Largeur	72,8 cm
Profondeur	58,6 cm
Hauteur plateau	157,3 cm
Façade	F600
Hauteur	160,2 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Structure Plateau	ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés
Caisson	Fibres végétales
Façade	Rideau en PP blanc
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Matière	Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre
Sommier / Glissière	ABS noir

PIÈTEMENT

Type de piétement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	150 kg

COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	15G
Type de sommier	Mixte en standard et BJMM en option
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	15
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	14
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	15
Sommier BJMM : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	19
Sommier BJMM : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	19

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db

COMPOSITION

- 2 étagères
- 1 tiroir à toxique hauteur 155
- 8 tiroirs hauteur 075
- 1 tiroir hauteur 235



15G

NOS EXCLUSIVITÉS

EASY MOV'® · SOFT SOUND® · EASY CLIP® · NO KEY CONCEPT®

NOS POINTS FORTS

- Rideau
- P60
- Easy CLEAN

Spécificités techniques

PP-L60020-V1

ARMOIRE LOGISTALLI M3 - F600 20G - EQUIPE V1

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	52,5 kg
Poids Total Pack	69,17 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

DIMENSIONS

Largeur	69,8 cm
Profondeur	56,8 cm
Façade	F600
Hauteur	196 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson	Fibres végétales
Façade	Rideau en PP blanc
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	ABS noir

PIÈTEMENT

Type de piétement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	150 kg

COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	20G
Type de sommier	Mixte en standard et BJMM en option
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	20
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	19
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	20
Sommier BJMM : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	26
Sommier BJMM : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	26

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db

COMPOSITION

- 7 bacs à lèvres transparents hauteur 100 pleins
- 3 bacs à lèvres transparents hauteur 200 ajourés



20G

NOS EXCLUSIVITÉS

EASY MOV' ® · SOFT SOUND ® · EASY CLIP ® · NO KEY CONCEPT ®

NOS POINTS FORTS

- Rideau
- P60
- Easy CLEAN

Spécificités techniques

PP-L60020-V2

ARMOIRE LOGISTALLI M3 - F600 20G - EQUIPE V2

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	52,5 kg
Poids Total Pack	75 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

DIMENSIONS

Largeur	69,8 cm
Profondeur	56,8 cm
Façade	F600
Hauteur	196 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson	Fibres végétales
Façade	Rideau en PP blanc
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	ABS noir

PIÈTEMENT

Type de piétement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	150 kg

COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	20G
Type de sommier	Mixte en standard et BJMM en option
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	20
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	19
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	20
Sommier BJMM : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	26
Sommier BJMM : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	26

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db

COMPOSITION

- 1 étagère
- 10 tiroirs hauteur 075
- 2 tiroirs hauteur 155



20G

NOS EXCLUSIVITÉS

EASY MOV' ® · SOFT SOUND ® · EASY CLIP ® · NO KEY CONCEPT ®

NOS POINTS FORTS

- Rideau
- P60
- Easy CLEAN

Spécificités techniques

MO-L60015

ARMOIRE BASSE LOGISTALLI M3 - F600 15G - À ÉQUIPER

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	42,7 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

DIMENSIONS

Largeur	72,8 cm
Profondeur	58,6 cm
Hauteur plateau	157,3 cm
Façade	F600
Hauteur	160,2 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Structure Plateau	ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés
Caisson	Fibres végétales
Façade	Rideau en PP blanc
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Matière	Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre
Sommier / Glissière	ABS noir

PIÈTEMENT

Type de piétement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	150 kg

COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	15G
Type de sommier	Mixte en standard et BJMM en option
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	15
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	14
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	15
Sommier BJMM : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	19
Sommier BJMM : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	19

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db



15G

NOS EXCLUSIVITÉS

EASY MOV' ® · SOFT SOUND ® · EASY CLIP ® · NO KEY CONCEPT ®

NOS POINTS FORTS

- Rideau
- P60
- Easy CLEAN

Spécificités techniques

MO-L60015-CODE

ARMOIRE BASSE LOGISTALLI M3 - F600 15G AVEC VERROUILLAGE CODE - À ÉQUIPER

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	43 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

DIMENSIONS

Largeur	72,8 cm
Profondeur	58,6 cm
Hauteur plateau	157,3 cm
Façade	F600
Hauteur	160,2 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Structure Plateau	ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés
Caisson	Fibres végétales
Façade	Rideau en PP blanc
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Matière	Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre
Sommier / Glissière	ABS noir

PIÈTEMENT

Type de piétement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	150 kg

COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	15G
Type de sommier	Mixte en standard et BJMM en option
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	15
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	14
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	15
Sommier BJMM : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	19
Sommier BJMM : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	19

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db



15G

NOS EXCLUSIVITÉS

EASY MOV' ® · SOFT SOUND ® · EASY CLIP ® · NO KEY CONCEPT ®

NOS POINTS FORTS

- Rideau
- P60
- Easy CLEAN

Spécificités techniques

MO-L60018

ARMOIRE LOGISTALLI M3 - F600 18G - À ÉQUIPER

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	51,9 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

DIMENSIONS

Largeur	69,8 cm
Profondeur	56,8 cm
Façade	F600
Hauteur	181 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson	Fibres végétales
Façade	Rideau en PP blanc
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	ABS noir

PIÈTEMENT

Type de piétement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	150 kg

COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	18G
Type de sommier	Mixte en standard et BJMM en option
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	18
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	17
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	18
Sommier BJMM : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	23
Sommier BJMM : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	23

CLASSEMENT FEU

Plastique	M4
Fibres végétales	D-s2d2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db



18G

NOS EXCLUSIVITÉS

EASY MOV'® · SOFT SOUND® · EASY CLIP® · NO KEY CONCEPT®

NOS POINTS FORTS

- Rideau
- P60
- Easy CLEAN

Spécificités techniques

MO-L60018-BJMM

ARMOIRE LOGISTALLI M3 - F600 18G BJMM - À ÉQUIPER



18G

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	52,9 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

DIMENSIONS

Largeur	69,8 cm
Profondeur	56,8 cm
Façade	F600
Hauteur	181 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson	Fibres végétales
Façade	Rideau en PP blanc
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	ABS noir

PIÈTEMENT

Type de piétement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	150 kg

COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	18G
Type de sommier	BJMM en standard
Sommier BJMM : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	23
Sommier BJMM : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	23

CLASSEMENT FEU

Plastique	M5
Fibres végétales	D-s2d3

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db

NOS EXCLUSIVITÉS

EASY MOV' ® · SOFT SOUND ® · EASY CLIP ® · NO KEY CONCEPT ®

NOS POINTS FORTS

- Rideau
- P60
- Easy CLEAN

Spécificités techniques

MO-L60020

ARMOIRE LOGISTALLI M3 - F600 20G - À ÉQUIPER

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	52,5 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

DIMENSIONS

Largeur	69,8 cm
Profondeur	56,8 cm
Façade	F600
Hauteur	196 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson	Fibres végétales
Façade	Rideau en PP blanc
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	ABS noir

PIÈTEMENT

Type de piétement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	150 kg

COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	20G
Type de sommier	Mixte en standard et BJMM en option
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	20
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	19
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	20
Sommier BJMM : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	26
Sommier BJMM : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	26

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db



20G

NOS EXCLUSIVITÉS

EASY MOV'® · SOFT SOUND® · EASY CLIP® · NO KEY CONCEPT®

NOS POINTS FORTS

- Rideau
- P60
- Easy CLEAN

Spécificités techniques

MO-LOA400

ARMOIRE LOGISTALLI F400 SOMMIER 20G

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	53,3 kg

DIMENSIONS

Largeur	44,5 cm
Profondeur	75 cm
Façade	F400
Hauteur	193,2 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson	Monobloc acier
Façade	Rideau en PP blanc
Roues	Bandage polyuréthane non tachant

PIÈTEMENT

Type de piétement	4 roulettes pivotantes dont 2 freinées à l'avant
Diamètre roues	125 mm

COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	20G
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	26
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	27



NOS EXCLUSIVITÉS

EASY MOV'® SOFT SOUND® EASY CLIP® NO KEY CONCEPT®

NOS POINTS FORTS

- Rideau
- P60
- Easy CLEAN



OPTIONS, ACCESSOIRES, COMPOSANTS & NUANCIER

Options

VERROUILLAGE SERRURES

VERROUILLAGE CENTRALISÉ PAR DIGICODE ÉLECTRONIQUE TACTILE LS100

OP-LS100



VERROUILLAGE SERRURES

VERROUILLAGE ELECTRONIQUE AVEC BADGE - POUR LOGISTALLI

OP-L3RFID



VERROUILLAGE SERRURES

VERROUILLAGE ELECTRONIQUE AVEC CODE - POUR LOGISTALLI

OP-L3CODE



VERROUILLAGE SERRURES

VERROUILLAGE MECANIQUE AVEC CLE - POUR LOGISTALLI

OP-L3CLE



VERROUILLAGE SERRURES

CLE PASS POUR SERRURE MECANIQUE - GAMME M3

OP-M3CLEPASS



VERROUILLAGE OPTIONS

KIT 10 BADGES RFID UTILISATEURS

OP-KIT-BADGES-RFID



VERROUILLAGE OPTIONS

KIT BATTERIE DE SECOURS POUR VERROUILLAGE ELECTRONIQUE

OP-KIT-BATTERIE



VERROUILLAGE OPTIONS

KIT PASSE USB POUR VERROUILLAGE A CODE ET RFID M3 - SANS CODE DE SECURITE

OP-KIT-PASSE-USB-RFID



VERROUILLAGE OPTIONS

KIT ADMINISTRATION POUR VERROUILLAGE ELECTRONIQUE

OP-KIT-ADMIN



VERROUILLAGE OPTIONS

KIT PASSE USB POUR VERROUILLAGE A CODE ET RFID M3 - AVEC CODE DE SECURITE

OP-KIT-PASSE-USB-CODE



OPTIONS ROUES

ROUE BLANCHE DIAMÈTRE 125 MM SIMPLE GALET ANTISTATIQUE

OP-ROUE125AS



OPTIONS ROUES

ROUE BLANCHE DIAMÈTRE 100 MM DOUBLE GALET - LOT DE 4

OP-ROUE100



OPTIONS ROUES

ROUE BLANCHE DIAMÈTRE 75 MM DOUBLE GALET

OP-ROUE075



ROUE MOTORISÉE

OPTION ROUE MOTORISÉE POUR MOBILIER MODULAIRE M3

OP-M3EZGO



ROUE MOTORISÉE

OPTION DÉBRAYAGE POUR ROUE MOTORISÉE SUR MOBILIER MODULAIRE M3

OP-M3DEB



POIGNÉES DE POUSSÉE

GRANDE POIGNÉE LATÉRALE NOIR VOLCANIQUE - GAMME M3

OP-POIGNEE-M3



POIGNÉES

2 POIGNÉES EN FACADE COLORIS NOIR VOLCANIQUE


OP-POIGNEEFAC



ÉQUIPEMENT

4 RAILS PORTE ACCESSOIRES POUR STOCKALLI


OP-RAIL-M3



ÉQUIPEMENT

4 RAILS PORTE ACCESSOIRES

OP-RAIL-ALLI-M3



AMÉNAGEMENT

OPTION SOMMIER BJMM POUR LOGISTALLI 15G

OP-L3-SOM-BJMM-15G



AMÉNAGEMENT

OPTION SOMMIER BJMM POUR LOGISTALLI 20G

OP-L3-SOM-BJMM-20G



Options

IDENTIFICATION

STICKER IDENTIFICATION PERSONNALISABLE - EN OPTION

OP-ID



Accessoires

PORTE-CONTENANT

BRIDE AVEC CROCHET (COMP. V1, V2 & M3)

AC-M77892



PORTE-CONTENANT

SUPPORT BAC À PLÂTRE SUR EASYCLIP (BAC TIROIR 1/2 HAUTEUR 155 NON INCLUS) (COMP. V2 & M3)

AC-SUPBACPLAT



PORTE-CONTENANT

BRIDE PORTE BLOUSE (COMP. V1, V2 & M3)

AC-M77929



PORTE-CONTENANT

ÉLÉMENT DE RANGEMENT LATÉRAL FILAIRE 2 ÉTAGES (SANS BAC) (COMP. V1, V2 & M3)

AC-M21021SC



PORTE-CONTENANT

ÉLÉMENT DE RANGEMENT LATÉRAL FILAIRE XL POUR BOÎTE À GANTS (COMP. V1, V2 & M3)

AC-BOGANXL



PORTE-CONTENANT

PORTE SAC POUBELLE 2 x JUSQU'A 20L DOUBLE FILAIRE (COMP. V2 & M3)

AC-M21066SI



PORTE-CONTENANT

DOSSIERS SUSPENDUS CARTON POUR CONTENEUR À DOSSIERS - QUANTITE 25

AC-1014236



PORTE-CONTENANT

ÉLÉMENT DE RANGEMENT LATÉRAL FILAIRE POUR BOÎTE À GANTS (COMP. V1, V2 & M3)

AC-BOGAN



PORTE-CONTENANT

POUBELLE 13L TRI SÉLECTIF (2X) (COMP. V1, V2 & M3)

AC-M77869



PORTE-CONTENANT

ÉLÉMENT DE RANGEMENT LATÉRAL FILAIRE 1 ÉTAGE (BAC 155 1/4 INCLUS)

AC-M21020SC155



PORTE-CONTENANT

ÉLÉMENT DE RANGEMENT LATÉRAL FILAIRE 1 ÉTAGE (BAC 075 1/4 INCLUS)

AC-M21020SC75



PORTE-CONTENANT

ÉLÉMENT DE RANGEMENT LATÉRAL FILAIRE 1 ÉTAGE (SANS BAC) (COMP. V1, V2 & M3)

AC-M21020SC



PORTE-CONTENANT

SUPPORT POUR SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE - POUR CHARIOTS 9G ET 10G

AC-GEL16



PORTE-CONTENANT

PORTE SAC POUBELLE FILAIRE (COMP. V2 & M3)

AC-M21063SI



PORTE-CONTENANT

POUBELLE 13L NOIRE VOLCANIQUE (COMP. V1, V2 & M3)

AC-M21028SC



PORTE-CONTENANT

SANGLE EN ÉLASTOMÈRE TRANSLUCIDE (COMP. V2 & M3)

AC-M21027SA

PORTE-CONTENANT

PINCE DE FIXATION POUR POUBELLE 13L

AC-PINCEPOUBELLE



PORTE-CONTENANT

CONTAINER DOSSIERS SUSPENDUS NOIR AVEC POIGNÉES

AC-M18090l1A-M3



PORTE-CONTENANT

SUPPORT POUR BOÎTE À AIGUILLES NOIR VOLCANIQUE (COMP. M3)

AC-M21027NV-M3



EXTENSION PLAN DE TRAVAIL ...

TABLETTE ÉCRITOIRE RABATTABLE

AC-TAB-ECRITOIRE



ÉQUIPEMENT

BANDE ADHÉSIVE ALU AIMANTÉE POUR RAIL (COMP. V1 & V2)

AC-M77942



Accessoires

ÉQUIPEMENT

BANDE VELCRO BLEUE LONGUEUR 5 M À COUPER


CO-M77885



PORTE-CONTENANT

ENSEMBLE 6 CROCHETS COMPATIBLE PORTIQUE ET RAIL EASYCLIP

AC-SUP5C



Composants

ARMOIRE DE STOCKAGE

ÉTAGÈRE NOIRE F1200 MÉTAL


CO-R121505



ARMOIRE DE STOCKAGE

SÉPARATEUR AIMANTÉ NOIR VOLCANIQUE

CO-89019



BAC À LÈVRES

BAC À LÈVRES TRANSPARENT - HAUTEUR 200 MM PLEIN

CO-BAL200PT



BAC À LÈVRES

BAC À LÈVRES TRANSPARENT - HAUTEUR 200 MM AJOURÉ


CO-BAL200AT



BAC À LÈVRES

BAC À LÈVRES TRANSPARENT - HAUTEUR 50 MM PLEIN


CO-BAL50PT



BAC À LÈVRES

BAC À LÈVRES TRANSPARENT - HAUTEUR 100 MM PLEIN

CO-BAL100PT



BAC À LÈVRES

BAC À LÈVRES TRANSPARENT - HAUTEUR 100 MM AJOURÉ

CO-BAL100AT



BAC À LÈVRES

BUTÉE D'ARRÊT POUR BAL BLANC

CO-BA



GLISSIÈRES POUR BAC A LEVRES ...

JEU DE DEUX GLISSIÈRES INCLINÉES BLANCHES POUR BAL F400

CO-GI4



GLISSIÈRES POUR BAC A LEVRES ...

JEU DE DEUX GLISSIÈRES BLANCHES POUR BAL F400

CO-G4



GLISSIÈRES POUR BAC A LEVRES ...

JEU DE DEUX GLISSIÈRES BLANCHES POUR BAL ET PLATEAUX BACS JOURNALIERS F600

CO-GB6



GLISSIÈRES POUR BAC A LEVRES ...

JEU DE DEUX GLISSIÈRES BLANCHES POUR BAL ET PLATEAUX BACS JOURNALIERS F600

CO-GB6



GLISSIÈRES POUR BAC A LEVRES ...

JEU DE DEUX GLISSIÈRES INCLINÉES BLANCHES POUR BAL ET PLATEAUX BACS JOURNALIERS F600

CO-GBI6



GLISSIÈRES POUR BAC A LEVRES ...

JEU DE DEUX GLISSIÈRES INCLINÉES BLANCHES POUR BAL ET PLATEAUX BACS JOURNALIERS F600

CO-GBI6



GLISSIÈRES POUR BAC A LEVRES ...

JEU DE DEUX GLISSIÈRES INCLINÉES BLANCHES POUR BAL F400 (CHANGEMENT GLISSIÈRE DROITE MOD'ALLI E ...

CO-GI4C



GLISSIÈRES POUR BAC A LEVRES ...

JEU DE DEUX GLISSIÈRES INCLINÉES BLANCHES POUR BAL F600 (CHANGEMENT GLISSIÈRE DROITE MOD'ALLI E ...

CO-GBI6C



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 200 MM LONG AJOURÉ

CO-PL200AT



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 200 MM COURT AJOURÉ

CO-PC200AT



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 100 MM LONG AJOURÉ

CO-PL100AT



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 100 MM LONG PLEIN

CO-PL100PT



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 100 MM COURT AJOURÉ

CO-PC100AT



Composants

PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 100 MM COURT PLEIN

CO-PC100PT



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 050 MM COURT PLEIN

CO-PC50PT



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 050 MM LONG PLEIN

CO-PL50PT



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

CLIPS POUR PEIGNE BAL EN T BLANC

CO-CTP



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

PORTE-ÉTIQUETTE BAL TRANSPARENT (LOT DE 50)

CO-M24534VB



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

PORTE-ÉTIQUETTE BAL BLANC (LOT DE 10) VERTICAL


CO-M77816VB



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

PORTE ÉTIQUETTE CAVALIER POUR BAL (VENDU PAR LOT DE 10)

CO-M77817



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

SUPPORT ÉTIQUETTE BLANC VERTICAL (LOT DE 50)

CO-M77937V



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

SUPPORT ÉTIQUETTE BLEU VERTICAL (LOT DE 50)

CO-M77938V



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

SUPPORT ÉTIQUETTE BLANC HORIZONTAL (LOT DE 50)

CO-M77937



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

SUPPORT ÉTIQUETTE BLEU HORIZONTAL (LOT DE 50)

CO-M77938



TIROIR

ÉQUIPEMENT DE TIROIR POUR DOSSIERS SUSPENDUS BLANC

CO-M21022MC



TIROIR

TIROIR BLANC HAUTEUR 235 MM

CO-M24504MC



TIROIR

TIROIR BLANC HAUTEUR 155 MM

CO-M24503MC



TIROIR

TIROIR BLANC HAUTEUR 075 MM

CO-M24502MC



TIROIR À TOXIQUE

DIGICODE MÉCANIQUE POUR TIROIR À TOXIQUES

OP-DIGIA152



TIROIR À TOXIQUE

TIROIR À TOXIQUES BLANC AVEC PORTE ET SERRURE MÉCANIQUE HAUTEUR 155

CO-M21046MC



TIROIR À TOXIQUE

TIROIR À TOXIQUES BLANC AVEC PORTE ET SERRURE MÉCANIQUE HAUTEUR 235

CO-M21047MC



TIROIR À TOXIQUE

TIROIR À TOXIQUES BLANC AVEC PORTE ET SERRURE MÉCANIQUE HAUTEUR 075

CO-M21045MC



TIROIR À TOXIQUE

CLE PASS POUR SERRURES TIROIRS A TOXIQUES

OP-PASSPM05



TIROIR PERCÉ

TIROIR PERCÉ : COUVERCLES DU TIROIR À TOXIQUES BLANC AVEC CHARNIÈRE ET PATTES ARRIÈRES (NÉCESSI ...

CO-M77873



Composants

TIROIR PERCÉ

TIROIR PERCÉ BLANC HAUTEUR 235

CO-M77879



TIROIR PERCÉ

TIROIR PERCÉ BLANC HAUTEUR 155

CO-M77878



TIROIR PERCÉ

TIROIR PERCÉ : COUVERCLES DU TIROIR À TOXIQUES BLANC SANS CHARNIÈRE AVEC PATTES ARRIÈRES (NÉCES ...

CO-M77874



TIROIR PERCÉ

TIROIR PERCÉ BLANC HAUTEUR 075

CO-M77877



TIROIR PERCÉ

TIROIR PERCÉ : COUVERCLES DU TIROIR À TOXIQUES BLANC SANS CHARNIÈRE - SANS PATTES ARRIÈRES

CO-M77875



GLISSIÈRES POUR TIROIR

JEU DE 2 GLISSIÈRES BLANCHES POUR TIROIRS F600

CO-GT6



GLISSIÈRES POUR TIROIR

JEU DE 2 GLISSIÈRES INCLINÉES BLANCHES POUR TIROIRS F600

CO-GTI6



GLISSIÈRES POUR TIROIR

JEU DE 2 GLISSIÈRES INCLINÉES BLANCHES POUR TIROIRS F600 (CHANGEMENT GLISSIÈRE DROITE MOD'ALLI ...

CO-GTI6C



PEIGNES POUR TIROIR

PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 235 LONG


CO-M46027F6



PEIGNES POUR TIROIR

PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 235 COURT

CO-M46028F6



PEIGNES POUR TIROIR

PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 075 LONG

CO-M46034F6



PEIGNES POUR TIROIR

PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 075 COURT SPECIAL PETER'S

CO-PCP0570



PEIGNES POUR TIROIR

PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 155 LONG

CO-M46029F6



PEIGNES POUR TIROIR

PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 075 COURT

CO-M46035F6



PEIGNES POUR TIROIR

PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 155 COURT

CO-M46030F6



BAC-TIROIR

BAC TIROIR BLANC - 075 1/2

CO-M77888



BAC-TIROIR

BAC TIROIR BLANC - 155 1/4

CO-M24508MC



BAC-TIROIR

BAC TIROIR BLANC - 155 1/2

CO-M77889



BAC-TIROIR

BAC TIROIR BLANC - 075 1/6

CO-M24506MC



BAC-TIROIR

BAC TIROIR BLANC - 075 1/4

CO-M24507MC



BAC DE SÉPARATION

BAC DE SÉPARATION BLANC - HAUTEUR 120 1/6 AVEC POIGNÉE LISSE

CO-M24523MPL



Composants

BAC DE SÉPARATION

BAC DE SÉPARATION BLANC - HAUTEUR 120 1/6 AVEC POIGNÉE ET 5 RAINURES

CO-M24523MP



BAC DE SÉPARATION

BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 155 1/2

CO-M77887



BAC DE SÉPARATION

BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 075 1/2

CO-M77886



BAC DE SÉPARATION

BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 155 1/4 L

CO-M24522MC



BAC DE SÉPARATION

BAC DE SÉPARATION BLANC - HAUTEUR 075 1/6 AVEC POIGNÉE

CO-M24509MP



BAC DE SÉPARATION

BAC DE SÉPARATION BLANC - HAUTEUR 075 1/4 AVEC POIGNÉE

CO-M24510MP



BAC DE SÉPARATION

BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 075 1/4

CO-M24510MC



BAC DE SÉPARATION

BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 075 1/4 L

CO-M24512MC



BAC DE SÉPARATION

BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 155 1/6

CO-M24523MC



BAC DE SÉPARATION

BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 155 1/4

CO-M24511MC



BAC DE SÉPARATION

BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 075 1/6

CO-M24509MC



SÉPARATEURS

SÉPARATEUR MOBILE BLANC - HAUTEUR 075 1/6

CO-M24513MC



SÉPARATEURS

SÉPARATEUR MOBILE BLANC - HAUTEUR 075 1/4

CO-M24514MC



SÉPARATEURS

BARRE DE LIAISON POUR SÉPARATEUR MOBILE BLANC (BAC DE SÉPARATION)

CO-M24526MC



SÉPARATEURS

SÉPARATEUR MOBILE BLANC - HAUTEUR 155 1/4

CO-M24515MC



SÉPARATEURS

SÉPARATEUR MOBILE BLANC HAUTEUR 155 1/6

CO-M24525MC



SÉPARATEURS

BARRE DE LIAISON POUR SÉPARATEUR MOBILE BLANC (BAC TIROIR)

CO-M24530MC



SÉPARATEURS

SÉPARATEUR MOBILE BLANC HAUTEUR 120 1/6 POUR BAC 120/6 AVEC POIGNÉE

CO-M24525MS



BAC DE SUBDIVISION

BOÎTE DE SUBDIVISION BLANCHE - HAUTEUR 155 1/8

CO-M24620MC



BAC DE SUBDIVISION

BOÎTE DE SUBDIVISION BLANCHE - HAUTEUR 075 1/18

CO-M24615MC



BAC DE SUBDIVISION

BOÎTE DE SUBDIVISION BLANCHE - HAUTEUR 075 1/12

CO-M24617MC



Composants

BAC DE SUBDIVISION

BOÎTE DE SUBDIVISION BLANCHE - HAUTEUR 075 1/8


CO-M24618MC



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

PORTE-ÉTIQUETTE CACHE BLANC LONGUEUR 160 (LOT DE 100)


CO-M77915



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

PORTE-ÉTIQUETTE CACHE BLANC LONGUEUR 160 (LOT DE 100)


CO-M77915



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

PORTE-ÉTIQUETTE CACHE BLANC - 2 CASES - LONGUEUR 80 (LOT DE 100)


CO-M77906



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

PORTE-ÉTIQUETTE CACHE BLANC - 2 CASES - LONGUEUR 80 (LOT DE 100)

CO-M77906



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

PORTE-ÉTIQUETTE CACHE BLANC - 1 CASE - LONGUEUR 40 (LOT DE 100)

CO-M77905



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

PORTE-ÉTIQUETTE CACHE BLANC - 1 CASE - LONGUEUR 40 (LOT DE 100)

CO-M77905



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

PORTE-ÉTIQUETTE BLANC VERTICAL UNIVERSEL (LOT DE 10)

CO-M77816V



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

PORTE-ÉTIQUETTE BLANC VERTICAL UNIVERSEL (LOT DE 10)

CO-M77816V



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

PORTE-ÉTIQUETTE BLANC HORIZONTAL UNIVERSEL (VENDU PAR LOT DE 10)

CO-M77816



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

PORTE-ÉTIQUETTE BLANC HORIZONTAL UNIVERSEL (VENDU PAR LOT DE 10)


CO-M77816



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT VERTICAL (LOT DE 50)


CO-M24534V



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT VERTICAL (LOT DE 50)

CO-M24534V



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT HORIZONTAL (LOT DE 50)

CO-M24534MZ



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT HORIZONTAL (LOT DE 50)

CO-M24534MZ



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/6

CO-M24610MZ



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/6

CO-M24610MZ



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/4

CO-M24611MZ



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/4

CO-M24611MZ



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/2 (POUR TIROIR)

CO-M77815



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/2 (POUR TIROIR)

CO-M77815



Composants

PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

PORTE-ÉTIQUETTE BLANC 80 X 50 MM

CO-M24535SZ

PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

PORTE-ÉTIQUETTE BLANC 80 X 50 MM

CO-M24535SZ

ÉTIQUETTES POUR TIROIR

ÉTIQUETTES BLEUES (LOT DE 5)

CO-M77826



ÉTIQUETTES POUR TIROIR

ÉTIQUETTES JAUNES (LOT DE 5)

CO-M77825



ÉTIQUETTES POUR TIROIR

ÉTIQUETTES ROUGES (VENDU PAR LOT DE 5)

CO-M77827



ÉTIQUETTES POUR TIROIR

ÉTIQUETTES VERTES (LOT DE 5)

CO-M77828



ÉTIQUETTES POUR TIROIR

ÉTIQUETTES BLANCHES POUR BOÎTE DE SUBDIVISION

CO-M24532MC



ÉTAGÈRES EN ABS

ÉTAGÈRE BLANCHE F600 À CLASSEURS (14 INTERVALLES)

CO-M77899



ÉTAGÈRES EN ABS

ÉTAGÈRE BLANCHE F600 MURALE (SUR RAIL)

CO-M24527SC



ÉTAGÈRES EN ABS

ÉTAGÈRE BLANCHE F600 À SOLUTÉS

CO-M24505MS



ÉTAGÈRES EN ABS

ÉTAGÈRE BLANCHE F600 STANDARD

CO-M24505MC



ÉTAGÈRES EN ABS

PACK ETAGERE BT 75 - 4 BACS TIROIRS 75 1/4 - 12 SEPARATEURS MOBILES - 4 PE 1/4

PP-PETA-BT75-16



ÉTAGÈRES EN ABS

PACK TIROIR 155 - 4 BACS DE SEPARATION 155 1/4 - 4 SEPARATEURS MOBILES - 4 BARRES DE LIAISON

PP-PTIR155-14-8



ÉTAGÈRES EN ABS

PACK TIROIR 155 - 4 BACS DE SEPARATION 155 1/4 - 8 SEPARATEURS MOBILES - 4 BARRES DE LIAISON

PP-PTIR155-14-12



ÉTAGÈRES EN ABS

PACK TIROIR 155 - 6 BACS DE SEPARATIONS 155 1/6 - 6 SEPARATEURS MOBILES - 6 BARRES DE LIAISON

PP-PTIR155-16-12



ÉTAGÈRES EN ABS

PACK TIROIR 155 - 6 BACS DE SEPARATION 155 1/6 - 12 SEPARATEURS MOBILES - 6 BARRES DE LIAISON

PP-PTIR155-16-18



ÉTAGÈRES EN ABS

PACK TIROIR 75 - 6 BACS DE SEPARATION 75 1/6 - 18 SEPARATEURS MOBILES

PP-PTIR75-16-24



ÉTAGÈRES EN ABS

PACK TIROIR 75 - 4 BACS DE SEPARATION 75 1/4 - 12 SEPARATEURS MOBILES

PP-PTIR75-14-16



ÉTAGÈRES EN ABS

PACK TIROIR 75 - 4 BACS DE SEPARATION 75 1/4 - 16 SEPARATEURS MOBILES

PP-PTIR75-14-20



ÉTAGÈRES EN ABS

PACK TIROIR 235 - 2 BACS DE SEPARATION 155 1/2

PP-PTIR235-12-2



ÉTAGÈRES EN ABS

PACK ETAGERE BT 155 - 4 BACS TIROIRS 155 1/4 - 8 SEPARATEURS MOBILES - 4 BARRES DE LIAISON - 4 ...

PP-PETA-BT155-14



Composants

ÉTAGÈRES EN COMPACT

ÉTAGÈRE BLANCHE F400 TRESPA AVEC DOSSERET 150 MM

CO-M77936

ÉTAGÈRES EN COMPACT

ÉTAGÈRE BLANCHE F400 TRESPA AVEC DOSSERET 30 MM

CO-M77935



ÉTAGÈRES EN COMPACT

ÉTAGÈRE TRESPA F600

CO-M77884



ÉTAGÈRES EN COMPACT

ÉTAGÈRE BLANCHE F400 TRESPA SANS DOSSERET

CO-R041810



ÉTAGÈRES DEDIÉES

ÉTAGÈRE BLANCHE F600 PORTE-SONDES

CO-M24505MP



ÉTAGÈRES EN MÉTAL

ÉTAGÈRE LONGUE EN MÉTAL POUR GUÉRIDON (P0598)

CO-ETAGLMET



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

PORTE-ÉTIQUETTE POUR ÉTAGÈRE EN RÉSINE STRATIFIÉE

CO-M77907



ENSEMBLE PLATEAU PILULIER ...

ENSEMBLE PLATEAU 7 BACS JOURNALIERS GRAND MODÈLE

CO-MEC70002



ENSEMBLE PLATEAU PILULIER ...

ENSEMBLE PLATEAU 7 BACS JOURNALIERS MOYEN MODÈLE


CO-MEC70001



ENSEMBLE PLATEAU PILULIER ...

PLATEAU BAC JOURNALIER BLANC

CO-MEC70003



ENSEMBLE PLATEAU PILULIER ...

SYSTÈME OUVERTURE BLANC


CO-SOBJ



BAC JOURNALIER

SÉPARATEUR MOYEN MODÈLE (UNITAIRE)

CO-MEC70008



BAC JOURNALIER

SÉPARATEUR GRAND MODÈLE (UNITAIRE)

CO-MEC70009



BAC JOURNALIER

BAC JOURNALIER TRANSPARENT GRAND MODÈLE

CO-MEC70012



BAC JOURNALIER

BAC JOURNALIER TRANSPARENT MOYEN MODÈLE

CO-MEC70011



BAC JOURNALIER

PILULIER SEUL AVEC COUVERCLE POUR TIROIRS JOINTIFS

CO-MED038



ENSEMBLE 8 PILULIERS

ENSEMBLE PLATEAU 8 PILULIERS - MAUVE

CO-M77900MA



ENSEMBLE 8 PILULIERS

PLATEAU PLUMIER - MAUVE


CO-M77904MA



ENSEMBLE 8 PILULIERS

PILULIER PLUMIER - MAUVE

CO-M77902MA



ENSEMBLE 8 PILULIERS

SÉPARATEUR POUR PILULIER PLUMIER (VERT OU MAUVE)


CO-M77903



ENSEMBLE 8 PILULIERS

ENSEMBLE PLATEAU 8 PILULIERS - VERT

CO-M77900VE



Composants

ENSEMBLE 8 PILULIERS

PILULIER PLUMIER - VERT

CO-M77902VE



ENSEMBLE 8 PILULIERS

PLATEAU PLUMIER - VERT


CO-M77904VE



ENSEMBLE 8 PILULIERS

PILULIER PLUMIER SANS POIGNEE - MAUVE

CO-M77902MA-SP



ENSEMBLE 8 PILULIERS

PILULIER PLUMIER SANS POIGNEE - VERT

CO-M77902VE-SP



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

PORTE-ÉTIQUETTES TRANSPARENT MOYEN MODÈLE (LOT DE 50)

CO-MEC80020



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

PORTE-ÉTIQUETTES TRANSPARENT GRAND MODÈLE (LOT DE 50)

CO-MEC80021



ÉTIQUETTES POUR PILULIER

LOT DE 35 PLANCHES DE 24 ÉTIQUETTES POUR PLATEAUX 8 PILULIERS (COLORIS PANACHÉS)

CO-M77901



ÉTIQUETTES POUR PILULIER

ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES MOYEN MODÈLE (200 PLANCHES DE 27 SOIT 5400 ÉTIQUETTES)

CO-MEZ80020



ÉTIQUETTES POUR PILULIER

ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES GRAND MODÈLE (200 PLANCHES DE 18 SOIT 3600 ÉTIQUETTES)

CO-MEZ80021



ÉTIQUETTES POUR PILULIER

ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES MOYEN MODÈLE (50 PLANCHES DE 27 SOIT 1350 ÉTIQUETTES)

CO-MEZ8002001



ÉTIQUETTES POUR PILULIER

ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES GRAND MODÈLE (50 PLANCHES DE 18 SOIT 900 ÉTIQUETTES)

CO-MEZ8002101



CASSETTE

POIGNÉE POUR CASSETTE X2

OP-POIGNEECA



CASSETTE

CASSETTE BLANCHE AVEC PORTE, VERROUILLAGE ET 2 POIGNÉES 3 NIVEAUX

CO-M24627MC



CASSETTE

CASSETTE BLANCHE AVEC PORTE, VERROUILLAGE ET 2 POIGNÉES 2 NIVEAUX SPÉCIAUX

CO-M24627MS



CASSETTE

CASSETTE BLANCHE AVEC PORTE ET VERROUILLAGE 3 NIVEAUX

CO-M24626MC



CASSETTE

CASSETTE BLANCHE AVEC PORTE, VERROUILLAGE ET 2 POIGNÉES 2 NIVEAUX

CO-M24624MC



CASSETTE

CASSETTE BLANCHE AVEC PORTE ET VERROUILLAGE 2 NIVEAUX

CO-M24623MC



CASSETTE

CASSETTE BLANCHE AVEC PORTE ET VERROUILLAGE 1 NIVEAU

CO-M24623MS



CASSETTE

CASSETTE BLANCHE SANS PORTE 2 NIVEAUX

CO-M24622MC



CASSETTE

CASSETTE BLANCHE SANS PORTE 3 NIVEAUX

CO-M24625MC



CASSETTE

CASSETTE BLANCHE AVEC PORTE, VERROUILLAGE ET 2 POIGNÉES 1 NIVEAU

CO-M24624MS



Composants

CASSETTE

CLE PASS CASSETTE ALLIBERT MEDICAL

OP-PASSP03



PORTE-ETIQUETTES / SUPPORT É ...

POCHETTE AUTOCOLLANTE TRANSPARENTE A4 (LOT DE 5)


CO-M77859



PORTE-ETIQUETTES / SUPPORT É ...

SUPPORT AUTOCOLLANT POUR SUPPORT-ÉTIQUETTE TRANSPARENT (LOT DE 5)

CO-M77880



GOBELET

SUPPORT BLANC POUR GOBELETS À USAGE UNIQUE AVEC COUVERCLES ÉTROITS (100 PLATEAUX SANS GOBELET)

CO-MEZ70001



GOBELET

GOBELETS À USAGE UNIQUE TRANSLUCIDE LARGES - GRADUÉS (LOT DE 400)

CO-MEZ71002



GOBELET

GOBELETS À USAGE UNIQUE TRANSLUCIDE ÉTROITS - GRADUÉS (LOT DE 400)

CO-MEZ71003



Nuancier

Décors



EXOTIQUE BLEU



PLUM PURPLE



QUARTZ



LIMON



RED CANDY




RICE PAPER

Une maintenance préventive qui s'adapte à vous

La maintenance des dispositifs médicaux n'est pas seulement une **obligation technique**, mais aussi une **responsabilité légale** et réglementaire de l'établissement.

Elle repose sur :

- Une politique claire
- Des procédures de traçabilité
- L'utilisation de pièces conformes
- Et la qualification du personnel



Les avantages de la maintenance préventive



LES AVANTAGES D'UNE MAINTENANCE RÉGULIÈRE DE VOS ÉQUIPEMENTS

- Plus de performance : disponibilité maximale du parc.
- Plus de qualité : un service fiable et continu.
- Moins de dépenses : réduction des coûts de réparation.
- Moins de pannes : continuité assurées.



ALLONGER LA DURÉE DE VIE DE VOS ÉQUIPEMENTS & GARANTIR LA SÉCURITÉ

Nos programmes de maintenance sont pensés pour :
- Exploiter pleinement les performances de vos équipements.
- Assurer des contrôles réguliers et des diagnostics fiables.
- Préserver la sécurité des patients, résidents et soignants.
- Maintenir la conformité réglementaire de votre établissement.



UN BUDGET SOUS CONTRÔLE

Nos solutions de maintenance vous aident à :
- Anticiper vos dépenses.
- Eviter les coûts imprévus.
- Optimiser vos investissements en toute transparence.



DES PIÈCES CERTIFIÉES POUR UNE FAISABILITÉ DURABLE

Toutes nos interventions sont réalisées avec des pièces d'origine, testées et validées garantissant :
- La sécurité maximale lors de l'utilisation de vos équipements.
- Le respect strict des normes réglementaires.
- La longévité et la fiabilité de vos lits, matelas et accessoires.

Nos prestations de maintenance préventive



UN INTERLOCUTEUR UNIQUE POUR UNE SOLUTION COMPLÈTE

De l'avant-vente à l'après-vente, nous vous accompagnons à chaque étape.

Grâce à une **analyse précise** de vos besoins, nous mettons en place un **support technique** sur-mesure, fondé sur une **collaboration durable** et **efficace**.

DES EXPERTS À VOS CÔTÉS

Nos techniciens et ingénieurs, régulièrement formés aux dernières innovations, vous assurent :
• Un service réactif et de haute qualité.
• Une installation professionnelle de vos équipements.
• La formation complète de vos équipes, directement sur site.

NOS TECHNICIENS RÉALISENT UNE VÉRIFICATION COMPLÈTE

• Contrôle mécanique : assemblage, articulations, freins, verrouillages.
• Contrôle éléctronique : composants, commandes, capteurs.
• Points de sécurité : barrières, systèmes de blocage, dispositifs de protection.
• Lubrification : regraissage de tous les points de pivot.
• Tests éléctriques : réalisés conformément aux normes en vigueur.
Chaque opération (contrôle, réglage, remplacement) est consignée dans le rapport de maintenance du technicien.

REMISE EN ÉTAT DU PARC

A l'issue de la visite, notre service de maintenance préventive vous enverra par mail le **rapport de maintenance** complété pour chaque équipement.
Les **fiches d'intervention** sont transmises à votre interlocuteur HAcare qui établit les devis nécessaires pour les réparations ou remplacements.

Vous disposez ainsi d'un **suivi complet** et **transparent** de la **maintenance** de votre parc.

Résultat : un processur clair et tracé, qui garantit la sécurité, la conformité et la disponibilité de vos équipements.

ALLIBERT MÉDICAL

ALLIBERT MEDICAL

Z.I. Nord 14 rue des forges
86200 - Loudun

Tél +33 (0)1 42 84 01 15
adv.allibert@hacare.com



Stéphane HARDOIN
Responsable Ventes France
s.hardoin@hacare.com
07 44 73 69 53

Administration des ventes
adv.allibert@hacare.com
+33 (0)1 42 84 01 15



Rémi BONSIGNOUR
Corse
r.bonsignour@syneris-sante.com
06 77 65 71 28



Anthony GONZALES
Sud Est
a.gonzales@hacare.com
06 22 27 71 47



Stéphane HARDOIN
Grand-Est
s.hardoin@hacare.com
07 44 73 69 53



Stéphane HARDOIN
Nord - Paris - Normandie
s.hardoin@hacare.com
07 44 73 69 53



Stéphane HARDOIN
Nord Ouest
s.hardoin@hacare.com
07 44 73 69 53



Antoine MARIOT
Sud Ouest
a.mariot@hacare.com
07 45 29 16 99

Béatrice PAZZINI
Aquitaine
sud.ouest.hospitalier@wanadoo.fr
05 56 34 81 93

HAcare

MEDICAL

1860

MKT-26-PO-HOP-SES-SPS-ARP-LARM-FR
2026