HA care MEDICAL 1860

HÔPITAL

ALLIBERT MEDICAL



DESSERTE MÉDICALE GUÉRIDON MM3 (STOCK'ALLI)

EASY CLEAN®

EASY CLIP®

Soins et équipements de service - Plateau technique

greenly 2024 Or Climate Strategy Rating TOP 5%

MKT-26-PO-HOP-SES-PT-GUM-M3SGO-FR 30/10/2026

Sommaire

HAcare Médical, spécialiste des dispositifs médicaux depuis 1860 3

Nos engagements 4

Choisir l'économie circulaire 5

Matériaux recyclables 6

Certifications 7

Desserte médicale Hôpital Plateau technique 8

Nos exclusivités

- Easy CLEAN 10
- Easy Clip 11

Nos points forts

- Optimiser l'espace avec le concept P20 (P20) 13
- Choisir les composants pour un mobilier médical sur mesure (Configurable) 14

Les caractéristiques

- Configurations dédiées 16
- COMPOSANTS : Tiroirs ..... 17 - 18
- COMPOSANTS : Bac à lèvres ..... 19 - 20
- COMPOSANTS: Étagères ..... 21 - 22

Spécificités techniques 23

Options, Accessoires, Composants & Nuancier 32

Une maintenance préventive qui s'adapte à vous 44


Les avantages de la maintenance préventive 45

Nos prestations de maintenance préventive 46



HAcare Médical, spécialiste des dispositifs médicaux depuis 1860

Chez HAcare, nous concevons, fabriquons et distribuons des dispositifs médicaux et des solutions de mobilier médical innovant et durable, pensées pour améliorer le quotidien des patients comme des professionnels de santé.











Les engagements éco-responsables du groupe HAcare

Le groupe HAcare s’engage pour une **orientation industrielle éco-responsable**

Dans sa stratégie de développement durable, le groupe HAcare a défini une liste de **6 engagements** qui guident ses **actions et décisions** depuis la création du groupe et pour les années à venir.

Des indicateurs ont été mis en place pour chaque engagement.

Nos 6 engagements

- Une production Made in France
- L’utilisation de ressources renouvelables
- Intégration de l’économie circulaire dans tout nouveau développement produit
- Des achats responsables (suivi qualité fournisseurs)
- Des actions au quotidien pour le respect et la protection de l’environnement
- Une lutte contre les TMS, et les nuisances sonores à travers nos produits

Choisir l’économie circulaire



Les produits finis HAcare sont recyclables au travers d’un circuit de récupération chez le client final, pour recyclage avec notre fournisseur partenaire. Le bois ne pouvant être recyclé à l’infini car ses fibres deviennent trop petites ou s’épuisent, les déchets de bois sont alors récupérés et transformés en énergie verte.



Les panneaux en fibre végétale utilisés dans la fabrication des produits du groupe HAcare sont 100% bois de réemploi. Chaque produit fini HAcare porte un indice révélant la part de fibre végétale contenue.



Le recyclage est la pratique consistant à récupérer les matériaux usagés du flux de déchets, puis à incorporer ces mêmes matériaux dans le processus de fabrication. Chaque produit fini HAcare porte un indice révélant la part de matière recyclée contenue.



Matériaux recyclables

Les produits finis HAcare sont recyclables à 95%. Par exemple, le lit médicalisé HAcare est entièrement recyclable sauf les roues et les moteurs. Chaque lit est démontable pour récupérer séparément chaque matériau : fibre végétale, métal, plastique.

FIBRE VÉGÉTALE



Le bois de réemploi


Les panneaux en fibre végétale utilisés dans la fabrication des produits du groupe HAcare sont :

100% en bois de réemploi

Le réemploi est un des procédés respectueux de l'environnement. Il s'agit par exemple de restes d'entreprises de transformation du bois (par exemple, les restes de scieries, les chutes de production...). Mais aussi de sous-produits d'activités telles que la gestion forestière durable et l'entretien des talus.

100% bois certifié FSC

Recyclables avec un fournisseur partenaire qui, en exclusivité mondiale et depuis 2021, recycle les panneaux MDF et HDF.Pas de consommation d'eau, ni d'énergie verte **biomasse**.



Le métal

Toutes les composantes en métal sont **recyclables** et réutilisables, et ce, **à l'infini**. Une fois le métal trié, il est compressé, broyé, laminé et fondu. Il est ensuite remoulé sous forme de bobines, de barres ou de fils pour la réutilisation. Ce procédé peut se faire sans fin !

Le recyclage des métaux présente de **nombreux avantages**. Il préserve les ressources naturelles en réduisant les besoins en matériaux vierges, diminue la consommation d'énergie et les émissions de **gaz à effet de serre**.



Le plastique recyclé

Au sein des usines de recyclage, les déchets (re) deviennent une **matière secondaire** grâce à différents processus : broyage, micronisation, régénération des matières plastiques.

Le plastique recyclé sera alors revendu aux industriels de la **plasturgie** sous forme de **paillettes**, de poudre ou encore de **granulés**.

Certifications



MANAGEMENT ET SATISFACTION CLIENT
ISO 9001

DISPOSITIF MÉDICAL
ISO 13485

GOLD | Top 5%
ecovadis
Sustainability Rating
MAY 2026

greenly
2024
Or
Climate Strategy Rating
TOP 5%

DESSERTE MÉDICALE HÔPITAL

Plateau technique

Guéridon MM3 (STOCK'ALLI)





NOS EXCLUSIVITÉS

NOS EXCLUSIVITÉS

Easy CLEAN

Dans un contexte hospitalier où l'hygiène est un impératif absolu, chaque minute consacrée au nettoyage compte. Le personnel soignant est confronté à la nécessité d'assurer une désinfection rigoureuse tout en maintenant un rythme de travail soutenu. La solution EasyClean® répond à cet enjeu en facilitant le nettoyage. Les protocoles d'hygiène sont respectés sans compromis, tout en allégeant la charge de travail du personnel. Résultat : moins d'effort, moins de temps perdu, et une sécurité renforcée pour le patient comme pour le soignant.

EasyClean®, c'est la garantie d'un environnement plus propre, plus sûr et plus ergonomique, au service de la qualité des soins et du confort au travail.

Faciliter le nettoyage

Désassemblage sans outil pour un nettoyage intégral rapide, évite toute rétention pour une **hygiène parfaite** et un vrai **gain de temps** pour le personnel soignant.



NOS EXCLUSIVITÉS


Easy Clip

Dans un environnement de soins où chaque seconde compte et où l'espace est souvent limité, l'optimisation de la surface de soins devient un enjeu stratégique pour améliorer l'efficacité des équipes soignantes et la sécurité des patients.

Le concept EasyClip® a été conçu pour répondre à ces contraintes avec une approche à la fois ergonomique, intuitive et modulable.

Optimiser la surface de soins

La **fixation des accessoires** se fait en un geste, **sans aucun outil**, offrant un gain de temps immédiat.
Les **accessoires**, entièrement **modulables**, s'adaptent à chaque besoin et à chaque situation de soin, pour un **travail plus fluide** et **efficace** au quotidien.





NOS POINTS FORTS

NOS POINTS FORTS

Optimiser l'espace avec le concept P20 (P20)






P20

Le mobilier médical HACARE s'adapte à chaque usage grâce à un **large choix** de **composants modulables**. En version P20, il optimise le soin et offre une **grande capacité** de rangement. **Compatible** avec **tiroirs**, **bacs à lèvres normalisés et étagères,** il permet une organisation claire et efficace. Idéal pour **combiner** tiroirs jointifs et étagères standards, il assure un **espace de travail pratique**, évolutif et performant au quotidien, répondant aux besoins des équipes soignantes.

NOS POINTS FORTS

Choisir les composants pour un mobilier médical sur mesure (Configurable)



Configurez votre mobilier médical selon vos **besoins** grâce à un large choix de **composants modulaires**. Créez une **solution sur mesure,** parfaitement adaptée à vos usages quotidiens. Chaque élément est pensé pour **optimiser** votre organisation, votre **confort** de travail et l'**efficacité** des soins, tout en garantissant une ergonomie optimale. Une personnalisation complète pour un **mobilier évolutif, durable** et en parfaite adéquation avec les exigences de votre service.



LES CARACTÉRISTIQUES

LES CARACTÉRISTIQUES

Configurations dédiées



Le guéridon 2 étagères

Conçu pour les **soins de base**, ce guéridon à **2 étagères** allie **praticité** et **hygiène**. Compact et facile à désinfecter, il se déplace aisément dans les **espaces restreints**. Idéal pour le **transport de matériel** ou d'une perfusion entre la salle de soins et la chambre du patient.



Le guéridon 3 étagères

Conçu pour les **soins intermédiaires,** ce guéridon à **3 étagères** offre une **solution compacte**, fonctionnelle et **facile à désinfecter**. Son **tiroir intégré** permet de **ranger** les petits dispositifs médicaux tout en gardant l'essentiel à portée de main. Idéal pour les **espaces restreints**, il assure une **organisation claire** et un **accès rapide au matériel,** facilitant les gestes de soins et améliorant l'efficacité au quotidien.



Le guéridon 5 tiroirs

Ce guéridon de **soins complet** offre une organisation optimale grâce à ses **5 tiroirs** de **différentes hauteurs**, permettant de ranger efficacement tous types de **dispositifs médicaux**, **consommables** et **solutés massifs.** Fonctionnel et ergonomique, il facilite l'**accès rapide au matériel** tout en contribuant à un **environnement** de travail **ordonné** et **sécurisé.** Une solution pratique, pensée pour améliorer la **fluidité des soins** et le **confort** du personnel **soignant** au quotidien.



Un guéridon évolutif

Léger, **modulable** et **évolutif**, le guéridon de soins s'adapte à toutes les organisations grâce au **système P20**, offrant de **multiples configurations** selon les besoins. Les **rails latéraux** permettent d'intégrer de nombreux **accessoires** et **composants**, optimisant l'espace et l'efficacité au quotidien. Grâce au système **EasyClean®**, le mobilier se désinfecte rapidement entre chaque patient, garantissant **hygiène**, **sécurité** et **fluidité** dans les gestes de soins, tout en facilitant le travail des équipes soignantes.

COMPOSANTS : Tiroirs



Les **tiroirs jointifs protègent** le contenu des tiroirs **des regards** indiscrets, de la **lumière** et des **UV**, préservant ainsi la qualité et la **confidentialité** des produits stockés.


Grâce au système de **verrouillage centralisé**, l'ouverture et la fermeture se font en **un seul geste**, simplifiant le travail du personnel tout en renforçant la sécurité.
Les **tiroirs amovibles** peuvent être **nettoyés en autoclave**, les **angles rayonnés** facilitent le nettoyage.
Une solution pratique et fiable pour conjuguer protection, efficacité et sérénité au quotidien.

COMPOSANTS : Tiroirs



Des tiroirs ergonomiques


Le mobilier médical s'**adapte** à chaque organisation de soins grâce à ses **configurations personnalisables**. Choisissez parmi 3 hauteurs de tiroirs et **composez librement** l'aménagement intérieur selon vos besoins.



Les bacs de séparation


Le mobilier médical s'adapte à **chaque organisation** de soins grâce à ses **configurations personnalisables.** Choisissez parmi 3 hauteurs de tiroirs et composez librement l'**aménagement intérieur** selon vos besoins avec les **bacs de séparation.**

Une conception **flexible** et **évolutive** qui permet d'**optimiser l'espace,** d'améliorer l'ergonomie et de rendre chaque poste de soin plus fonctionnel au quotidien.



Les séparateurs

Composez librement l'**aménagement intérieur** selon vos besoins grâce aux bacs de séparations et aux **séparateurs**, **peignes de séparation**, boites de subdivision qui isolent chaque élément de soin pour une **plus grande sécurité**. Une **conception flexible** et **évolutive** qui permet d'**optimiser l'espace**, d'améliorer l'ergonomie et de rendre chaque poste de soin plus fonctionnel au quotidien.




Les porte-étiquettes et étiquettes

Les porte-étiquettes sur les tiroirs du mobilier médical facilitent l'**identification rapide** et précise du contenu, **réduisant les erreurs** et optimisant l'**organisation des soins**. Ils permettent un **repérage c l a i r** des médicaments, dispositifs médicaux ou fournitures, améliorant ainsi l a **productivité** et la **fluidité du travail** des équipes. Adaptables et **modulables**, ils contribuent à un environnement de soins structuré et **sécurisé**, tout en **simplifiant** la **gestion quotidienne** du matériel et en renforçant l'efficacité et la sécurité des interventions.


LES CARACTÉRISTIQUES

COMPOSANTS : Bac à lèvres




Le bac à lèvres, mode de rangement universel et normé, est doté d'une **gorge arrière** pour **suspension**, et crée ainsi une **zone isolée** limitant la contamination des liquides. **Transparent** pour un **repérage rapide** du contenu, il peut être ajouré pour plus de légèreté. Il s'adapte à **toutes** les **structures** et se **nettoie facilement,** offrant une solution pratique, hygiénique et fonctionnelle pour l'organisation et la sécurité des soins. Disponible en **3 hauteurs** pour optimiser le stockage.

COMPOSANTS : Bac à lèvres



Choisir son Bac à lèvres

Les bacs à lèvres **pleins ou ajourés**, **transparents**, offrent une **solution de stockage** sécurisée et hygiénique pour le mobilier médical. leur conception fermée limite les risques de contamination des liquides tout en permettant de **visualiser** rapidement le contenu. **Facile à nettoyer**, il assure durabilité et praticité au quotidien. Adaptable à **toutes** les structures, il optimise l'organisation des instruments et consommables, tout en facilitant le travail des équipes soignantes. Léger et robuste, il combine sécurité, ergonomie et efficacité. Disponible en **3 hauteurs** pour optimiser le stockage.



Peignes pour Bac à lèvres

Composez librement l'**aménagement intérieur** du bac à lèvres selon vos besoins grâce aux **peignes de séparation** qui isolent chaque élément de soin pour une plus grande sécurité.

U n e **conception flexible** et évolutive qui permet d'optimiser l'espace.


Plusieurs modèles pour créer votre propre organisation.



Les porte-étiquettes et étiquettes

Les porte-étiquettes sur les tiroirs du mobilier médical facilitent l'**identification rapide** et précise du contenu, **réduisant les erreurs** et optimisant l'**organisation des soins**. Ils permettent un **repérage clair** des médicaments, dispositifs médicaux ou fournitures, améliorant ainsi la **productivité** et la **fluidité du travail** des équipes. Adaptables et **modulables**, ils contribuent à un environnement de soins structuré et **sécurisé**, tout en **simplifiant** la **gestion quotidienne** du matériel et en renforçant l'efficacité et la sécurité des interventions.


COMPOSANTS: Étagères



L'**étagère** modulable offre un **espace** de **rangement** pratique et accessible pour le mobilier médical. Conçue pour **optimiser** l'**organisation** des instruments et consommables, elle facilite le travail quotidien des équipes soignantes. Robuste et stable, elle supporte divers équipements tout en restant **facile à nettoyer**, garantissant hygiène et durabilité. **Adaptable** à différentes configurations, elle permet de **structurer** efficacement l'espace de soins, offrant un **accès rapide** au matériel essentiel et contribuant à un environnement de travail fluide, sécurisé et ergonomique.

LES CARACTÉRISTIQUES


COMPOSANTS: Étagères



Les bacs de séparation


Le mobilier médical s'adapte à **chaque organisation** de soins grâce à ses **configurations personnalisables.** Choisissez parmi 3 hauteurs de tiroirs et composez librement l'**aménagement intérieur** selon vos besoins avec les **bacs de séparation.**

Une conception **flexible** et **évolutive** qui permet d'**optimiser l'espace,** d'améliorer l'ergonomie et de rendre chaque poste de soin plus fonctionnel au quotidien.



Les séparateurs

Composez librement l'**aménagement intérieur** selon vos besoins grâce aux bacs de séparations et aux **séparateurs**, **peignes de séparation**, boites de subdivision qui isolent chaque élément de soin pour une **plus grande sécurité**. Une **conception flexible** et **évolutive** qui permet d'**optimiser l'espace**, d'améliorer l'ergonomie et de rendre chaque poste de soin plus fonctionnel au quotidien.



Les porte-étiquettes et étiquettes

Les porte-étiquettes sur les tiroirs du mobilier médical facilitent l'**identification rapide** et précise du contenu, **réduisant les erreurs** et optimisant l'**organisation des soins**. Ils permettent un **repérage clair** des médicaments, dispositifs médicaux ou fournitures, améliorant ainsi la **productivité** et la **fluidité du travail** des équipes. Adaptables et **modulables**, ils contribuent à un environnement de soins structuré et **sécurisé**, tout en **simplifiant** la **gestion quotidienne** du matériel et en renforçant l'efficacité et la sécurité des interventions.

Spécificités techniques

PP-S60009-2P1T

GUÉRIDON STOCKALLI M3 - F600 9G - COLORIS NOIR - 2 PLATEAUX ET 1 TIROIR 75

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	12 kg
Poids Total Pack	17,5 kg

DIMENSIONS

Largeur	70 cm
Profondeur	46 cm
Hauteur plateau	100 cm
Façade	F600
Hauteur	102 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Plateau plastique ABS PMMA avec rebord de 30 mm
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	Roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outil

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	50 kg

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	9
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	12
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	12

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2

COMPOSITION

- 1 tiroir hauteur 155
- 1 étagère blanche



NOS EXCLUSIVITÉS

EASY CLEAN®

EASY CLIP®

NOS POINTS FORTS

- P20
- Configurable

Spécificités techniques

PP-S60009-3P1T

GUÉRIDON STOCKALLI M3 - F600 9G - COLORIS NOIR - 3 PLATEAUX ET 1 TIROIR 75

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	12 kg
Poids Total Pack	18 kg

DIMENSIONS

Largeur	70 cm
Profondeur	46 cm
Hauteur plateau	100 cm
Façade	F600
Hauteur	102 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Plateau plastique ABS PMMA avec rebord de 30 mm
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	Roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outil

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	50 kg

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	9
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	12
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	12

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2

COMPOSITION

- 1 tiroir 075
- 2 étagères blanches



NOS EXCLUSIVITÉS

EASY CLEAN®

EASY CLIP®

NOS POINTS FORTS

- P20
- Configurable

Spécificités techniques

PP-S60009-3P1TV1

GUÉRIDON STOCKALLI M3 - F600 9G - COLORIS NOIR - 3 PLATEAUX ET 1 TIROIR 155 À TOXIQUE AVEC SERRURE MÉCANIQUE

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	12 kg
Poids Total Pack	20 kg

DIMENSIONS

Largeur	70 cm
Profondeur	46 cm
Hauteur plateau	100 cm
Façade	F600
Hauteur	102 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Plateau plastique ABS PMMA avec rebord de 30 mm
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	Roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outil

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	50 kg

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	9
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	12
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	12

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2

COMPOSITION

- 1 tiroir à toxiques hauteur 155
- 2 étagères blanches



NOS EXCLUSIVITÉS

EASY CLEAN®

EASY CLIP®

NOS POINTS FORTS

- P20
- Configurable

Spécificités techniques

PP-S60009-FV1

CHARIOT FERME DE SOINS STOCKALLI M3 - F600 9G - AVEC RAILS - EQUIPE V1

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	18 kg
Poids Total Pack	43,8 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	79 cm
Profondeur	46 cm
Hauteur plateau	100 cm
Façade	F600
Hauteur	102 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Côtés et voile de fond (dos) en fibres végétales épaisseur 6 mm
Dessus	Plateau plastique ABS PMMA avec rebord de 30 mm
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	Roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outil

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	50 kg

COLORIS

Caisson	Quartz

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	9
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	12
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	12

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0

COMPOSITION

- 2 tiroirs hauteur 075
- 2 tiroirs hauteur 155
- 1 tiroir hauteur 235
- Poubelle de 13L tri sélectif
- Support boîte à aiguilles
- Tablette écritoire rabattable



9G

NOS EXCLUSIVITÉS

EASY CLEAN®

EASY CLIP®

NOS POINTS FORTS

- P20
- Configurable

Spécificités techniques

PP-S60009-FV2

CHARIOT FERME DE SOINS STOCKALLI M3 - F600 9G - AVEC RAILS - EQUIPE V2

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	18 kg
Poids Total Pack	40 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	79 cm
Profondeur	46 cm
Hauteur plateau	100 cm
Façade	F600
Hauteur	102 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Côtés et voile de fond (dos) en fibres végétales épaisseur 6 mm
Dessus	Plateau plastique ABS PMMA avec rebord de 30 mm
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	Roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outil

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	50 kg

COLORIS

Caisson	Quartz

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	9
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	12
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	12

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0

COMPOSITION

- 2 tiroirs hauteur 075
- 2 tiroirs hauteur 155
- 1 tiroir hauteur 235
- tablette écritoire rabattable



NOS EXCLUSIVITÉS

EASY CLEAN®

EASY CLIP®

NOS POINTS FORTS

- P20
- Configurable

Spécificités techniques

PP-S60009-V1

GUÉRIDON STOCKALLI M3 - F600 9G - AVEC VOILE DE FOND - EQUIPE V1



POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	12 kg
Poids Total Pack	38,5 kg

DIMENSIONS

Largeur	79 cm
Profondeur	46 cm
Hauteur plateau	100 cm
Façade	F600
Hauteur	102 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Plateau plastique ABS PMMA avec rebord de 30 mm
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	Roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outil

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	50 kg

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	9
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	12
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	12

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2

COMPOSITION

- 2 tiroirs hauteur 075
- 2 tiroirs hauteur 155
- 1 tiroir hauteur 235
- poubelle 13L
- support boîte à aiguille

NOS EXCLUSIVITÉS

EASY CLEAN®

EASY CLIP®

NOS POINTS FORTS

- P20
- Configurable

Spécificités techniques

PP-S60009-V4

GUÉRIDON STOCKALLI M3 - F600 9G - COLORIS NOIR - 2 PLATEAUX 2 TIROIRS 155 - ÉQUIPÉ V4



POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	12 kg
Poids Total Pack	30,8 kg

DIMENSIONS

Largeur	74 cm
Profondeur	46 cm
Hauteur plateau	100 cm
Façade	F600
Hauteur	102 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Plateau plastique ABS PMMA avec rebord de 30 mm
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	Roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outil

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	50 kg

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	9
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	12
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	12

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2

COMPOSITION

- 2 tiroirs hauteur 155
- 1 étagère blanche
- support boîte à aiguilles
- poubelle 13L tri sélectif
- tablette écritoire rabattable
- élément de rangement latéral filaire 1 étage (bac 155 1/4 inclus)

NOS EXCLUSIVITÉS

EASY CLEAN®

EASY CLIP®

NOS POINTS FORTS

- P20
- Configurable

Spécificités techniques

MO-S60009-F

CHARIOT FERMÉ STOCKALLI M3 - F600 9G - AVEC RAILS - À ÉQUIPER

9G



POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	18 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%%
Pourcentage matière recyclée	25%%

DIMENSIONS

Largeur	79 cm
Profondeur	46 cm
Hauteur plateau	100 cm
Façade	F600
Hauteur	102 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Côtés et voile de fond (dos) en fibres végétales épaisseur 6 mm
Dessus	Plateau plastique ABS PMMA avec rebord de 30 mm
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	Roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outil

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	50 kg

COLORIS

Caisson	Quartz

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	9
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	12
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	12

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0

NOS EXCLUSIVITÉS

EASY CLEAN®

EASY CLIP®

NOS POINTS FORTS

- P20
- Configurable

Spécificités techniques

MO-S60009-V1

CHARIOT GUERIDON STOCKALLI M3 - F600 9G - AVEC RAILS ET POIGNEE DE POUSSE - À ÉQUIPER

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	12 kg
Poids Total Pack	13,6 kg

DIMENSIONS

Largeur	79 cm
Profondeur	46 cm
Hauteur plateau	100 cm
Façade	F600
Hauteur	102 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Plateau plastique ABS PMMA avec rebord de 30 mm
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	Roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outil

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	50 kg

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	9
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	12
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	12

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2

9G



NOS EXCLUSIVITÉS

EASY CLEAN®

EASY CLIP®

NOS POINTS FORTS

- P20
- Configurable



OPTIONS, ACCESSOIRES, COMPOSANTS & NUANCIER

Options

POIGNÉES DE POUSSÉE

GRANDE POIGNÉE LATÉRALE COLORIS NOIR

OP-POIGNEE



AMÉNAGEMENT

VOILE DE FOND (DOS) POUR GUÉRIDON - COULEUR QUARTZ

OP-GUFONDNOIR-M3



AMÉNAGEMENT

PAREMENT DROITE ET GAUCHE POUR GUÉRIDON STOCKALLI M3 - COLORIS QUARTZ


OP-GUDGNOIR-M3



ÉQUIPEMENT

4 RAILS PORTE ACCESSOIRES POUR STOCKALLI

OP-RAIL-M3



Accessoires

VERROUILLAGE

PORTE N NOIRE VOLCANIQUE POUR CHARIOT STOCK'ALLI

AC-PORTENG



VERROUILLAGE

BOÎTE DE 50 SCELLÉS ROUGES LIEN LONGUEUR 155 MM - DIAMÈTRE 3 MM - COMP. V1, V2 & M3

AC-D7910101SIRIS



VERROUILLAGE

BOÎTE DE 50 SCELLÉS GRIS (COMP. V1, V2 & M3)

AC-D7910101



TPS SUR STRUCTURE

TIGE PORTE-SÉRUM NOIRE VOLCANIQUE (COMP. V2 & M3)

AC-M21039SI



PORTE-CONTENANT

BRIDE AVEC CROCHET (COMP. V1, V2 & M3)

AC-M77892



PORTE-CONTENANT

SUPPORT BAC À PLÂTRE SUR EASYCLIP (BAC TIROIR 1/2 HAUTEUR 155 NON INCLUS) (COMP. V2 & M3)

AC-SUPBACPLAT



PORTE-CONTENANT

BRIDE PORTE BLOUSE (COMP. V1, V2 & M3)

AC-M77929



PORTE-CONTENANT

ÉLÉMENT DE RANGEMENT LATÉRAL FILAIRE 2 ÉTAGES (SANS BAC) (COMP. V1, V2 & M3)

AC-M21021SC



PORTE-CONTENANT

ÉLÉMENT DE RANGEMENT LATÉRAL FILAIRE XL POUR BOÎTE À GANTS (COMP. V1, V2 & M3)

AC-BOGANXL



PORTE-CONTENANT

PORTE SAC POUBELLE 2 x JUSQU'A 20L DOUBLE FILAIRE (COMP. V2 & M3)

AC-M21066SI



PORTE-CONTENANT

ÉLÉMENT DE RANGEMENT LATÉRAL FILAIRE POUR BOÎTE À GANTS (COMP. V1, V2 & M3)

AC-BOGAN



PORTE-CONTENANT

POUBELLE 13L TRI SÉLECTIF (2X) (COMP. V1, V2 & M3)

AC-M77869



PORTE-CONTENANT

ÉLÉMENT DE RANGEMENT LATÉRAL FILAIRE 1 ÉTAGE (BAC 155 1/4 INCLUS)

AC-M21020SC155



PORTE-CONTENANT

ÉLÉMENT DE RANGEMENT LATÉRAL FILAIRE 1 ÉTAGE (BAC 075 1/4 INCLUS)

AC-M21020SC75



PORTE-CONTENANT

ÉLÉMENT DE RANGEMENT LATÉRAL FILAIRE 1 ÉTAGE (SANS BAC) (COMP. V1, V2 & M3)

AC-M21020SC



PORTE-CONTENANT

SUPPORT POUR SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE - POUR CHARIOT 9G

AC-GEL16



PORTE-CONTENANT

PORTE SAC POUBELLE FILAIRE (COMP. V2 & M3)

AC-M21063SI



PORTE-CONTENANT

POUBELLE 13L NOIRE VOLCANIQUE (COMP. V1, V2 & M3)

AC-M21028SC



PORTE-CONTENANT

SANGLE EN ÉLASTOMÈRE TRANSLUCIDE (COMP. V2 & M3)

AC-M21027SA

PORTE-CONTENANT

PINCE DE FIXATION POUR POUBELLE 13L

AC-PINCEPOUBELLE



PORTE-CONTENANT

PORTE FLACONS ARRIÈRE FILAIRE (SANS BAC) STOCK'ALLI

AC-M21037SCSTO



Accessoires

PORTE-CONTENANT

CONTAINER DOSSIERS SUSPENDUS NOIR AVEC POIGNÉES

AC-M18090l1A-M3



PORTE-CONTENANT

SUPPORT POUR BOÎTE À AIGUILLES NOIR VOLCANIQUE (COMP. M3)

AC-M21027NV-M3



EXTENSION PLAN DE TRAVAIL ...

TABLETTE ÉCRITOIRE RABATTABLE

AC-TAB-ECRITOIRE



PORTE-CONTENANT

RANGÉE DE 3 BOÎTES BASCULANTES GRISE AVEC PIÈCE DE FIXATION POUR RAIL

AC-BB3



PORTE-CONTENANT

RANGÉE DE 4 BOÎTES BASCULANTES GRISE AVEC PIÈCE DE FIXATION POUR RAIL

AC-M77881



PORTE-CONTENANT

RANGÉE DE 6 BOÎTES BASCULANTES GRISE AVEC PIÈCE DE FIXATION POUR RAIL

AC-M77883



PORTE-CONTENANT

RANGÉE DE 5 BOÎTES BASCULANTES GRISE AVEC PIÈCE DE FIXATION POUR RAIL

AC-M77882



PORTE-CONTENANT

ENSEMBLE 6 CROCHETS COMPATIBLE PORTIQUE ET RAIL EASYCLIP

AC-SUP5C



PORTIQUE

ÉTAGÈRE POUR PORTIQUE

AC-ETAGERE-PORT



PORTIQUE

PORTIQUE 2 RAILS

AC-PORT-2-RAILS



PORTIQUE

PORTIQUE 2 ETAGERES

AC-PORT-2-ETAG



PORTIQUE

PORTIQUE 1 RAIL ET 1 ETAGERE

AC-PORT-RAIL-ETAG



PORTIQUE

RAIL REGLABLE EN HAUTEUR POUR PORTIQUE

AC-RAIL-REG



PORTIQUE

PORTIQUE AVEC 2 RAILS REGLABLES EN HAUTEUR

AC-PORT-2-RAILSREG



PORTIQUE

PORTIQUE SUPPORT INFORMATIQUE

AC-M21031INF-M3



Composants

BAC À LÈVRES

BAC À LÈVRES TRANSPARENT - HAUTEUR 200 MM AJOURÉ

CO-BAL200AT



BAC À LÈVRES

BAC À LÈVRES TRANSPARENT - HAUTEUR 50 MM PLEIN


CO-BAL50PT



BAC À LÈVRES

BAC À LÈVRES TRANSPARENT - HAUTEUR 100 MM PLEIN

CO-BAL100PT



BAC À LÈVRES

BAC À LÈVRES TRANSPARENT - HAUTEUR 100 MM AJOURÉ

CO-BAL100AT



BAC À LÈVRES

BUTÉE D'ARRÊT POUR BAL BLANC

CO-BA



GLISSIÈRES POUR BAC A LEVRES ...

JEU DE DEUX GLISSIÈRES BLANCHES POUR BAL ET PLATEAUX BACS JOURNALIERS F600

CO-GB6



GLISSIÈRES POUR BAC A LEVRES ...

JEU DE DEUX GLISSIÈRES BLANCHES POUR BAL ET PLATEAUX BACS JOURNALIERS F600

CO-GB6



GLISSIÈRES POUR BAC A LEVRES ...

JEU DE DEUX GLISSIÈRES INCLINÉES BLANCHES POUR BAL ET PLATEAUX BACS JOURNALIERS F600

CO-GBI6



GLISSIÈRES POUR BAC A LEVRES ...

JEU DE DEUX GLISSIÈRES INCLINÉES BLANCHES POUR BAL ET PLATEAUX BACS JOURNALIERS F600

CO-GBI6



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 200 MM LONG AJOURÉ

CO-PL200AT



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 200 MM COURT AJOURÉ

CO-PC200AT



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 100 MM LONG AJOURÉ

CO-PL100AT



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 100 MM LONG PLEIN

CO-PL100PT



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 100 MM COURT AJOURÉ

CO-PC100AT



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 100 MM COURT PLEIN

CO-PC100PT



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 050 MM COURT PLEIN

CO-PC50PT



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 050 MM LONG PLEIN

CO-PL50PT



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

CLIPS POUR PEIGNE BAL EN T BLANC

CO-CTP



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

PORTE-ÉTIQUETTE BAL TRANSPARENT (LOT DE 50)

CO-M24534VB



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

PORTE-ÉTIQUETTE BAL BLANC (LOT DE 10) VERTICAL


CO-M77816VB



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

PORTE ÉTIQUETTE CAVALIER POUR BAL (VENDU PAR LOT DE 10)

CO-M77817



Composants

PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

SUPPORT ÉTIQUETTE BLANC VERTICAL (LOT DE 50)

CO-M77937V



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

SUPPORT ÉTIQUETTE BLEU VERTICAL (LOT DE 50)

CO-M77938V



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

SUPPORT ÉTIQUETTE BLANC HORIZONTAL (LOT DE 50)

CO-M77937

PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

SUPPORT ÉTIQUETTE BLEU HORIZONTAL (LOT DE 50)

CO-M77938



TIROIR

ÉQUIPEMENT DE TIROIR POUR DOSSIERS SUSPENDUS BLANC

CO-M21022MC



TIROIR

TIROIR BLANC HAUTEUR 235 MM

CO-M24504MC



TIROIR

TIROIR BLANC HAUTEUR 155 MM

CO-M24503MC



TIROIR

TIROIR BLANC HAUTEUR 075 MM

CO-M24502MC



TIROIR À TOXIQUE

DIGICODE MÉCANIQUE POUR TIROIR À TOXIQUES

OP-DIGIA152



TIROIR À TOXIQUE

TIROIR À TOXIQUES BLANC AVEC PORTE ET SERRURE MÉCANIQUE HAUTEUR 155

CO-M21046MC



TIROIR À TOXIQUE

TIROIR À TOXIQUES BLANC AVEC PORTE ET SERRURE MÉCANIQUE HAUTEUR 235

CO-M21047MC



TIROIR À TOXIQUE

TIROIR À TOXIQUES BLANC AVEC PORTE ET SERRURE MÉCANIQUE HAUTEUR 075

CO-M21045MC



TIROIR À TOXIQUE

CLE PASS POUR SERRURES TIROIRS A TOXIQUES

OP-PASSPM05



TIROIR PERCÉ

TIROIR PERCÉ : COUVERCLES DU TIROIR À TOXIQUES BLANC AVEC CHARNIÈRE ET PATTES ARRIÈRES (NÉCESSI ...

CO-M77873



TIROIR PERCÉ

TIROIR PERCÉ : COUVERCLES DU TIROIR À TOXIQUES BLANC SANS CHARNIÈRE - SANS PATTES ARRIÈRES

CO-M77875



GLISSIÈRES POUR TIROIR

JEU DE 2 GLISSIÈRES BLANCHES POUR TIROIRS F600

CO-GT6



GLISSIÈRES POUR TIROIR

JEU DE 2 GLISSIÈRES INCLINÉES BLANCHES POUR TIROIRS F600

CO-GTI6



PEIGNES POUR TIROIR

PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 235 LONG


CO-M46027F6



PEIGNES POUR TIROIR

PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 235 COURT

CO-M46028F6



PEIGNES POUR TIROIR

PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 075 LONG

CO-M46034F6



PEIGNES POUR TIROIR

PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 075 COURT SPECIAL PETER'S

CO-PCP0570



Composants

PEIGNES POUR TIROIR

PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 155 LONG

CO-M46029F6

PEIGNES POUR TIROIR

PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 075 COURT

CO-M46035F6



PEIGNES POUR TIROIR

PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 155 COURT

CO-M46030F6



BAC-TIROIR

BAC TIROIR BLANC - 075 1/2

CO-M77888



BAC-TIROIR

BAC TIROIR BLANC - 155 1/4

CO-M24508MC



BAC-TIROIR

BAC TIROIR BLANC - 155 1/2

CO-M77889



BAC-TIROIR

BAC TIROIR BLANC - 075 1/6

CO-M24506MC



BAC-TIROIR

BAC TIROIR BLANC - 075 1/4

CO-M24507MC



BAC DE SÉPARATION

BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 155 1/2

CO-M77887



BAC DE SÉPARATION

BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 075 1/2

CO-M77886



BAC DE SÉPARATION

BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 155 1/4 L

CO-M24522MC



BAC DE SÉPARATION

BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 075 1/4

CO-M24510MC



BAC DE SÉPARATION

BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 075 1/4 L

CO-M24512MC



BAC DE SÉPARATION

BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 155 1/6

CO-M24523MC



BAC DE SÉPARATION

BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 155 1/4

CO-M24511MC



BAC DE SÉPARATION

BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 075 1/6

CO-M24509MC



SÉPARATEURS

SÉPARATEUR MOBILE BLANC - HAUTEUR 075 1/6


CO-M24513MC



SÉPARATEURS

SÉPARATEUR MOBILE BLANC - HAUTEUR 075 1/4

CO-M24514MC



SÉPARATEURS

BARRE DE LIAISON POUR SÉPARATEUR MOBILE BLANC (BAC DE SÉPARATION)

CO-M24526MC



SÉPARATEURS

SÉPARATEUR MOBILE BLANC - HAUTEUR 155 1/4

CO-M24515MC



SÉPARATEURS

SÉPARATEUR MOBILE BLANC HAUTEUR 155 1/6

CO-M24525MC



Composants

SÉPARATEURS

BARRE DE LIAISON POUR SÉPARATEUR MOBILE BLANC (BAC TIROIR)

CO-M24530MC



SÉPARATEURS

SÉPARATEUR MOBILE BLANC HAUTEUR 120 1/6 POUR BAC 120/6 AVEC POIGNÉE

CO-M24525MS



BAC DE SUBDIVISION

BOÎTE DE SUBDIVISION BLANCHE - HAUTEUR 155 1/8

CO-M24620MC



BAC DE SUBDIVISION

BOÎTE DE SUBDIVISION BLANCHE - HAUTEUR 075 1/18

CO-M24615MC



BAC DE SUBDIVISION

BOÎTE DE SUBDIVISION BLANCHE - HAUTEUR 075 1/12

CO-M24617MC



BAC DE SUBDIVISION

BOÎTE DE SUBDIVISION BLANCHE - HAUTEUR 075 1/8


CO-M24618MC



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

PORTE-ÉTIQUETTE CACHE BLANC LONGUEUR 160 (LOT DE 100)


CO-M77915



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

PORTE-ÉTIQUETTE CACHE BLANC LONGUEUR 160 (LOT DE 100)


CO-M77915



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

PORTE-ÉTIQUETTE CACHE BLANC - 2 CASES - LONGUEUR 80 (LOT DE 100)


CO-M77906



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

PORTE-ÉTIQUETTE CACHE BLANC - 2 CASES - LONGUEUR 80 (LOT DE 100)

CO-M77906



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

PORTE-ÉTIQUETTE CACHE BLANC - 1 CASE - LONGUEUR 40 (LOT DE 100)

CO-M77905



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

PORTE-ÉTIQUETTE CACHE BLANC - 1 CASE - LONGUEUR 40 (LOT DE 100)

CO-M77905



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

PORTE-ÉTIQUETTE BLANC VERTICAL UNIVERSEL (LOT DE 10)

CO-M77816V



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

PORTE-ÉTIQUETTE BLANC VERTICAL UNIVERSEL (LOT DE 10)

CO-M77816V



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

PORTE-ÉTIQUETTE BLANC HORIZONTAL UNIVERSEL (VENDU PAR LOT DE 10)

CO-M77816



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

PORTE-ÉTIQUETTE BLANC HORIZONTAL UNIVERSEL (VENDU PAR LOT DE 10)

CO-M77816



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT VERTICAL (LOT DE 50)


CO-M24534V



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT VERTICAL (LOT DE 50)

CO-M24534V



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT HORIZONTAL (LOT DE 50)

CO-M24534MZ



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT HORIZONTAL (LOT DE 50)

CO-M24534MZ



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/6

CO-M24610MZ



Composants

PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/6

CO-M24610MZ



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/4

CO-M24611MZ



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/4

CO-M24611MZ



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/2 (POUR TIROIR)

CO-M77815



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/2 (POUR TIROIR)

CO-M77815



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

PORTE-ÉTIQUETTE BLANC 80 X 50 MM

CO-M24535SZ

PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

PORTE-ÉTIQUETTE BLANC 80 X 50 MM

CO-M24535SZ

ÉTIQUETTES POUR TIROIR

ÉTIQUETTES BLEUES (LOT DE 5)

CO-M77826



ÉTIQUETTES POUR TIROIR

ÉTIQUETTES JAUNES (LOT DE 5)

CO-M77825



ÉTIQUETTES POUR TIROIR

ÉTIQUETTES ROUGES (VENDU PAR LOT DE 5)

CO-M77827



ÉTIQUETTES POUR TIROIR

ÉTIQUETTES VERTES (LOT DE 5)

CO-M77828



ÉTIQUETTES POUR TIROIR

ÉTIQUETTES BLANCHES POUR BOÎTE DE SUBDIVISION

CO-M24532MC



ÉTAGÈRES EN ABS

ÉTAGÈRE BLANCHE F600 À CLASSEURS (14 INTERVALLES)

CO-M77899



ÉTAGÈRES EN ABS

ÉTAGÈRE BLANCHE F600 À SOLUTÉS

CO-M24505MS



ÉTAGÈRES EN ABS

ÉTAGÈRE BLANCHE F600 STANDARD

CO-M24505MC



ÉTAGÈRES EN ABS

PACK ETAGERE BT 75 - 4 BACS TIROIRS 75 1/4 - 12 SEPARATEURS MOBILES - 4 PE 1/4

PP-PETA-BT75-16



ÉTAGÈRES EN ABS

PACK TIROIR 155 - 4 BACS DE SEPARATION 155 1/4 - 4 SEPARATEURS MOBILES - 4 BARRES DE LIAISON

PP-PTIR155-14-8



ÉTAGÈRES EN ABS

PACK TIROIR 155 - 4 BACS DE SEPARATION 155 1/4 - 8 SEPARATEURS MOBILES - 4 BARRES DE LIAISON

PP-PTIR155-14-12



ÉTAGÈRES EN ABS

PACK TIROIR 155 - 6 BACS DE SEPARATIONS 155 1/6 - 6 SEPARATEURS MOBILES - 6 BARRES DE LIAISON

PP-PTIR155-16-12



ÉTAGÈRES EN ABS

PACK TIROIR 155 - 6 BACS DE SEPARATION 155 1/6 - 12 SEPARATEURS MOBILES - 6 BARRES DE LIAISON

PP-PTIR155-16-18



ÉTAGÈRES EN ABS

PACK TIROIR 75 - 6 BACS DE SEPARATION 75 1/6 - 18 SEPARATEURS MOBILES

PP-PTIR75-16-24



Composants

ÉTAGÈRES EN ABS

PACK TIROIR 75 - 4 BACS DE SEPARATION 75 1/4 - 12 SEPARATEURS MOBILES

PP-PTIR75-14-16



ÉTAGÈRES EN ABS

PACK TIROIR 75 - 4 BACS DE SEPARATION 75 1/4 - 16 SEPARATEURS MOBILES

PP-PTIR75-14-20



ÉTAGÈRES EN ABS

PACK ETAGERE BT 155 - 4 BACS TIROIRS 155 1/4 - 8 SEPARATEURS MOBILES - 4 BARRES DE LIAISON - 4 ...

PP-PETA-BT155-14



ÉTAGÈRES EN COMPACT

ÉTAGÈRE TRESPA F600

CO-M77884



ÉTAGÈRES EN MÉTAL

ÉTAGÈRE LONGUE EN MÉTAL POUR GUÉRIDON (P0598)

CO-ETAGLMET



ÉTAGÈRES EN MÉTAL

ÉTAGÈRE COURTE EN MÉTAL POUR GUÉRIDON (P0598)

CO-ETAGCMET



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

PORTE-ÉTIQUETTE POUR ÉTAGÈRE EN RÉSINE STRATIFIÉE

CO-M77907



ENSEMBLE PLATEAU PILULIER ...

ENSEMBLE PLATEAU 7 BACS JOURNALIERS GRAND MODÈLE

CO-MEC70002



ENSEMBLE PLATEAU PILULIER ...

ENSEMBLE PLATEAU 7 BACS JOURNALIERS MOYEN MODÈLE

CO-MEC70001



ENSEMBLE PLATEAU PILULIER ...

PLATEAU BAC JOURNALIER BLANC

CO-MEC70003



ENSEMBLE PLATEAU PILULIER ...

SYSTÈME OUVERTURE BLANC

CO-SOBJ



BAC JOURNALIER

SÉPARATEUR MOYEN MODÈLE (UNITAIRE)

CO-MEC70008



BAC JOURNALIER

SÉPARATEUR GRAND MODÈLE (UNITAIRE)

CO-MEC70009



BAC JOURNALIER

BAC JOURNALIER TRANSPARENT GRAND MODÈLE

CO-MEC70012



BAC JOURNALIER

BAC JOURNALIER TRANSPARENT MOYEN MODÈLE

CO-MEC70011



BAC JOURNALIER

PILULIER SEUL AVEC COUVERCLE POUR TIROIRS JOINTIFS


CO-MED038



ENSEMBLE 8 PILULIERS

ENSEMBLE PLATEAU 8 PILULIERS - MAUVE

CO-M77900MA



ENSEMBLE 8 PILULIERS

PLATEAU PLUMIER - MAUVE

CO-M77904MA



ENSEMBLE 8 PILULIERS

PILULIER PLUMIER - MAUVE

CO-M77902MA



ENSEMBLE 8 PILULIERS

SÉPARATEUR POUR PILULIER PLUMIER (VERT OU MAUVE)

CO-M77903



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

PORTE-ÉTIQUETTES TRANSPARENT MOYEN MODÈLE (LOT DE 50)

CO-MEC80020



Composants

PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

PORTE-ÉTIQUETTES TRANSPARENT GRAND MODÈLE (LOT DE 50)

CO-MEC80021



ÉTIQUETTES POUR PILULIER

LOT DE 35 PLANCHES DE 24 ÉTIQUETTES POUR PLATEAUX 8 PILULIERS (COLORIS PANACHÉS)

CO-M77901



ÉTIQUETTES POUR PILULIER

ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES MOYEN MODÈLE (200 PLANCHES DE 27 SOIT 5400 ÉTIQUETTES)

CO-MEZ80020



ÉTIQUETTES POUR PILULIER

ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES GRAND MODÈLE (200 PLANCHES DE 18 SOIT 3600 ÉTIQUETTES)

CO-MEZ80021



ÉTIQUETTES POUR PILULIER

ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES MOYEN MODÈLE (50 PLANCHES DE 27 SOIT 1350 ÉTIQUETTES)

CO-MEZ8002001



ÉTIQUETTES POUR PILULIER

ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES GRAND MODÈLE (50 PLANCHES DE 18 SOIT 900 ÉTIQUETTES)

CO-MEZ8002101



Nuancier

Décors



EXOTIQUE BLEU



PLUM PURPLE



QUARTZ



LIMON



RED CANDY




RICE PAPER

Une maintenance préventive qui s'adapte à vous

La maintenance des dispositifs médicaux n'est pas seulement une **obligation technique**, mais aussi une **responsabilité légale** et réglementaire de l'établissement.

Elle repose sur :

- Une politique claire
- Des procédures de traçabilité
- L'utilisation de pièces conformes
- Et la qualification du personnel



Les avantages de la maintenance préventive



LES AVANTAGES D'UNE MAINTENANCE RÉGULIÈRE DE VOS ÉQUIPEMENTS

- Plus de performance : disponibilité maximale du parc.
- Plus de qualité : un service fiable et continu.
- Moins de dépenses : réduction des coûts de réparation.
- Moins de pannes : continuité assurées.



ALLONGER LA DURÉE DE VIE DE VOS ÉQUIPEMENTS & GARANTIR LA SÉCURITÉ

Nos programmes de maintenance sont pensés pour :
- Exploiter pleinement les performances de vos équipements.
- Assurer des contrôles réguliers et des diagnostics fiables.
- Préserver la sécurité des patients, résidents et soignants.
- Maintenir la conformité réglementaire de votre établissement.



UN BUDGET SOUS CONTRÔLE

Nos solutions de maintenance vous aident à :
- Anticiper vos dépenses.
- Eviter les coûts imprévus.
- Optimiser vos investissements en toute transparence.



DES PIÈCES CERTIFIÉES POUR UNE FAISABILITÉ DURABLE

Toutes nos interventions sont réalisées avec des pièces d'origine, testées et validées garantissant :
- La sécurité maximale lors de l'utilisation de vos équipements.
- Le respect strict des normes réglementaires.
- La longévité et la fiabilité de vos lits, matelas et accessoires.

Nos prestations de maintenance préventive



UN INTERLOCUTEUR UNIQUE POUR UNE SOLUTION COMPLÈTE

De l'avant-vente à l'après-vente, nous vous accompagnons à chaque étape.

Grâce à une **analyse précise** de vos besoins, nous mettons en place un **support technique** sur-mesure, fondé sur une **collaboration durable** et **efficace**.

DES EXPERTS À VOS CÔTÉS

Nos techniciens et ingénieurs, régulièrement formés aux dernières innovations, vous assurent :
• Un service réactif et de haute qualité.
• Une installation professionnelle de vos équipements.
• La formation complète de vos équipes, directement sur site.

NOS TECHNICIENS RÉALISENT UNE VÉRIFICATION COMPLÈTE

• Contrôle mécanique : assemblage, articulations, freins, verrouillages.
• Contrôle éléctronique : composants, commandes, capteurs.
• Points de sécurité : barrières, systèmes de blocage, dispositifs de protection.
• Lubrification : regraissage de tous les points de pivot.
• Tests éléctriques : réalisés conformément aux normes en vigueur.
Chaque opération (contrôle, réglage, remplacement) est consignée dans le rapport de maintenance du technicien.

REMISE EN ÉTAT DU PARC

A l'issue de la visite, notre service de maintenance préventive vous enverra par mail le **rapport de maintenance** complété pour chaque équipement.
Les **fiches d'intervention** sont transmises à votre interlocuteur HAcare qui établit les devis nécessaires pour les réparations ou remplacements.

Vous disposez ainsi d'un **suivi complet** et **transparent** de la **maintenance** de votre parc.

Résultat : un processur clair et tracé, qui garantit la sécurité, la conformité et la disponibilité de vos équipements.

ALLIBERT MÉDICAL

Z.I. Nord 14 rue des forges
86200 - Loudun

Tél +33 (0)1 42 84 01 15
adv.allibert@hacare.com



Stéphane HARDOIN
Responsable Ventes France
s.hardoin@hacare.com
07 44 73 69 53

Administration des ventes
adv.allibert@hacare.com
+33 (0)1 42 84 01 15



Rémi BONSIGNOUR
Corse
r.bonsignour@syneris-sante.com
06 77 65 71 28



Anthony GONZALES
Sud Est
a.gonzales@hacare.com
06 22 27 71 47



Stéphane HARDOIN
Grand-Est
s.hardoin@hacare.com
07 44 73 69 53



Stéphane HARDOIN
Nord - Paris - Normandie
s.hardoin@hacare.com
07 44 73 69 53



Stéphane HARDOIN
Nord Ouest
s.hardoin@hacare.com
07 44 73 69 53



Antoine MARIOT
Sud Ouest
a.mariot@hacare.com
07 45 29 16 99

Béatrice PAZZINI
Aquitaine
sud.ouest.hospitalier@wanadoo.fr
05 56 34 81 93

HAcare

MEDICAL

1860

MKT-26-PO-HOP-SES-PT-GUM-M3SGO-FR
2026